

RUDOLF

BECAUSE WE CARE



GENERAL SURGERY

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search




1 SC

Scheren
Scissors




2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure




8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology




9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics



10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



Abbildungstreue und Haftung

- **RUDOLF Medical** behält sich Änderungen und Abweichungen von den im Katalog dargestellten Produkten und Abbildungen ausdrücklich vor.
- Änderungen dienen ausschließlich der kontinuierlichen Verbesserung und Modellpflege der Produkte im Rahmen von Produktentwicklungen.
- **RUDOLF Medical** kann die in den Katalogen enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Urheberrecht, Warenzeichen und Patente

- Der Besteller darf die von uns vorgelegten Kataloge, Zeichnungen, Pläne, Abbildungen, Berechnungen, Preislisten, Muster, technische Unterlagen und das ihm überlassene Know-how nur dann an Dritte weitergeben oder ihnen bekanntmachen, wenn wir zuvor schriftlich zugestimmt haben. Urheberrechte behalten wir uns ausdrücklich vor.

Picture Fidelity and Liability Note

- **RUDOLF Medical** reserves expressly the right to alter and deviate from the products and product pictures presented in the catalogue.
- Alterations serve exclusively the continuous improvement and model modification of the products for the purpose of product development.
- **RUDOLF Medical** may alter the information contained in the catalogues without prior notice.

Copyright, Trademark and Patents

- The buyer may only provide or make known to third parties the catalogues, drawings, plans, graphics, calculations, price lists, samples, technical documents and know-how provided to the buyer by us if we have granted our prior written permission for this. All copyright rights are expressly reserved by us.



- Unsere **Instrumenten-Abbildungen** ohne Angabe eines Maßstabes haben eine Größe von **1:2**.
- Ausnahmen hiervon werden mit einer Maßstabsangabe z. B. 1:3 gekennzeichnet.
- Unsere **Detailbilder** sind in **Originalgröße (1:1)** abgebildet.
- Ausnahmen hiervon werden mit einer Maßstabsangabe z. B. 1:3 gekennzeichnet.



- All **instrument illustrations** without a scale indication show the instruments in **1:2**.
- Exceptions to this will be shown with a scale indication e.g. 1:3.
- All **detail drawings** are in **original size (1:1)**.
- Exceptions to this will be shown with a scale indication e.g. 1:3.



Unsere tabellarischen Anordnungen zeigen:

- An der Tabelle das komplette Instrument gemäß Maßstabsangabe von Seite GI.
- Oberhalb der Tabelle die Detailbilder gemäß Maßstabsangabe von Seite GI, die in Fortführung der virtuellen Spalte platziert sind.
- Die Symbole weisen auf die Materialeigenschaften und das Design der Schneiden hin.

Our tabular presentations show:


- At the table the complete instrument according to the scale indicated on page GI.
- Above the table the detail pictures, according to the scale indicated on page GI, placed in the continuation of the virtual column.
- The symbols indicate the material properties and the blade design.



METZENBAUM

				
			stumpf / stumpf blunt / blunt	
		gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
Typ / Type	13 cm – 5"	14,5 cm – 5¾"		
	RU 1311-13	RU 1301-14	RU 1311-14	
MC	–	RU 1301-14M	RU 1311-14M	
CC	–	RU 1301-14C	RU 1311-14C	
TC	–	RU 1304-14	RU 1314-14	
TC/MC	–	RU 1304-14M	RU 1314-14M	
TC/CC	–	RU 1304-14C	RU 1314-14C	

Lebensdauer
Service Life / Durability



*nach DIN 58298:2010-09, Abschnitt B4-Schneidefähigkeit von Scheren
*according to DIN 58298:2010-09, article B4-cutting efficiency of scissors

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



**Index
IN**

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index



A

Accessories HS 15

Adson
 Bone rongeur forceps BS 52
 Cannulas TS 7
 Delicate dissecting forceps FC 12–FC 13
 Delicate tissue forceps FC 26–FC 28
 Hemostatic forceps CF 22
 Micro Suture Forceps FC 4
 Needle holders WO 16
 Pituitary forceps FC 22
 Raspatories BS 22
 Retractors RE 48–RE 49
 Self-retaining retractors RE 45–RE 46

Adson-Brown
 Skin forceps FC 38

Adson-Ewald
 Delicate tissue forceps FC 27

Adson-Graefe
 Skin forceps FC 38

Adson Standard
 Delicate dissecting forceps FC 12

Alderdyce
 Elevators BS 29

Alexander
 Chisels BS 4
 Raspatories BS 21
 Uterine biopsy forceps GO 46

Allen
 Stomach clamps AS 16

Allis
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 3

Allis-Adair
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 4

Allis-Atrauma
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 4

Alm
 Self-retaining retractors RE 33
 Amniotome for the amniotic membrane GO 24
 Amputation knives SK 9
 Amputation retractor BS 43
 Anastomosis clamps AS 19

Anderson-Adson
 Self-retaining retractors RE 45

Andrew-Pyncheon
 Cannulas TS 5
 Anoscope AS 24
 Applying forceps CF 61
 Arteriotomy scissors SC 58
 Atraumatic Forceps FC 23

Austin
 Micro Suture Forceps FC 4
 Autopsy knife SK 10

Auvard
 Vaginal specula GO 16

B

Babcock
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 6

Babcock-Atrauma
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 6

Baby-Adson
 Hemostatic forceps CF 22

Baby-Allis
 Intestinal and tissue grasping forceps AS 3

Baby-Balfour
 Abdominal retractors RE 56

Baby-Crile
 Hemostatic forceps CF 10

Baby-Crile-Wood
 Needle holders WO 26

Baby-Doyen
 Intestinal clamps AS 9

Baby-Kocher
 Intestinal clamps AS 13

Baby-Lexer (Knapp)
 Facelift and nasal scissors SC 39

Baby-Mikulicz
 Peritoneal forceps CF 44

Baby-Mixer
 Ligature forceps CF 36

Baby-Olsen-Hegar
 Needle holders WO 17

Baby-Overholt
 Ligature forceps CF 29

Baby-Roux
 Retractors RE 13

Baby-Senn-Mueller
 Retractors RE 12

Baby-Tischler
 Biopsy forceps GO 45

Backhaus
 Towel forceps CF 48

Bainbridge
 Hemostatic forceps CF 21

Bakes
 Gall duct dilators AS 34

Balfour
 Abdominal retractors RE 56–RE 58

Balfour USA-Modell
 Bauchdeckenhalter RE 58

Ballentine
 Hysterectomy forceps GO 36
 Bandage scissors SC 73–SC 76

Bane-Hartmann
 Bone rongeur forceps BS 47

Barnes-Neville
 Obstetrical forceps GO 56

Baron
 Cannulas TS 8

Barr
 Rectal specula AS 23

Barraquer
 Micro needle holders WO 10–WO 11
 Razor blades holder SK 7
 Suture forceps FC 43

Barraquer-Troutman
 Micro needle holders WO 10

Barrett
 Placenta forcep GO 58
 Uterine tenaculum forceps GO 22

Barsky
 Fine wound retractors RE 4
 Baskets half size HS 10
 Baskets, mini size HS 14
 Baskets, three-quarter size HS 11

Beacham
 Amniotome GO 24

Beckmann-Adson
 Self-retaining retractors RE 47

Beckmann-Adson (standard)
 Retractors RE 48

Beckmann-Eaton
 Retractors RE 49

Bed pans HS 4

Beebee
 Crown scissors SC 69

Beer
 Cilia forceps FC 43

Bengolea
 Hemostatic forceps CF 23

Bennett
 Bone levers BS 33

Benson
 Pylorus spreader AS 16

Berger
 Biopsy forceps GO 43

Bergmann
 Bandage scissors SC 75
 Mallets BS 81–BS 82
 Wound retractors RE 7

Bernhard
 Towel forceps CF 50

Beyer
 Bone rongeur forceps BS 49BS 53

Biemer
 Vein scissors SC 10
 Biopsy and aspirating curettes GO 52
 Biopsy curettes GO 39
 Biopsy forceps GO 40–GO 45
 Biopsy instruments GO 33
 Bipolar connecting cables HF 7, HF 18
 Bipolar forceps with irrigation HF 17
 Bipolar forceps HF 8–HF 17
 General information HF 8
 NON-STICK HF 8–HF 13
 standard HF 8–HF 14
 Bipolar scissors SC 48, HF 6–HF 7
 General information SC 48, HF 6
 Bipolar Scissors SC 1

Bircher-Ganske
 Bone holding forceps BS 39

Birkett
 Hemostatic forceps CF 24
 Bladder neck spreader AS 41
 Bladder retractors AS 38–AS 39
 Blades SK 3–SK 7

Blake
 Uterine curettes GO 51

Blepharoplasty scissors SC 39

Blount
 Bone levers BS 33

Blumenthal
 Bone rongeur forceps BS 50

Boehler
 Bone cutting forceps BS 59
 Bone rongeur forceps BS 52
 Extension bows BS 79

Boettcher
 Tonsil scissors SC 59
 Bone Curettes BS 11–BS 17
 Bone cutting forceps BS 59–BS 61
 Bone holding forceps BS 38–BS 46
 Bone levers BS 30–BS 33
 Bone rasps BS 18
 Bone retractors BS 34–BS 36
 Bone rongeur forceps BS 47–BS 58
 Bone scissors SC 77
 Bone wire BS 80
 Bone wire guides BS 80



Bone wire tighteners BS 80

Bonney

Polypus and ovary forceps GO 29
Tissue forceps FC 37

Bonn Pattern

Delicate dissecting scissors SC 25

Bowls HS 6–HS 8

Boys-Allis

Intestinal and tissue grasping forceps AS 4

Bozemann

Cotton swab forceps CF 56–CF 57
Needle holders WO 22

Bozemann-Douglas

Cotton swab forceps CF 57

Brain

Delicate dissecting forceps FC 14
Delicate tissue forceps FC 30

Brand

Tendon seizing forceps BS 86

Braun

Uterine depressor GO 20
Uterine tenaculum forceps GO 23–GO 25
Vaginal specula GO 12

Braun-Stadler

Perineum (Episiotomy) scissors SC 67

Breisky

Vaginal specula GO 14

Bristow

Bone levers BS 33

Brodie

Rectal probe TS 17

Brophy

Delicate dissecting forceps FC 18
Delicate tissue forceps FC 32

Brophy (Sullivan)

Delicate surgical scissors SC 19

Brown

Needle holders WO 12
Skin forceps FC 38

Brunner

Guiding probes WO 45
Retractors RE 26–RE 30

Bruns

Bandage scissors SC 76
Bone curettes BS 11–BS 12

Bryant

Dressing and polypus forceps CF 53

Buck-Gramcko

Bone levers BS 30

Buie

Fistula Probes TS 17

Bulldog clamps CF 60–CF 63

Bunt

Sterilization clamps HS 3

Burke

Uterine biopsy forceps GO 46

Busch

Umbilical scissors SC 66

C

Cairns

Hemostatic forceps CF 18

Cannulas TS 5–TS 9

Canny-Ryall

Retractors RE 21

Carabiner HS 15

Caroll

Tendon seizing forceps BS 87

Carrel

Hemostatic forceps CF 15

Case for oscillating plaster saws WO 51

Caspar

Mini-scalpel handle SK 3
Retractors RE 19

Castanares

Dissecting scissors SC 44

Castroviejo

Corneal scissors SC 10
Micro needle holders WO 8–WO 9
Razor blade holder, swiss pattern SK 7
Tear duct dilators TS 19

Castroviejo/Barraquer

Micro needle holders WO 8

Castroviejo-Kalt

Micro needle holders WO 11
Catheter forceps TS 11
Catheter guide AS 43
Cercage instruments BS 80

Chaput

Hemostatic forceps CF 15

Charrière

Saws BS 63–BS 64

Cheatle

Sterilization forceps HS 3

Cheron

Cotton swab forceps CF 56
Chisels BS 3–BS 10

Chisel set BS 3

Cilia forceps FC 43

Clamp forceps CF 42–CF 44

Clamp holder AS 19

Cleveland

Bone rongeur forceps BS 48
Clip applying and removing forceps WO 47
Clip applying forceps WO 48
Clip forceps WO 47
Closing forceps AS 19

Cloward

Self-retaining retractors RE 39
Wound retractors RE 5

Cobb

Gouges BS 10
Raspatories BS 24–BS 26

Coller-Crile

Hemostatic forceps CF 11

Collin

Clip applying and removing forceps WO 47
Cotton swab forceps CF 56
Hemostatic forceps CF 17
Intestinal and tissue grasping forceps AS 7
Retractors RE 15
Rib shears SC 78
Tongue holding forceps CF 59
Umbilical cord clamp GO 54
Uterine elevating forceps GO 31
Vaginal specula GO 3

Collin-Duval

Intestinal and lung forceps FC 39

Collin-Pozzi

Uterine tenaculum forceps GO 23

Combination wrench BS 79

Cone

Self-retaining retractors RE 46

Cone (Adson-Baby)

Self-retaining retractors RE 43

Connecting cables HF 17

Converse

Needle holders WO 28

Cooley

Retractors RE 31

Cooper

Ligature needles WO 41

Corneal scissors SC 10

Cottle

Chisels BS 5
Fixing forceps FC 24
Mallets BS 84
Nasal scissors SC 50
Osteotomes BS 5
Raspatories BS 22
Skin forceps FC 38

Cottle-Jansen

Bone rongeur forceps BS 50
Cotton applicators TS 20–TS 21
Cotton dispensers HS 6
Cotton swab forceps CF 56–CF 57

Crafoord

Hemostatic forceps CF 27

Crile

Fine wound retractors RE 3
Hemostatic forceps CF 10
Retractors RE 10

Crile-Murray

Needle holders WO 16

Crile-Rankin

Hemostatic forceps CF 10

Crile-Wood

Needle holders WO 16WO 26–WO 27
Crown scissors SC 69
Curettes BS 11–BS 17

Cusco

Vaginal specula GO 3–GO 4

Cushing

Cutter BS 65
Decompression hook RE 11
Delicate dissecting forceps FC 17
Delicate tissue forceps FC 31
Fine wound retractors RE 3
Raspatories BS 20
Retractors RE 9–RE 11

Cushing-Taylor

Delicate dissecting forceps FC 17

Cutter BS 78

Czerny

Rectal specula AS 22
Uterine tenaculum forceps GO 24

D

Dandy

Hemostatic forceps CF 20

Daubenspeck

Bone curettes BS 14

Davidson

Retractors RE 31

Dean

Gum scissors SC 70



Deaver

Chirurgische Scheren SC 22
Retractors RE 26–RE 27

De Bakey

Atraumatic forceps FC 23
Needle holders WO 25
Self-retaining retractors RE 51
Vascular scissors SC 52

De Bakey-Hess

Bulldog clamps CF 61
Decompression hook RE 11

De Lee

Polypus and ovary forceps GO 29
Delicate dissecting forceps FC 12–FC 19
Delicate dissecting scissors SC 24–SC 27
Delicate Scissors SC 13–SC 17
Delicate surgical scissors SC 18
Delicate tissue forceps FC 26–FC 33

De Martel (Willet)

Scalp flap forceps GO 53

De Martel-Wolfson

Anastomosis clamps AS 19
Clamp holder AS 19
Closing forceps AS 19

Demel

Bone wire guides BS 80

Denis-Brown

Abdominal retractors RE 61

Derf

Needle holders WO 12–WO 21
Dermatomes SK 11

Deschamps

Ligature needles WO 38–WO 39

Deschamps-Standard

Ligature needles WO 37

Desjardins

Gall duct forceps AS 33
Gall duct instruments AS 34
Gall stone forceps AS 33

Desmarres

Retractors RE 10

Dieffenbach

Bulldog clamps CF 60

Diethrich

Bulldog clamps CF 62–CF 63

Dingmann

Bone holding forceps BS 38

Dingmann (modif.)

Bone holding forceps BS 38
Directors TS 16–TS 17
Dissecting forceps CF 37
Dissecting Forceps FC 20–FC 23
Dissecting forceps, standard FC 20
Dissecting knives with metal handle SK 8
Dissecting Micro Forceps FC 6–FC 8
Dissecting scissors SC 24–SC 47
General information SC 47
Dissecting scissors with suture hole SC 62

Dixon-Lovelace

Hemostatic forceps CF 21

Douay

Biopsy forceps GO 44
Double-ended Probe TS 15

Douglas

Cilia forceps FC 43

Doyen

Abdominal retractors RE 63
Gynecological scissors SC 64
Intestinal clamps AS 9
Myoma screw GO 33
Ovarian forceps GO 32
Probe, curved TS 16
Raspatories BS 23
Retractors RE 24
Vaginal specula GO 13–GO 15

Doyen-Atrauma

Intestinal clamps AS 10

Doyen-Stille

Retractors RE 25

Drape clamp

HS 15

Drape retainer for wire basket

HS 10–HS 11

Dratigues

Uterine elevating forceps GO 31
Dressing and polypus forceps CF 53

Dressing forceps

CF 53–CF 55

Drills

BS 65–BS 67

Drill Wires

BS 69–BS 71

Dunhill

Hemostatic forceps CF 17

Duplay

Uterine tenaculum forceps GO 23

Durante

Grasping forceps FC 40

Dust extractor

WO 52

Duval

Intestinal and lung forceps FC 39
Intestinal and tissue grasping forceps AS 7–AS 8
Tissue grasping forceps AS 8

E

Ear dressing forceps FC 24–FC 25

Ear probe

TS 17

Elevating spoon

GO 53

Elevators

BS 27–BS 29

Emmet

Cotton swab forceps CF 56
Endarterectomy scissors SC 51

Endospecula for cervix

GO 19

Engel

Plaster saw WO 49

English Pattern

Towel forceps CF 47

Enterotomy scissors

SC 60

Eppendorf

Biopsy forceps GO 44

Esmarch

Bandage scissors SC 75
Plaster knives WO 49

Ewald

Delicate dissecting forceps FC 12

Extension bows

BS 79

Eye scissors

SC 13

F

Facelift and nasal scissors SC 39

Farabeuf

Raspatories BS 19

Retractors

RE 14

Farabeuf-Lambotte

Bone holding forceps BS 43

Farrell

Cotton applicators TS 21

Faure

Biopsy forceps GO 42
Clamp forceps CF 43
Peritoneal forceps CF 46

Fehland

Sigmoid anastomosis clamps AS 21

Feilchenfeld

Splinter forceps FC 41

Fein

Cotton Applicators TS 20

Fergusson

Bone holding forceps BS 40
Cannulas TS 6–TS 7
Haemorrhoidal forceps AS 27

Ferris-Smith

Tissue forceps FC 36
Fine wound retractors RE 3–RE 4
Finger ring saw BS 63

Fino

Delicate scissors SC 16
Iris and suture scissors SC 13

Finocchietto

Ligature forceps CF 39
Needle holders WO 15–WO 32

Finsen

Self-retaining retractors RE 33

Fish

Probes TS 15
Self-retaining retractors RE 37
Fistula hook GO 33
Fistula probe TS 17–TS 18
Fistula scissors SC 64
Fixation clamp HS 15
Fixing forceps FC 24
Flat nosed pliers BS 72BS 75
Flat nose pliers BS 62

Foerster

Sponge holding forceps CF 58

Foerster-Ballenger

Sponge holding forceps CF 58

Fomon

Nasal scissors SC 49–SC 50

Fomon-Saber-Back

Nasal scissors SC 49

Forceps, jaw profil description

FC 3

Ford Dixon

Haemorrhoidal ligators AS 31

Foreign body forceps

AS 44

Franz

Abdominal retractors RE 63

Frazier

Abdominal retractors RE 55

Cannulas

TS 7

Micro suction tubes

TS 10

Frazier (Fergusson)

Cannulas TS 6

Freeman

Dissecting scissors SC 46

Freeman-Gorney

Dissecting scissors SC 43

Freeman-Kaye

Dissecting scissors SC 42

Friedmann-Delikat

Bone rongeur forceps BS 48

Fritsch

Retractors RE 24



Frohn
Cotton applicators TS 21

Fuchsig
Hemostatic forceps CF 22

G

Gall duct dilators AS 34
Gall duct forceps AS 32–AS 33
Gall duct instruments AS 34
Gall stone forceps AS 33

Gauss
Scalp flap forceps GO 53

Gelpi
Skin- and vaginal retractor RE 50

Gemini
Ligature forceps CF 35

Gerald
Delicate dissecting forceps FC 15
Delicate tissue forceps FC 32

Gillies
Delicate tissue forceps FC 30
Needle holders WO 19–WO 20
Skin hooks RE 3

Gillies Slim
Needle holders WO 19

Goelet
Retractors RE 13

Goldmann-Fox
Delicate dissecting scissors SC 26
Gum scissors SC 26

Gomco
Circumcision instrument AS 43

Good
Tonsil scissors SC 59

Gorney
Dissecting scissors SC 44–SC 45
Suction raspatories TS 9

Gosset
Abdominal retractors RE 54–RE 55
Gouges BS 3–BS 10

Gourdet
Uterine curettes GO 49

Gradle
Cilia forceps FC 43

Graefe
Delicate dissecting scissors SC 25
Skin hooks RE 4
Grasping forceps FC 40–GO 21

Grave
Vaginal specula GO 4–GO 5

Gray
Gall duct forceps AS 32

Grazil
Surgical scissors SC 21

Green
Retractors RE 22

Green-Armytage
Uterine forceps GO 59

Grip pliers BS 75

Gross-Maier
Dressing forceps CF 54

Gruenwald
Delicate dissecting forceps FC 19
Guiding needles TS 14–WO 36
Guiding probes WO 44–WO 46
Gum scissors SC 26–SC 70

Guthrie
Skin hooks RE 4

Guttmann
Secretion spoon AS 44
Uterine secretion spoon GO 33

Guyon
Catheter guide AS 43
Kidney clamps AS 36

Guyon-Atrauma
Kidney clamps AS 36
Gynecological scissors SC 63–SC 65

H

Haberer
Spatulas RE 32
Haemorrhoidal forceps AS 27–AS 28
Haemorrhoidal ligators AS 29–AS 31

Hajek
Mallets BS 84

Hakansson
Bone rongeur forceps BS 50

Halle
Bone curettes BS 16

Halsey
Needle holders WO 12–WO 28

Halsted-Mosquito
Hemostatic forceps CF 12–CF 13

Hardy
Dissecting Micro Forceps FC 7

Harrington
Retractors RE 28

Hartmann
Bone rongeur forceps BS 48
Hemostatic forceps CF 15

Hayes
Sigmoid anastomosis clamps AS 20

Heaney
Needle holders WO 13
Parametrium forceps GO 35
Retractors RE 29
Uterine curettes GO 49

Heaney-Ballentine
Hysterectomy forceps GO 36

Heaney-Slim
Parametrium forceps GO 35

Hegar
Needle holders WO 14
Uterine dilators GO 18

Hegar-Baumgartner
Needle holders WO 12–WO 24

Hegar-Vascular
Needle holders WO 28

Hegemann-Diethrich
Vascular scissors SC 53

Hegenbarth
Clip applying forceps WO 48

Heiss
Ligature forceps CF 33
Self-retaining retractors RE 33
Hemostatic forceps CF 3–CF 27

Henley
Self-retaining retractors RE 41–RE 42

Henning
Plaster spreader WO 49

Henry
Cilia forceps FC 43

Hey Groves
Bone holding forceps BS 41

Heymann
Nasal scissors SC 49

Heywood-Smith
Haemorrhoidal forceps AS 27
Polypus and ovary forceps GO 30

HF-Handles HF 3 - HF 4

Hibbs
Chisels BS 8
Gouges BS 8
Osteotomes BS 8
Retractors RE 29

Hoen
Hemostatic forceps CF 19
Raspatories BS 27

Hoesel
Retractors RE 21
Vaginal specula GO 15

Hoffmann
Tubing forceps CF 52

Hohmann
Mini-Hohmann BS 31–BS 32

Hohmann-Aldinger
Bone levers BS 32

Hoke
Osteotomes BS 4
Holding pin HS 15

Holzbach
Hysterectomy forceps GO 36

Hopkins
Plaster knives WO 49

Hudson
Cutter BS 65
Drills BS 65
Handle BS 65

Hunt
Micro tumor grasping forceps FC 9

Hunter
Splinter forceps FC 41
Hysterectomy forceps GO 36–GO 37

I

Incision scissors SC 23
Instrument box HS 8–HS 9
Instrument storage trays HS 8
Instrument trays HS 8–HS 9
Intestinal and lung forceps FC 39
Intestinal and pylorus clamps AS 17
Intestinal and tissue grasping forceps AS 3–AS 8
Intestinal clamps AS 9–AS 15
Iris and suture scissors SC 13
Iris scissors SC 13–SC 14

Israel
Retractors RE 16

Iterson
Wound retractors RE 8
IUD grasping forceps GO 21

Ives-Fansler
Anoscope AS 24

J

Jackson
Vaginal specula GO 7
Wound retractors RE 5–RE 7



Jacobs

Uterine tenaculum forceps GO 28

Jacobson

Bone curettes BS 17
Dissecting Micro Forceps FC 6
Hemostatic forceps CF 14
Micro needle holders WO 6

Jacobson-Adson

Delicate dissecting forceps FC 12

Jameson

Delicate dissecting scissors SC 27
Needle holders WO 15

Jameson-Werber

Delicate dissecting scissors SC 27

Jansen

Bone curettes BS 17
Bone rongeur forceps BS 49–BS 50
Ear dressing forceps FC 24
Raspatories BS 21
Self-retaining retractors RE 34

Jansen-Gruenwald

Ear dressing forceps FC 24

Jarcho

Uterine tenaculum forceps GO 24

Jars HS 6

Jeffersen

Self-retaining retractors RE 38

Jobson-Horne

Cotton applicators TS 20

Johns-Hopkins

Bulldog clamps CF 60

Joll (Friedmann)

Thyroid- and
vaginal retractor RE 50

Jones

Towel forceps CF 47

Joseph

Dissecting scissors SC 40
Raspatories BS 22

Judd-Allis

Intestinal and tissue grasping forceps AS 5

Judd-Masson

Bladder retractors AS 39

Julian

Needle holders WO 27

K

Kahn

Uterine tenaculum forceps GO 22

Kallmorgen

Vaginal specula sets GO 7

Kalt

Micro needle holders WO 11

Kalt-Arruga

Micro needle holders WO 11

Kantrowitz

Ligature forceps CF 27

Kaye

Dissecting scissors SC 43
Facelift and nasal scissors SC 39

Kazanjian

Bone cutting forceps BS 60

Kelly

Fistula scissors SC 64
Hemostatic forceps CF 9–CF 25

Polypus and ovary forceps GO 29

Proctoscopes AS 24

Retractors RE 24–RE 30

Sphincteroscopes AS 24

Kelly-Rankin

Hemostatic forceps CF 9

Kern

Bone holding forceps BS 40

Kevorkian

Biopsy curettes GO 39
Biopsy forceps GO 44

Key

Elevators BS 28
Kidney bowls HS 5
Kidney clamps AS 36
Kidney stone forceps AS 37

Kielland

Obstetrical forceps GO 56

Kilner

Dissecting scissors SC 40
Needle holders WO 28
Skin hooks RE 3
Swedish pattern SC 40

Kirschner

Abdominal retractors RE 60
Drill wires BS 69

Knapp

Tendon sheath hooks BS 88

Kleinert-Kutz

Bone rongeur forceps BS 52
Fine wound retractors RE 4
Tendon passing forceps BS 86
Tenotomy scissors SC 24

Klima-Rosegger

Sternal puncture needles TS 6

Knapp

Eye scissors SC 13
Knot tier WO 46

Knowles

Bandage scissors SC 76

Kocher

Bone retractors BS 35–BS 36
Hemostatic forceps CF 8
Intestinal clamps AS 14
Retractors RE 18–RE 25

Kocher-Atrauma

Intestinal clamps AS 15

Kocher-Engelbrecht

Retractors RE 19

Kocher-Wagner

Retractors RE 19

Koerte

Retractors RE 16

Kogan

Endospecula for cervix GO 19

König

Elevators BS 29
Guiding probes WO 45
Raspatories BS 21

Kristeller

Vaginal specula GO 9
Vaginal specula sets GO 8–GO 10

Kronecker

Ligature needles WO 37

Kuehne

Cilia forceps FC 43

L

La Grange

Gum scissors SC 70

Lahey

Ligature forceps CF 40
Retractors RE 17

Lambotte

Bone holding forceps BS 43
Osteotomes BS 6
Raspatories BS 20

Landau

Trocars TS 4

Lane

Bone holding forceps BS 44
Stomach and intestinal twin clamps AS 18
Tissue forceps FC 37
Towel forceps CF 50

Lane-Trethowan

Bone levers BS 32

Langenbeck

Bone holding forceps BS 39
Elevators BS 27
Raspatories BS 20
Resection knife SK 10
Retractors RE 16–RE 18

Langenbeck-Green

Retractors RE 11–RE 12

Lateral specula GO 5

Lateral speculum GO 15

Lawrence

Ligature forceps CF 40

Lazar

Micro Suture Forceps FC 4

Leksell

Bone rongeur forceps BS 57–BS 58

Lempert

Bone rongeur forceps BS 49

Leriche

Hemostatic forceps CF 11
Retractors RE 29

Lewin

Bone holding forceps BS 39

Lewkowitz

Lithotomy forceps AS 41

Lexel

Dissecting scissors SC 28
Gouges BS 7BS 9
Osteotomes BS 7

Lexel-Fino

Dissecting scissors SC 28

Lid for perforated basket HS 10–HS 11

Lid for wire basket HS 10–HS 12

Ligature forceps CF 12, CF 27–CF 41

Ligature needles WO 37–WO 41

Ligature scissors SC 47–SC 62

General information SC 47

Lister

Bandage scissors SC 74
Sinus forceps CF 53

Lister-Excentric

Bandage scissors SC 75

Liston

Amputation knives SK 9
Bone cutting forceps BS 59

Liston-Key-Horsley

Bone cutting forceps BS 61



Lithotomy forceps AS 41

Littauer

Ligature scissors SC 62

Littauer-Liston

Bone cutting forceps BS 59

Little

Retractors RE 9

Littler

Ligature scissors SC 62

Littlewood

Intestinal and tissue grasping forceps AS 5

Lloyd-Davis

Sigmoid anastomosis clamps AS 20

Lockart-Mummary

Fistula probes TS 18

Locklin

Gum scissors SC 70

Lockwood

Intestinal and tissue grasping forceps AS 5

Lockwood-Allis

Intestinal and tissue grasping forceps AS 4

Lorenz

Bandage scissors SC 76

Lorna

Towel forceps CF 49

Loute

Bone wire tighteners BS 80

Lovelace

Hemostatic forceps CF 21

Love (Morse)

Retractors RE 9

Lower

Ligature forceps CF 34

Lowman

Bone holding forceps BS 46

Lucae

Ear dressing forceps FC 24

Mallets BS 85

Lucas

Chisels BS 3

Gouges BS 3

Luer

Bone rongeur forceps BS 51

Retractors RE 10

Luer-Friedmann

Bone rongeur forceps BS 47

Luer-Koerte

Gall duct instruments AS 35

Luer-Lock Adapter TS 13

M

Magill

Catheter forceps TS 11

Maingot

Clamp forceps CF 42

Mallets BS 81–BS 85

Marham-Meyerding

Self-retaining retractors RE 51

Marquardt

Bone rongeur forceps BS 54

Martin

Bone holding forceps BS 38

Retractors RE 26

Uterine tenaculum forceps GO 22

Martini

Bone curettes BS 17

Martin (Simpson)

Uterine probes GO 20

Masson

Needle holders WO 15–WO 32

MasterCut scissors SC 30–SC 36

Mathieu

Foreign body forceps AS 44

Needle holders WO 33–WO 35

Rectal specula AS 23

Retractors RE 15

Mathieu-Kohler

Needle holders WO 34

Mathieu-Metzenbaum

Needle holders WO 35

Mayfield

Bone rongeur forceps BS 53

Mayo

Dissecting scissors SC 29–SC 31

Grasping forceps FC 40

MasterCut scissors SC 30

Sterilization clamps HS 3

Mayo-Adams

Self-retaining retractors RE 40

Mayo-Hegar

Needle holders WO 13WO 23–WO 24

Mayo-Noble

Dissecting scissors SC 32

Mayo-Robson

Intestinal clamps AS 11–AS 12

Mayo-Robson Atrauma

Intestinal clamps AS 13

Mayo-Stille

Dissecting scissors SC 31–SC 32

Mc Culloch

Cannulas TS 8

Mc Donald

Elevators BS 29

Mc Givney

Haemorrhoidal forceps AS 28

Haemorrhoidal ligators AS 30

Mc Indoe

Bone cutting forceps BS 60

Delicate dissecting forceps FC 13

Delicate tissue forceps FC 30

Vascular scissors SC 51

Mc Kenzil

Cutter BS 65

Mead

Bone rongeur forceps BS 49

Mallets BS 85

Measuring jugs HS 5

Measuring jugs and kidney bowls HS 5

Medicine cups HS 6

Meeker

Ligature forceps CF 34

Meniscus knives BS 37

Metal catheters for women AS 42

Metal label for wire basket HS 15

Baby-Metzenbaum

Dissecting scissors SC 33

Metzenbaum

Bipolar scissors SC 48, HF 6

Dissecting scissors SC 36–SC 38

MasterCut scissors SC 36

Präparierscheren SC 34–SC 38

Supreme SC 37

Metzenbaum-Fino

Dissecting scissors SC 33

Präparierscheren SC 35

Metzenbaum-S

Supreme SC 37

Meyerding

Retractors RE 28

Special Retractors RE 50

Michel

Clip applying and removing forceps WO 47

Clip applying forceps WO 48

Micro Adson

Delicate dissecting forceps FC 12

Delicate tissue forceps FC 26

Micro-Adson-Biemer

Delicate tissue forceps FC 28

Micro clips CF 61

Micro Forceps FC 4

Micro forceps, round handle FC 11

Micro Jewelers Forceps FC 3

Micro-Mosquito

Hemostatic forceps CF 14

Micro needle holders WO 5–WO 11

Micro-Ryder

Needle holders WO 30

Micro-Semken

Delicate tissue forceps FC 29

Micro spring scissors SC 9–SC 12

Micro suction tubes TS 10

Micro Suture Forceps FC 4–FC 5

Micro tumor grasping forceps FC 9–FC 10

Microvascular

Needle holders WO 29

Middeldorpf

Retractors RE 22

Mikulicz

Peritoneal forceps CF 44–CF 45

Retractors RE 30

Milan

Biopsy and aspirating curettes GO 52

Miller

Bone rasps BS 18

Milligan

Self-retaining retractors RE 43

Millin

Bladder neck spreader AS 41

Bladder retractors AS 38

Mini basket with lid HS 14

Mini-Blade-System SK 3

Mini-Friedmann

Bone rongeur forceps BS 47

Mini-Gemini

Ligature forceps CF 36

Mini-Hohmann

Mini-Hohmann BS 30

Mini-Lambotte

Osteotomes BS 6

Mini-Langenbeck

Wound retractors RE 5

Mini-Lexer

Gouges BS 7

Osteotomes BS 7

Mini-Lowman

Bone holding forceps BS 46

Mini-Townsend-Down

Uterine biopsy forceps GO 47

Mini-Townsend-Up

Uterine biopsy forceps GO 47



Mixer

Ligature forceps CF 37–CF 39

Mixer-Slim

Ligature forceps CF 38

Mollison

Self-retaining retractors RE 39

Molt

Raspatories BS 19

Monopolar electrodes HF 5

Morris

Retractors RE 21

Mosquito-Dandy

Hemostatic forceps CF 20

Moynihan

Hemostatic forceps CF 18

Munich Pattern

Biopsy instruments GO 39

Murphy-Lane

Bone levers BS 33

Museux

Uterine tenaculum forceps GO 27

Myoma screw GO 33

Myrtle leaf probe TS 16

N

Naegele

Obstetrical forceps GO 56

Perforator GO 54

Nail instruments BS 62

Nail nipper BS 62

Nail pulling forceps BS 62

Nail scissors SC 71

Nail splitting scissors SC 71

Nasal scissors SC 39–SC 49

Needle holders WO 12–WO 35

Negus

Suction dissectors TS 9

Tonsil forceps CF 42

Neivert

Needle holders WO 20–WO 21

Nelaton

Directors TS 17

Nelson

Intestinal and lung forceps FC 39

Nerve dissecting scissors SC 57

Neurosurgical scissors SC 57

New Orleans

Needle holders WO 13–WO 22

Tissue forceps FC 37

News

Trachea retractors RE 5

New Suture

Surgical scissors SC 23

Nissen

Hemostatic forceps CF 22

Northbent

Ligature scissors SC 62

Noto

Polypus and ovary forceps GO 30

O

Obstetrics GO 53–GO 54

Ochsner

Suture forceps FC 21

Trocars TS 4

Ochsner-Kocher

Hemostatic forceps CF 5–CF 7

O' Connor

Fine wound retractors RE 4

Oehler

Delicate tissue forceps FC 31

Olivecrona

Bone rongeur forceps BS 48

Ollier

Retractors RE 15

Olsen-Hegar

Needle holders WO 17–WO 18

Ombredanne

Mallets BS 83

O'Shaughnessy

Dissecting forceps CF 37

Osteotomes BS 3–BS 10

O'Sullivan-O'Connor

Abdominal retractors RE 62

Ovarian forceps GO 32

Overholt-Geissendorfer

Ligature forceps CF 31–CF 32

Overholt-Mixer

Ligature forceps CF 33

Overholt-S

Ligature forceps CF 30

Overholt-Slim

Ligature forceps CF 30

Ovum forceps GO 57–GO 58

P

Pacific-Kevorkian

Uterine biopsy forceps GO 46

Par

Needle holders WO 20

Parametrium forceps GO 34–GO 35

Parametrium scissors SC 68

Park

Rectal spreader AS 25

Parker

Retractors RE 14

Parker-Langenbeck

Retractors RE 13

Parker-Mott

Retractors RE 14

Parsonnet

Self-retaining retractors RE 34

Partsch

Mallets BS 85

Patella forceps BS 45

Patterson

Biopsy forceps GO 43

Payr

Guiding probes WO 44

Intestinal and pylorus clamps AS 17

Pean

Hemostatic forceps CF 8CF 16

Pederson

Vaginal specula GO 5

Peers-Bertram

Towel forceps CF 48

Peet

Splinter forceps FC 42

Pelkmann

Dressing forceps CF 55

Penis clamp AS 44

Pennington

Hemostatic forceps CF 16

Percy

Amputation retractor BS 43

Perforated basket HS 10–HS 11

Perforator GO 54

Perineum (Episiotomy) scissors SC 67

Peritoneal Forceps CF 44–CF 46

Perkins

Self-retaining retractors RE 35

Perthes

Reamers BS 68

Phaneuf

Hysterectomy forceps GO 36

Piccolo

Cotton applicators TS 20

Piper

Obstetrical forceps GO 56

Pituitary forceps FC 22

Placenta forcep GO 58

Plaster breaker WO 50

Plaster cast instruments WO 49–WO 52

Plaster knives WO 49

Plaster saw WO 49

Plaster saws with oscillating saw blades WO 51

Plaster shears SC 77

Plaster spreader WO 49–WO 50

Plester

Self-retaining retractors RE 36

Polypus and ovary forceps GO 29

Poole

Cannulas TS 5

Potts-Smith

Delicate dissecting forceps FC 19

Delicate tissue forceps FC 31

Vascular scissors SC 52

Pozzi

Uterine tenaculum forceps GO 23

Pratt

Amniotome for the amniotic membrane GO 25

Fistula probes TS 18

Haemorrhoidal forceps AS 27

Rectal specula AS 22

Pribram

Micro suction tubes TS 10

Probes TS 15–TS 18

Probe with eye TS 15

Proctoscopes AS 24

Propylux, handles BS 7–BS 25

Prostatic retractor AS 40

Providence

Hemostatic forceps CF 12

Putti

Bone rasps BS 18

Pylorus spreader AS 16

Q

Quervain

Elevators BS 28

R

Radolf

Nail pulling forceps BS 62



- Ragnell-Davis**
Retractors RE 12
- Raimondi**
Hemostatic forceps CF 19
- Ralk**
Splinter forceps FC 42
- Rampley**
Sponge holding forceps CF 59
- Randall**
Kidney stone forceps AS 37
Raspatories BS 19–BS 27
Rasps BS 18
Razor blade breaker SK 7
Razor blades SK 7
Razor blades holder SK 7
Reamers BS 68
- Recamier**
Uterine curettes GO 50–GO 51
- Rectal biopsy forceps AS 26
Rectal probe TS 17
Rectal specula AS 22–AS 23
Rectal spreader AS 25
Rectoscopes AS 24
- Redon**
Guiding needles TS 14, WO 36
- Reiner**
Plaster knives WO 49
- Resano**
Sigmoid anastomosis clamps AS 20
Resection knife SK 10
Retractors RE 9–RE 31
- Reverdin**
Ligature needles WO 42
Reverdin needles WO 43
Spatulas RE 32
Reverdin needles WO 42–WO 43
- Reynolds**
Delicate dissecting scissors SC 26
Dissecting scissors SC 41
Ribbon Type, Iris scissors SC 14
Rib shears SC 78
- Ricard**
Abdominal retractors RE 53
- Richardson**
Retractors RE 23
- Richardson-Eastman**
Retractors RE 23
- Richter-Heath**
Clip forceps WO 47
- Rigby**
Self-retaining retractors RE 51
- Roberts**
Hemostatic forceps CF 24
- Rochard**
Abdominal retractors RE 64
Blades RE 64
Fixation device RE 64
Mounting frame RE 64
- Rochester-Carmalt**
Hemostatic forceps CF 20
- Rochester-Pean**
Hemostatic forceps CF 3–CF 4
- Roettgen-Ruskin**
Bone rongeur forceps BS 54
- Rogers**
Parametrium forceps GO 34
Rongeur forceps BS 47–BS 58
- Ross**
Retractors RE 31
Round bowls HS 6–HS 7
Round pliers BS 62
- Roux**
Retractors RE 13
- RUDOLF**
Bandage scissors SC 73
Chirurgische Scheren SC 22
Dissecting scissors SC 41
- Rudolf Pattern**
Wire cutting pliers BS 77–BS 78
- Rudolf (Swedish Pattern)**
Needle holders WO 30
- Rumel**
Ligature forceps CF 28
- Ruskin**
Bone rongeur forceps BS 53–BS 54
- Ruskin-Liston**
Bone cutting forceps BS 60
- Russian Pattern**
Grasping forceps FC 40
- Ryder**
Needle holders WO 29
- ## S
- Saenger**
Ovum forceps GO 58
- Sanvenero**
Delicate scissors SC 17
- Sarot**
Hemostatic forceps CF 26
Needle holders WO 14, WO 31
- Satterlee**
Saws BS 63
- Sauerbruch**
Retractors RE 17
Waste forceps HS 3
Saw blades BS 63–BS 64, WO 51
Saws BS 63–BS 64
- Sawtell**
Dissecting forceps CF 37
Scalpels SK 3–SK 6
Scalp flap forceps GO 53
- Schaaf**
Cilia forceps FC 43
- Schacke**
Grasping forceps GO 21
- Schaedel**
Towel forceps CF 47
- Schede**
Bone curettes BS 13
- Scherbak**
Vaginal specula GO 17
- Schink**
Dermatome SK 11
- Schmieden**
Ligature needles WO 40
Schmieden-Dick
Ligature needles WO 40
- Schmieden-Payr**
Guiding probes WO 45
- Schneider-Sauerbruch**
Raspatories BS 20
- Schroeder**
Uterine scoops GO 48
Uterine tenaculum forceps GO 22–GO 26
- Schubert**
Biopsy forceps GO 40
- Schuknecht**
Suction needle TS 8
- Schumacher**
Biopsy forceps GO 41–GO 44
Umbilical scissors SC 66
- Schwartz**
Applying forceps CF 61
Micro clips CF 61
Seal HS 15
Secretion spoon AS 44
- Sedillot**
Raspatories BS 19
- Seldin**
Raspatories BS 21
Self-retaining retractors RE 33–RE 51
Hemilaminectomy retractor RE 49
- Sellheim**
Elevating spoon GO 53
- Semb**
Bone holding forceps BS 41
Bone rongeur forceps BS 57
Raspatories BS 23
- Semken**
Delicate dissecting forceps FC 13
Delicate tissue forceps FC 29
- Semm**
Abdominal retractors RE 59
- Senn-Green**
Retractors RE 12
- Senning**
Needle holders WO 16
- Senn-Mueller**
Retractors RE 11
Sequestrum forceps BS 38
- Seutin**
Bone scissors SC 77
Sharp curette, ceramic coated BS 15
- Shortbent**
Ligature scissors SC 62
- Siebold**
Uterine scissors SC 65
Sigmoid anastomosis clamps AS 20–AS 21
Silicone stud mat for baskets HS 10–HS 12
- Silver**
Dermatome SK 11
- Simon**
Fistula hook GO 33
Retractors RE 25
Uterine scoops GO 48
- Simpson**
Obstetrical forceps GO 55
- Simpson-Braun**
Obstetrical forceps GO 55
- Simpson-Luikart**
Obstetrical forceps GO 55
- Sims**
Gynecological scissors SC 63
Rectal specula AS 22–AS 23



- Uterine curettes GO 50
- Uterine probes GO 20
- Vaginal specula sets GO 6
- Sims-Maier**
- Dressing forceps CF 55
- Singley-Tuttle**
- Intestinal and lung forceps FC 39
- Sinus forceps CF 53
- Skin forceps FC 38
- Skin hook RE 3–RE 4
- Skin retractors RE 50
- Smillie**
- Meniscus knives BS 37
- Smith-Petersen**
- Bone rongeur forceps BS 55
- Gouges BS 5
- Somer**
- Uterine elevating forceps GO 31
- Spare blade for dermatomes SK 11
- Spatulas RE 32
- Spencer**
- Ligature scissors SC 61
- Spencer-Fino**
- Ligature scissors SC 61
- Spencer-Wells**
- Ligature forceps CF 41
- Sphincteroscopes AS 24
- Spinal retractors BS 37
- Splinter forceps FC 41–FC 42
- Sponge Holding Forceps CF 58–CF 59
- Spratt**
- Bone curettes BS 12
- Spring scissors SC 9–SC 12
- Stacke**
- Ear probe TS 17
- Stainless steel tag HS 15
- Standard**
- Dissecting forceps, standard FC 20
- Standard Adson**
- Delicate tissue forceps FC 27
- Steinmann**
- Pins BS 71
- Tendon seizing forceps BS 87
- Stellbrink**
- Bone rongeur forceps BS 47
- Sterilization clamps HS 3
- Sterilization forceps HS 3
- Sternal puncture needle TS 6
- Stevens**
- Tenotomy scissors SC 24
- Stevens - RUDOLF**
- Tenotomy scissors SC 24
- Stieglitz**
- Splinter forceps FC 42
- Stille**
- Bone rongeur forceps BS 58
- Chisels BS 8
- Dissecting forceps FC 20
- Drills BS 66
- Gouges BS 8
- Osteotomes BS 8
- Plaster shears SC 77
- Stille-Barraya**
- Tissue forceps FC 37
- Stille-Liston**
- Bone cutting forceps BS 61
- Stille-Luer**
- Bone rongeur forceps BS 56
- Stille-Ruskin**
- Bone rongeur forceps BS 57
- St. Marks**
- Retractors RE 20
- Stomach and intestinal twin clamps AS 18
- Stomach clamps AS 16
- Strabismus scissors SC 15–SC 25
- Strandell-Stille**
- Tendon sheath hooks BS 88
- Stratte**
- Needle holders WO 31
- Strauss**
- Penis clamp AS 44
- Suction cannulas TS 6–TS 9
- Suction dissectors TS 9
- Suction needle TS 8
- Suction raspatories TS 9
- Surgical scissors SC 20–SC 23
- Surgical scissors, slender pattern SC 21
- Suture clips WO 47
- Suture forceps FC 21–FC 43
- Suture hook WO 46
- Suture scissors (Iris) SC 13
- Syringes TS 12
- T**
- Taylor**
- Delicate dissecting forceps FC 16
- Delicate tissue forceps FC 33
- Spinal retractors BS 37
- Teale**
- Uterine tenaculum forceps GO 28
- Tear duct dilators TS 19
- Tendon grasping forceps BS 87
- Tendon instruments BS 86–BS 88
- Tendon passing forceps BS 86
- Tendon plating forceps BS 87
- Tendon seizing forceps BS 86–BS 87
- Tendon sheath hooks BS 88
- Tenotomy scissors SC 9–SC 24
- Thomas**
- Uterine curettes GO 49
- Thomas-Gaylor**
- Biopsy forceps GO 40
- Thoms-Allis**
- Intestinal and tissue grasping forceps AS 5
- Thyroid retractors RE 50
- Tischler**
- Biopsy forceps GO 41
- Uterine biopsy forceps GO 47
- Tischler-Morgan**
- Biopsy forceps GO 45
- Tissue Forceps FC 34–FC 37
- Tissue grasping forceps AS 8
- Toennis**
- Tonsil scissors SC 58
- Toennis-Adson**
- Tonsil scissors SC 58
- Tohoku**
- Towel forceps CF 49
- Tongue holding forceps CF 59
- Tönnis-Adson Fino**
- Arteriotomy scissors SC 58
- Tonsil forceps CF 42
- Tonsil scissors SC 58–SC 59
- Towel forceps CF 47–CF 50
- Trachea retractors RE 5–RE 8
- Travers**
- Self-retaining retractors RE 47
- Trays HS 8–HS 9
- Treves**
- Tissue forceps FC 36
- Triangular basins HS 4
- Triangular bows and bed pans HS 4
- Trocars TS 3–TS 4
- Trocar set TS 3
- Troeltsch**
- Ear dressing forceps FC 25
- Troeltsch (Wilde)**
- Ear dressing forceps FC 25
- Tubing forceps CF 51–CF 52
- Tuebinger Pattern**
- Self-retaining retractors RE 39
- Tuffier**
- Hemostatic forceps CF 16
- Spatulas RE 32
- U**
- Uffenrode**
- Bone curettes BS 14
- Ulrich**
- Dressing forceps CF 53
- Umbilical cord clamp GO 54
- Umbilical scissors SC 66
- Universal**
- Cotton applicators TS 20
- Sterilization forceps HS 3
- Trocar set TS 3
- Urethral bougies AS 42
- Urology instruments AS 40–AS 44
- USA Pattern**
- Chisels BS 4
- Dissecting forceps FC 21
- Gouges BS 4
- Osteotomes BS 4
- Plaster spreader WO 50
- Tissue forceps FC 35
- Umbilical scissors SC 66
- Uterine biopsy forceps GO 46–GO 47
- Uterine curettes GO 49–GO 51
- Uterine depressor GO 20
- Uterine dilators GO 18
- Uterine elevating forceps GO 31–GO 32
- Uterine forceps GO 59
- Uterine probes GO 20
- Uterine scissors SC 65
- Uterine scoops GO 48
- Uterine secretion spoon GO 33
- Uterine tenaculum forceps GO 22–GO 28
- V**
- Vaginal forceps GO 38
- Vaginal retractor RE 50



Vaginal specula GO 3–GO 17
Vaginal specula sets GO 6–GO 11
Van Burren
Urethral bougies AS 42
Van Doren
Biopsy forceps GO 41
Vannas
Micro spring scissors SC 9
Vascular scissors SC 51–SC 53
Vascular scissors, flat handle SC 55
Vascular scissors probe-pointed SC 51
Vascular scissors, round handle SC 56
Vaut
Polypus and ovary forceps GO 29
Vein scissors SC 10
Verbrugge
Bone holding forceps BS 22
Verbrugge-Mueller
Bone levers BS 32
Vienna Pattern
Suture hook WO 46
Virchow
Autopsy knife SK 10
Vise
Micro Jewelers Forceps FC 3
Volkman
Bone curettes BS 11BS 14–BS 16
Bone retractors BS 34
Wound retractors RE 8
W
Wagner
Delicate surgical scissors SC 19
Waldmann
Perineum (Episiotomy) scissors SC 67
Walter-Carmalt
Splinter forceps FC 41
Walton
Delicate scissors SC 17
Wangensteen
Dissecting forceps FC 24
Needle holders WO 15–WO 32
Waste forceps HS 3
Watson-Cheyne
Elevators BS 29
Probes TS 15
Waugh
Delicate dissecting forceps FC 14
Delicate tissue forceps FC 31
Webster
Needle holders WO 12–WO 21
Weitlaner
Self-retaining retractors RE 37–RE 44
Weitlaner-Baby
Self-retaining retractors RE 43
Weitlaner-Wullstein
Self-retaining retractors RE 38
Wertheim
Gynecological scissors SC 63
Hysterectomy forceps GO 37
Peritoneal forceps CF 44
Wertheim-Cullen
Hysterectomy forceps GO 37
Westcott
Tenotomy scissors SC 9–SC 11

Wickstroem
Ligature forceps CF 39
Wilder
Tear duct dilators TS 19
Williams
Tissue grasping forceps AS 8
Williger
Bone curettes BS 14–BS 17
Elevators BS 28
Raspatories BS 21
Wilmer
Delicate dissecting scissors SC 25
Winter
Ovum forceps GO 57
Wire basket HS 10–HS 12
Wire cutting and bending pliers BS 74
Wire cutting pliers BS 76–BS 78
Wire cutting scissors SC 72
Wire twisting forceps BS 72–BS 75
Wolff
Plaster breaker WO 50
Wound retractors RE 5–RE 8
Wound retractors, fine RE 3–RE 4
Wrench BS 79
Wrigley
Obstetrical forceps GO 55
Wyllie
Retractors RE 22
Y
Yankauer
Raspatories BS 27
Yankauer-Standard
Cannulas TS 5
Yasargil
Dissecting Micro Forceps FC 6
Micro tumor grasping forceps FC 10
Yeoman
Rectal biopsy forceps AS 26
Young
Prostatic retractor AS 40
Urology instruments AS 40
Z
Zaufal-Jansen
Bone rongeur forceps BS 53
Zenker
Ligature forceps CF 29



A

Abfallzange HS 3
Abortus- und Plazentarzangen GO 58
Abortuszangen GO 57-GO 58
Adson
 Arterienklemmen CF 22
 Feine anatomische Pinzetten FC 12-FC 13
 Feine chirurgische Pinzetten FC 26-FC 28
 Hohlmeißelzangen BS 52
 Hypophysenpinzette FC 22
 Kanülen TS 7
 Mikro-Nahtpinzetten FC 4
 Nadelhalter WO 16
 Raspatorien BS 22
 Wundspreizer RE 45-RE 49
Adson-Brown
 Hautpinzetten FC 38
Adson-Ewald
 Feine chirurgische Pinzetten FC 27
Adson-Graefe
 Hautpinzetten FC 38
Adson Standard
 Feine anatomische Pinzetten FC 12
Alderdyce
 Elevatorien BS 29
Alexander
 Flachmeißel BS 4
 Hohlmeißel BS 4
 Raspatorien BS 21
 Uterus-Biopsiezangen GO 46
Allen
 Magenklemmen AS 16
Allis
 Darm- und Gewebefasszangen AS 3
Allis-Adair
 Darm- und Gewebefasszangen AS 4
Allis-Atrauma
 Darm- und Gewebefasszangen AS 4
Alm
 Wundspreizer RE 33
 Amniotom für das Amnionmembran GO 24
 Amputationsmesser SK 9
 Amputationsretraktor BS 43
 Analspreizer AS 24-AS 25
 Anastomosenklemmen AS 19
 Anatomische Mikro-Pinzetten FC 6-FC 8
 Anatomische Pinzetten FC 20-FC 22
 Anatomische Pinzetten, Standard FC 20
 Anatomische Skalpelle mit Metallheft SK 8
Anderson-Adson
 Wundspreizer RE 45
Andrew-Pyncheon
 Kanülen TS 5
 Anlegezangen CF 61
 Anoskop AS 24
 Anschlusskabel HF 17
 Arterienklemmen CF 3-CF 27
 Arteriotomie Scheren SC 58
 Augenscheren SC 13
Austin
 Mikro-Nahtpinzetten FC 4
Auvard
 Scheidenspekula GO 16
B
Babcock
 Darm- und Gewebefasszangen AS 6

Babcock-Atrauma
 Darm- und Gewebefasszangen AS 6
Baby-Adson
 Arterienklemmen CF 22
Baby-Allis
 Darm- und Gewebefasszangen AS 3
Baby-Balfour
 Bauchdeckenhalter RE 56
Baby-Crile
 Arterienklemmen CF 10
Baby-Crile-Wood
 Nadelhalter WO 26
Baby-Kocher
 Darmklemmen AS 13
Baby-Lexer (Knapp)
 Facelift- und Nasenschere SC 39
Baby-Mikulicz
 Peritoneumklemmen CF 44
Baby-Mixter
 Ligaturklemmen CF 36
Baby-Olsen-Hegar
 Nadelhalter WO 17
Baby-Overholt
 Ligaturklemmen CF 29
Baby-Roux
 Wundhaken RE 13
Baby-Senn-Mueller
 Wundhaken RE 12
Baby-Tischler
 Biopsiezangen GO 45
Backhaus
 Tuchklemmen CF 48
Bainbridge
 Arterienklemmen CF 21
Bakes
 Gallengangdilatoren AS 34
Balfour
 Bauchdeckenhalter RE 56-RE 58
Balfour USA-Modell
 Bauchdeckenhalter RE 58
Ballentine
 Hysterektomieklemmen GO 36
Bane-Hartmann
 Hohlmeißelzangen BS 47
Barnes-Neville
 Geburtszangen GO 56
Baron
 Kanülen TS 8
Barr
 Rektum-Spekula AS 23
Barraquer
 Cilienpinzetten FC 43
 Mikro-Nadelhalter WO 10-WO 11
 Rasierklingenhalter SK 7
Barraquer-Troutman
 Mikro-Nadelhalter WO 10
Barrett
 Hakenzangen GO 22
 Plazentazange GO 58
Barsky
 Feine Wundhäkchen RE 4
Beacham
 Amniotom für das Amnionmembran GO 24
Beckmann-Adson
 Wundspreizer RE 47
Beckmann-Adson (Standard)
 Wundspreizer RE 48
Beckmann-Eaton
 Wundspreizer RE 49

Beebee
 Kronenschere SC 69
Beer
 Cilienpinzetten FC 43
Bengolea
 Arterienklemmen CF 23
 Bennett
 Knochenhebel BS 33
Benson
 Pyloruspreizer AS 16
Berger
 Biopsiezangen GO 43
Bergmann
 Hämmer BS 81-BS 82
 Verbandschere SC 75
 Wundhäkchen RE 7
Bernhard
 Tuchklemmen CF 50
Beyer
 Hohlmeißelzangen BS 49-BS 53
Biemer
 Venenschere SC 10
 Biopsieinstrumente GO 33
 Biopsieküretten GO 39
 Biopsie- und Absaugküretten GO 52
 Biopsiezangen GO 40-GO 45
 Bipolare Anschlusskabel HF 7, HF 18
 Bipolare Pinzetten HF 8-HF 17
 allgemeine Informationen HF 8
 mit Spülung HF 17
 Non-Stick HF 8-HF 13
 Standard HF 8-HF 14
 Bipolare Scheren SC 48, HF 6-HF 7
 Allgemeine Information SC 48
 Allgemeine Informationen HF 6
Bircher-Ganske
 Knochenhaltezangen BS 39
Birkett
 Arterienklemmen CF 24
Blake
 Uterusküretten GO 51
 Blasenhalsspreizer AS 41
 Blasenwundspreizer AS 38-AS 39
 Blepharoplastik Scheren SC 39
Blount
 Knochenhebel BS 33
Blumenthal
 Hohlmeißelzangen BS 50
Böhler
 Extensionsbügel BS 79
 Hohlmeißelzangen BS 52
 Knochensplitterzangen BS 59
 Bohrrähte BS 65-BS 67
 Bohrdrähte BS 69-BS 71
 Bolzenschneider BS 78
Bonney
 Anatomische Pinzetten FC 21
 Chirurgische Pinzetten FC 37
 Polypen- und Ovarienzangen GO 29
Böttcher
 Tonsillen-Scheren SC 59
Boys-Allis
 Darm- und Gewebefasszangen AS 4
Bozemann
 Nadelhalter WO 22
 Tupferzangen CF 56CF 57
Bozemann-Douglas
 Tupferzangen CF 57



Brain

Feine anatomische Pinzetten FC 14
Feine chirurgische Pinzetten FC 30

Brand

Sehnenfasszangen BS 86

Braun

Hakenzangen GO 23-GO 25
Scheidenspekula GO 12
Uterus-Depressor GO 20

Braun-Stadler

Damm-(Episiotomie-) Scheren SC 67

Breisky

Scheidenspekula GO 14

Bristow

Knochenhebel BS 33

Brodie

Rektal-Hohlsonde TS 17

Brophy

Feine anatomische Pinzetten FC 18
Feine chirurgische Pinzetten FC 32

Brophy (Sullivan)

Feine chirurgische Scheren SC 19

Brown

Hautpinzetten FC 38
Nadelhalter WO 12

Brunner

Führungs-Hohlsonden WO 45
Wundhaken RE 26-RE 30

Bruns

Scharfe Löffel BS 11-BS 12
Verbandscheren SC 76

Bryant

Korn-(Polypen) Zangen CF 53

Buck-Gramcko

Knochenhebel BS 30

Buie

Fistelsonde TS 17
Bulldogklemmen CF 60-CF 63

Bunt

Sterilisierklammern HS 3

Burke

Uterus-Biopsiezangen GO 46

Busch

Nabelschnurscheren SC 66

C

Cairns

Arterienklemmen CF 18

Canny-Ryall

Wundhaken RE 21

Caroll

Sehnenfasszange
BS 87

Carrel

Arterienklemmen CF 15

Caspar

Mini-Skalpellgriff SK 3
Wundhaken RE 19

Castanares

Präparierscheren SC 44

Castroviejo

Hornhautschere SC 10
Mikro-Nadelhalter WO 8-WO 9
Rasierklingenhalter, Schweizer Modell SK 7
Tränenkanaldilatatorens TS 19

Castroviejo/Barraquer

Mikro-Nadelhalter WO 8

Castroviejo-Kalt

Mikro-Nadelhalter WO 11

Cerclage-Instrumente BS 80

Chaput

Arterienklemmen CF 15

Charrière

Sägeblatt BS 63
Sägen BS 64

Cheatle

Sterilisierzangen HS 3

Cheron

Tupferzangen CF 56
Chirurgische Pinzetten FC 34-FC 37
Chirurgische Scheren SC 20-SC 23
schlankes Modell SC 21
Cilienpinzetten FC 43

Cleveland

Hohlmeißelzangen BS 48

Cloward

Wundhäkchen RE 5
Wundspreizer RE 39

Cobb

Hohlmeißel BS 10
Raspatorien BS 24BS 26

Coller-Crile

Arterienklemmen CF 11

Collin

Arterienklemmen CF 17
Gewebefasszangen AS 7
Klammeranlage- u. Entfernungszange WO 47
Nabelschnurklemme GO 54
Rippenscheren SC 78
Scheidenspekula GO 3
Tupferzangen CF 56
Uterusfasszangen GO 31
Wundhaken RE 15
Zungenzange CF 59

Collin-Duval

Darm- und Lungenpinzetten FC 39

Collin-Pozzi

Hakenzangen GO 23

Cone

Wundspreizer RE 46

Cone (Adson-Baby)

Wundspreizer RE 43

Converse

Nadelhalter WO 28

Cooley

Wundhaken RE 31

Cooper

Unterbindungsnadeln WO 41

Cottle

Fixierpinzetten FC 24
Flachmeißel BS 5
Hämmer BS 84
Hautpinzetten FC 38
Nasenscheren SC 50
Osteotome BS 5
Raspatorien BS 22

Cottle-Jansen

Hohlmeißelzangen BS 50

Crafoord

Arterienklemmen CF 27

Crile

Arterienklemmen CF 10
Feine Wundhäkchen RE 3
Wundhaken RE 10

Crile-Murray

Nadelhalter WO 16

Crile-Rankin

Arterienklemmen CF 10

Crile-Wood

Nadelhalter WO 16-WO 27

Cusco

Scheidenspekula GO 3-GO 4

Cushing

Dekompressionshaken RE 11
Feine anatomische Pinzetten FC 17
Feine chirurgische Pinzetten FC 31
Feine Wundhäkchen RE 3
Fräser BS 65
Raspatorien BS 20
Wundhaken RE 9-RE 10

Cushing-Taylor

Feine anatomische Pinzetten FC 17

Czerny

Hakenzangen GO 24
Rektum-Spekula AS 22

D

Damm-(Episiotomie-) Scheren SC 67

Dandy

Arterienklemmen CF 20
Darmklemmen AS 9-AS 15
Darmscheren SC 60
Darm- und Gewebefasszangen AS 3-AS 8
Darm- und Lungenpinzetten FC 39

Daubenspeck

Scharfe Löffel BS 14

Davidson

Wundhaken RE 31

Dean

Zahnfleischscheren SC 70

Deaver

Chirurgische Scheren SC 22
Wundhaken RE 26-RE 27

De Bakey

Atraumatische Pinzetten FC 23
Gefäßscheren SC 52
Nadelhalter WO 25
Wundspreizer RE 51

De Bakey-Hess

Bulldogklemmen CF 61
Deckel für Drahtsiebkorb HS 10-HS 12
Deckel für Siebkorb HS 10
Dekompressionshaken RE 11

De Lee

Polypen- und Ovarienzangen GO 29

De Martel (Willet)

Kopfhautklemmen GO 53

De Martel-Wolfson

Anastomosenklemmen AS 19
Klemmenhalter AS 19
Schließzange AS 19

Demel

Drahtumführungsnadeln BS 80

Denis-Brown

Bauchdeckenhalter RE 61

Derf

Nadelhalter WO 12-WO 21
Dermatome SK 11

Deschamps

Unterbindungsnadeln WO 38-WO 39

Deschamps-Standard

Unterbindungsnadeln WO 37



Desjardins

Gallenkanal Instrumente AS 34
Gallenkanal-Klemmzangen AS 33
Gallensteinzange AS 33

Desmarres

Wundhaken RE 10

Dieffenbach

Bulldogklemmen CF 60

Diethrich

Bulldogklemmen CF 62-CF 63

Dingmann

Knochenhalteclangen BS 38

Dingmann (modif.)

Knochenhalteclangen BS 38

Dixon-Lovell

Arterienklemmen CF 21

Doppelknopfsonde

TS 15

Douay

Biopsiezangen GO 44

Douglas

Cilienpinzetten FC 43

Doyen

Bauchdeckenhalter RE 63
Darmklemmen AS 9
Gynäkologische Scheren SC 64
Myomheber GO 33
Ovarienzange GO 32
Raspatorien BS 23
Scheidenspekula GO 13-GO 15
Sonden TS 16
Wundhaken RE 24

Doyen-Atrauma

Darmklemmen AS 10

Doyen-Stille

Wundhaken RE 25
Drahtscheren SC 72
Drahtschneide- und Biegeclange BS 74
Drahtschneidezangen BS 76-BS 78
Drahtsiebkorb HS 10
Drahtspanninstrumente BS 80
Drahtspannzangen BS 72-BS 77
Drahtumführungscladeln BS 80

Dratigues

Uterusfasczangen GO 31
Dreieckschalen HS 4
Dreieckschalen und Stechbecken HS 4

Dunhill

Arterienklemmen CF 17

Duplay

Hakenzangen GO 23

Durante

Fasspinzetten FC 40

Duval

Darm- und Lungenpinzetten FC 39
Gewebefasczangen AS 7-AS 8

E

Edelstahlplakette HS 15
Elevatoren BS 27-BS 29

Emmet

Tupferzangen CF 56
Endarterektomie-Scheren SC 51
Endospekula für Cervix GO 19

Engel

Gipssäge WO 49

Englisches Modell

Tuchklemmen CF 47
Entsorgungsmarke für Drahtsiebkörbe HS 15

Eppendorf

Biopsiezangen GO 44
Ersatzklingen für Dermatorne SK 11

Esmarch

Gipsmesser WO 49
Verbandscheren SC 75

Ewald

Feine anatomische Pinzetten FC 12
Extensionsbügel BS 79

F

Facelift- und Nasenscheren SC 39

Fadenfänger WO 46

Fadengabel WO 46

Fadenpinzette FC 21

Fadenschere (Iris) SC 13

Farabeuf

Raspatorien BS 19

Wundhaken RE 14

Farabeuf-Lambotte

Knochenhalteclangen BS 43

Farrell

Watteträger TS 21

Fasspinzetten FC 40

Fasszangen GO 21

Faure

Biopsiezangen GO 42
Peritoneumklemmen CF 46
Tonsillenklemmen CF 43
Federscheren SC 9-SC 12

Fehland

Rektum-Anastomosenklemmen AS 21

Feilchenfeld

Splitterpinzetten FC 41

Fein

Watteträger TS 20
Feine anatomische Pinzetten FC 12-FC 19
Feine chirurgische Pinzetten FC 26-FC 33
Feine chirurgische Scheren SC 18-SC 19
Feine Präparierscheren SC 24-SC 27
Feine Scheren SC 13-SC 17
Feine Wundhähkchen RE 3-RE 4

Fergusson

Hämorrhoidalclangen AS 27
Kanülen TS 6TS 7
Knochenhalteclangen BS 40

Ferris-Smith

Chirurgische Pinzetten FC 36
Fingerringe BS 63

Fino

Iris- und Fadenschere SC 13

Finocchietto

Ligaturklemmen CF 39
Nadelhalter WO 15-WO 32

Finsen

Wundspreizer RE 33

Fish

Sonden TS 15
Wundspreizer RE 37
Fistelclaken GO 33
Fistelscheren SC 64
Fistelcladen TS 17-TS 18
Fixierklammern HS 15
Fixierpinzetten FC 24
Flachmeißel BS 4-BS 6
Flachzangen BS 62-BS 75

Fomon

Nasenscheren SC 49SC 50

Fomon-Saber-Back

Nasenscheren SC 49

Ford Dixon

Hämorrhoidal-Ligatoren AS 31

Förster

Schwammzangen CF 58

Förster-Ballenger

Schwammzangen CF 58

Franz

Bauchdeckenhalter RE 63

Frazier

Bauchdeckenhalter RE 55
Kanülen TS 7
Micro suction tubes TS 10

Frazier (Fergusson)

Kanülen TS 6

Freeman

Präparierscheren SC 46

Freeman-Gorney

Präparierscheren SC 43

Freeman-Kaye

Präparierscheren SC 42

Fremdkörperzange AS 44

Friedmann-Delikat

Hohlmeißelzangen BS 48

Fritsch

Wundhaken RE 24

Frohn

Watteträger TS 21

Fuchsig

Arterienklemmen CF 22
Führungs-Hohlcladen WO 44-WO 46
Führungscladeln TS 14-WO 36

G

Gabelschlüssel BS 79
Gallengangdilatoren AS 34
Gallenkanal Instrumente AS 34-AS 35
Gallenkanalklemmen CF 34
Gallenkanal-Klemmzangen AS 32-AS 33
Gallensteinzange AS 33

Gauss

Kopfschwartzange GO 53
Geburtshilfe GO 53-GO 54
Geburtslöffel GO 53
Geburtszangen GO 55-GO 56
Gefäßscheren SC 51-SC 56
Gefäßscheren Flachgriff SC 55
Gefäßscheren mit Knopf SC 51
Gefäßscheren Rundgriff SC 56

Gelpi

Haut- und Vulvaspreizer RE 50

Gemini

Ligaturklemmen CF 35

Gerald

Feine anatomische Pinzetten FC 15
Feine chirurgische Pinzetten FC 32
Gewebefasczangen AS 7-AS 8

Gillies

Feine chirurgische Pinzetten FC 30
Hauthähkchen RE 3
Nadelhalter WO 19-WO 20

Gillies Slim

Nadelhalter WO 19
Gipsabreißclange WO 50
Gipsmesser WO 49
Gipssäge WO 49
Gipssägen m. oszillierenden Sägeblättern WO 51
Gipsscheren SC 77



Gipsspreizer WO 49-WO 50
 Gipsverband-Instrumente WO 49-WO 52
Goelet
 Wundhaken RE 13
Goldmann-Fox
 Feine Präparierscheren SC 26
 Zahnfleischscheren SC 26
Gomco
 Beschneidungsinstrument AS 43
Good
 Tonsillen-Scheren SC 59
Gorney
 Präparierscheren SC 44-SC 45
 Suction raspatories TS 9
Gosset
 Bauchdeckenhalter RE 54-RE 55
Gourdet
 Uterusküretten GO 49
Gradle
 Cilienpinzetten FC 43
Graefe
 Feine Präparierscheren SC 25
 Hauthäkchen RE 4
 Grave GO 4-GO 5
Gray
 Gallenkanal-Klemmzangen AS 32
Grazil
 Chirurgische Scheren SC 21
Green
 Wundhaken RE 22
Green-Armytage
 Uterusklemmzangen GO 59
 Gripzangen BS 75
Gross-Maier
 Kornzangen CF 54
Grünwald
 Feine anatomische Pinzetten FC 19
Guthrie
 Feine Wundhäkchen RE 4
Guttmann
 Sekretlöffel AS 44
 Uterus-Sekretlöffel GO 33
Guyon
 Katheter-Einführungsinstrumenten AS 43
 Nierenklemmen AS 36
Guyon-Atrauma
 Nierenklemmen AS 36
 Gynäkologische Scheren SC 63-SC 65

H

Haberer
 Spatel RE 32
Hajek
 Hämmer BS 84
Hakansson
 Hohlmeißelzangen BS 50
 Hakenzangen GO 22-GO 28
Halle
 Scharfe Löffel BS 16
Halsey
 Nadelhalter WO 12-WO 28
Halsted-Mosquito
 Arterienklemmen CF 12-CF 13
 Hämmer BS 81-BS 85
 Hämorrhoidal-Ligatoren AS 29-AS 31
 Hämorrhoidalzangen AS 27-AS 28
Hardy
 Anatomische Mikro-Pinzetten FC 7
Harrington
 Wundhaken RE 28
Hartmann
 Arterienklemmen CF 15
 Hohlmeißelzangen BS 48
 Hauthäkchen RE 3-RE 4
 Hautpinzetten FC 38
 Hautspreizer RE 50
Hayes
 Rektum-Anastomosenklemmen AS 20
Heaney
 Nadelhalter WO 13
 Parametriumklemmen GO 35
 Uterusküretten GO 49
 Wundhaken RE 29
Heaney-Ballentine
 Hysterektomieklemmen GO 36
Heaney-Slim
 Parametriumklemmen GO 35
Hegar
 Nadelhalter WO 14
 Uterusdilatoren GO 18
Hegar-Baumgartner
 Nadelhalter WO 12-WO 24
Hegar-Vascular
 Nadelhalter WO 28
Hegemann-Diethrich
 Gefäßscheren SC 53
Hegenbarth
 Klammeranlegepinzetten WO 48
Heiss
 Ligaturklemmen CF 33
 Wundspreizer RE 33
 Hemilaminektomie-Sperrer RE 49
Henley
 Wundspreizer RE 41-RE 42
Henning
 Gipsspreizer WO 49
Henry
 Cilienpinzetten FC 43
Hey Groves
 Knochenhalte-zangen BS 41
Heymann
 Nasenscheren SC 49
Heywood-Smith
 Hämorrhoidalzangen AS 27
 Polypen- und Ovarienzangen GO 30
 HF-Handgriffe HF 3 - HF 4
Hibbs
 Flachmeißel BS 8
 Hohlmeißel BS 8
 Osteotome BS 8
 Wundhaken RE 29
Hoen
 Arterienklemmen CF 19
 Raspatorien BS 27
Hoffmann
 Tuchklemmen CF 52
 Hohlmeißel BS 4-BS 10
 Hohlmeißelzangen BS 47-BS 58
 Hohlsonde TS 16-TS 17
 Hohlsonden TS 17
Hohmann
 Knochenheber BS 31-BS 32
 Hohmann-Aldinger
 Knochenheber BS 32

Hoke
 Osteotome BS 4
Holzbach
 Hysterektomieklemmen GO 36
Hopkins
 Gipsmesser WO 49
 Hornhautschere SC 10
Hösel
 Scheidenhalter GO 15
 Wundhaken RE 21
Hudson
 Bohrrapparate BS 65
 Fräser BS 65
 Griff BS 65
Hunt
 Mikro-Tumorfasspinzetten FC 9
Hunter
 Splitterpinzetten FC 41
 Hypophysenpinzette FC 22
 Hysterektomieklemmen GO 36-GO 37

I

Instrumente für Fingernägel BS 62
 Instrumentenablageplatten HS 8
 Instrumentenkasten HS 8-HS 9
 Instrumentenschalen HS 8-HS 9
 Inzisionsschere SC 23
 Irisscheren SC 13-SC 14
 Irisscheren mit flachen Branchen SC 14
 Iris- und Fadenscheren SC 13
Israel
 Wundhaken RE 16
Itersen
 Wundhäkchen RE 8
 IUP-Fasszange, flexible GO 21
Ives-Fansler
 Anoskop AS 24

J

Jackson
 Scheidenspekula-Sets GO 7
 Wundhäkchen RE 5-RE 7
Jacobs
 Hakenzangen GO 28
Jacobson
 Anatomische Mikro-Pinzetten FC 6
 Arterienklemmen CF 14
 Mikro-Nadelhalter WO 6
 Scharfe Löffel BS 17
Jacobson-Adson
 Feine anatomische Pinzetten FC 12
Jameson
 Feine Präparierscheren SC 27
 Nadelhalter WO 15
Jameson-Werber
 Feine Präparierscheren SC 27
Jansen
 Hohlmeißelzangen BS 49-BS 50
 Ohrpinzetten FC 24
 Raspatorien BS 21
 Scharfe Löffel BS 17
 Wundspreizer RE 34
Jansen-Gruenwald
 Ohrpinzetten FC 24
Jarcho
 Hakenzangen GO 24
Jeffersen
 Wundspreizer RE 38



Jobson-Horne

Watteträger TS 20

Johns-Hopkins

Bulldogklemmen CF 60

Joll (Friedmann)

Schilddrüsen- und Vulvaspreizer RE 50

Jones

Tuchklemmen CF 47

Joseph

Präparierscheren SC 40

Raspatorien BS 22

Judd-Allis

Darm- und Gewebefasszangen AS 5

Judd-Masson

Blasenwundspreizer AS 39

Julian

Nadelhalter WO 27

K

Kahn

Hakenzangen GO 22

Kallmorgen

Scheidenspekula-Sets GO 7

Kalt

Mikro-Nadelhalter WO 11

Kalt-Arruga

Mikro-Nadelhalter WO 11

Kantrowitz

Ligaturklemme CF 27

Kanülen

TS 5-TS 9

Karabinerhaken

HS 15

Katheter-Einführungsinstrument

AS 43

Katheterzangen

TS 11

Kaye

Facelift- und Nasenscheren SC 39

Präparierscheren SC 43

Kazanjan

Knochensplitterzangen BS 60

Kelly

Arterienklemmen CF 9-CF 25

Fistelscheren SC 64

Polypen- und Ovarienzangen GO 29

Proktoskope AS 24

Sphinkterskope AS 24

Wundhaken RE 24-RE 30

Kelly-Rankin

Arterienklemmen CF 9

Kern

Knochenhalteclangen BS 40

Kevorkian

Biopsieküretten GO 39

Biopsiezangen GO 44

Key

Elevatoren BS 28

Kielland

Geburtszangen GO 56

Kilner

Hauthäkchen RE 3

Nadelhalter WO 28

Präparierscheren SC 40

Schwedisches Modell SC 40

Kirschner

Bauchdeckenhalter RE 60

Bohrdrähte BS 69

Klammeranlegepinzetten WO 48

Klammeranlege- u. Entfernungszange WO 47

Klapp

Sehnenscheidenhaken BS 88

Kleinert-Kutz

Feine Wundhäkchen RE 4

Hohlmeißelzangen BS 52

Sehnendurchziehclangen BS 86

Sehnenscheren SC 24

Klemmenhalter

AS 19

Klemmzangen

CF 42-CF 43

Klima-Rosegger

Sternal puncture needles TS 6

Klingen SK 3-SK 6

Knapp

Augenschere SC 13

Knochendraht BS 80

Knochenhaken BS 34-BS 36

Knochenhalteclangen BS 38-BS 46

Knochenhebel BS 30-BS 33

Knochenraspeln BS 18

Knochenscheren SC 77

Knochensplitterzangen BS 59-BS 61

Knowles

Verbandscheren SC 76

Kocher

Arterienklemmen CF 8

Darmklemmen AS 14

Knochenhaken BS 35-BS 36

Wundhaken RE 18-RE 19, RE 25

Kocher-Atrauma

Darmklemmen AS 15

Kocher-Langenbeck

Wundhaken RE 19

Kocher-Wagner

Wundhaken RE 19

Koffer für oszillierende Gipszagen

WO 51

Kogan

Endospekula für Cervix GO 19

König

Elevatoren BS 29

Führungs-Hohlsonden WO 45

Raspatorien BS 21

Kopfschwartzange GO 53

Korn-(Polypen) Zangen CF 53

Kornzangen CF 53-CF 55

Körte

Wundhaken RE 16

Kristeller

Scheidenspekula-Sets GO 8-GO 11

Kronecker

Unterbindungsnadeln WO 37

Kronenscheren SC 69

Kuehne

Cilienpinzetten FC 43

L

La Grange

Zahnfleischscheren SC 70

Lahey

Ligaturklemmen CF 40

Wundhaken RE 17

Lambotte

Knochenhalteclangen BS 43

Osteotome BS 6

Raspatorien BS 20

Landau

Trokare TS 4

Lane

Chirurgische Pinzetten FC 37

Knochenhalteclangen BS 44

Magen- und Darm-Zwillingsklemmen AS 18

Tuchklemmen CF 50

Lane-Trethowan

Knochenhebel BS 32

Langenbeck

Elevatoren BS 27

Knochenhalteclangen BS 39

Raspatorien BS 20

Resektionsmesser SK 10

Wundhaken RE 16RE 18

Langenbeck-Green

Wundhaken RE 11-RE 12

Lateral-Spekulum

GO 5

Lawrence

Ligaturklemmen CF 40

Lazar

Mikro-Nahtpinzetten FC 4

Leksell

Hohlmeißelzangen BS 57-BS 58

Lempert

Hohlmeißelzangen BS 49

Leriche

Arterienklemmen CF 11

Wundhaken RE 29

Lewin

Knochenhalteclangen BS 39

Lewkowitz

Steinzangen AS 41

Lexer

Hohlmeißel BS 7BS 10-BS 9

Osteotome BS 7

Präparierscheren SC 28

Lexer-Fino

Präparierscheren SC 28

Lid for perforated basket HS 10-HS 11

Lid for wire basket HS 10-HS 12

Ligaturklemmen CF 12-CF 40

Ligaturscheren SC 47-SC 62

Allgemeine Informationen SC 47

Lister

Sinusklemmen CF 53

Verbandscheren SC 74

Lister-Excentric

Verbandscheren SC 75

Liston

Amputationsmesser SK 9

Knochensplitterzangen BS 59

Liston-Key-Horsley

Knochensplitterzangen BS 61

Littauer

Ligaturscheren SC 62

Littauer-Liston

Knochensplitterzangen BS 59

Little

Wundhaken RE 9

Littler

Ligaturscheren SC 62

Präparierschere mit Fadenbohrung SC 62

Littlewood

Darm- und Gewebefasszangen AS 5

Lloyd-Davis

Rektum-Anastomosenklemmen AS 20

Lockart-Mummary

Fistelsohle TS 18



Locklin

Zahnfleischschere SC 70

Lockwood

Darm- und Gewebefasszangen AS 5

Lockwood-Allis

Darm- und Gewebefasszangen AS 4

Löffel scharf BS 11

Lorenz

Verbandschere SC 76

Lorna

Tuchklemmen CF 49

Loute

Drahtspanninstrumente BS 80

Lovelace

Arterienklemmen CF 21

Love (Morse)

Wundhaken RE 9

Lower

Gallenkanalklemme CF 34

Lowman

Knochenhaltezeug BS 46

Lucae

Hämmer BS 85

Ohrpinzetten FC 24

Lucas

Flachmeißel BS 3

Hohlmeißel BS 3

Luer

Hohlmeißelzangen BS 51

Wundhaken RE 10

Luer-Friedmann

Hohlmeißelzangen BS 47

Luer-Koerte

Gallenkanal Instrumente AS 35

Luer-Lock Adapter TS 13

M

Magenklemmen AS 16

Magen- und Darmquetschklemmen AS 17

Magen- und Darm-Zwillingsklemmen AS 18

Magill

Catheter forceps TS 11

Maingot

Tonsillenklemmen CF 42

Marham-Meyerdig

Wundspreizer RE 51

Marquardt

Hohlmeißelzangen BS 54

Martin

Hakenzangen GO 22

Knochenhaltezeug BS 38

Wundhaken RE 26

Martini

Scharfe Löffel BS 17

Martin (Simpson)

Uterussonden GO 20

Masson

Nadelhalter WO 15-WO 32

MasterCut SC 30-SC 36

MasterCut-Schere SC 30-SC 36

Mathieu

Fremdkörperzange AS 44

Nadelhalter WO 33WO 35

Rektum-Spekula AS 23

Wundhaken RE 15

Mathieu-Kohler

Nadelhalter WO 34

Mathieu-Metzenbaum

Nadelhalter WO 35

Matzenauer

Scheidenspekula GO 12

Mayfield

Hohlmeißelzangen BS 53

Mayo

Fasspinzetten FC 40

Präparierschere SC 29-SC 31

Sterilisierklammern HS 3

Mayo-Adams

Wundspreizer RE 40

Mayo-Hegar

Nadelhalter WO 13-WO 24

Mayo-Noble

Präparierschere SC 32

Mayo-Robson

Darmklemmen AS 11-AS 12

Mayo-Robson Atrauma

Darmklemmen AS 13

Mayo-Stille

Präparierschere SC 31-SC 32

Mc Culloch

Kanülen TS 8

Mc Donald

Elevatoren BS 29

Mc Givney

Hämorrhoidal-Ligatoren AS 30

Hämorrhoidalzangen AS 28

Mc Indoe

Feine anatomische Pinzetten FC 13

Feine chirurgische Pinzetten FC 30

Gefäßschere SC 51

Knochensplittierzangen BS 60

Mc Kenzil

Fräser BS 65

Mead

Hämmer BS 85

Hohlmeißelzangen BS 49

Medizinbecher HS 6

Meeker

Ligaturklemmen CF 34

Meißel BS 3-BS 10

Meißel Set BS 3

Meniskusschneider BS 37

Messbecher HS 5

Messbecher und Nierenschalen HS 5

Metallkatheter für Frauen AS 42

Baby-Metzenbaum

Präparierschere SC 33

Metzenbaum

Bipolare Schere SC 48-HF 6

MasterCut Präparierschere SC 36

Präparierschere SC 34-SC 38

Supreme SC 37

Metzenbaum-Fino

Präparierschere SC 33-SC 35

Metzenbaum-S

Präparierschere SC 37

Meyerdig

Wundhaken RE 28

Wundspreizer RE 50

Michel

Klammeranlegepinzetten WO 48

Klammeranlege- u. Entfernungszange WO 47

Micro Adson

Feine anatomische Pinzetten FC 12

Feine chirurgische Pinzetten FC 26

Micro-Adson-Biemer

Feine chirurgische Pinzetten FC 28

Micro-Mosquito

Arterienklemmen CF 14

Micro-Ryder

Nadelhalter WO 30

Micro-Semken

Feine chirurgische Pinzetten FC 29

Microvascular

Nadelhalter WO 29

Middeldorpf

Wundhaken RE 22

Mikro-Clips CF 61

Mikro-Federschere SC 9-SC 12

Mikro-Nadelhalter WO 5-WO 11

Mikro-Nahtpinzetten FC 4-FC 5

Mikro-Pinzetten FC 4

Mikro-Pinzetten, Rundgriff FC 11

Mikro-Saugkanülen TS 10

Mikro-Tumorfasspinzetten FC 9-FC 10

Mikro-Uhrmacher-Pinzetten FC 3

Mikulicz

Peritoneumklemmen CF 44-CF 45

Wundhaken RE 30

Milan

Biopsie- und Absaugküretten GO 52

Miller

Knochenraspeln BS 18

Milligan

Wundspreizer RE 43

Millin

Blasenhalsspreizer AS 41

Blasenwundspreizer AS 38

Mini-Friedmann

Hohlmeißelzangen BS 47

Mini-Gemini

Ligaturklemmen CF 36

Mini-Hohmann

Knochenheber BS 30

Mini-Klingen-System SK 3

Minikorb mit Deckel HS 14

Mini-Lambotte

Osteotome BS 6

Mini-Langenbeck

Wundhaken RE 5

Mini-Lexer

Hohlmeißel BS 7

Osteotome BS 7

Mini-Lowman

Knochenhaltezeug BS 46

Mini-Townsend-Down

Uterus-Biopsiezangen GO 47

Mini-Townsend-Up

Uterus-Biopsiezangen GO 47

Mixer

Ligaturklemmen CF 37-CF 39

Mixer-Slim

Ligaturklemmen CF 38

Modell Bonn

Feine Präparierschere SC 25

Modell Rudolf

Drahtschneidezangen BS 77BS 78

Modell USA

Anatomische Pinzetten FC 21

Chirurgische Pinzetten FC 35

Flachmeißel BS 4

Gipsspreizer WO 50

Hohlmeißel BS 4

Nabelschnurschere SC 66

Osteotome BS 4



Modell Wien

Fadenfänger WO 46

Mollison

Wundspreizer RE 39

Molt

Raspatorien BS 19

Monopolare Elektroden HF 5

Morris

Wundhaken RE 21

Mosquito-Dandy

Arterienklemmen CF 20

Moynihan

Arterienklemmen CF 18

München Modell

Biopsieinstrumente GO 39

Murphy-Lane

Knochenheber BS 33

Museux

Hakenzangen GO 27-GO 28

Myomheber GO 33

Myrtenblattsonden TS 16

N

Nabelschnurklemme GO 54

Nabelschnurscheren SC 66

Nadelhalter WO 12-WO 35

Nadelsauger TS 8

Nagelausreißzange BS 62

Nägele

Geburtszangen GO 56

Perforatorium GO 54

Nagelscheren SC 71

Nagelspaltscheren SC 71

Nagelspaltzange BS 62

Nasenscheren SC 39-SC 50

Negus

Suction dissectors TS 9

Tonsillenklemmen CF 42

Neivert

Nadelhalter WO 20-WO 21

Nelaton

Hohlsonde TS 17

Nelson

Darm- und Lungenpinzetten FC 39

Nerv-Präparierscheren SC 57

Neurochirurgische Scheren SC 57

New Orleans

Chirurgische Pinzetten FC 37

Nadelhalter WO 13-WO 22

News

Wundhäkchen RE 5

New Suture

Chirurgische Scheren SC 23

Nierenklemmen AS 36

Nierenschalen HS 5

Nierensteinzangen AS 37

Nissen

Arterienklemmen CF 22

Northbent

Ligaturscheren SC 62

Noto

Polypen- und Ovarienzangen GO 30

O

Ochsner

Fadenpinzette FC 21

Trokare TS 4

Ochsner-Kocher

Arterienklemmen CF 5-CF 7

O' Connor

Feine Wundhäkchen RE 4

Oehler

Feine chirurgische Pinzetten FC 31

Ohrpinzetten FC 24-FC 25

Ohrsonde TS 17

Öhrsonde TS 15

Olivecrona

Hohlmeißelzangen BS 48

Ollier

Wundhaken RE 15

Olsen-Hegar

Nadelhalter WO 17-WO 18

Ombredanne

Hämmer BS 83

O'Shaughnessy

Ligaturklemmen CF 37

Osteotome BS 3-BS 10

O'Sullivan-O'Connor

Bauchdeckenhalter RE 62

Ovarienzange GO 32

Overholt-Geissendörfer

Ligaturklemmen CF 31-CF 32

Overholt-Mixer

Ligaturklemmen CF 33

Overholt-S

Ligaturklemmen CF 30

Overholt-Slim

Ligaturklemmen CF 30

P

Pacific-Kevorkian

Uterus-Biopsiezangen GO 46

Par

Nadelhalter WO 20

Parametriumklemmen GO 34-GO 35

Parametriumscheren SC 68

Park

Analspreizer AS 25

Parker

Wundhaken RE 14

Parker-Langenbeck

Wundhaken RE 13

Parker-Mott

Wundhaken RE 14

Parsonnet

Wundspreizer RE 34

Partsch

Hämmer BS 85

Patellazange BS 45

Patterson

Biopsiezangen GO 43

Payr

Führungs-Hohlsonden WO 44

Magen- und Darmquetschklemmen AS 17

Pean

Arterienklemmen CF 8, CF 16

Pederson

Scheidenspekula GO 5

Peers-Bertram

Tuchklemmen CF 48

Peet

Splitterzangen FC 42

Pelkmann

Kornzangen CF 55

Penisklemmen AS 44

Pennington CF 16

Percy

Amputationsretraktor BS 43

Peritoneumklemmen CF 44-CF 45

Perkins

Wundspreizer RE 35

Perthes

Reibahlen BS 68

Phaneuf

Hysterektomieklappen GO 36

Piccolo

Watteträger TS 20

Pinzetten, Profilbeschreibung FC 3

Piper

Geburtszangen GO 56

Plazentazange GO 58

Plester

Wundspreizer RE 36

Polypen- und Ovarienzangen GO 29-GO 30

Poole

Kanülen TS 5

Potts-Smith

Feine anatomische Pinzetten FC 19

Feine chirurgische Pinzetten FC 31

Gefäßscheren SC 52

Pozzi

Hakenzangen GO 23

Präparierklemmen CF 37

Präparierschere mit Fadenbohrung SC 62

Präparierscheren SC 24-SC 47

Allgemeine Informationen SC 47

Pratt

Fistelsonde TS 18

Hakenzangen GO 25

Hämorrhoidalzangen AS 27

Rektum-Spekula AS 22

Pribram

Micro suction tubes TS 10

Proktoskope AS 24

Propylux, Griffe BS 7, BS 25

Prostatahaken AS 40

Providence

Arterienklemmen CF 12

Putti

Knochenraspeln BS 18

Pylorusspreizer AS 16

Q

Quervain

Elevatorien BS 28

R

Radolf

Nagelausreißzange BS 62

Ragnell-Davis

Wundhaken RE 12

Raimondi

Arterienklemmen CF 19

Ralk

Splitterzangen FC 42

Rampl

Schwammzangen CF 59

Randall

Nierensteinzangen AS 37

Rasierklingen SK 7, SK 11

Rasierklingenbrecher SK 7

Rasierklingenhalter SK 7

Raspatorien BS 19-BS 26

Recamier

Uterusküretten GO 50-GO 51



Redon

Führungsnadeln TS 14-WO 36
Reibahlen BS 68

Reiner

Gipsmesser WO 49
Rektal-Hohlsonde TS 17
Rektoskope AS 24
Rektum-Anastomosenklemmen AS 20-AS 21
Rektum-Biopsiefasszangen AS 26
Rektum-Spekula AS 22-AS 23

Resano

Rektum-Anastomosenklemmen AS 20
Resektionsmesser SK 10

Reverdin

Spatel RE 32
Unterbindungsnadeln WO 42-WO 43
Reverdin Nadeln WO 42-WO 43

Reynolds

Feine Präparierscheren SC 26
Präparierscheren SC 41

Ricard

Bauchdeckenhalter RE 53

Richardson

Wundhaken RE 23

Richardson-Eastman

Wundhaken RE 23

Richter-Heath

Klammerzange WO 47

Rigby

Wundspreizer RE 51
Ringgabelschlüssel BS 79
Rippenscheren SC 78

Roberts

Arterienklemmen CF 24

Rochard

Befestigungsgestell RE 64
Blätter RE 64
Fixiervorrichtung RE 64

Rochester-Carmalt

Arterienklemmen CF 20

Rochester-Pean

Arterienklemmen CF 3-CF 4

Rogers

Parametriumklemmen GO 34

Ross

Wundhaken RE 31

Röttgen-Ruskin

Hohlmeißelzangen BS 54

Roux

Wundhaken RE 13

RUDOLF

Chirurgische Scheren SC 22
Präparierscheren SC 41
Verbandscheren SC 73

Rudolf (Swedish Pattern)

Nadelhalter WO 30

Rumel

Ligaturklemmen CF 28
Runde Behälter HS 6-HS 7
Rundzange BS 62

Ruskin

Hohlmeißelzangen BS 53-BS 54

Ruskin-Liston

Knochensplitterzangen BS 60

Russisches Modell

Fasspinzetten FC 40

Ryder

Nadelhalter WO 29

S

Sägeblätter WO 51

Sägen BS 63

Sänger

Abortuszangen GO 58

Sanvenero

Feine Scheren SC 17

Sarot

Arterienklemmen CF 26
Nadelhalter WO14, WO 31

Satterlee

Sägen BS 63

Sauerbruch

Abfallzange HS 3
Wundhaken RE 17

Saug-Dissektoren TS 9

Saugkanülen TS 6-TS 9

Saug-Raspatorien TS 9

Sawtell

Präparierklemme CF 37

Schaaf

Cilienpinzetten FC 43

Schacke

Fasszangen GO 21

Schädel

Tuchklemmen CF 47

Schalen HS 6-HS 9

Scharfe Löffel BS 11-BS 17

Scharfe Löffel, keramikbeschichtet BS 15

Schede

Scharfe Löffel BS 13

Scheidenhalter GO 15

Scheidenspekula GO 3-GO 17

Scheidenspekula-Sets GO 6

Scherbak

Scheidenspekula GO 17

Schilddrüsen- und Vulvaspreizer RE 50

Shink

Dermatome SK 11

Schlauchklemmen CF 51-CF 52

Schließzange AS 19

Schmieden

Unterbindungsnadeln WO 40

Schmieden-Dick

Unterbindungsnadeln WO 40

Schmieden-Payr

Führungs-Hohlsonden WO 45

Schneider-Sauerbruch

Raspatorien BS 20

Schröder

Hakenzangen GO 22-GO 26

Uteruslöffel GO 48

Schubert

Biopsiezangen GO 40

Schuknecht

Kanülen TS 8

Schumacher

Biopsiezangen GO 41-GO 44

Nabelschnurscheren SC 66

Schwammzangen CF 58-CF 59

Schwartz

Anlegezangen CF 61

Mikro-Clips CF 61

Sedillot

Raspatorien BS 19

Sehnendurchziehungen BS 86

Sehnenschnitzzangen BS 86-BS 87

Sehnenschnitzklemmen BS 87

Sehnenhalteclips BS 87

Sehneninstrumente BS 86-BS 88

Sehnenscheidenhaken BS 88

Sehnenscheren SC 9-SC 24

seitliches Spekulum GO 15

Sekretlöffel AS 44

Seldin

Raspatorien BS 21

Sellheim

Geburtslöffel GO 53

Semb

Hohlmeißelzangen BS 57

Knochenhalteclips BS 41

Raspatorien BS 23

Semken

Feine anatomische Pinzetten FC 13

Feine chirurgische Pinzetten FC 29

Semm

Bauchdeckenhalter RE 59

Senn-Green

Wundhaken RE 12

Senning

Nadelhalter WO 16

Senn-Mueller

Wundhaken RE 11

Sequesterzangen BS 38

Seutin

Knochenscheren SC 77

Sezierrmesser SK 10

Shortbent

Ligaturscheren SC 62

Siebkorb HS 10

Siebkörbe, Größe 1/2 HS 10

Siebkörbe, Größe 3/4 HS 11

Siebkörbe, Größe Mini HS 14

Siebold

Uterusschere SC 65

Silikon-Noppenmatte für Siebkorb HS 10HS 11

Silver

Dermatome SK 11

Simon

Fistelhaken GO 33

Uteruslöffel GO 48

Wundhaken RE 25

Simpson

Geburtszangen GO 55

Simpson-Braun

Geburtszangen GO 55

Simpson-Luikart

Geburtszangen GO 55

Sims

Gynäkologische Scheren SC 63

Rektum-Spekula AS 22AS 23

Scheidenspekula-Sets GO 6

Uterusküretten GO 50

Uterussonden GO 20

Sims-Maier

Kornzangen CF 55

Singley-Tuttle

Darm- und Lungenpinzetten FC 39

Sinusklemmen CF 53

Skalpelle SK 3SK 6

Smillie

Meniskusschere BS 37

Smith-Buie

Analpreizer AS 24

Smith-Petersen



Hohlmeißel BS 5
Hohlmeißelzangen BS 55
Osteotome BS 5
Somer
Uterusfasszangen GO 31
Sonden TS 15-TS 18
Sortierspieß HS 15
Spannrahmen für Drahtsiebkorb HS 10-HS 13
Spatel RE 32
Spencer
Ligaturscheren SC 61
Spencer-Fino
Ligaturscheren SC 61
Spencer-Wells
Ligaturklemmen CF 41
Spezialwundspreizer RE 50
Sphinkterskope AS 24
Spinalhaken BS 37
Splitterpinzetten FC 41
Splitterzangen FC 42
Spratt
Scharfe Löffel BS 12
Spritzen TS 12
Stacke
Ohrsonde TS 17
Standard
Anatomische Pinzetten FC 20
Standard Adson
Feine chirurgische Pinzetten FC 27
Staubabsaugung WO 52
Stechbecken HS 4
Steinmann
Nägel BS 71
Sehnenhalte-zangen BS 87
Steinzangen AS 41
Stellbrink
Hohlmeißelzangen BS 47
Sterilisierklammern HS 3
Sterilisierzangen HS 3
Sternal-Punktionskanüle TS 6
Stevens
Sehnscheren SC 24
Stevens- Rudolf
Sehnscheren SC 24
Stieglitz
Splitterzangen FC 42
Stille
Anatomische Pinzetten FC 20
Bohrapparate BS 66
Flachmeißel BS 8
Gipsscheren SC 77
Hohlmeißel BS 8
Hohlmeißelzangen BS 58
Osteotome BS 8
Stille-Barraya
Chirurgische Pinzetten FC 37
Stille-Liston
Knochensplitterzangen BS 61
Stille-Luer
Hohlmeißelzangen BS 56
Stille-Ruskin
Hohlmeißelzangen BS 57
St. Marks
Wundhaken RE 20
Stockmann
Penisklemmen AS 44
Stößel BS 4
Strabismusscheren SC 15-SC 25

Strandell-Stille
Sehnscheidenhaken BS 88
Stratte
Nadelhalter WO 31
Strauss
Penisklemmen AS 44
T
Taylor
Feine anatomische Pinzetten FC 16
Feine chirurgische Pinzetten FC 33
Spinalhaken BS 37
Teale
Hakenzangen GO 28
Thomas
Uterusküretten GO 49
Thomas-Gaylor
Biopsiezangen GO 40
Thoms-Allis
Darm- und Gewebefasszangen AS 5
Tischler
Biopsiezangen GO 41
Uterus-Biopsiezangen GO 47
Tischler-Morgan
Biopsiezangen GO 45
Tohoku
Tuchklemmen CF 49
Tönnis
Tonsillen-Scheren SC 58
Tönnis-Adson
Tonsillen-Scheren SC 58
Tönnis-Adson Fino
Arteriotomie Schere SC 58
Tonsillenklemmen CF 42
Tonsillen-Scheren SC 58-SC 59
Trachealhäkchen RE 5-RE 8
Tränenkanaldilatatorens TS 19
Travers
Wundspreizer RE 47
Treves
Chirurgische Pinzetten FC 36
Troeltsch
Ohrpinzetten FC 25
Troeltsch (Wilde)
Ohrpinzetten FC 25
Trokare TS 3TS 4
Trokar-Set TS 3
Tübinger Modell
Wundspreizer RE 39
Tuchklammern HS 15
Tuchklemmen CF 47-CF 50
Tuffier
Arterienklemmen CF 16
Spatel RE 32
Tupferzangen CF 56-CF 57
U
Uffenrode
Scharfe Löffel BS 14
Ulrich
Kornzangen CF 53
Universal
Sterilisierzangen HS 3
Trokare TS 3
Watteträger TS 20
Unterbindungsnadeln WO 37WO 41
Urethrale Bougies AS 42
Urologie-Instrumente AS 40-AS 44
Uterus-Biopsiezangen GO 46-GO 47

Uterus-Depressor GO 20
Uterusdilatoren GO 18
Uterusfasszangen GO 31-GO 32
Uterusklemmzangen GO 59
Uterusküretten GO 49-GO 51
Uteruslöffel GO 48
Uterusscheren SC 65
Uterus-Sekretlöffel GO 33
Uterussonden GO 20
V
Vaginalklemmen GO 38
Van Burren
Urethrale Bougies AS 42
Van Doren
Biopsiezangen GO 41
Vannas
Mikro Federscheren SC 9
Vaut
Polypen- und Ovarienzangen GO 29
Venenschere SC 10
Verbandscheren SC 73-SC 76
Verbrugge
Knochenhalte-zangen BS 42
Verbrugge-Müller
Knochenhebel BS 32
Verschlussplomben HS 15
Virchow
Seziermesser SK 10
Vise
Mikro-Uhrmacher-Pinzetten FC 3
Volkman
Knochenhaken BS 34
Scharfe Löffel BS 11-BS 16
Wundhäkchen RE 8
Vulvaspreizer RE 50
W
Wagner
Feine chirurgische Scheren SC 19
Waldmann
Damm-(Episiotomie-) Scheren SC 67
Walter-Carmalt
Splitterpinzetten FC 41
Walton
Feine Scheren SC 17
Wangensteen
Anatomische Pinzetten FC 24
Nadelhalter WO 15-WO 32
Watson-Cheyne
Elevatoren BS 29
Sonden TS 15
Wattespender HS 6
Watteträger TS 20-TS 21
Waugh
Feine anatomische Pinzetten FC 14
Feine chirurgische Pinzetten FC 31
Webster
Nadelhalter WO 12-WO 21
Weitlaner
Wundspreizer RE 37-RE 44
Weitlaner-Baby
Wundspreizer RE 43
Weitlaner-Wullstein
Wundspreizer RE 38
Wertheim
Gynäkologische Scheren SC 63
Hysterektomieklammern GO 37



Peritoneumklemmen CF 44

Wertheim-Cullen

Hysterektomieklemmen GO 37

Westcott

Sehnenschere SC 9-SC 11

Wickstroem

Präparierklemme CF 39

Wilder

Tränenkanaldilatoren TS 19

Williams

Gewebefasszangen AS 8

Williger

Elevatoren BS 28

Raspatorien BS 21

Scharfe Löffel BS 14-BS 17

Wilmer

Feine Präparierscheren SC 25

Winter

Abortuszangen GO 57

Wolff

Gipsabreißzange WO 50

Wrigley

Geburtszangen GO 55

Wundhäkchen RE 5-RE 8

Wundhäkchen, fein RE 3-RE 4

Wundhaken RE 9-RE 31

Wundklammern WO 47

Wundspreizer RE 33-RE 51

Hemilaminektomie-Sperre RE 49

Wylie

Wundhaken RE 22

Y

Yankauer

Raspatorien BS 27

Yankauer-Standard

Kanülen TS 5

Yasargil

Anatomische Mikro-Pinzetten FC 6

Mikro-Tumorfasspinzetten FC 10

Yeoman

Rektum-Biopsiefasszangen AS 26

Young

Prostatahaken AS 40

Urologie-Instrumente AS 40

Z

Zahnfleischscheren SC 26-SC 70

Zaufal-Jansen

Hohlmeißelzangen BS 53

Zenker

Ligaturklemmen CF 29

Zubehör HS 15

Zungenzange CF 59

Nummernverzeichnis

Numerical Index



CS050-002.....	HS 13	HF410-020.....	HF 4	HF520-124.....	HF 13	RU 1003-13.....	SC 21
CS050-003.....	HS 13	HF410-022.....	HF 4	HF520-158.....	HF 14	RU 1003-14.....	SC 21
CS050-004.....	HS 13	HF410-024.....	HF 4	HF520-159.....	HF 14	RU 1003-15.....	SC 21
CS050-005.....	HS 13	HF410-026.....	HF 3	HF520-170.....	HF 14	RU 1003-16.....	SC 21
CS140-000.....	HS 9	HF410-028.....	HF 3	HF520-171.....	HF 14	RU 1003-18.....	SC 21
CS140-030.....	HS 9	HF410-030.....	HF 3	HF520-172.....	HF 14	RU 1003-20.....	SC 21
CS140-050.....	HS 9	HF510-011.....	HF 9	HF520-173.....	HF 14	RU 1004-14.....	SC 20
CS140-070.....	HS 9	HF510-051.....	HF 9	HF520-174.....	HF 14	RU 1006-14.....	SC 20
CS140-100.....	HS 9	HF510-111.....	HF 9	HF520-175.....	HF 14	RU 1008-14.....	SC 21
CS141-000.....	HS 9	HF510-151.....	HF 9	HF520-422.....	HF 13	RU 1010-14.....	SC 22
CS141-041.....	HS 9	HF510-152.....	HF 9	HF520-518.....	HF 13	RU 1011-11.....	SC 20
CS141-045.....	HS 9	HF510-211.....	HF 9	HF520-520.....	HF 13	RU 1011-13.....	SC 20
CS141-050.....	HS 9	HF510-251.....	HF 9	HF520-522.....	HF 13	RU 1011-14.....	SC 20
CS141-070.....	HS 9	HF510-311.....	HF 9	HF520-570.....	HF 14	RU 1011-15.....	SC 20
CS141-090.....	HS 9	HF510-351.....	HF 9	HF520-572.....	HF 14	RU 1011-16.....	SC 20
CS146-000.....	HS 9	HF510-411.....	HF 9	HF520-922.....	HF 13	RU 1011-18.....	SC 20
CS147-001.....	HS 9	HF511-051.....	HF 10	HF521-059.....	HF 16	RU 1011-20.....	SC 20
CS240-000.....	HS 10	HF511-111.....	HF 10	HF521-070.....	HF 16	RU 1012-11.....	SC 20
CS240-030.....	HS 10	HF511-151.....	HF 10	HF521-071.....	HF 16	RU 1012-13.....	SC 20
CS240-050.....	HS 10	HF515-015.....	HF 11	HF521-072.....	HF 16	RU 1012-14.....	SC 20
CS240-070.....	HS 10	HF515-020.....	HF 11	HF521-073.....	HF 16	RU 1012-14M.....	SC 20
CS240-100.....	HS 10	HF515-055.....	HF 11	HF521-118.....	HF 15	RU 1012-15.....	SC 20
CS241-000.....	HS 10	HF515-056.....	HF 11	HF521-120.....	HF 15	RU 1012-16.....	SC 20
CS241-050.....	HS 10	HF515-059.....	HF 11	HF521-122.....	HF 15	RU 1012-18.....	SC 20
CS241-070.....	HS 10	HF515-115.....	HF 11	HF521-158.....	HF 16	RU 1013-10.....	SC 21
CS241-090.....	HS 10	HF515-118.....	HF 11	HF521-159.....	HF 16	RU 1013-11.....	SC 21
CS247-000.....	HS 10	HF515-120.....	HF 11	HF521-170.....	HF 16	RU 1013-13.....	SC 21
CS340-000.....	HS 11	HF515-122.....	HF 11	HF521-171.....	HF 16	RU 1013-14.....	SC 21
CS340-030.....	HS 11	HF515-124.....	HF 11	HF521-172.....	HF 16	RU 1013-16.....	SC 21
CS340-050.....	HS 11	HF515-155.....	HF 11	HF521-173.....	HF 16	RU 1014-14.....	SC 20
CS340-070.....	HS 11	HF515-158.....	HF 11	HF521-174.....	HF 16	RU 1016-14.....	SC 20
CS340-100.....	HS 11	HF515-159.....	HF 11	HF521-175.....	HF 16	RU 1018-14.....	SC 21
CS341-000.....	HS 11	HF515-170.....	HF 11	HF521-420.....	HF 15	RU 1021-14.....	SC 21
CS341-030.....	HS 11	HF515-171.....	HF 11	HF521-570.....	HF 16	RU 1022-14.....	SC 21
CS341-050.....	HS 11	HF515-172.....	HF 11	HF521-918.....	HF 15	RU 1023-14.....	SC 21
CS341-070.....	HS 11	HF515-173.....	HF 11	HF521-970.....	HF 16	RU 1031-14.....	SC 21
CS341-100.....	HS 11	HF515-518.....	HF 11	HF530-018.....	HF 17	RU 1032-14.....	SC 21
CS342-000.....	HS 11	HF515-558.....	HF 11	HF532-118.....	HF 17	RU 1033-14.....	SC 21
CS342-045.....	HS 11	HF515-615.....	HF 11	HF533-220.....	HF 17	RU 1040-14.....	SC 22
CS342-050.....	HS 11	HF515-618.....	HF 11	RU 0470-02.....	HF 5	RU 1041-14.....	SC 22
CS342-070.....	HS 11	HF515-620.....	HF 11	RU 0470-15.....	HF 5	RU 1100-16.....	SC 28
CS342-090.....	HS 11	HF515-655.....	HF 11	RU 0470-17.....	HF 5	RU 1101-16.....	SC 28
CS343-000.....	HS 11	HF515-656.....	HF 11	RU 0470-19.....	HF 5	RU 1102-16.....	SC 28
CS343-050.....	HS 11	HF515-658.....	HF 11	RU 0470-54.....	HF 5	RU 1103-16.....	SC 28
CS343-070.....	HS 11	HF515-659.....	HF 11	RU 0470-60.....	HF 5	RU 1104-16.....	SC 28
CS343-090.....	HS 11	HF516-020.....	HF 12	RU 0470-65.....	HF 5	RU 1105-16.....	SC 28
CS347-000.....	HS 11	HF516-115.....	HF 12	RU 0470-67.....	HF 5	RU 1107-16.....	SC 28
CS348-000.....	HS 11	HF516-118.....	HF 12	RU 1000-14.....	SC 22	RU 1110-13.....	SC 23
CS540-045.....	HS 12	HF516-120.....	HF 12	RU 1001-10.....	SC 20	RU 1132-14.....	SC 23
CS546-000.....	HS 12	HF516-158.....	HF 12	RU 1001-11.....	SC 20	RU 1132-14HP.....	SC 23
CS547-000.....	HS 12	HF516-159.....	HF 12	RU 1001-13.....	SC 20	RU 1250-14.....	SC 29
CS950-028.....	HS 14	HF516-170.....	HF 12	RU 1001-14.....	SC 20	RU 1250-14M.....	SC 29
CS956-001.....	HS 14	HF516-173.....	HF 12	RU 1001-15.....	SC 20	RU 1250-14S.....	SC 29
CS961-010.....	HS 14	HF516-558.....	HF 12	RU 1001-16.....	SC 20	RU 1250-15.....	SC 29
CS961-020.....	HS 14	HF518-017.....	HF 10	RU 1001-17.....	SC 20	RU 1250-17.....	SC 29
CS961-021.....	HS 14	HF520-017.....	HF 13	RU 1001-18.....	SC 20	RU 1250-17M.....	SC 29
CS961-030.....	HS 14	HF520-018.....	HF 13	RU 1001-20.....	SC 20	RU 1250-20.....	SC 29
HF300-202.....	HF 7	HF520-022.....	HF 13	RU 1002-10.....	SC 20	RU 1250-20HP.....	SC 29
HF300-204.....	HF 7	HF520-024.....	HF 13	RU 1002-11.....	SC 20	RU 1250-23.....	SC 29
HF300-206.....	HF 7	HF520-058.....	HF 14	RU 1002-13.....	SC 20	RU 1250-23HP.....	SC 29
HF310-104.....	HF 18	HF520-059.....	HF 14	RU 1002-14.....	SC 20	RU 1250-23M.....	SC 29
HF310-113.....	HF 18	HF520-070.....	HF 14	RU 1002-14HP.....	SC 20	RU 1251-14.....	SC 30
HF310-123.....	HF 18	HF520-071.....	HF 14	RU 1002-14M.....	SC 20	RU 1251-14G.....	SC 30
HF310-125.....	HF 18	HF520-073.....	HF 14	RU 1002-15.....	SC 20	RU 1251-14M.....	SC 30
HF310-133.....	HF 18	HF520-075.....	HF 14	RU 1002-16.....	SC 20	RU 1251-14S.....	SC 30
HF310-135.....	HF 18	HF520-118.....	HF 13	RU 1002-18.....	SC 20	RU 1251-15.....	SC 30
HF310-333.....	HF 18	HF520-120.....	HF 13	RU 1003-10.....	SC 21	RU 1251-17.....	SC 30
HF310-3031.....	HF 18	HF520-122.....	HF 13	RU 1003-11.....	SC 21	RU 1251-17G.....	SC 30

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 1251-17M.....	SC 30	RU 1314-14C	SC 34	RU 1336-23M.....	SC 35	RU 1651-10.....	SC 39
RU 1251-20.....	SC 31	RU 1314-14M.....	SC 34	RU 1336-25.....	SC 35	RU 1654-13	SC 39
RU 1251-20HP.....	SC 31	RU 1314-14N.....	SC 34	RU 1336-28.....	SC 35	RU 1655-13	SC 39
RU 1251-23.....	SC 31	RU 1314-14RS.....	SC 47	RU 1338-18.....	SC 37	RU 1659-61W.....	SC 39
RU 1251-23HP.....	SC 31	RU 1314-14RS.....	SC 61	RU 1338-23.....	SC 37	RU 1661-11M.....	SC 39
RU 1251-23M	SC 31	RU 1316-14.....	SC 33	RU 1339-18.....	SC 37	RU 1661-61W.....	SC 39
RU 1251-28.....	SC 31	RU 1316-14M.....	SC 33	RU 1382-18.....	SC 48, HF 7	RU 1670-14.....	SC 40
RU 1251-28HP.....	SC 31	RU 1318-14.....	SC 33	RU 1382-23.....	SC 48, HF 7	RU 1670-14HP.....	SC 40
RU 1252-14.....	SC 29	RU 1320-18	SC 35	RU 1401-20	SC 63	RU 1670-14M	SC 40
RU 1252-14M.....	SC 29	RU 1320-20.....	SC 35	RU 1401-20M	SC 63	RU 1671-14.....	SC 40
RU 1252-17.....	SC 29	RU 1321-18.....	SC 36	RU 1411-20.....	SC 63	RU 1671-14HP.....	SC 40
RU 1252-17M.....	SC 29	RU 1321-18M.....	SC 36	RU 1411-20M.....	SC 63	RU 1671-14M.....	SC 40
RU 1252-23	SC 29	RU 1321-20	SC 36	RU 1411-23.....	SC 63	RU 1674-12HP.....	SC 40
RU 1253-14.....	SC 30	RU 1321-23	SC 38	RU 1414-20.....	SC 63	RU 1674-12M.....	SC 40
RU 1253-17.....	SC 30	RU 1321-25	SC 38	RU 1414-23.....	SC 63	RU 1675-12.....	SC 40
RU 1253-17M	SC 30	RU 1324-18.....	SC 36	RU 1415-22	SC 63	RU 1675-12M	SC 40
RU 1253-23.....	SC 31	RU 1324-20.....	SC 36	RU 1428-16.....	SC 64	RU 1675-13.....	SC 40
RU 1260-15.....	SC 31	RU 1324-23	SC 38	RU 1430-16.....	SC 64	RU 1675-15.....	SC 40
RU 1260-15HP	SC 31	RU 1326-18	SC 35	RU 1430-18	SC 64	RU 1675-15M	SC 40
RU 1260-15M	SC 31	RU 1326-23	SC 35	RU 1430-18HP	SC 64	RU 1676-11M.....	SC 41
RU 1260-17	SC 31	RU 1328-18	SC 37	RU 1431-16.....	SC 64	RU 1676-14M	SC 41
RU 1260-17HP.....	SC 31	RU 1328-23	SC 37	RU 1441-16.....	SC 64	RU 1677-13M.....	SC 41
RU 1260-17M	SC 31	RU 1330-18	SC 35	RU 1445-16	SC 64	RU 1680-18M.....	SC 42
RU 1261-15.....	SC 32	RU 1330-18M	SC 35	RU 1455-24	SC 65	RU 1681-18M.....	SC 42
RU 1261-15M.....	SC 32	RU 1330-20.....	SC 35	RU 1501-12.....	SC 18	RU 1681-28M.....	SC 42
RU 1261-17.....	SC 32	RU 1330-23	SC 35	RU 1503-12.....	SC 18	RU 1681-78N.....	SC 42
RU 1261-17HP.....	SC 32	RU 1330-23M.....	SC 35	RU 1503-12HP	SC 18	RU 1682-19M.....	SC 43
RU 1261-17M.....	SC 32	RU 1330-25.....	SC 35	RU 1503-12M	SC 18	RU 1683-19M.....	SC 43
RU 1261-19.....	SC 32	RU 1330-28.....	SC 35	RU 1511-12.....	SC 18	RU 1685-15M.....	SC 43
RU 1261-21	SC 32	RU 1331-18.....	SC 36	RU 1513-12.....	SC 18	RU 1685-19HP	SC 43
RU 1262-15.....	SC 31	RU 1331-18C	SC 36	RU 1513-12HP	SC 18	RU 1685-19M	SC 43
RU 1262-17.....	SC 31	RU 1331-18G	SC 36	RU 1513-12M.....	SC 18	RU 1687-16M.....	SC 44
RU 1262-17M.....	SC 31	RU 1331-18M.....	SC 36	RU 1518-11M.....	SC 18	RU 1688-19M.....	SC 44
RU 1263-15.....	SC 32	RU 1331-18N.....	SC 36	RU 1519-11M.....	SC 18	RU 1689-19M.....	SC 44
RU 1263-17.....	SC 32	RU 1331-18S	SC 37	RU 1521-12.....	SC 19	RU 1689-29M.....	SC 45
RU 1263-17M	SC 32	RU 1331-20	SC 36	RU 1523-12.....	SC 19	RU 1689-79N	SC 45
RU 1270-17.....	SC 32	RU 1331-20G.....	SC 36	RU 1523-12M	SC 19	RU 1690-23M.....	SC 45
RU 1270-17HP.....	SC 32	RU 1331-20M	SC 36	RU 1526-12	SC 19	RU 1693-18M.....	SC 46
RU 1271-17	SC 32	RU 1331-23	SC 38	RU 1526-12M	SC 19	RU 1705-11.....	SC 51
RU 1280-11.....	SC 33	RU 1331-23M	SC 38	RU 1550-14	SC 19	RU 1718-17M.....	SC 51
RU 1280-11M.....	SC 33	RU 1331-25	SC 38	RU 1580-15	SC 26	RU 1720-19.....	SC 52
RU 1280-49.....	SC 33	RU 1331-25M	SC 38	RU 1580-15M	SC 26	RU 1720-19M.....	SC 52
RU 1280-51	SC 33	RU 1331-28	SC 38	RU 1581-15.....	SC 26	RU 1721-19.....	SC 52
RU 1281-11	SC 33	RU 1331-28M	SC 38	RU 1581-18.....	SC 26	RU 1721-19M.....	SC 52
RU 1281-11M.....	SC 33	RU 1331-30	SC 38	RU 1581-18M.....	SC 26	RU 1722-19.....	SC 52
RU 1281-11S.....	SC 33	RU 1333-18	SC 37	RU 1582-15M	SC 26	RU 1722-19M.....	SC 52
RU 1281-49	SC 33	RU 1333-20	SC 37	RU 1583-15	SC 27	RU 1724-60	SC 52
RU 1281-51.....	SC 33	RU 1334-18	SC 36	RU 1583-15M	SC 27	RU 1730-19.....	SC 51
RU 1290-14.....	SC 33	RU 1334-18C	SC 36	RU 1583-18M	SC 27	RU 1750-16.....	SC 52
RU 1290-14M.....	SC 33	RU 1334-18M.....	SC 36	RU 1584-13	SC 27	RU 1754-16.....	SC 52
RU 1291-14.....	SC 33	RU 1334-18N.....	SC 36	RU 1584-15	SC 27	RU 1754-16HP.....	SC 52
RU 1291-14M.....	SC 33	RU 1334-18RS	SC 47	RU 1630-09.....	SC 15	RU 1760-19.....	SC 53
RU 1293-14	SC 33	RU 1334-18RS	SC 61	RU 1630-09M.....	SC 15	RU 1760-19M	SC 53
RU 1301-14.....	SC 34	RU 1334-18W	SC 36	RU 1630-10.....	SC 15	RU 1761-13.....	SC 53
RU 1301-14M.....	SC 34	RU 1334-20	SC 36	RU 1630-11	SC 16	RU 1761-16.....	SC 53
RU 1302-14.....	SC 34	RU 1334-20C	SC 36	RU 1630-11M	SC 16	RU 1761-19.....	SC 53
RU 1303-14	SC 34	RU 1334-20M.....	SC 36	RU 1631-09.....	SC 15	RU 1761-19M.....	SC 53
RU 1304-14.....	SC 34	RU 1334-23	SC 38	RU 1631-09M.....	SC 15	RU 1762-19.....	SC 53
RU 1306-14	SC 33	RU 1334-23M.....	SC 38	RU 1631-10.....	SC 15	RU 1762-19M.....	SC 53
RU 1308-14	SC 35	RU 1334-23RS	SC 47	RU 1631-11.....	SC 16	RU 1763-19.....	SC 53
RU 1311-13	SC 34	RU 1334-23RS	SC 61	RU 1631-11M.....	SC 16	RU 1763-19M	SC 53
RU 1311-14.....	SC 34	RU 1334-25.....	SC 38	RU 1632-10.....	SC 15	RU 1764-19.....	SC 53
RU 1311-14G	SC 36	RU 1334-28.....	SC 38	RU 1636-09.....	SC 17	RU 1764-19M	SC 53
RU 1311-14M.....	SC 34	RU 1334-30.....	SC 38	RU 1638-10	SC 17	RU 1765-19.....	SC 53
RU 1311-14S.....	SC 34	RU 1336-18	SC 35	RU 1640-14	SC 17	RU 1765-19M	SC 53
RU 1312-14.....	SC 34	RU 1336-18M	SC 35	RU 1641-14.....	SC 17	RU 1770-25R.....	SC 55
RU 1313-14.....	SC 34	RU 1336-20.....	SC 35	RU 1650-10	SC 39	RU 1770-45R.....	SC 55
RU 1314-14.....	SC 34	RU 1336-23.....	SC 35	RU 1650-10HP	SC 39	RU 1770-60R	SC 55

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 1770-90R	SC 55	RU 2404-01	SC 13	RU 2478-02	SC 14	RU 3021-13	CF 8
RU 1770-99R	SC 55	RU 2404-03	SC 13	RU 2480-11	SC 14	RU 3021-14	CF 8
RU 1771-25R	SC 55	RU 2405-01	SC 13	RU 2500-14	SC 62	RU 3021-16	CF 8
RU 1771-45R	SC 55	RU 2405-03	SC 13	RU 2510-09	SC 61	RU 3030-13	CF 8
RU 1771-60R	SC 55	RU 2406-09	SC 15	RU 2510-09HP	SC 61	RU 3030-14	CF 8
RU 1771-90R	SC 55	RU 2406-09M	SC 15	RU 2510-10	SC 61	RU 3030-16	CF 8
RU 1771-99R	SC 55	RU 2406-09N	SC 15	RU 2510-12	SC 61	RU 3031-13	CF 8
RU 1772-25R	SC 56	RU 2406-11	SC 16	RU 2512-11	SC 61	RU 3031-14	CF 8
RU 1772-45R	SC 56	RU 2406-11M	SC 16	RU 2518-11	SC 14	RU 3031-16	CF 8
RU 1772-60R	SC 56	RU 2406-11N	SC 16	RU 2520-09	SC 62	RU 3050-14	CF 9
RU 1772-90R	SC 56	RU 2407-09	SC 15	RU 2520-12	SC 62	RU 3050-16	CF 9
RU 1772-99R	SC 56	RU 2407-09M	SC 15	RU 2522-11	SC 62	RU 3051-14	CF 9
RU 1773-25R	SC 56	RU 2407-09N	SC 15	RU 2526-11	SC 62	RU 3051-16	CF 9
RU 1773-45R	SC 56	RU 2407-11	SC 16	RU 2572-11	SC 15	RU 3072-14	CF 10
RU 1773-60R	SC 56	RU 2407-11M	SC 16	RU 2598-11	SC 15	RU 3073-14	CF 10
RU 1773-90R	SC 56	RU 2407-11N	SC 16	RU 2600-12	SC 72	RU 3070-14	CF 10
RU 1773-99R	SC 56	RU 2416-11	SC 16	RU 2600-12HP	SC 72	RU 3070-16	CF 10
RU 1792-15	SC 57	RU 2418-10	SC 16	RU 2601-12	SC 72	RU 3071-14	CF 10
RU 1810-18	SC 59	RU 2418-11	SC 16	RU 2602-16	SC 73	RU 3071-16	CF 10
RU 1819-17	SC 58	RU 2419-10	SC 16	RU 2602-18	SC 73	RU 3074-14	CF 10
RU 1825-17	SC 58	RU 2397-01	SC 16	RU 2620-13	SC 71	RU 3074-16	CF 10
RU 1829-17	SC 58	RU 2419-11	SC 16	RU 2620-15	SC 71	RU 3075-14	CF 10
RU 1821-18	SC 58	RU 2420-09	SC 13	RU 2650-11	SC 74	RU 3075-16	CF 10
RU 1845-19	SC 59	RU 2420-10	SC 13	RU 2650-14	SC 74	RU 3076-14	CF 10
RU 1900-21	SC 60	RU 2420-11	SC 13	RU 2650-14M	SC 74	RU 3077-14	CF 10
RU 1905-21	SC 60	RU 2421-09	SC 13	RU 2650-15	SC 74	RU 3078-14	CF 11
RU 1910-21	SC 60	RU 2421-10	SC 13	RU 2650-18	SC 74	RU 3078-16	CF 11
RU 2000-16	SC 66	RU 2421-11	SC 13	RU 2650-18M	SC 74	RU 3079-14	CF 11
RU 2010-16	SC 66	RU 2422-09	SC 13	RU 2650-20	SC 74	RU 3079-16	CF 11
RU 2020-10	SC 66	RU 2422-10	SC 13	RU 2650-20M	SC 74	RU 3080-15	CF 11
RU 2050-14	SC 67	RU 2422-11	SC 13	RU 2651-18	SC 74	RU 3081-15	CF 11
RU 2055-22	SC 67	RU 2423-09	SC 13	RU 2652-21	SC 74	RU 3082-15	CF 11
RU 2055-22M	SC 67	RU 2423-10	SC 13	RU 2653-21	SC 74	RU 3083-15	CF 11
RU 2085-18	SC 67	RU 2423-11	SC 13	RU 2654-16	SC 75	RU 3090-14	CF 12
RU 2085-18M	SC 67	RU 2426-10	SC 13	RU 2654-19	SC 75	RU 3091-14	CF 12
RU 2090-11	SC 68	RU 2427-10	SC 13	RU 2655-20	SC 75	RU 3097-09	CF 12
RU 2090-14	SC 68	RU 2430-10	SC 24	RU 2655-22	SC 75	RU 3100-18	CF 13
RU 2086-19	SC 67	RU 2430-11	SC 24	RU 2660-23	SC 75	RU 3100-21	CF 13
RU 2086-19M	SC 67	RU 2430-11M	SC 24	RU 2665-23	SC 76	RU 3101-18	CF 13
RU 2087-19	SC 67	RU 2431-10	SC 24	RU 2705-14	SC 76	RU 3101-21	CF 13
RU 2115-18	SC 49	RU 2431-11	SC 24	RU 2690-24	SC 76	RU 3110-18	CF 13
RU 2115-18M	SC 49	RU 2431-11M	SC 24	RU 2692-24	SC 76	RU 3110-21	CF 13
RU 2125-13M	SC 49	RU 2433-12	SC 24	RU 2715-23	SC 77	RU 3111-18	CF 13
RU 2129-13	SC 49	RU 2440-10	SC 24	RU 2805-22	SC 78	RU 3111-21	CF 13
RU 2130-13	SC 49	RU 2440-10M	SC 24	RU 2840-23	SC 77, WO 50	RU 3114-13	CF 14
RU 2131-13	SC 50	RU 2440-11	SC 24	RU 2840-26	SC 77, WO 50	RU 3115-13	CF 14
RU 2131-13M	SC 50	RU 2440-11HP	SC 24	RU 2840-37	SC 77, WO 50	RU 3120-10	CF 14
RU 2132-13	SC 50	RU 2440-11M	SC 24	RU 2870-10	SC 69	RU 3120-12	CF 14
RU 2132-13M	SC 50	RU 2441-09M	SC 24	RU 2890-12	SC 69	RU 3121-10	CF 14
RU 2135-16M	SC 50	RU 2441-10	SC 24	RU 2891-12	SC 69	RU 3121-12	CF 14
RU 2136-16	SC 50	RU 2441-10M	SC 24	RU 2900-13	SC 26	RU 3122-10	CF 14
RU 2240-11	SC 9	RU 2441-11	SC 24	RU 2901-13	SC 26	RU 3122-12	CF 14
RU 2244-09	SC 9	RU 2441-11HP	SC 24	RU 2901-13M	SC 26	RU 3123-10	CF 14
RU 2252-42	SC 12	RU 2441-11M	SC 24	RU 2903-13	SC 26	RU 3123-12	CF 14
RU 2252-43	SC 12	RU 2450-08	SC 25	RU 2913-17	SC 70	RU 3100-12	CF 12
RU 2253-52	SC 12	RU 2451-08	SC 25	RU 2918-16	SC 70	RU 3100-14	CF 12
RU 2253-53	SC 12	RU 2455-10	SC 25	RU 2932-11	SC 70	RU 3101-12	CF 12
RU 2253-62	SC 12	RU 2457-10	SC 25	RU 2940-11	SC 70	RU 3101-14	CF 12
RU 2253-63	SC 12	RU 2458-10	SC 25	RU 2940-11HP	SC 70	RU 3110-12	CF 12
RU 2260-08	SC 9	RU 2460-11	SC 25	RU 2941-11	SC 70	RU 3110-14	CF 12
RU 2261-08	SC 9	RU 2461-11	SC 25	RU 2941-11HP	SC 70	RU 3111-12	CF 12
RU 2330-11	SC 11	RU 2462-11	SC 25	RU 2980-10	SC 71	RU 3111-14	CF 12
RU 2335-11	SC 11	RU 2463-11	SC 25	RU 2981-10	SC 71	RU 3137-12	CF 15
RU 2336-11	SC 11	RU 2463-11M	SC 25	RU 2983-09	SC 71	RU 3140-10	CF 15
RU 2339-10	SC 10	RU 2463-11N	SC 25	RU 2983-10	SC 71	RU 3141-10	CF 15
RU 2360-19	SC 12	RU 2476-03	SC 14	RU 3020-13	CF 8	RU 3144-03	CF 60
RU 2361-19	SC 12	RU 2477-02	SC 14	RU 3020-14	CF 8	RU 3144-05	CF 60
RU 2370-01	SC 10	RU 2477-03	SC 14	RU 3020-16	CF 8	RU 3144-06	CF 60

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 3145-03.....	CF 60	RU 3241-24.....	CF 23	RU 3327-25.....	CF 36	RU 3511-20.....	CF 46
RU 3145-05.....	CF 60	RU 3241-26.....	CF 23	RU 3327-28.....	CF 36	RU 3512-20.....	CF 46
RU 3145-06.....	CF 60	RU 3250-22.....	CF 24	RU 3328-01.....	CF 36	RU 3550-09.....	CF 47
RU 3146-01.....	CF 60	RU 3251-22.....	CF 24	RU 3328-14.....	CF 36	RU 3552-05.....	CF 47
RU 3146-02.....	CF 60	RU 3253-41.....	CF 25	RU 3328-18.....	CF 36	RU 3552-09.....	CF 47
RU 3146-03.....	CF 60	RU 3253-42.....	CF 25	RU 3329-01.....	CF 37	RU 3553-09.....	CF 47
RU 3146-04.....	CF 60	RU 3253-43.....	CF 25	RU 3330-15.....	CF 37	RU 3600-09.....	CF 48
RU 3146-05.....	CF 60	RU 3253-61.....	CF 25	RU 3330-19.....	CF 37	RU 3600-11.....	CF 48
RU 3146-06.....	CF 60	RU 3253-62.....	CF 25	RU 3335-15.....	CF 37	RU 3600-13.....	CF 48
RU 3146-07.....	CF 60	RU 3253-63.....	CF 25	RU 3335-19.....	CF 37	RU 3600-15.....	CF 48
RU 3146-11.....	CF 60	RU 3253-71.....	CF 25	RU 3336-18.....	CF 38	RU 3602-11.....	CF 48
RU 3146-12.....	CF 60	RU 3253-72.....	CF 25	RU 3336-23.....	CF 38	RU 3602-13.....	CF 48
RU 3146-13.....	CF 60	RU 3253-73.....	CF 25	RU 3341-22.....	CF 38	RU 3604-14.....	CF 48
RU 3146-14.....	CF 60	RU 3270-24.....	CF 26	RU 3342-25.....	CF 38	RU 3605-10.....	CF 49
RU 3146-15.....	CF 60	RU 3271-24.....	CF 26	RU 3343-28.....	CF 38	RU 3605-13.....	CF 49
RU 3146-16.....	CF 60	RU 3275-18.....	CF 27	RU 3350-22.....	CF 39	RU 3617-11.....	CF 49
RU 3146-17.....	CF 60	RU 3275-24.....	CF 27	RU 3351-20.....	CF 39	RU 3617-13.....	CF 49
RU 3147-10.....	CF 15	RU 3279-19.....	CF 27	RU 3352-24.....	CF 39	RU 3618-10.....	CF 49
RU 3142-10.....	CF 15	RU 3279-24.....	CF 27	RU 3355-27.....	CF 40	RU 3618-13.....	CF 49
RU 3143-10.....	CF 15	RU 3279-26.....	CF 27	RU 3361-19.....	CF 40	RU 3620-16.....	CF 50
RU 3148-13.....	CF 15	RU 3280-01.....	CF 28	RU 3361-23.....	CF 40	RU 3622-13.....	CF 50
RU 3149-13.....	CF 16	RU 3280-02.....	CF 28	RU 3380-13.....	CF 41	RU 3622-15.....	CF 50
RU 3150-15.....	AS 27	RU 3280-03.....	CF 28	RU 3380-14.....	CF 41	RU 3622-20.....	CF 50
RU 3152-15.....	CF 16	RU 3280-04.....	CF 28	RU 3380-15.....	CF 41	RU 3680-15.....	CF 51
RU 3152-20.....	CF 16	RU 3280-05.....	CF 28	RU 3380-18.....	CF 41	RU 3680-18.....	CF 51
RU 3153-14.....	CF 16	RU 3286-00.....	CF 29	RU 3380-20.....	CF 41	RU 3680-20.....	CF 51
RU 3153-16.....	CF 16	RU 3286-01.....	CF 29	RU 3381-13.....	CF 41	RU 3682-14.....	CF 51
RU 3155-16.....	CF 17	RU 3286-02.....	CF 29	RU 3381-14.....	CF 41	RU 3684-16.....	CF 51
RU 3156-14.....	CF 17	RU 3289-14.....	CF 29	RU 3381-15.....	CF 41	RU 3684-18.....	CF 51
RU 3157-16.....	CF 17	RU 3290-01.....	CF 30	RU 3381-18.....	CF 41	RU 3686-15.....	CF 52
RU 3159-13.....	CF 17	RU 3290-02.....	CF 30	RU 3381-20.....	CF 41	RU 3686-18.....	CF 52
RU 3162-15.....	CF 18	RU 3290-03.....	CF 30	RU 3384-41.....	GO 35	RU 3686-20.....	CF 52
RU 3163-15.....	CF 18	RU 3290-04.....	CF 30	RU 3384-19.....	GO 35	RU 3692-20.....	CF 52
RU 3164-01.....	CF 18	RU 3290-05.....	CF 30	RU 3384-21.....	GO 35	RU 3692-25.....	CF 52
RU 3164-02.....	CF 18	RU 3291-21.....	CF 31	RU 3384-23.....	GO 35	RU 3692-30.....	CF 52
RU 3165-18.....	CF 19	RU 3291-27.....	CF 32	RU 3385-19.....	GO 35	RU 3800-22.....	CF 53
RU 3166-13.....	CF 19	RU 3292-21.....	CF 31	RU 3385-21.....	GO 35	RU 3800-25.....	CF 53
RU 3170-16.....	CF 20	RU 3292-27.....	CF 32	RU 3385-23.....	GO 35	RU 3800-27.....	CF 53
RU 3170-20.....	CF 20	RU 3293-21.....	CF 31	RU 3386-01.....	GO 36	RU 3801-22.....	CF 53
RU 3171-16.....	CF 20	RU 3293-27.....	CF 32	RU 3388-20.....	GO 36	RU 3801-25.....	CF 53
RU 3171-20.....	CF 20	RU 3294-21.....	CF 31	RU 3389-20.....	GO 36	RU 3801-27.....	CF 53
RU 3179-12.....	CF 20	RU 3294-27.....	CF 32	RU 3420-23.....	GO 36	RU 3810-12.....	CF 53
RU 3181-12.....	CF 20	RU 3295-21.....	CF 31	RU 3421-23.....	GO 36	RU 3810-16.....	CF 53
RU 3182-14.....	CF 20	RU 3295-27.....	CF 32	RU 3386-11.....	GO 36	RU 3810-18.....	CF 53
RU 3183-14.....	CF 20	RU 3296-21.....	CF 31	RU 3387-01.....	CF 42	RU 3812-13.....	CF 53
RU 3167-13.....	CF 19	RU 3296-27.....	CF 32	RU 3387-02.....	CF 42	RU 3860-20.....	CF 54
RU 3185-15.....	CF 21	RU 3297-21.....	CF 31	RU 3391-16.....	AS 27	RU 3860-25.....	CF 54
RU 3190-15.....	CF 21	RU 3297-27.....	CF 32	RU 3394-20.....	CF 42	RU 3861-20.....	CF 54
RU 3190-18.....	CF 21	RU 3301-20.....	CF 33	RU 3394-25.....	CF 42	RU 3861-25.....	CF 54
RU 3191-15.....	CF 21	RU 3302-20.....	CF 33	RU 3426-14.....	GO 53	RU 3862-20.....	CF 54
RU 3191-18.....	CF 21	RU 3303-20.....	CF 33	RU 3430-25.....	GO 37	RU 3862-25.....	CF 54
RU 3186-16.....	CF 21	RU 3290-21.....	CF 30	RU 3432-21.....	GO 37	RU 3863-20.....	CF 54
RU 3187-16.....	CF 21	RU 3290-22.....	CF 30	RU 3433-24.....	GO 37	RU 3863-25.....	CF 54
RU 3198-19.....	CF 22	RU 3290-23.....	CF 30	RU 3435-22.....	GO 37	RU 3872-25.....	CF 55
RU 3200-18.....	CF 22	RU 3290-24.....	CF 30	RU 3436-22.....	GO 37	RU 3873-25.....	CF 55
RU 3201-18.....	CF 22	RU 3298-21.....	CF 33	RU 3433-45.....	CF 43	RU 3874-28.....	CF 55
RU 3204-18.....	CF 22	RU 3305-20.....	CF 33	RU 3434-01.....	GO 38	RU 3875-28.....	CF 55
RU 3204-22.....	CF 22	RU 3306-20.....	CF 33	RU 3434-02.....	GO 38	RU 3887-25.....	CF 56
RU 3205-14.....	CF 22	RU 3308-27.....	CF 34	RU 7243-04.....	GO 39	RU 3888-25.....	CF 56
RU 3205-18.....	CF 22	RU 3325-18.....	CF 34	RU 3438-18.....	CF 44	RU 3889-21.....	CF 56
RU 3210-19.....	CF 24	RU 3326-13.....	CF 35	RU 3492-14.....	CF 44	RU 3890-26.....	CF 56
RU 3211-19.....	CF 24	RU 3326-18.....	CF 35	RU 3500-18.....	CF 44	RU 3891-26.....	CF 57
RU 3240-20.....	CF 23	RU 3326-20.....	CF 35	RU 3500-20.....	CF 44	RU 3893-26.....	CF 57
RU 3240-22.....	CF 23	RU 3326-23.....	CF 35	RU 3501-20.....	CF 45	RU 3900-18.....	CF 58
RU 3240-24.....	CF 23	RU 3326-25.....	CF 35	RU 3502-18.....	CF 45	RU 3900-25.....	CF 58
RU 3240-26.....	CF 23	RU 3326-27.....	CF 35	RU 3504-18.....	CF 45	RU 3901-18.....	CF 58
RU 3241-20.....	CF 23	RU 3327-18.....	CF 36	RU 3505-20.....	CF 45	RU 3901-25.....	CF 58
RU 3241-22.....	CF 23	RU 3327-22.....	CF 36	RU 3506-20.....	CF 45	RU 3910-18.....	CF 58

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 3910-25.....	CF 58	RU 4038-15.....	FC 15	RU 4069-22U.....	FC 7	RU 4010-16.....	FC 22
RU 3911-18.....	CF 58	RU 4039-15.....	FC 15	RU 4070-17.....	FC 17	RU 4010-18.....	FC 22
RU 3911-25.....	CF 58	RU 4040-12.....	FC 15	RU 4070-57.....	FC 17	RU 4010-20.....	FC 22
RU 3896-18.....	CF 59	RU 4040-15.....	FC 15	RU 4071-17.....	FC 17	RU 4010-25.....	FC 22
RU 3896-25.....	CF 59	RU 4041-12.....	FC 15	RU 4050-17.....	FC 18	RU 4010-30.....	FC 22
RU 3930-01.....	CF 61	RU 4041-15.....	FC 15	RU 4051-17.....	FC 18	RU 4011-11.....	FC 22
RU 3930-02.....	CF 61	RU 4042-15.....	FC 15	RU 4071-59.....	FC 17	RU 4011-13.....	FC 22
RU 3930-03.....	CF 61	RU 4048-18.....	FC 16	RU 4075-00.....	FC 6	RU 4011-14.....	FC 22
RU 3934-08.....	CF 62	RU 4054-17.....	FC 18	RU 4075-05.....	FC 6	RU 4100-10.....	FC 36
RU 3934-12.....	CF 62	RU 4054-20.....	FC 18	RU 4075-08.....	FC 6	RU 4100-11.....	FC 36
RU 3934-16.....	CF 62	RU 4052-17.....	FC 18	RU 4075-14.....	FC 6	RU 4100-13.....	FC 36
RU 3934-60.....	CF 63	RU 4053-17.....	FC 18	RU 4075-18.....	FC 6	RU 4100-14.....	FC 36
RU 3934-64.....	CF 63	RU 4080-17.....	FC 19	RU 4078-16.....	FC 8	RU 4100-15.....	FC 36
RU 3934-70.....	CF 63	RU 4055-15.....	FC 16	RU 4078-20.....	FC 24	RU 4100-16.....	FC 36
RU 3934-71.....	CF 63	RU 4055-18.....	FC 16	RU 4078-25.....	FC 9	RU 4100-18.....	FC 36
RU 3935-08.....	CF 62	RU 4055-20.....	FC 16	RU 4078-30G.....	FC 10	RU 4100-20.....	FC 36
RU 3935-12.....	CF 62	RU 4056-18.....	FC 16	RU 4078-31G.....	FC 10	RU 4100-25.....	FC 36
RU 3935-16.....	CF 62	RU 4056-20.....	FC 16	RU 4078-40G.....	FC 10	RU 4100-30.....	FC 36
RU 3935-21.....	CF 62	RU 4057-20.....	FC 20	RU 4078-01.....	FC 11	RU 4101-14.....	FC 33
RU 3935-60.....	CF 63	RU 4090-18.....	FC 21	RU 4078-02.....	FC 11	RU 4101-16.....	FC 33
RU 3935-64.....	CF 63	RU 4090-21.....	FC 21	RU 4078-03.....	FC 11	RU 4101-18.....	FC 33
RU 3935-70.....	CF 63	RU 4090-25.....	FC 21	RU 4078-04.....	FC 11	RU 4101-20.....	FC 33
RU 3936-20.....	CF 61	RU 4091-18.....	FC 21	RU 4078-06.....	FC 11	RU 4101-25.....	FC 33
RU 3936-30.....	CF 61	RU 4091-21.....	FC 21	RU 4078-10.....	FC 11	RU 4101-30.....	FC 33
RU 3932-00.....	CF 62	RU 4091-25.....	FC 21	RU 4078-60.....	FC 11	RU 4190-18.....	FC 33
RU 3932-08.....	CF 62	RU 4058-20.....	FC 20	RU 4079-12.....	FC 13	RU 4190-21.....	FC 33
RU 3932-10.....	CF 62	RU 4059-18.....	FC 23	RU 4079-12U.....	FC 13	RU 4190-25.....	FC 33
RU 3932-14.....	CF 62	RU 4060-20.....	FC 20	RU 4079-32G.....	FC 13	RU 4191-18.....	FC 33
RU 3932-18.....	CF 62	RU 4063-32.....	FC 8	RU 4079-32T.....	FC 13	RU 4191-21.....	FC 33
RU 3979-36.....	CF 11	RU 4063-34.....	FC 8	RU 4079-32U.....	FC 13	RU 4191-25.....	FC 33
RU 4002-14.....	FC 22	RU 4063-36.....	FC 8	RU 4079-34T.....	FC 13	RU 4109-16.....	FC 36
RU 4002-16.....	FC 22	RU 4063-42.....	FC 8	RU 4079-36.....	FC 13	RU 4102-13.....	FC 37
RU 4002-18.....	FC 22	RU 4063-52.....	FC 8	RU 4079-36T.....	FC 13	RU 4102-14.....	FC 37
RU 4002-20.....	FC 22	RU 4063-54.....	FC 8	RU 4079-42G.....	FC 13	RU 4102-16.....	FC 37
RU 4002-25.....	FC 22	RU 4063-62.....	FC 8	RU 4079-46G.....	FC 13	RU 4102-18.....	FC 37
RU 4013-13.....	FC 22	RU 4063-64.....	FC 8	RU 4079-56.....	FC 13	RU 4102-20.....	FC 37
RU 4013-15.....	FC 22	RU 4064-51.....	FC 12	RU 4083-17.....	FC 19	RU 4102-25.....	FC 37
RU 4013-17.....	FC 22	RU 4064-52.....	FC 12	RU 4082-17.....	FC 19	RU 4102-30.....	FC 37
RU 4013-20.....	FC 22	RU 4064-54.....	FC 12	RU 4082-27.....	FC 19	RU 4103-14.....	FC 37
RU 4015-11.....	FC 23	RU 4064-57.....	FC 12	RU 4084-18.....	FC 21	RU 4103-16.....	FC 37
RU 4015-13.....	FC 23	RU 4064-58.....	FC 12	RU 4085-15.....	FC 24	RU 4103-20.....	FC 37
RU 4015-14.....	FC 23	RU 4064-61.....	FC 12	RU 4085-23.....	FC 24	RU 4104-16.....	FC 37
RU 4015-15.....	FC 23	RU 4064-62.....	FC 12	RU 4085-25.....	FC 24	RU 4120-12.....	FC 37
RU 4015-16.....	FC 23	RU 4064-63.....	FC 12	RU 4086-23.....	FC 24	RU 4120-13.....	FC 37
RU 4015-18.....	FC 23	RU 4065-15.....	FC 8	RU 4092-15.....	FC 21	RU 4120-14.....	FC 37
RU 4015-20.....	FC 23	RU 4065-18.....	FC 8	RU 4092-18.....	FC 21	RU 4120-15.....	FC 37
RU 4020-12.....	FC 23	RU 4068-12.....	FC 7	RU 4092-20.....	FC 21	RU 4120-18.....	FC 37
RU 4020-13.....	FC 23	RU 4068-15.....	FC 7	RU 4092-23.....	FC 21	RU 4120-21.....	FC 37
RU 4020-14.....	FC 23	RU 4068-18.....	FC 7	RU 4092-25.....	FC 21	RU 4120-25.....	FC 37
RU 4020-15.....	FC 23	RU 4068-18T.....	FC 7	RU 4000-10.....	FC 22	RU 4122-13.....	FC 37
RU 4020-18.....	FC 23	RU 4068-19.....	FC 7	RU 4000-11.....	FC 22	RU 4122-14.....	FC 37
RU 4020-21.....	FC 23	RU 4068-21.....	FC 7	RU 4000-13.....	FC 22	RU 4122-18.....	FC 37
RU 4020-25.....	FC 23	RU 4068-22U.....	FC 7	RU 4000-14.....	FC 22	RU 4122-21.....	FC 37
RU 4020-30.....	FC 23	RU 4068-32.....	FC 7	RU 4000-15.....	FC 22	RU 4122-25.....	FC 37
RU 4022-14.....	FC 23	RU 4068-42.....	FC 7	RU 4000-16.....	FC 22	RU 4123-14.....	FC 37
RU 4022-15.....	FC 23	RU 4068-51G.....	FC 7	RU 4000-18.....	FC 22	RU 4126-13.....	FC 37
RU 4026-15.....	FC 40	RU 4068-52G.....	FC 7	RU 4000-20.....	FC 22	RU 4126-14.....	FC 37
RU 4030-12.....	FC 6	RU 4068-53G.....	FC 7	RU 4000-25.....	FC 22	RU 4126-15.....	FC 37
RU 4032-12.....	FC 14	RU 4068-54G.....	FC 7	RU 4000-30.....	FC 22	RU 4128-13.....	FC 38
RU 4033-12.....	FC 14	RU 4068-55G.....	FC 7	RU 4001-11.....	FC 22	RU 4130-12.....	FC 28
RU 4034-12.....	FC 14	RU 4068-56G.....	FC 7	RU 4001-13.....	FC 22	RU 4130-15.....	FC 28
RU 4034-15.....	FC 14	RU 4068-63G.....	FC 7	RU 4001-14.....	FC 22	RU 4130-22.....	FC 28
RU 4035-12.....	FC 14	RU 4068-74G.....	FC 13	RU 4001-16.....	FC 22	RU 4130-25.....	FC 28
RU 4035-15.....	FC 14	RU 4068-75G.....	FC 13	RU 4001-20.....	FC 22	RU 4135-12.....	FC 29
RU 4035-32.....	FC 14	RU 4069-12.....	FC 7	RU 4001-30.....	FC 22	RU 4135-15.....	FC 29
RU 4035-52.....	FC 6	RU 4069-15.....	FC 7	RU 4010-11.....	FC 22	RU 4135-52.....	FC 29
RU 4036-12.....	FC 14	RU 4069-18.....	FC 7	RU 4010-13.....	FC 22	RU 4135-55.....	FC 29
RU 4036-15.....	FC 14	RU 4069-21.....	FC 7	RU 4010-14.....	FC 22	RU 4130-32.....	FC 14

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 4131-12.....	FC 30	RU 4292-09.....	FC 43	RU 3000-14.....	CF 3	RU 4456-83.....	RE 9
RU 4132-12.....	FC 29	RU 4292-10.....	FC 43	RU 3000-16.....	CF 3	RU 4460-01.....	RE 6
RU 4133-10.....	FC 28	RU 4292-11.....	FC 43	RU 3000-18.....	CF 3	RU 4460-02.....	RE 6
RU 4134-12.....	FC 29	RU 4292-12.....	FC 43	RU 3000-20.....	CF 3	RU 4460-03.....	RE 6
RU 4134-15.....	FC 29	RU 4293-10.....	FC 43	RU 3000-22.....	CF 3	RU 4460-04.....	RE 6
RU 4135-72.....	FC 29	RU 4293-12.....	FC 43	RU 3000-24.....	CF 4	RU 4461-01.....	RE 6
RU 4135-82.....	FC 30	RU 4225-52.....	FC 38	RU 3000-26.....	CF 4	RU 4461-02.....	RE 6
RU 4140-12.....	FC 31	RU 4144-15.....	FC 39	RU 3000-30.....	CF 4	RU 4461-03.....	RE 6
RU 4140-15.....	FC 31	RU 4144-20.....	FC 39	RU 3001-13.....	CF 3	RU 4461-04.....	RE 6
RU 4140-30.....	FC 31	RU 4145-15.....	FC 39	RU 3001-14.....	CF 3	RU 4462-01.....	RE 6
RU 4140-31.....	FC 31	RU 4145-20.....	FC 39	RU 3001-16.....	CF 3	RU 4462-02.....	RE 6
RU 4142-12.....	FC 31	RU 4145-25.....	FC 39	RU 3001-18.....	CF 3	RU 4462-03.....	RE 6
RU 4142-15.....	FC 31	RU 4225-18.....	FC 38	RU 3001-20.....	CF 3	RU 4462-04.....	RE 6
RU 4136-12.....	FC 29	RU 4225-28.....	FC 38	RU 3001-22.....	CF 3	RU 4463-01.....	RE 6
RU 4136-72.....	FC 30	RU 4226-14.....	FC 39	RU 3001-24.....	CF 4	RU 4463-02.....	RE 6
RU 4147-01.....	FC 30	RU 4226-20.....	FC 39	RU 3001-26.....	CF 4	RU 4463-03.....	RE 6
RU 4147-02.....	FC 30	RU 4227-14.....	FC 39	RU 3001-30.....	CF 4	RU 4463-04.....	RE 6
RU 4147-03.....	FC 30	RU 4227-20.....	FC 39	RU 3010-13.....	CF 5	RU 4466-01.....	RE 7
RU 4137-62.....	FC 40	RU 4229-18.....	FC 39	RU 3010-14.....	CF 5	RU 4466-02.....	RE 7
RU 4137-82.....	FC 40	RU 4230-18.....	FC 39	RU 3010-16.....	CF 5	RU 4468-13.....	RE 7
RU 4138-15.....	FC 32	RU 4228-18.....	FC 39	RU 3010-18.....	CF 5	RU 4469-14.....	RE 7
RU 4138-65.....	FC 32	RU 4228-20.....	FC 39	RU 3010-20.....	CF 6	RU 4471-01.....	RE 8
RU 4138-75.....	FC 32	RU 4228-25.....	FC 39	RU 3010-22.....	CF 6	RU 4471-02.....	RE 8
RU 4139-15.....	FC 40	RU 4137-12.....	FC 40	RU 3010-24.....	CF 6	RU 4472-02.....	RE 8
RU 4139-20.....	FC 40	RU 4137-15.....	FC 40	RU 3010-26.....	CF 6	RU 4472-03.....	RE 8
RU 4139-25.....	FC 40	RU 4137-72.....	FC 40	RU 3010-30.....	CF 7	RU 4472-04.....	RE 8
RU 4140-24.....	FC 31	RU 4235-15.....	FC 41	RU 3011-13.....	CF 5	RU 4472-06.....	RE 8
RU 4140-26.....	FC 31	RU 4235-18.....	FC 41	RU 3011-14.....	CF 5	RU 4473-02.....	RE 8
RU 4140-28.....	FC 31	RU 4235-23.....	FC 41	RU 3011-16.....	CF 5	RU 4473-03.....	RE 8
RU 4148-18.....	FC 32	RU 4236-18.....	FC 41	RU 3011-18.....	CF 5	RU 4473-04.....	RE 8
RU 4150-17.....	FC 35	RU 4236-23.....	FC 41	RU 3011-20.....	CF 6	RU 4473-06.....	RE 8
RU 4151-17.....	FC 35	RU 4240-03.....	FC 5	RU 3011-22.....	CF 6	RU 4474-08.....	RE 9
RU 4152-17.....	FC 35	RU 4240-04.....	FC 5	RU 3011-24.....	CF 6	RU 4474-10.....	RE 9
RU 4110-11.....	FC 36	RU 4240-05.....	FC 5	RU 3011-26.....	CF 6	RU 4474-12.....	RE 9
RU 4110-13.....	FC 36	RU 4240-06.....	FC 5	RU 3011-30.....	CF 7	RU 4474-14.....	RE 9
RU 4110-14.....	FC 36	RU 4240-07.....	FC 5	RU 4425-20.....	RE 3	RU 4474-16.....	RE 9
RU 4110-16.....	FC 36	RU 4240-08.....	FC 5	RU 4426-01.....	RE 3	RU 4474-18.....	RE 9
RU 4110-18.....	FC 36	RU 4241-01.....	FC 5	RU 4426-02.....	RE 3	RU 4474-58.....	RE 10
RU 4110-20.....	FC 36	RU 4241-02.....	FC 5	RU 4426-11.....	RE 3	RU 4474-60.....	RE 10
RU 4110-25.....	FC 36	RU 4241-03.....	FC 5	RU 4426-12.....	RE 3	RU 4474-62.....	RE 10
RU 4111-14.....	FC 36	RU 4242-01.....	FC 5	RU 4430-51.....	RE 4	RU 4474-64.....	RE 10
RU 4154-17.....	FC 35	RU 4296-01.....	FC 9	RU 4430-52.....	RE 4	RU 4474-66.....	RE 10
RU 4154-20.....	FC 35	RU 4296-02.....	FC 9	RU 4430-53.....	RE 4	RU 4474-68.....	RE 10
RU 4155-15.....	FC 33	RU 4296-06.....	FC 9	RU 4430-54.....	RE 4	RU 4475-08.....	RE 10
RU 4155-18.....	FC 33	RU 4320-07.....	FC 43	RU 4430-70.....	RE 4	RU 4475-10.....	RE 10
RU 4155-20.....	FC 33	RU 4320-09.....	FC 43	RU 4435-03.....	RE 4	RU 4475-11.....	RE 10
RU 4155-25.....	FC 33	RU 4320-11.....	FC 43	RU 4435-05.....	RE 4	RU 4475-12.....	RE 10
RU 4160-20.....	FC 34	RU 4340-10.....	FC 43	RU 4435-07.....	RE 4	RU 4475-13.....	RE 10
RU 4161-20.....	FC 34	RU 4341-10.....	FC 43	RU 4436-01.....	RE 4	RU 4475-14.....	RE 10
RU 4180-17.....	FC 33	RU 4350-10.....	FC 43	RU 4436-02.....	RE 4	RU 4475-15.....	RE 10
RU 4171-59.....	FC 34	RU 4358-11.....	FC 44	RU 4430-10.....	RE 5	RU 4475-16.....	RE 10
RU 4170-18.....	FC 34	RU 4359-13.....	FC 44	RU 4430-17.....	RE 5	RU 4475-18.....	RE 10
RU 4171-18.....	FC 34	RU 4360-13.....	FC 44	RU 4430-20.....	RE 5	RU 4478-11.....	RE 10
RU 4215-14.....	FC 41	RU 4361-13.....	FC 44	RU 4430-22.....	RE 5	RU 4479-11.....	RE 10
RU 4216-20.....	FC 41	RU 4362-13.....	FC 44	RU 4439-17.....	RE 5	RU 4481-01.....	RE 11
RU 4219-14.....	FC 42	RU 4364-15.....	FC 44	RU 4440-15.....	RE 5	RU 4481-02.....	RE 11
RU 4219-16.....	FC 42	RU 4365-15.....	FC 44	RU 4454-18.....	RE 5	RU 4483-01.....	BS 88
RU 4219-20.....	FC 42	RU 4368-14.....	FC 23	RU 4454-20.....	RE 5	RU 4485-20.....	RE 11
RU 4220-15.....	FC 42	RU 4371-12.....	FC 45	RU 4454-23.....	RE 5	RU 4486-01.....	RE 11
RU 4220-20.....	FC 42	RU 4372-09.....	FC 45	RU 4455-20.....	RE 9	RU 4486-02.....	RE 11
RU 4220-25.....	FC 42	RU 4373-10.....	FC 45	RU 4456-10.....	RE 9	RU 4487-01.....	RE 12
RU 4221-23.....	FC 42	RU 4375-09.....	FC 45	RU 4456-15.....	RE 9	RU 4487-02.....	RE 12
RU 4270-05.....	FC 43	RU 4376-11.....	FC 45	RU 4456-20.....	RE 9	RU 4490-01.....	RE 12
RU 4270-15.....	FC 43	RU 4380-09.....	FC 45	RU 4456-30.....	RE 9	RU 4490-02.....	RE 12
RU 4290-08.....	FC 43	RU 4382-09.....	FC 45	RU 4456-40.....	RE 9	RU 4490-03.....	RE 12
RU 4290-10.....	FC 43	RU 4386-09.....	FC 45	RU 4456-50.....	RE 9	RU 4490-13.....	RE 12
RU 4290-11.....	FC 43	RU 4392-10.....	FC 45	RU 4456-81.....	RE 9	RU 4490-16.....	RE 12
RU 4292-08.....	FC 43	RU 3000-13.....	CF 3	RU 4456-82.....	RE 9	RU 4490-25.....	RE 12

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 4488-14.....	RE 12	RU 4530-07.....	RE 18	RU 4554-53.....	RE 24	RU 4580-50.....	RE 32
RU 4489-01.....	RE 12	RU 4531-01.....	RE 18	RU 4555-01.....	RE 24	RU 4580-64.....	RE 32
RU 4489-02.....	RE 12	RU 4531-05.....	RE 18	RU 4555-02.....	RE 24	RU 4580-76.....	RE 32
RU 4492-00.....	RE 13	RU 4531-06.....	RE 18	RU 4555-03.....	RE 24	RU 4580-99.....	RE 32
RU 4492-01.....	RE 13	RU 4535-01.....	RE 18	RU 4555-04.....	RE 24	RU 4582-20.....	RE 32
RU 4492-02.....	RE 13	RU 4536-01.....	RE 18	RU 4555-05.....	RE 24	RU 4584-06.....	RE 32
RU 4492-03.....	RE 13	RU 4536-02.....	RE 18	RU 4556-25.....	RE 24	RU 4584-08.....	RE 32
RU 4492-13.....	RE 13	RU 4537-21.....	RE 19	RU 4557-01.....	RE 25	RU 4584-10.....	RE 32
RU 4493-19.....	RE 13	RU 4538-11.....	RE 19	RU 4557-02.....	RE 25	RU 4584-12.....	RE 32
RU 4494-21.....	RE 13	RU 4538-12.....	RE 19	RU 4557-03.....	RE 25	RU 4584-17.....	RE 32
RU 4495-13.....	RE 14	RU 4538-13.....	RE 19	RU 4557-04.....	RE 25	RU 4584-20.....	RE 32
RU 4495-18.....	RE 14	RU 4538-14.....	RE 19	RU 4557-05.....	RE 25	RU 4584-25.....	RE 32
RU 4496-00.....	RE 14	RU 4538-15.....	RE 19	RU 4557-06.....	RE 25	RU 4584-29.....	RE 32
RU 4497-12.....	RE 14	RU 4538-16.....	RE 19	RU 4557-22.....	RE 25	RU 4585-01.....	RE 32
RU 4497-15.....	RE 14	RU 4538-17.....	RE 19	RU 4558-01.....	RE 25	RU 4585-02.....	RE 32
RU 4498-00.....	RE 15	RU 4538-18.....	RE 19	RU 4558-02.....	RE 25	RU 4585-03.....	RE 32
RU 4510-04.....	RE 15	RU 4538-19.....	RE 19	RU 4558-03.....	RE 25	RU 4587-28.....	RE 32
RU 4499-00.....	RE 15	RU 4538-20.....	RE 19	RU 4560-01.....	RE 25	RU 4590-01.....	RE 31
RU 4506-01.....	BS 35	RU 4539-11.....	RE 19	RU 4560-02.....	RE 25	RU 4590-02.....	RE 31
RU 4506-11.....	BS 35	RU 4539-12.....	RE 19	RU 4562-26.....	RE 26	RU 4591-01.....	RE 31
RU 4506-24.....	BS 35	RU 4539-13.....	RE 19	RU 4563-08.....	RE 26	RU 4591-02.....	RE 31
RU 4507-01.....	BS 35	RU 4539-14.....	RE 19	RU 4563-10.....	RE 26	RU 4591-03.....	RE 31
RU 4506-02.....	BS 36	RU 4539-15.....	RE 19	RU 4563-12.....	RE 26	RU 4593-01.....	RE 31
RU 4506-03.....	BS 36	RU 4540-01.....	RE 19	RU 4563-13.....	RE 26	RU 4593-03.....	RE 31
RU 4506-04.....	BS 36	RU 4540-03.....	RE 19	RU 4563-14.....	RE 26	RU 4593-04.....	RE 31
RU 4506-06.....	BS 36	RU 4542-01.....	RE 21, GO 15	RU 4563-16.....	RE 26	RU 4593-05.....	RE 31
RU 4506-08.....	BS 36	RU 4542-02.....	RE 21, GO 15	RU 4563-18.....	RE 26	RU 4593-06.....	RE 31
RU 4507-02.....	BS 36	RU 4542-03.....	RE 21, GO 15	RU 4564-03.....	RE 30	RU 4640-07.....	RE 33
RU 4507-03.....	BS 36	RU 4542-04.....	RE 21, GO 15	RU 4564-04.....	RE 30	RU 4642-07.....	RE 33
RU 4507-04.....	BS 36	RU 4542-05.....	RE 21, GO 15	RU 4565-01.....	RE 30	RU 4643-11.....	RE 33
RU 4507-06.....	BS 36	RU 4542-06.....	RE 21, GO 15	RU 4565-02.....	RE 30	RU 4650-07.....	RE 33
RU 4508-02.....	BS 36	RU 4543-00/29.....	RE 20	RU 4565-03.....	RE 30	RU 4651-07.....	RE 33
RU 4508-03.....	BS 36	RU 4543-00/32.....	RE 20	RU 4566-26.....	RE 30	RU 4651-10.....	RE 33
RU 4508-04.....	BS 36	RU 4543-00/33.....	RE 20	RU 4567-01.....	RE 30	RU 4655-00.....	RE 33
RU 4508-06.....	BS 36	RU 4544-01.....	RE 21	RU 4567-02.....	RE 30	RU 4655-10.....	RE 33
RU 4508-08.....	BS 36	RU 4544-02.....	RE 21	RU 4567-51.....	RE 30	RU 4660-03.....	RE 34
RU 5480-17.....	BS 37	RU 4544-03.....	RE 21	RU 4567-52.....	RE 30	RU 4660-04.....	RE 34
RU 5481-17.....	BS 37	RU 4544-40.....	RE 21	RU 4570-01.....	RE 26	RU 4680-10.....	RE 34
RU 5482-17.....	BS 37	RU 4544-47.....	RE 21	RU 4570-02.....	RE 26	RU 4681-10.....	RE 34
RU 5500-20.....	BS 38	RU 4544-48.....	RE 21	RU 4570-03.....	RE 27	RU 4688-01.....	RE 35
RU 5501-20.....	BS 38	RU 4544-49.....	RE 21	RU 4570-04.....	RE 27	RU 4688-02.....	RE 35
RU 6373-01.....	BS 37	RU 4544-50.....	RE 21	RU 4570-05.....	RE 27	RU 4690-01.....	RE 36
RU 6373-02.....	BS 37	RU 4544-65.....	RE 21	RU 4570-06.....	RE 27	RU 4690-02.....	RE 36
RU 4507-11.....	BS 35	RU 4548-30.....	RE 22	RU 4570-07.....	RE 27	RU 4691-01.....	RE 36
RU 4518-00.....	RE 16	RU 4548-33.....	RE 22	RU 4570-08.....	RE 27	RU 4691-02.....	RE 36
RU 4517-01.....	RE 16	RU 4549-22.....	RE 22	RU 4570-09.....	RE 27	RU 4700-10.....	RE 37
RU 4517-03.....	RE 16	RU 4551-01.....	RE 22	RU 4571-04.....	RE 27	RU 4701-10.....	RE 37
RU 4521-08.....	RE 16	RU 4551-02.....	RE 22	RU 4571-07.....	RE 27	RU 4702-10.....	RE 37
RU 4517-02.....	RE 16	RU 4551-03.....	RE 22	RU 4571-08.....	RE 27	RU 4694-11.....	RE 37
RU 4517-04.....	RE 16	RU 4552-11.....	RE 23	RU 4571-09.....	RE 27	RU 4700-13.....	RE 37
RU 4522-01.....	RE 17	RU 4552-12.....	RE 23	RU 4572-01.....	RE 28	RU 4700-16.....	RE 37
RU 4522-02.....	RE 17	RU 4552-13.....	RE 23	RU 4572-02.....	RE 28	RU 4701-13.....	RE 37
RU 4522-05.....	RE 17	RU 4552-14.....	RE 23	RU 4573-01.....	RE 28	RU 4701-16.....	RE 37
RU 4522-21.....	RE 16	RU 4552-51.....	RE 23	RU 4573-02.....	RE 28	RU 4702-13.....	RE 37
RU 4523-01.....	RE 17	RU 4552-52.....	RE 23	RU 4573-03.....	RE 28	RU 4702-16.....	RE 37
RU 4523-02.....	RE 17	RU 4552-53.....	RE 23	RU 4575-00.....	RE 29	RU 4709-10.....	RE 38
RU 4523-03.....	RE 17	RU 4552-54.....	RE 23	RU 4575-01.....	RE 29	RU 4710-13.....	RE 38
RU 4523-04.....	RE 17	RU 4552-55.....	RE 23	RU 4575-02.....	RE 29	RU 4710-16.....	RE 38
RU 4525-19.....	RE 17	RU 4553-00.....	RE 23	RU 4575-51.....	RE 29	RU 4711-13.....	RE 38
RU 4526-01.....	RE 17	RU 4553-01.....	RE 23	RU 4575-52.....	RE 29	RU 4711-16.....	RE 38
RU 4526-02.....	RE 17	RU 4553-02.....	RE 23	RU 4579-01.....	RE 29	RU 4714-15.....	RE 39
RU 4526-03.....	RE 17	RU 4554-00.....	RE 24	RU 4579-02.....	RE 29	RU 4715-14.....	RE 39
RU 4530-01.....	RE 18	RU 4554-01.....	RE 24	RU 4580-20.....	RE 32	RU 4716-16.....	RE 39
RU 4530-02.....	RE 18	RU 4554-02.....	RE 24	RU 4580-25.....	RE 32	RU 4718-00.....	RE 41
RU 4530-03.....	RE 18	RU 4554-03.....	RE 24	RU 4580-30.....	RE 32	RU 4718-01.....	RE 41
RU 4530-04.....	RE 18	RU 4554-50.....	RE 24	RU 4580-35.....	RE 32	RU 4718-19.....	RE 41
RU 4530-05.....	RE 18	RU 4554-51.....	RE 24	RU 4580-40.....	RE 32	RU 4718-25.....	RE 41
RU 4530-06.....	RE 18	RU 4554-52.....	RE 24	RU 4580-45.....	RE 32	RU 4718-32.....	RE 41

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 4719-13.....	RE 43	RU 4774-00.....	RE 55	RU 4851-15.....	SK 4, SK 5	RU 4902-16.....	TS 13
RU 4719-20.....	RE 42	RU 4798-00.....	RE 56	RU 4851-18.....	SK 6	RU 4902-18.....	TS 13
RU 4719-30.....	RE 42	RU 4800-00.....	RE 56	RU 4851-19.....	SK 6	RU 4902-20.....	TS 13
RU 4719-21.....	RE 42	RU 4802-00.....	RE 57	RU 4851-20.....	SK 6	RU 4902-25.....	TS 13
RU 4719-22.....	RE 42	RU 4804-00.....	RE 57	RU 4851-21.....	SK 6	RU 4906-11.....	TS 13
RU 4719-23.....	RE 42	RU 4806-00.....	RE 58	RU 4851-22.....	SK 6	RU 4906-13.....	TS 13
RU 4720-13.....	RE 43	RU 4807-00.....	RE 58	RU 4851-23.....	SK 6	RU 4906-14.....	TS 13
RU 4721-13.....	RE 43	RU 4810-00.....	RE 59	RU 4852-10.....	SK 4, SK 5	RU 4906-16.....	TS 13
RU 4722-13.....	RE 43	RU 4810-01.....	RE 59	RU 4852-11.....	SK 4, SK 5	RU 4906-18.....	TS 13
RU 4722-16.....	RE 43	RU 4810-02.....	RE 59	RU 4852-12.....	SK 4, SK 5	RU 4906-20.....	TS 13
RU 4723-13.....	RE 43	RU 4810-03.....	RE 59	RU 4852-15.....	SK 4, SK 5	RU 4907-13.....	TS 13
RU 4723-16.....	RE 43	RU 4810-04.....	RE 59	RU 4852-18.....	SK 6	RU 4907-18.....	TS 13
RU 4724-20.....	RE 44	RU 4810-05.....	RE 59	RU 4852-19.....	SK 6	RU 4908-14.....	TS 13
RU 4724-25.....	RE 44	RU 4810-10.....	RE 59	RU 4852-20.....	SK 6	RU 4908-18.....	TS 13
RU 4725-20.....	RE 44	RU 4820-00.....	RE 60	RU 4852-21.....	SK 6	RU 4910-11.....	TS 14
RU 4725-25.....	RE 44	RU 4820-10.....	RE 60	RU 4852-22.....	SK 6	RU 4910-13.....	TS 14
RU 4726-25.....	RE 44	RU 4821-00.....	RE 60	RU 4852-23.....	SK 6	RU 4910-14.....	TS 14
RU 4727-25.....	RE 44	RU 4821-10.....	RE 60	RU 4853-33.....	SK 3	RU 4910-16.....	TS 14
RU 4728-20.....	RE 45	RU 4822-01.....	RE 60	RU 4853-34.....	SK 3	RU 4910-18.....	TS 14
RU 4729-20.....	RE 45	RU 4822-02.....	RE 60	RU 4853-35.....	SK 3	RU 4910-20.....	TS 14
RU 4730-20.....	RE 45	RU 4822-03.....	RE 60	RU 4853-64.....	SK 3	RU 4911-14.....	TS 14
RU 4731-20.....	RE 45	RU 4822-04.....	RE 60	RU 4853-65.....	SK 3	RU 4912-13.....	TS 14
RU 4732-24.....	RE 46	RU 4822-05.....	RE 60	RU 4853-67.....	SK 3	RU 4912-14.....	TS 14
RU 4734-20.....	RE 46	RU 4822-06.....	RE 60	RU 4853-69.....	SK 3	RU 4912-16.....	TS 14
RU 4734-26.....	RE 46	RU 4826-00.....	RE 61	RU 4854-03.....	SK 3	RU 4912-18.....	TS 14
RU 4735-20.....	RE 46	RU 4826-10.....	RE 61	RU 4854-04.....	SK 3	RU 4913-14.....	TS 14
RU 4735-26.....	RE 46	RU 4827-00.....	RE 61	RU 4858-01.....	SK 8	RU 4914-13.....	TS 14
RU 4738-21.....	RE 47	RU 4827-10.....	RE 61	RU 4858-02.....	SK 8	RU 4914-14.....	TS 14
RU 4739-01.....	RE 47	RU 4828-01.....	RE 61	RU 4858-03.....	SK 8	RU 4914-16.....	TS 14
RU 4739-02.....	RE 47	RU 4828-02.....	RE 61	RU 4858-04.....	SK 8	RU 4914-20.....	TS 14
RU 4739-11.....	RE 47	RU 4829-00.....	RE 62	RU 4858-05.....	SK 8	RU 4915-16.....	TS 15
RU 4739-12.....	RE 47	RU 4829-22.....	RE 62	RU 4858-06.....	SK 8	RU 4916-10.....	TS 15
RU 4739-21.....	RE 47	RU 4829-23.....	RE 62	RU 4858-07.....	SK 8	RU 4917-18.....	TS 15
RU 4739-22.....	RE 47	RU 4830-04.....	RE 63	RU 4858-08.....	SK 8	RU 4922-28.....	TS 18
RU 4740-27.....	RE 48	RU 4830-08.....	RE 63	RU 4858-10.....	SK 8	RU 4923-16.....	TS 15
RU 4740-51.....	RE 48	RU 4830-10.....	RE 63	RU 4874-00.....	SK 7	RU 4925-01.....	TS 16
RU 4741-27.....	RE 48	RU 4832-01.....	RE 63	RU 4878-33.....	SK 7	RU 4925-02.....	TS 16
RU 4741-51.....	RE 48	RU 4832-02.....	RE 63	RU 4878-53.....	SK 7	RU 4925-03.....	TS 16
RU 4742-31.....	RE 48	RU 4833-01.....	RE 63	RU 4880-13.....	SK 9	RU 4925-04.....	TS 16
RU 4743-31.....	RE 48	RU 4833-02.....	RE 63	RU 4880-16.....	SK 9	RU 4926-01.....	TS 16
RU 4743-33.....	RE 49	RU 4834-01.....	RE 63	RU 4880-19.....	SK 9	RU 4926-02.....	TS 16
RU 4743-41.....	RE 48	RU 4834-02.....	RE 63	RU 4880-22.....	SK 9	RU 4926-03.....	TS 16
RU 4745-27.....	RE 49	RU 4834-03.....	RE 63	RU 4881-20.....	SK 9	RU 4928-01.....	TS 18
RU 4749-33.....	RE 49	RU 4834-04.....	RE 63	RU 4888-05.....	SK 10	RU 4930-12.....	TS 18
RU 4754-00.....	RE 52	RU 4835-01.....	RE 64	RU 4892-11.....	SK 10	RU 4930-16.....	TS 18
RU 4754-50.....	RE 52	RU 4835-02.....	RE 64	RU 4894-09.....	SK 10	RU 4931-18.....	TS 18
RU 4754-70.....	RE 52	RU 4835-03.....	RE 64	RU 4899-00.....	SK 11	RU 4933-02.....	TS 18
RU 4754-76.....	RE 52	RU 4835-09.....	RE 64	RU 4899-01.....	SK 11	RU 4934-01.....	TS 19
RU 4755-17.....	RE 40	RU 4835-10.....	RE 64	RU 4899-02.....	SK 11	RU 4934-02.....	TS 19
RU 4756-17.....	RE 40	RU 4835-12.....	RE 64	RU 4899-03.....	SK 11	RU 4934-03.....	TS 19
RU 4758-01.....	RE 53	RU 4835-13.....	RE 64	RU 4899-10.....	SK 11	RU 4935-14.....	TS 19
RU 4758-02.....	RE 53	RU 4835-15.....	RE 64	RU 4900-11.....	TS 13	RU 4935-16.....	TS 19
RU 4761-00.....	RE 50	RU 4850-03.....	SK 4	RU 4900-13.....	TS 13	RU 4936-16.....	TS 19
RU 4761-09.....	RE 50	RU 4850-04.....	SK 6	RU 4900-14.....	TS 13	RU 4941-28.....	TS 19
RU 4761-11.....	RE 50	RU 4850-07.....	SK 4	RU 4900-16.....	TS 13	RU 4941-45.....	TS 19
RU 4761-13.....	RE 50	RU 4850-13.....	SK 4	RU 4900-18.....	TS 13	RU 5212-04.....	TS 3
RU 4761-19.....	RE 50	RU 4850-14.....	SK 6	RU 4900-20.....	TS 13	RU 5220-16.....	TS 4
RU 4763-19.....	RE 50	RU 4850-17.....	SK 4	RU 4900-25.....	TS 13	RU 5250-65.....	TS 4
RU 4764-02.....	RE 50	RU 4850-31.....	SK 5	RU 4901-11.....	TS 13	RU 5260-27.....	TS 5
RU 4764-04.....	RE 50	RU 4850-32.....	SK 5	RU 4901-13.....	TS 13	RU 5265-00.....	TS 5
RU 4765-01.....	RE 51	RU 4850-41.....	SK 6	RU 4901-14.....	TS 13	RU 5280-22.....	TS 5
RU 4765-02.....	RE 51	RU 4850-42.....	SK 6	RU 4901-16.....	TS 13	RU 5281-22.....	TS 5
RU 4767-19.....	RE 51	RU 4850-50.....	SK 5	RU 4901-18.....	TS 13	RU 5282-48.....	TS 6
RU 4768-12.....	RE 51	RU 4850-51.....	SK 5	RU 4901-20.....	TS 13	RU 5291-08.....	TS 12, WO 36
RU 4768-17.....	RE 51	RU 4851-10.....	SK 4, SK 5	RU 4901-25.....	TS 13	RU 5291-10.....	TS 12, WO 36
RU 4769-00.....	RE 54	RU 4851-11.....	SK 4, SK 5	RU 4902-11.....	TS 13	RU 5291-12.....	TS 12, WO 36
RU 4770-02.....	RE 54	RU 4851-12.....	SK 4, SK 5	RU 4902-13.....	TS 13	RU 5291-14.....	TS 12, WO 36
RU 4771-00.....	RE 55	RU 4851-13.....	SK 4, SK 5	RU 4902-14.....	TS 13	RU 5291-16.....	TS 12, WO 36

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 5291-18..... TS 12, WO 36	RU 5321-13..... BS 4	RU 5332-10..... BS 6	RU 5344-72..... BS 8
RU 5291-28..... TS 12, WO 36	RU 5321-14..... BS 4	RU 5332-12..... BS 6	RU 5344-75..... BS 8
RU 5291-30..... TS 12, WO 36	RU 5321-15..... BS 4	RU 5332-15..... BS 6	RU 5344-88..... BS 8
RU 5291-32..... TS 12, WO 36	RU 5321-16..... BS 4	RU 5333-02..... BS 6	RU 5345-06..... BS 8
RU 5291-34..... TS 12, WO 36	RU 5321-17..... BS 4	RU 5333-03..... BS 6	RU 5345-09..... BS 8
RU 5291-36..... TS 12, WO 36	RU 5322-04..... BS 4	RU 5333-04..... BS 6	RU 5345-13..... BS 8
RU 5291-38..... TS 12, WO 36	RU 5322-06..... BS 4	RU 5333-06..... BS 6	RU 5345-16..... BS 8
RU 5291-48..... TS 12, WO 36	RU 5322-08..... BS 4	RU 5333-08..... BS 6	RU 5346-06..... BS 8
RU 5291-50..... TS 12, WO 36	RU 5322-10..... BS 4	RU 5333-10..... BS 6	RU 5346-09..... BS 8
RU 5291-52..... TS 12, WO 36	RU 5322-12..... BS 4	RU 5333-12..... BS 6	RU 5346-13..... BS 8
RU 5291-54..... TS 12, WO 36	RU 5322-14..... BS 4	RU 5333-15..... BS 6	RU 5346-16..... BS 8
RU 5291-56..... TS 12, WO 36	RU 5323-06..... BS 5	RU 5334-04X..... BS 7	RU 5346-19..... BS 8
RU 5291-58..... TS 12, WO 36	RU 5323-09..... BS 5	RU 5334-06X..... BS 7	RU 5346-56..... BS 8
RU 5300-04..... BS 3	RU 5323-13..... BS 5	RU 5334-08X..... BS 7	RU 5346-59..... BS 8
RU 5300-06..... BS 3	RU 5323-16..... BS 5	RU 5334-10X..... BS 7	RU 5346-63..... BS 8
RU 5300-08..... BS 3	RU 5323-19..... BS 5	RU 5334-12X..... BS 7	RU 5346-66..... BS 8
RU 5300-10..... BS 3	RU 5323-25..... BS 5	RU 5335-04X..... BS 7	RU 5346-69..... BS 8
RU 5300-12..... BS 3	RU 5323-32..... BS 5	RU 5335-06X..... BS 7	RU 5336-05X..... BS 7
RU 5300-14..... BS 3	RU 5325-06..... BS 5	RU 5335-08X..... BS 7	RU 5336-07X..... BS 7
RU 5300-16..... BS 3	RU 5325-09..... BS 5	RU 5335-10X..... BS 7	RU 5336-10X..... BS 7
RU 5301-00..... BS 3	RU 5325-13..... BS 5	RU 5335-12X..... BS 7	RU 5336-15X..... BS 7
RU 5301-05..... BS 3	RU 5325-16..... BS 5	RU 5340-06..... BS 8	RU 5336-20X..... BS 7
RU 5301-06..... BS 3	RU 5325-19..... BS 5	RU 5340-08..... BS 8	RU 5336-25X..... BS 7
RU 5301-10..... BS 3	RU 5325-25..... BS 5	RU 5340-10..... BS 8	RU 5336-30X..... BS 7
RU 5301-16..... BS 3	RU 5325-32..... BS 5	RU 5340-12..... BS 8	RU 5336-40X..... BS 7
RU 5301-25..... BS 3	RU 5327-06..... BS 5	RU 5340-15..... BS 8	RU 5338-05X..... BS 7
RU 5301-50..... BS 3	RU 5327-09..... BS 5	RU 5340-20..... BS 8	RU 5338-07X..... BS 7
RU 5302-04..... BS 3	RU 5327-13..... BS 5	RU 5340-25..... BS 8	RU 5338-10X..... BS 7
RU 5302-06..... BS 3	RU 5327-16..... BS 5	RU 5340-30..... BS 8	RU 5338-15X..... BS 7
RU 5302-08..... BS 3	RU 5327-19..... BS 5	RU 5341-06..... BS 8	RU 5338-20X..... BS 7
RU 5302-10..... BS 3	RU 5327-25..... BS 5	RU 5341-08..... BS 8	RU 5338-25X..... BS 7
RU 5302-12..... BS 3	RU 5327-32..... BS 5	RU 5341-10..... BS 8	RU 5338-30X..... BS 7
RU 5302-14..... BS 3	RU 5329-06..... BS 5	RU 5341-12..... BS 8	RU 5348-05X..... BS 9
RU 5304-04..... BS 3	RU 5329-09..... BS 5	RU 5341-15..... BS 8	RU 5348-10X..... BS 9
RU 5304-06..... BS 3	RU 5329-13..... BS 5	RU 5341-20..... BS 8	RU 5348-15X..... BS 9
RU 5304-08..... BS 3	RU 5329-16..... BS 5	RU 5341-25..... BS 8	RU 5348-55X..... BS 9
RU 5304-10..... BS 3	RU 5329-19..... BS 5	RU 5341-30..... BS 8	RU 5348-60X..... BS 9
RU 5304-12..... BS 3	RU 5329-25..... BS 5	RU 5341-56..... BS 8	RU 5348-65X..... BS 9
RU 5304-14..... BS 3	RU 5329-32..... BS 5	RU 5341-58..... BS 8	RU 5349-01..... BS 10
RU 5305-34..... BS 3	RU 5330-04..... BS 6	RU 5341-60..... BS 8	RU 5349-02..... BS 10
RU 5305-36..... BS 3	RU 5330-06..... BS 6	RU 5341-62..... BS 8	RU 5349-03..... BS 10
RU 5305-44..... BS 3	RU 5330-08..... BS 6	RU 5341-65..... BS 8	RU 5349-04..... BS 10
RU 5305-46..... BS 3	RU 5330-10..... BS 6	RU 5341-70..... BS 8	RU 5350-01..... BS 11
RU 5311-01..... BS 4	RU 5330-13..... BS 6	RU 5341-75..... BS 8	RU 5350-02..... BS 11
RU 5311-02..... BS 4	RU 5330-16..... BS 6	RU 5341-80..... BS 8	RU 5350-03..... BS 11
RU 5311-11..... BS 4	RU 5330-18..... BS 6	RU 5342-06..... BS 8	RU 5350-04..... BS 11
RU 5311-12..... BS 4	RU 5330-20..... BS 6	RU 5342-08..... BS 8	RU 5350-05..... BS 11
RU 5311-21..... BS 4	RU 5330-25..... BS 6	RU 5342-10..... BS 8	RU 5350-06..... BS 11
RU 5311-22..... BS 4	RU 5330-30..... BS 6	RU 5342-12..... BS 8	RU 5350-10..... BS 11
RU 5317-03..... BS 4	RU 5330-38..... BS 6	RU 5342-15..... BS 8	RU 5350-20..... BS 11
RU 5317-05..... BS 4	RU 5330-44..... BS 6	RU 5342-20..... BS 8	RU 5350-30..... BS 11
RU 5317-07..... BS 4	RU 5330-50..... BS 6	RU 5342-25..... BS 8	RU 5350-40..... BS 11
RU 5317-09..... BS 4	RU 5331-04..... BS 6	RU 5342-30..... BS 8	RU 5351-08..... BS 11
RU 5320-04..... BS 4	RU 5331-06..... BS 6	RU 5342-58..... BS 8	RU 5351-09..... BS 11
RU 5320-06..... BS 4	RU 5331-08..... BS 6	RU 5344-06..... BS 8	RU 5351-10..... BS 11
RU 5320-08..... BS 4	RU 5331-10..... BS 6	RU 5344-09..... BS 8	RU 5351-11..... BS 11
RU 5320-10..... BS 4	RU 5331-13..... BS 6	RU 5344-13..... BS 8	RU 5351-12..... BS 11
RU 5320-12..... BS 4	RU 5331-16..... BS 6	RU 5344-16..... BS 8	RU 5351-13..... BS 11
RU 5320-14..... BS 4	RU 5331-18..... BS 6	RU 5344-19..... BS 8	RU 5351-14..... BS 11
RU 5321-01..... BS 4	RU 5331-20..... BS 6	RU 5344-22..... BS 8	RU 5351-15..... BS 11
RU 5321-02..... BS 4	RU 5331-25..... BS 6	RU 5344-25..... BS 8	RU 5351-16..... BS 11
RU 5321-03..... BS 4	RU 5331-30..... BS 6	RU 5344-32..... BS 8	RU 5351-58..... BS 11
RU 5321-04..... BS 4	RU 5331-38..... BS 6	RU 5344-38..... BS 8	RU 5351-59..... BS 11
RU 5321-05..... BS 4	RU 5332-02..... BS 6	RU 5344-56..... BS 8	RU 5351-60..... BS 11
RU 5321-06..... BS 4	RU 5332-03..... BS 6	RU 5344-59..... BS 8	RU 5351-61..... BS 11
RU 5321-07..... BS 4	RU 5332-04..... BS 6	RU 5344-63..... BS 8	RU 5351-62..... BS 11
RU 5321-11..... BS 4	RU 5332-06..... BS 6	RU 5344-66..... BS 8	RU 5351-63..... BS 11
RU 5321-12..... BS 4	RU 5332-08..... BS 6	RU 5344-69..... BS 8	RU 5351-64..... BS 11

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 5351-65.....	BS 11	RU 5362-03.....	BS 16	RU 5409-01.....	BS 24	RU 4500-02.....	BS 34
RU 5351-66.....	BS 11	RU 5363-01.....	BS 16	RU 5409-02.....	BS 24	RU 4500-03.....	BS 34
RU 5351-78.....	BS 11	RU 5363-02.....	BS 16	RU 5409-03.....	BS 24	RU 4500-04.....	BS 34
RU 5351-79.....	BS 11	RU 5363-03.....	BS 16	RU 5409-24.....	BS 24	RU 4500-06.....	BS 34
RU 5351-80.....	BS 11	RU 5363-04.....	BS 16	RU 5409-25.....	BS 24	RU 4500-08.....	BS 34
RU 5351-81.....	BS 11	RU 5363-11.....	BS 16	RU 5409-27.....	BS 24	RU 4501-01.....	BS 34
RU 5351-82.....	BS 11	RU 5363-12.....	BS 16	RU 5409-29.....	BS 24	RU 4501-02.....	BS 34
RU 5351-83.....	BS 11	RU 5363-13.....	BS 16	RU 5410-05.....	BS 24	RU 4501-03.....	BS 34
RU 5351-84.....	BS 11	RU 5363-14.....	BS 16	RU 5410-15.....	BS 24	RU 4501-04.....	BS 34
RU 5352-01.....	BS 12	RU 5363-101.....	BS 15	RU 5410-01X.....	BS 25	RU 4501-06.....	BS 34
RU 5352-02.....	BS 12	RU 5363-301.....	BS 15	RU 5410-02X.....	BS 25	RU 4501-08.....	BS 34
RU 5352-03.....	BS 12	RU 5364-13.....	BS 16	RU 5410-03X.....	BS 25	RU 4502-02.....	BS 34
RU 5352-04.....	BS 12	RU 5364-14.....	BS 16	RU 5410-04X.....	BS 25	RU 4502-03.....	BS 34
RU 5352-05.....	BS 12	RU 5364-17.....	BS 16	RU 5412-10X.....	BS 25	RU 4502-04.....	BS 34
RU 5352-06.....	BS 12	RU 5364-20.....	BS 16	RU 5412-11X.....	BS 25	RU 4502-06.....	BS 34
RU 5352-10.....	BS 12	RU 5365-13.....	BS 16	RU 5412-14X.....	BS 25	RU 4502-08.....	BS 34
RU 5352-20.....	BS 12	RU 5365-16.....	BS 16	RU 5412-17X.....	BS 25	RU 4503-01.....	BS 34
RU 5352-30.....	BS 12	RU 5365-20.....	BS 16	RU 5410-06.....	BS 26	RU 5447-02.....	BS 33
RU 5353-01.....	BS 12	RU 5366-00.....	BS 17	RU 5410-07.....	BS 26	RU 5450-44.....	BS 33
RU 5353-02.....	BS 12	RU 5366-01.....	BS 17	RU 5410-20.....	BS 26	RU 5450-64.....	BS 33
RU 5353-03.....	BS 12	RU 5366-12.....	BS 17	RU 5412-50.....	BS 26	RU 5505-19.....	BS 38
RU 5353-04.....	BS 12	RU 5368-00.....	BS 17	RU 5412-51.....	BS 26	RU 5506-19.....	BS 38
RU 5353-05.....	BS 12	RU 5368-01.....	BS 17	RU 5412-54.....	BS 26	RU 5508-19.....	BS 38
RU 5353-06.....	BS 12	RU 5368-12.....	BS 17	RU 5412-57.....	BS 26	RU 5510-00.....	BS 39
RU 5353-10.....	BS 12	RU 5369-13.....	BS 17	RU 5412-60.....	BS 26	RU 5510-20.....	BS 39
RU 5353-20.....	BS 12	RU 5370-21.....	BS 17	RU 5417-01.....	BS 26	RU 5512-17.....	BS 39
RU 5353-30.....	BS 12	RU 5374-02.....	BS 18	RU 5418-01.....	BS 27	RU 5511-20.....	BS 39
RU 5353-40.....	BS 12	RU 5375-30.....	BS 18	RU 5418-03.....	BS 27	RU 5514-21.....	BS 39
RU 5354-22.....	BS 13	RU 5376-27.....	BS 18	RU 5418-05.....	BS 27	RU 5516-21.....	BS 40
RU 5354-23.....	BS 13	RU 5377-25.....	BS 18	RU 5419-18.....	BS 27	RU 5520-17.....	BS 40
RU 5354-24.....	BS 13	RU 5378-24.....	BS 18	RU 5420-20.....	BS 27	RU 5520-21.....	BS 40
RU 5354-25.....	BS 13	RU 5379-19.....	BS 19	RU 5421-20.....	BS 27	RU 5521-17.....	BS 40
RU 5354-26.....	BS 13	RU 5379-22.....	BS 18	RU 5423-15.....	BS 28	RU 5521-21.....	BS 40
RU 5354-27.....	BS 13	RU 5380-15.....	BS 19	RU 5425-17.....	BS 28	RU 5518-16.....	BS 40
RU 5354-28.....	BS 13	RU 5381-15.....	BS 19	RU 5426-16.....	BS 28	RU 5518-24.....	BS 40
RU 5354-42.....	BS 13	RU 5382-18.....	BS 19	RU 5427-20.....	BS 28	RU 5522-23.....	BS 41
RU 5354-43.....	BS 13	RU 5382-21.....	BS 19	RU 5430-06.....	BS 28	RU 5522-25.....	BS 41
RU 5354-44.....	BS 13	RU 5384-18.....	BS 20	RU 5430-10.....	BS 28	RU 5522-28.....	BS 41
RU 5354-45.....	BS 13	RU 5384-30.....	BS 20	RU 5430-12.....	BS 28	RU 5524-21.....	BS 41
RU 5354-46.....	BS 13	RU 5384-31.....	BS 20	RU 5430-19.....	BS 28	RU 5524-27.....	BS 41
RU 5354-47.....	BS 13	RU 5385-05.....	BS 20	RU 5430-25.....	BS 28	RU 5524-30.....	BS 41
RU 5354-48.....	BS 13	RU 5385-10.....	BS 20	RU 5431-01.....	BS 29	RU 5525-19.....	BS 41
RU 5354-50.....	BS 13	RU 5385-15.....	BS 20	RU 5432-21.....	BS 29	RU 5525-51.....	BS 41
RU 5354-52.....	BS 13	RU 5385-20.....	BS 20	RU 5434-19.....	BS 29	RU 5527-17.....	BS 42
RU 5354-54.....	BS 13	RU 5385-25.....	BS 20	RU 5435-17.....	BS 29	RU 5527-25.....	BS 42
RU 5355-01.....	BS 13	RU 5386-19.....	BS 20	RU 5437-14.....	BS 30	RU 5527-26.....	BS 42
RU 5355-02.....	BS 13	RU 5387-20.....	BS 21	RU 5438-15.....	BS 30	RU 5527-27.....	BS 42
RU 5355-03.....	BS 13	RU 5388-16.....	BS 21	RU 5438-55.....	BS 30	RU 5528-15.....	BS 43
RU 5355-04.....	BS 13	RU 5389-19.....	BS 21	RU 5439-01.....	BS 30	RU 5528-19.....	BS 43
RU 5355-10.....	BS 13	RU 5390-13.....	BS 21	RU 5439-02/12.....	BS 30	RU 5528-24.....	BS 43
RU 5355-20.....	BS 13	RU 5391-15.....	BS 21	RU 5440-06.....	BS 30	RU 5528-26.....	BS 43
RU 5355-30.....	BS 13	RU 5392-16.....	BS 21	RU 5440-08.....	BS 30	RU 5528-28.....	BS 43
RU 5356-01.....	BS 14	RU 5393-01.....	BS 22	RU 5440-24.....	BS 30	RU 5529-30.....	BS 43
RU 5356-02.....	BS 14	RU 5393-02.....	BS 22	RU 5442-10.....	BS 31	RU 5533-26.....	BS 43
RU 5356-10.....	BS 14	RU 5393-03.....	BS 22	RU 5442-17.....	BS 31	RU 5535-19.....	BS 43
RU 5356-20.....	BS 14	RU 5393-04.....	BS 22	RU 5442-18.....	BS 31	RU 5537-14.....	BS 44
RU 5357-01.....	BS 14	RU 5394-06.....	BS 22	RU 5442-24.....	BS 31	RU 5534-33.....	BS 44
RU 5357-02.....	BS 14	RU 5394-08.....	BS 22	RU 5442-34.....	BS 31	RU 5534-45.....	BS 44
RU 5358-01.....	BS 14	RU 5398-01.....	BS 23	RU 5442-42.....	BS 31	RU 5536-33.....	BS 44
RU 5358-02.....	BS 14	RU 5398-02.....	BS 23	RU 5442-50.....	BS 32	RU 5536-45.....	BS 44
RU 5358-03.....	BS 14	RU 5398-04.....	BS 23	RU 5442-65.....	BS 32	RU 5538-12.....	BS 44
RU 5358-10.....	BS 14	RU 5398-05.....	BS 23	RU 5444-01.....	BS 32	RU 5539-13.....	BS 45
RU 5361-01.....	BS 14	RU 5398-06.....	BS 23	RU 5444-06.....	BS 32	RU 5539-20.....	BS 45
RU 5361-02.....	BS 14	RU 5398-07.....	BS 23	RU 5444-10.....	BS 32	RU 5540-01.....	BS 45
RU 5361-10.....	BS 14	RU 5400-01.....	BS 23	RU 5444-12.....	BS 33	RU 5540-17.....	BS 45
RU 5361-20.....	BS 14	RU 5400-02.....	BS 23	RU 5445-32.....	BS 33	RU 5542-18.....	BS 46
RU 5362-01.....	BS 16	RU 5402-01.....	BS 23	RU 5447-01.....	BS 33	RU 5542-20.....	BS 46
RU 5362-02.....	BS 16	RU 5402-02.....	BS 23	RU 4500-01.....	BS 34	RU 5542-22.....	BS 46

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 5543-12.....	BS 46	RU 5606-05.....	BS 57	RU 5749-19.....	BS 68	RU 5756-44.....	BS 70
RU 5558-01.....	BS 47	RU 5606-06.....	BS 57	RU 5751-38.....	BS 69	RU 5756-45.....	BS 70
RU 5558-02.....	BS 47	RU 5606-07.....	BS 57	RU 5751-40.....	BS 69	RU 5756-46.....	BS 70
RU 5559-17.....	BS 47	RU 5606-08.....	BS 57	RU 5751-52.....	BS 69	RU 5756-47.....	BS 70
RU 5560-12.....	BS 47	RU 5606-13.....	BS 58	RU 5754-08.....	BS 69	RU 5756-48.....	BS 70
RU 5560-14.....	BS 47	RU 5606-14.....	BS 58	RU 5754-10.....	BS 69	RU 5756-49.....	BS 70
RU 5561-15.....	BS 48	RU 5606-15.....	BS 58	RU 5754-12.....	BS 69	RU 5756-50.....	BS 70
RU 5562-14.....	BS 48	RU 5606-16.....	BS 58	RU 5754-14.....	BS 69	RU 5756-70.....	BS 70
RU 5562-17.....	BS 48	RU 5606-17.....	BS 58	RU 5754-15.....	BS 69	RU 5756-75.....	BS 70
RU 5563-18.....	BS 48	RU 5606-18.....	BS 58	RU 5754-16.....	BS 69	RU 5756-80.....	BS 70
RU 5565-20.....	BS 48	RU 5608-08.....	BS 58	RU 5754-18.....	BS 69	RU 5756-85.....	BS 70
RU 5566-16.....	BS 49	RU 5608-23.....	BS 58	RU 5754-20.....	BS 69	RU 5756-88.....	BS 70
RU 5568-16.....	BS 49	RU 5640-14.....	BS 59	RU 5754-25.....	BS 69	RU 5756-90.....	BS 70
RU 5570-16.....	BS 49	RU 5640-17.....	BS 59	RU 5754-38.....	BS 69	RU 5758-22.....	BS 71
RU 5570-19.....	BS 49	RU 5640-19.....	BS 59	RU 5754-40.....	BS 69	RU 5758-24.....	BS 71
RU 5571-16.....	BS 49	RU 5640-22.....	BS 59	RU 5754-41.....	BS 69	RU 5758-26.....	BS 71
RU 5571-19.....	BS 49	RU 5641-14.....	BS 59	RU 5754-42.....	BS 69	RU 5758-30.....	BS 71
RU 5572-18.....	BS 49	RU 5641-17.....	BS 59	RU 5754-44.....	BS 69	RU 5759-16.....	BS 74
RU 5573-17.....	BS 49	RU 5641-19.....	BS 59	RU 5754-45.....	BS 69	RU 5760-14.....	BS 72
RU 5574-17.....	BS 49	RU 5641-22.....	BS 59	RU 5754-46.....	BS 69	RU 5760-16.....	BS 72
RU 5575-01.....	BS 50	RU 5700-15.....	BS 59	RU 5754-47.....	BS 69	RU 5761-08.....	BS 73
RU 5575-02.....	BS 50	RU 5701-15.....	BS 59	RU 5754-48.....	BS 69	RU 5761-09.....	BS 73
RU 5576-15.....	BS 50	RU 5642-15.....	BS 59	RU 5754-50.....	BS 69	RU 5761-31.....	BS 74
RU 5576-19.....	BS 50	RU 5702-17.....	BS 60	RU 5754-52.....	BS 69	RU 5761-32.....	BS 74
RU 5579-01.....	BS 50	RU 5710-18.....	BS 60	RU 5754-55.....	BS 69	RU 5761-10.....	BS 73
RU 5580-17.....	BS 51	RU 5711-18.....	BS 60	RU 5754-60.....	BS 69	RU 5761-11.....	BS 73
RU 5580-67.....	BS 51	RU 5718-27.....	BS 61	RU 5754-72.....	BS 70	RU 5761-12.....	BS 73
RU 5581-17.....	BS 51	RU 5722-13.....	BS 62	RU 5754-74.....	BS 70	RU 5761-15.....	BS 74
RU 5582-15.....	BS 51	RU 5723-18.....	BS 62	RU 5754-80.....	BS 70	RU 5761-17.....	BS 72
RU 5583-15.....	BS 51	RU 5724-18.....	BS 62	RU 5754-85.....	BS 70	RU 5761-18.....	BS 72
RU 5584-15.....	BS 51	RU 5723-04.....	BS 62	RU 5755-08.....	BS 69	RU 5761-19.....	BS 72
RU 5581-67.....	BS 51	RU 5726-13.....	BS 62	RU 5755-10.....	BS 69	RU 5761-20.....	BS 72
RU 5585-01.....	BS 52	RU 5727-17.....	BS 63	RU 5755-12.....	BS 69	RU 5761-33.....	BS 74
RU 5585-02.....	BS 52	RU 5727-21.....	BS 63	RU 5755-14.....	BS 69	RU 5761-41.....	BS 73
RU 5585-21.....	BS 52	RU 5728-17.....	BS 63	RU 5755-15.....	BS 69	RU 5761-42.....	BS 73
RU 5587-02.....	BS 52	RU 5728-21.....	BS 63	RU 5755-16.....	BS 69	RU 5762-15.....	BS 76
RU 5587-12.....	BS 52	RU 5732-31.....	BS 63	RU 5755-17.....	BS 69	RU 5762-18.....	BS 76
RU 5588-03.....	BS 52	RU 5732-99.....	BS 63	RU 5755-18.....	BS 69	RU 5762-50.....	BS 76
RU 5588-15.....	BS 52	RU 5735-27.....	BS 63	RU 5755-20.....	BS 69	RU 5764-00.....	BS 75
RU 5589-13.....	BS 52	RU 5735-99.....	BS 63	RU 5755-22.....	BS 69	RU 5764-51.....	BS 75
RU 5589-15.....	BS 52	RU 5736-35.....	BS 64	RU 5755-25.....	BS 69	RU 5764-60.....	BS 75
RU 5590-18.....	BS 53	RU 5736-42.....	BS 64	RU 5755-28.....	BS 69	RU 5765-24.....	BS 76
RU 5592-18.....	BS 53	RU 5736-45.....	BS 64	RU 5755-30.....	BS 69	RU 5766-12.....	BS 77
RU 5593-17.....	BS 53	RU 5744-00.....	BS 65	RU 5755-40.....	BS 69	RU 5766-24.....	BS 77
RU 5594-02.....	BS 53	RU 5744-01.....	BS 65	RU 5755-41.....	BS 69	RU 5767-18.....	BS 77
RU 5594-18.....	BS 54	RU 5744-02.....	BS 65	RU 5755-42.....	BS 69	RU 5767-22.....	BS 77
RU 5594-23.....	BS 54	RU 5744-03.....	BS 65	RU 5755-44.....	BS 69	RU 5767-47.....	BS 78
RU 5594-24.....	BS 54	RU 5744-04.....	BS 65	RU 5755-45.....	BS 69	RU 5767-57.....	BS 78
RU 5594-34.....	BS 54	RU 5744-05.....	BS 65	RU 5755-46.....	BS 69	RU 5768-18.....	BS 78
RU 5594-51.....	BS 54	RU 5744-07.....	BS 65	RU 5755-48.....	BS 69	RU 5769-18.....	BS 78
RU 5594-53.....	BS 54	RU 5744-09.....	BS 65	RU 5755-50.....	BS 69	RU 5769-22.....	BS 78
RU 5595-20.....	BS 54	RU 5744-10.....	BS 65	RU 5755-52.....	BS 69	RU 5769-32.....	BS 78
RU 5596-24.....	BS 54	RU 5746-00.....	BS 66	RU 5755-55.....	BS 69	RU 5770-16.....	BS 79
RU 5597-03.....	BS 55	RU 5746-01.....	BS 66	RU 5755-60.....	BS 69	RU 5770-21.....	BS 79
RU 5597-13.....	BS 55	RU 5746-02.....	BS 66	RU 5755-74.....	BS 70	RU 5773-18.....	BS 79
RU 5597-14.....	BS 55	RU 5746-03.....	BS 66	RU 5755-80.....	BS 70	RU 5773-27.....	BS 79
RU 5597-15.....	BS 55	RU 5746-04.....	BS 66	RU 5755-85.....	BS 70	RU 5778-02.....	BS 80
RU 5597-23.....	BS 55	RU 5746-05.....	BS 66	RU 5756-08.....	BS 70	RU 5778-03.....	BS 80
RU 5597-24.....	BS 55	RU 5746-06.....	BS 66	RU 5756-10.....	BS 70	RU 5778-04.....	BS 80
RU 5597-25.....	BS 55	RU 5746-07.....	BS 66	RU 5756-11.....	BS 70	RU 5778-05.....	BS 80
RU 5600-22.....	BS 56	RU 5746-08.....	BS 66	RU 5756-12.....	BS 70	RU 5778-06.....	BS 80
RU 5601-22.....	BS 56	RU 5746-09.....	BS 66	RU 5756-14.....	BS 70	RU 5778-07.....	BS 80
RU 5600-27.....	BS 56	RU 5746-10.....	BS 66	RU 5756-15.....	BS 70	RU 5778-08.....	BS 80
RU 5601-27.....	BS 56	RU 5746-50.....	BS 67	RU 5756-16.....	BS 70	RU 5778-09.....	BS 80
RU 5602-23.....	BS 57	RU 5747-01.....	BS 67	RU 5756-38.....	BS 70	RU 5778-10.....	BS 80
RU 5604-23.....	BS 57	RU 5747-11.....	BS 67	RU 5756-40.....	BS 70	RU 5778-12.....	BS 80
RU 5606-03.....	BS 57	RU 5749-06.....	BS 68	RU 5756-41.....	BS 70	RU 5778-15.....	BS 80
RU 5606-04.....	BS 57	RU 5749-11.....	BS 68	RU 5756-42.....	BS 70	RU 5780-01.....	BS 80

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 5780-02.....BS 80	RU 5850-15.....WO 5	RU 5953-14.....WO 9	RU 6049-20.....WO 22
RU 5780-03.....BS 80	RU 5850-18.....WO 5	RU 5956-09.....WO 9	RU 6049-24.....WO 22
RU 5782-00.....BS 80	RU 5851-15.....WO 5	RU 5956-14.....WO 9	RU 6049-26.....WO 22
RU 5784-10.....BS 71	RU 5852-15.....WO 5	RU 5957-09.....WO 9	RU 6050-16.....WO 23
RU 5784-12.....BS 71	RU 5852-18.....WO 5	RU 5957-14.....WO 9	RU 6050-18.....WO 23
RU 5784-14.....BS 71	RU 5853-15.....WO 5	RU 5958-09.....WO 9	RU 6050-20.....WO 23
RU 5784-16.....BS 71	RU 5853-18.....WO 5	RU 5958-14.....WO 9	RU 6050-24.....WO 23
RU 5784-18.....BS 71	RU 5854-36.....WO 6	RU 5959-09.....WO 9	RU 6050-26.....WO 23
RU 5784-20.....BS 71	RU 5854-46.....WO 6	RU 5959-14.....WO 9	RU 6050-30.....WO 23
RU 5784-22.....BS 71	RU 5860-12.....WO 6	RU 5970-01.....WO 11	RU 6051-20.....WO 23
RU 5784-25.....BS 71	RU 5860-15.....WO 6	RU 5970-02.....WO 11	RU 6051-24.....WO 23
RU 5784-30.....BS 71	RU 5860-18.....WO 6	RU 5970-11.....WO 10	RU 6051-26.....WO 23
RU 5785-10.....BS 71	RU 5860-23.....WO 6	RU 5970-12.....WO 10	RU 6052-14.....WO 24
RU 5785-12.....BS 71	RU 5861-12.....WO 6	RU 5971-11.....WO 10	RU 6053-20.....WO 24
RU 5785-14.....BS 71	RU 5861-15.....WO 6	RU 5971-12.....WO 10	RU 6053-24.....WO 24
RU 5785-16.....BS 71	RU 5861-18.....WO 6	RU 5971-14.....WO 11	RU 6054-18.....WO 25
RU 5785-18.....BS 71	RU 5862-15T.....WO 7	RU 5973-12.....WO 10	RU 6054-20.....WO 25
RU 5785-20.....BS 71	RU 5862-34T.....WO 7	RU 5973-14.....WO 11	RU 6054-23.....WO 25
RU 5785-22.....BS 71	RU 5862-35T.....WO 7	RU 5973-17.....WO 10	RU 6054-26.....WO 25
RU 5785-25.....BS 71	RU 5862-39T.....WO 7	RU 5975-10.....WO 10	RU 6054-31.....WO 25
RU 5785-30.....BS 71	RU 5862-44T.....WO 7	RU 5977-10.....WO 10	RU 6054-40.....WO 25
RU 5786-10.....BS 71	RU 5864-12.....WO 6	RU 5986-14.....WO 11	RU 6054-41.....WO 25
RU 5786-12.....BS 71	RU 5864-15.....WO 6	RU 5987-14.....WO 11	RU 6054-68.....WO 25
RU 5786-14.....BS 71	RU 5864-18.....WO 6	RU 5988-14.....WO 11	RU 6054-70.....WO 25
RU 5786-16.....BS 71	RU 5864-21.....WO 6	RU 6000-14.....WO 13	RU 6054-73.....WO 25
RU 5786-18.....BS 71	RU 5864-23.....WO 6	RU 6000-16.....WO 13	RU 6054-76.....WO 25
RU 5786-20.....BS 71	RU 5865-12.....WO 6	RU 6000-18.....WO 13	RU 6054-81.....WO 25
RU 5786-22.....BS 71	RU 5865-15.....WO 6	RU 6000-20.....WO 13	RU 6055-01.....WO 26
RU 5786-25.....BS 71	RU 5865-18.....WO 6	RU 6000-24.....WO 13	RU 6055-15.....WO 26
RU 5786-30.....BS 71	RU 5866-12.....WO 8	RU 6000-26.....WO 13	RU 6055-15L.....WO 26
RU 5798-24.....BS 81	RU 5866-13.....WO 8	RU 6000-30.....WO 13	RU 6055-18.....WO 27
RU 5798-51.....BS 81	RU 5866-14.....WO 8	RU 6001-16.....WO 13	RU 6055-20.....WO 27
RU 5799-18.....BS 81	RU 5866-15.....WO 8	RU 6002-21.....WO 13	RU 6055-23.....WO 27
RU 5799-51.....BS 81	RU 5866-32.....WO 8	RU 6003-16.....WO 13	RU 6055-26.....WO 27
RU 5800-23.....BS 81	RU 5866-33.....WO 8	RU 6003-18.....WO 13	RU 6055-31.....WO 27
RU 5801-23.....BS 82	RU 5866-34.....WO 8	RU 6003-20.....WO 13	RU 6055-35.....WO 26
RU 5802-24.....BS 82	RU 5866-35.....WO 8	RU 6004-16.....WO 14	RU 6055-50.....WO 27
RU 5803-10.....BS 82	RU 5866-42.....WO 8	RU 6004-18.....WO 14	RU 6056-13.....WO 28
RU 5803-35.....BS 82	RU 5866-43.....WO 8	RU 6004-20.....WO 14	RU 6056-33.....WO 28
RU 5803-50.....BS 82	RU 5866-44.....WO 8	RU 6004-21.....WO 14	RU 6057-12.....WO 28
RU 5803-70.....BS 82	RU 5866-45.....WO 8	RU 6005-17.....WO 14	RU 6058-13.....WO 28
RU 5804-24.....BS 82	RU 5866-52.....WO 8	RU 6006-18.....WO 14	RU 6059-13.....WO 29
RU 5805-18.....BS 83	RU 5866-53.....WO 8	RU 6006-26.....WO 14	RU 6059-16.....WO 29
RU 5806-24.....BS 83	RU 5866-54.....WO 8	RU 6007-27.....WO 15	RU 6059-18.....WO 29
RU 5807-00/01.....BS 83	RU 5918-13.....WO 12	RU 6008-27.....WO 15	RU 6059-20.....WO 29
RU 5807-00/02.....BS 83	RU 5918-18.....WO 12	RU 6009-23.....WO 15	RU 6059-23.....WO 29
RU 5807-00/03.....BS 83	RU 5920-13.....WO 12	RU 6010-27.....WO 15	RU 6059-26.....WO 29
RU 5808-01.....BS 84	RU 5922-12.....WO 12	RU 6012-15.....WO 16	RU 6059-29.....WO 29
RU 5808-02.....BS 84	RU 5924-12.....WO 12	RU 6014-15.....WO 16	RU 6059-30.....WO 29
RU 5808-03.....BS 84	RU 5927-14.....WO 12	RU 6016-18.....WO 16	RU 6059-31.....WO 29
RU 5809-19.....BS 84	RU 5928-13.....WO 12	RU 6017-17.....WO 16	RU 6059-32.....WO 29
RU 5811-23.....BS 84	RU 5928-18.....WO 12	RU 6029-11.....WO 17	RU 6059-39.....WO 28
RU 5813-01.....BS 85	RU 5929-18.....WO 13	RU 6029-31.....WO 17	RU 6059-40.....WO 28
RU 5813-02.....BS 85	RU 5930-32.....WO 6	RU 6079-11.....WO 17	RU 6059-41.....WO 28
RU 5816-16.....BS 85	RU 5930-42.....WO 6	RU 6030-14.....WO 17	RU 6059-42.....WO 28
RU 5816-17.....BS 85	RU 5930-52.....WO 6	RU 6030-17.....WO 18	RU 6059-63.....WO 30
RU 5816-20.....BS 85	RU 5931-12.....WO 8	RU 6030-18.....WO 17	RU 6059-65.....WO 30
RU 5821-19.....BS 85	RU 5931-13.....WO 8	RU 6031-14.....WO 18	RU 6059-68.....WO 30
RU 5827-15.....BS 87	RU 5931-16.....WO 8	RU 6040-14.....WO 33	RU 6059-70.....WO 30
RU 5827-20.....BS 87	RU 5931-32.....WO 8	RU 6040-17.....WO 33	RU 6059-73.....WO 30
RU 5827-21.....BS 87	RU 5931-33.....WO 8	RU 6040-20.....WO 33	RU 6059-76.....WO 30
RU 5827-18.....BS 87	RU 5931-36.....WO 8	RU 6044-01.....WO 20	RU 6060-01.....WO 30
RU 4482-01.....BS 88	RU 5931-37.....WO 8	RU 6044-03.....WO 20	RU 6060-02.....WO 30
RU 4482-02.....BS 88	RU 5931-42.....WO 8	RU 6044-13.....WO 20	RU 6060-03.....WO 30
RU 5827-35.....BS 86	RU 5931-43.....WO 8	RU 6045-13.....WO 21	RU 6060-18.....WO 31
RU 3160-15.....BS 86	RU 5950-14.....WO 9	RU 6046-13.....WO 21	RU 6060-26.....WO 31
RU 3160-19.....BS 86	RU 5951-14.....WO 9	RU 6047-12.....WO 21	RU 6061-23.....WO 31
RU 3160-24.....BS 86	RU 5952-14.....WO 9	RU 6048-18.....WO 22	RU 6062-27.....WO 32

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 6063-27.....	WO 32	RU 6210-20.....	WO 49	RU 6420-50.....	TS 6	RU 6521-18.....	AS 7
RU 6064-20.....	WO 32	RU 6212-18.....	WO 49	RU 6420-51.....	TS 6	RU 6521-20.....	AS 7
RU 6064-27.....	WO 32	RU 6214-18.....	WO 49	RU 6420-56.....	TS 7	RU 6521-23.....	AS 7
RU 6065-14.....	WO 33	RU 6220-20.....	WO 51	RU 6420-58.....	TS 7	RU 6519-16.....	AS 6
RU 6065-17.....	WO 33	RU 6220-24.....	WO 51	RU 6420-60.....	TS 7	RU 6519-20.....	AS 6
RU 6065-20.....	WO 33	RU 6220-31.....	WO 51	RU 6420-62.....	TS 7	RU 6520-18.....	AS 7
RU 6066-17.....	WO 34	RU 6220-51.....	WO 52	RU 6420-65.....	TS 7	RU 6520-20.....	AS 7
RU 6066-20.....	WO 34	RU 6220-60.....	WO 52	RU 6420-76.....	TS 7	RU 6523-20.....	AS 8
RU 6070-14.....	WO 34	RU 6220-82.....	WO 51	RU 6420-78.....	TS 7	RU 6530-18.....	AS 9
RU 6070-17.....	WO 34	RU 6220-83.....	WO 51	RU 6420-80.....	TS 7	RU 6530-21.....	AS 9
RU 6070-20.....	WO 34	RU 6220-84.....	WO 51	RU 6420-82.....	TS 7	RU 6530-23.....	AS 9
RU 6072-20.....	WO 35	RU 6220-85.....	WO 51	RU 6420-85.....	TS 7	RU 6531-18.....	AS 9
RU 6073-17.....	WO 35	RU 6225-14.....	WO 49	RU 6421-06.....	TS 7	RU 6531-21.....	AS 9
RU 6073-20.....	WO 35	RU 6230-28.....	WO 49	RU 6421-07.....	TS 7	RU 6531-23.....	AS 9
RU 6080-14.....	WO 18	RU 6234-23.....	WO 50	RU 6421-08.....	TS 7	RU 6534-13.....	AS 10
RU 6080-17.....	WO 18	RU 6240-18.....	WO 50	RU 6421-09.....	TS 7	RU 6534-16.....	AS 10
RU 6080-18.....	WO 18	RU 6240-24.....	WO 50	RU 6421-10.....	TS 7	RU 6534-18.....	AS 10
RU 6081-14.....	WO 19	RU 6296-01.....	RE 3	RU 6421-11.....	TS 7	RU 6534-21.....	AS 10
RU 6032-16.....	WO 19	RU 6296-02.....	RE 3	RU 6421-12.....	TS 7	RU 6534-23.....	AS 10
RU 6033-14.....	WO 19	RU 6297-15.....	RE 3	RU 6421-15.....	TS 7	RU 6535-13.....	AS 10
RU 6081-16.....	WO 20	RU 6319-10.....	BS 79	RU 6421-34.....	TS 6	RU 6535-16.....	AS 10
RU 6081-16L.....	WO 20	RU 6319-11.....	BS 79	RU 6424-20.....	TS 10	RU 6535-18.....	AS 10
RU 6105-01.....	WO 38	RU 6319-12.....	BS 79	RU 6424-21.....	TS 10	RU 6535-21.....	AS 10
RU 6105-02.....	WO 38	RU 6319-14.....	BS 79	RU 6424-22.....	TS 10	RU 6535-23.....	AS 10
RU 6110-28.....	WO 39	RU 6319-89.....	BS 79	RU 6424-41.....	TS 10	RU 6540-21.....	AS 11
RU 6112-28.....	WO 39	RU 6420-05.....	TS 6	RU 5295-15.....	TS 11	RU 6540-23.....	AS 11
RU 6108-03.....	WO 37	RU 6420-06.....	TS 6	RU 5295-20.....	TS 11	RU 6540-25.....	AS 12
RU 6108-04.....	WO 37	RU 6420-07.....	TS 6	RU 5295-25.....	TS 11	RU 6541-21.....	AS 11
RU 6110-21.....	WO 38	RU 6420-08.....	TS 6	RU 6426-21.....	TS 7	RU 6541-23.....	AS 11
RU 6110-24.....	WO 39	RU 6420-09.....	TS 6	RU 6427-01.....	TS 8	RU 6541-25.....	AS 12
RU 6112-21.....	WO 38	RU 6420-10.....	TS 6	RU 6427-02.....	TS 8	RU 6542-25.....	AS 13
RU 6112-24.....	WO 39	RU 6420-11.....	TS 6	RU 6427-03.....	TS 8	RU 6543-25.....	AS 13
RU 6118-15.....	WO 37	RU 6420-12.....	TS 6	RU 6427-04.....	TS 8	RU 6550-13.....	AS 13
RU 6100-20.....	WO 37	RU 6420-15.....	TS 6	RU 6429-01.....	TS 9	RU 6550-22.....	AS 14
RU 6102-20.....	WO 37	RU 6420-16.....	TS 6	RU 6429-02.....	TS 9	RU 6550-25.....	AS 14
RU 6119-15.....	WO 37	RU 6420-17.....	TS 6	RU 6429-30.....	TS 9	RU 6550-28.....	AS 14
RU 6108-01.....	WO 37	RU 6420-18.....	TS 6	RU 6500-15.....	AS 3	RU 6551-13.....	AS 13
RU 6108-02.....	WO 37	RU 6420-19.....	TS 6	RU 6502-15.....	AS 3	RU 6551-22.....	AS 14
RU 6121-01.....	WO 40	RU 6420-20.....	TS 6	RU 6502-19.....	AS 3	RU 6551-25.....	AS 14
RU 6121-21.....	WO 40	RU 6420-21.....	TS 6	RU 6502-23.....	AS 3	RU 6551-28.....	AS 14
RU 6123-20.....	WO 41	RU 6420-22.....	TS 6	RU 6502-25.....	AS 3	RU 6552-22.....	AS 15
RU 6124-19.....	WO 41	RU 6420-23.....	TS 6	RU 6504-12.....	AS 3	RU 6552-25.....	AS 15
RU 6126-02.....	WO 42	RU 6420-24.....	TS 6	RU 6504-14.....	AS 3	RU 6552-28.....	AS 15
RU 6127-01.....	WO 42	RU 6420-25.....	TS 6	RU 6505-16.....	AS 4	RU 6553-22.....	AS 15
RU 6127-02.....	WO 42	RU 6420-26.....	TS 6	RU 6505-20.....	AS 4	RU 6553-25.....	AS 15
RU 6127-03.....	WO 42	RU 6420-27.....	TS 6	RU 6505-22.....	AS 4	RU 6553-28.....	AS 15
RU 6127-04.....	WO 42	RU 6420-28.....	TS 6	RU 6505-25.....	AS 4	RU 6544-30.....	AS 20
RU 6128-01.....	WO 43	RU 6420-29.....	TS 6	RU 6505-30.....	AS 4	RU 6545-31.....	AS 20
RU 6128-02.....	WO 43	RU 6420-30.....	TS 6	RU 6506-15.....	AS 4	RU 6546-26.....	AS 20
RU 6128-03.....	WO 43	RU 6420-31.....	TS 6	RU 6508-15.....	AS 4	RU 6546-28.....	AS 20
RU 6128-04.....	WO 43	RU 6420-32.....	TS 6	RU 6509-16.....	AS 4	RU 6547-24.....	AS 21
RU 6130-22.....	WO 44	RU 6420-33.....	TS 6	RU 6509-20.....	AS 4	RU 6557-15.....	AS 16
RU 6131-19.....	WO 44	RU 6420-34.....	TS 6	RU 6510-20.....	AS 5	RU 6562-21.....	AS 17
RU 6131-22.....	WO 44	RU 6420-35.....	TS 6	RU 6512-15.....	AS 5	RU 6562-29.....	AS 17
RU 6133-03.....	WO 44	RU 6420-36.....	TS 6	RU 6512-19.....	AS 5	RU 6570-30.....	AS 18
RU 6133-04.....	WO 44	RU 6420-37.....	TS 6	RU 6513-18.....	AS 5	RU 6558-15.....	AS 16
RU 6136-18.....	WO 45	RU 6420-38.....	TS 6	RU 6514-16.....	AS 8	RU 6558-20.....	AS 16
RU 6139-19.....	WO 45	RU 6420-39.....	TS 6	RU 6522-20.....	AS 8	RU 6580-00.....	AS 19
RU 6141-19.....	WO 45	RU 6420-40.....	TS 6	RU 6522-23.....	AS 8	RU 6580-07.....	AS 19
RU 6142-19.....	WO 45	RU 6420-41.....	TS 6	RU 6525-25.....	AS 8	RU 6580-10.....	AS 19
RU 6145-23.....	WO 46	RU 6420-42.....	TS 6	RU 6525-26.....	AS 8	RU 6580-20.....	AS 19
RU 6147-23.....	WO 46	RU 6420-43.....	TS 6	RU 6515-20.....	AS 5	RU 6590-22.....	AS 22
RU 6150-12.....	WO 47	RU 6420-44.....	TS 6	RU 6517-16.....	AS 6	RU 6591-20.....	AS 22
RU 6151-12.....	WO 47	RU 6420-45.....	TS 6	RU 6517-20.....	AS 6	RU 6592-15.....	AS 22
RU 6152-13.....	WO 47	RU 6420-46.....	TS 6	RU 6518-16.....	AS 6	RU 6593-15.....	AS 22
RU 6153-14.....	WO 47	RU 6420-47.....	TS 6	RU 6518-18.....	AS 6	RU 6595-08.....	AS 23
RU 6164-12.....	WO 48	RU 6420-48.....	TS 6	RU 6518-20.....	AS 6	RU 6595-12.....	AS 23
RU 6168-12.....	WO 48	RU 6420-49.....	TS 6	RU 6518-24.....	AS 6	RU 6596-19.....	AS 23

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 6597-17.....AS 23	RU 6631-23.....AS 36	RU 7026-02.....GO 5	RU 7084-03.....GO 14
RU 6598-15.....AS 24	RU 6631-24.....AS 36	RU 7026-03.....GO 5	RU 7085-01.....GO 14
RU 6604-00.....AS 24	RU 6675-11.....AS 35	RU 7040-00.....GO 5	RU 7085-02.....GO 14
RU 6605-02.....AS 24	RU 6690-21.....AS 40	RU 7049-01.....GO 6	RU 7085-03.....GO 14
RU 6605-03.....AS 24	RU 6691-22.....AS 40	RU 7049-02.....GO 6	RU 7086-01.....GO 15
RU 6608-00.....AS 25	RU 6693-22.....AS 40	RU 7049-03.....GO 6	RU 7086-02.....GO 15
RU 6608-01.....AS 25	RU 6696-81.....AS 41	RU 7050-00.....GO 6	RU 7086-25.....GO 15
RU 6608-20.....AS 25	RU 6702-00.....AS 38	RU 7050-01.....GO 6	RU 7088-00.....GO 16
RU 6608-27.....AS 25	RU 6706-00.....AS 39	RU 7050-02.....GO 6	RU 7088-10.....GO 16
RU 6608-29.....AS 25	RU 6710-08.....AS 42	RU 7050-03.....GO 6	RU 7088-51.....GO 16
RU 6610-28.....AS 26	RU 6710-10.....AS 42	RU 7055-01.....GO 7	RU 7088-52.....GO 16
RU 6610-35.....AS 26	RU 6710-12.....AS 42	RU 7055-02.....GO 7	RU 7090-20.....GO 14
RU 6610-42.....AS 26	RU 6710-14.....AS 42	RU 7056-01.....GO 7	RU 7090-25.....GO 14
RU 6611-35.....AS 26	RU 6710-16.....AS 42	RU 7056-02.....GO 7	RU 7090-30.....GO 14
RU 6611-42.....AS 26	RU 6710-18.....AS 42	RU 7056-03.....GO 7	RU 7090-35.....GO 14
RU 6616-20.....AS 27, GO 30	RU 6710-20.....AS 42	RU 7060-00.....GO 8	RU 7090-40.....GO 14
RU 6617-21.....AS 27	RU 6710-22.....AS 42	RU 7060-01.....GO 9	RU 7091-20.....GO 14
RU 6620-00.....AS 29	RU 6710-24.....AS 42	RU 7060-02.....GO 9	RU 7091-25.....GO 14
RU 6620-10.....AS 29	RU 6710-26.....AS 42	RU 7060-03.....GO 9	RU 7091-30.....GO 14
RU 6620-11.....AS 29	RU 6710-28.....AS 42	RU 7060-11.....GO 9	RU 7091-35.....GO 14
RU 6620-16.....AS 29	RU 6710-30.....AS 42	RU 7060-12.....GO 9	RU 7091-40.....GO 14
RU 6620-51.....AS 29-AS 31	RU 6710-32.....AS 42	RU 7060-13.....GO 9	RU 7092-20.....GO 14
RU 3401-23.....AS 32	RU 6710-34.....AS 42	RU 7060-21.....GO 9	RU 7092-25.....GO 14
RU 3401-24.....AS 32	RU 6710-36.....AS 42	RU 7060-22.....GO 9	RU 7092-30.....GO 14
RU 6642-01.....AS 32	RU 6716-12.....AS 42	RU 7060-23.....GO 9	RU 7092-35.....GO 14
RU 6642-02.....AS 32	RU 6716-14.....AS 42	RU 7060-30.....GO 8	RU 7092-40.....GO 14
RU 6622-00.....AS 30	RU 6716-16.....AS 42	RU 7060-40.....GO 8	RU 7093-20.....GO 14
RU 6622-05.....AS 31	RU 6718-39.....AS 43	RU 7065-01.....GO 10	RU 7093-25.....GO 14
RU 6622-19.....AS 28	RU 6719-35.....AS 43	RU 7065-02.....GO 10	RU 7093-30.....GO 14
RU 6622-21.....AS 30-AS 31	RU 6725-11.....AS 43	RU 7065-11.....GO 10	RU 7093-35.....GO 14
RU 6632-23.....AS 36	RU 6725-13.....AS 43	RU 7065-12.....GO 10	RU 7093-40.....GO 14
RU 6640-01.....AS 37	RU 6725-16.....AS 43	RU 7065-21.....GO 10	RU 7095-00.....GO 17
RU 6640-02.....AS 37	RU 6727-20.....AS 44	RU 7065-22.....GO 10	RU 7095-01.....GO 17
RU 6640-03.....AS 37	RU 6730-00.....AS 44	RU 7070-01.....GO 11	RU 7095-02.....GO 17
RU 6640-04.....AS 37	RU 6732-00.....AS 44	RU 7070-02.....GO 11	RU 7095-03.....GO 17
RU 6642-00.....AS 32	RU 6735-26.....AS 44, GO 33	RU 7070-03.....GO 11	RU 7095-04.....GO 17
RU 6644-21.....AS 33	RU 3383-01.....GO 34	RU 7070-11.....GO 11	RU 7095-05.....GO 17
RU 6657-23.....AS 33	RU 3383-02.....GO 34	RU 7070-12.....GO 11	RU 7095-10.....GO 17
RU 6658-23.....AS 33	RU 3383-03.....GO 34	RU 7070-13.....GO 11	RU 7095-12.....GO 17
RU 6665-00.....AS 34	RU 3383-51.....GO 34	RU 7070-21.....GO 11	RU 7095-14.....GO 17
RU 6665-01.....AS 34	RU 3383-52.....GO 34	RU 7070-22.....GO 11	RU 7100-01.....GO 18
RU 6665-02.....AS 34	RU 3383-53.....GO 34	RU 7070-23.....GO 11	RU 7100-02.....GO 18
RU 6665-03.....AS 34	RU 3383-54.....GO 34	RU 7074-00.....GO 12	RU 7100-03.....GO 18
RU 6665-04.....AS 34	RU 7000-01.....GO 4	RU 7075-00.....GO 12	RU 7100-04.....GO 18
RU 6665-05.....AS 34	RU 7000-02.....GO 4	RU 7078-01.....GO 7	RU 7100-05.....GO 18
RU 6665-06.....AS 34	RU 7000-03.....GO 4	RU 7078-02.....GO 7	RU 7100-06.....GO 18
RU 6665-07.....AS 34	RU 7001-01.....GO 4	RU 7078-11.....GO 7	RU 7100-07.....GO 18
RU 6665-08.....AS 34	RU 7001-02.....GO 4	RU 7078-12.....GO 7	RU 7100-08.....GO 18
RU 6665-09.....AS 34	RU 7001-03.....GO 4	RU 7078-21.....GO 7	RU 7100-09.....GO 18
RU 6665-10.....AS 34	RU 7002-00.....GO 3	RU 7078-22.....GO 7	RU 7100-10.....GO 18
RU 6665-11.....AS 34	RU 7003-00.....GO 3	RU 7080-01.....GO 13	RU 7100-11.....GO 18
RU 6665-12.....AS 34	RU 7004-01.....GO 3	RU 7080-02.....GO 13	RU 7100-12.....GO 18
RU 6665-13.....AS 34	RU 7004-02.....GO 3	RU 7080-03.....GO 13	RU 7100-13.....GO 18
RU 6665-50.....AS 34	RU 7004-03.....GO 3	RU 7080-11/01.....GO 13	RU 7100-14.....GO 18
RU 6665-71.....AS 34	RU 7020-01.....GO 3	RU 7080-11/02.....GO 13	RU 7100-15.....GO 18
RU 6670-01.....AS 34	RU 7020-02.....GO 3	RU 7080-11/03.....GO 13	RU 7100-16.....GO 18
RU 6670-02.....AS 34	RU 7020-03.....GO 3	RU 7081-01.....GO 13	RU 7100-17.....GO 18
RU 6670-03.....AS 34	RU 7023-01.....GO 4	RU 7081-02.....GO 13	RU 7100-18.....GO 18
RU 6670-04.....AS 34	RU 7023-02.....GO 4	RU 7081-03.....GO 13	RU 7100-19.....GO 18
RU 6675-02.....AS 35	RU 7023-03.....GO 4	RU 7081-04.....GO 13	RU 7100-20.....GO 18
RU 6675-03.....AS 35	RU 7024-01.....GO 5	RU 7082-02.....GO 13	RU 7100-21.....GO 18
RU 6675-04.....AS 35	RU 7024-02.....GO 5	RU 7082-03.....GO 13	RU 7100-22.....GO 18
RU 6675-05.....AS 35	RU 7024-03.....GO 5	RU 7082-04.....GO 13	RU 7100-23.....GO 18
RU 6675-06.....AS 35	RU 7025-01.....GO 5	RU 7083-01.....GO 14	RU 7100-24.....GO 18
RU 6675-08.....AS 35	RU 7025-02.....GO 5	RU 7083-02.....GO 14	RU 7100-25.....GO 18
RU 6630-20.....AS 36	RU 7025-03.....GO 5	RU 7083-03.....GO 14	RU 7100-26.....GO 18
RU 6630-22.....AS 36	RU 7025-05.....GO 5	RU 7084-01.....GO 14	RU 7100-27.....GO 18
RU 6630-24.....AS 36	RU 7026-01.....GO 5	RU 7084-02.....GO 14	RU 7100-28.....GO 18

Nummernverzeichnis

Numerical Index



RU 7100-29.....	GO 18	RU 7180-24.....	GO 26	RU 7284-00.....	GO 21	RU 7322-08.....	GO 51
RU 7100-30.....	GO 18	RU 7181-24.....	GO 26	RU 7286-24.....	GO 49	RU 7322-09.....	GO 51
RU 7101-01.....	GO 18	RU 7200-23.....	GO 28	RU 7283-01.....	GO 49	RU 7322-11.....	GO 51
RU 7101-02.....	GO 18	RU 7210-21.....	GO 28	RU 7283-04.....	GO 49	RU 7322-12.....	GO 51
RU 7101-03.....	GO 18	RU 7212-24.....	GO 29	RU 7283-05.....	GO 49	RU 7322-14.....	GO 51
RU 7101-04.....	GO 18	RU 7214-26.....	GO 29	RU 7300-01.....	GO 50	RU 7322-15.....	GO 51
RU 7101-05.....	GO 18	RU 7215-32.....	GO 29	RU 7300-02.....	GO 50	RU 7322-16.....	GO 51
RU 7101-06.....	GO 18	RU 7216-24.....	GO 29	RU 7300-03.....	GO 50	RU 7322-19.....	GO 51
RU 7101-07.....	GO 18	RU 7218-25.....	GO 30	RU 7300-04.....	GO 50	RU 7322-20.....	GO 51
RU 7101-08.....	GO 18	RU 7219-27.....	GO 30	RU 7300-05.....	GO 50	RU 7322-23.....	GO 51
RU 7101-09.....	GO 18	RU 7222-27.....	GO 31	RU 7300-06.....	GO 50	RU 7322-40.....	GO 51
RU 7101-10.....	GO 18	RU 7223-23.....	GO 31	RU 7302-01.....	GO 50	RU 7324-05.....	GO 51
RU 7101-11.....	GO 18	RU 7224-25.....	GO 31	RU 7302-04.....	GO 50	RU 7324-07.....	GO 51
RU 7101-12.....	GO 18	RU 7225-28.....	GO 31	RU 7304-01.....	GO 50	RU 7324-08.....	GO 51
RU 7101-13.....	GO 18	RU 7226-18.....	GO 32	RU 7304-02.....	GO 50	RU 7324-09.....	GO 51
RU 7101-14.....	GO 18	RU 7226-20.....	GO 32	RU 7304-03.....	GO 50	RU 7324-11.....	GO 51
RU 7101-15.....	GO 18	RU 7230-22.....	GO 33	RU 7304-04.....	GO 50	RU 7324-12.....	GO 51
RU 7101-16.....	GO 18	RU 7231-22.....	GO 33	RU 7304-05.....	GO 50	RU 7324-14.....	GO 51
RU 7101-17.....	GO 18	RU 7239-17.....	GO 33	RU 7304-06.....	GO 50	RU 7324-16.....	GO 51
RU 7102-02.....	GO 18	RU 7246-30.....	GO 39	RU 7306-01.....	GO 50	RU 7324-19.....	GO 51
RU 7102-04.....	GO 18	RU 7246-51.....	GO 39	RU 7306-02.....	GO 50	RU 7324-21.....	GO 51
RU 7102-06.....	GO 18	RU 7252-24.....	GO 40	RU 7306-04.....	GO 50	RU 7324-23.....	GO 51
RU 7102-08.....	GO 18	RU 7255-21.....	GO 40	RU 7306-05.....	GO 50	RU 7324-25.....	GO 51
RU 7102-10.....	GO 18	RU 7255-29.....	GO 40	RU 7306-06.....	GO 50	RU 7324-30.....	GO 51
RU 7102-12.....	GO 18	RU 7256-26.....	GO 40	RU 7289-04.....	GO 52	RU 7324-35.....	GO 51
RU 7102-14.....	GO 18	RU 7257-27.....	GO 41	RU 7289-06.....	GO 52	RU 7324-40.....	GO 51
RU 7102-16.....	GO 18	RU 7261-24.....	GO 41	RU 7289-08.....	GO 52	RU 7330-27.....	GO 51
RU 7102-18.....	GO 18	RU 7262-24.....	GO 41	RU 7289-10.....	GO 52	RU 7413-25.....	GO 58
RU 7102-20.....	GO 18	RU 7258-01.....	GO 41	RU 7289-12.....	GO 52	RU 7414-27.....	GO 58
RU 7102-22.....	GO 18	RU 7258-25.....	GO 41	RU 7289-14.....	GO 52	RU 7415-27.....	GO 58
RU 7102-24.....	GO 18	RU 7263-21.....	GO 42	RU 7290-05.....	GO 52	RU 7418-21.....	GO 59
RU 7102-26.....	GO 18	RU 7263-58.....	GO 43	RU 7289-50.....	GO 52	RU 7419-26.....	GO 53
RU 7102-30.....	GO 18	RU 7264-00.....	GO 43	RU 7310-05.....	GO 50	RU 7420-19.....	GO 53
RU 7102-40.....	GO 18	RU 7264-10/20.....	GO 44	RU 7310-06.....	GO 50	RU 7425-28.....	GO 53
RU 7123-00.....	GO 19	RU 7264-10/25.....	GO 44	RU 7310-07.....	GO 50	RU 7432-25.....	GO 54
RU 7124-00.....	GO 19	RU 7264-10/30.....	GO 44	RU 7310-08.....	GO 50	RU 7436-29.....	GO 54
RU 7125-00.....	GO 19	RU 7265-00.....	GO 44	RU 7310-11.....	GO 50	RU 7440-36.....	GO 56
RU 7125-01.....	GO 19	RU 7265-06.....	GO 44	RU 7310-12.....	GO 50	RU 7442-28.....	GO 55
RU 7128-00.....	GO 20	RU 7265-06P.....	GO 44	RU 7310-14.....	GO 50	RU 7445-23.....	GO 55
RU 7128-10.....	GO 20	RU 7266-00.....	GO 44	RU 7310-16.....	GO 50	RU 7445-30.....	GO 55
RU 7130-32.....	GO 20	RU 7267-00.....	GO 44	RU 7314-05.....	GO 50	RU 7446-36.....	GO 55
RU 7131-32.....	GO 20	RU 7270-00.....	GO 45	RU 7314-06.....	GO 50	RU 7447-36.....	GO 55
RU 7133-32.....	GO 20	RU 7270-50.....	GO 45	RU 7314-07.....	GO 50	RU 7460-41.....	GO 56
RU 7134-32.....	GO 20	RU 7270-50P.....	GO 45	RU 7314-08.....	GO 50	RU 7472-44.....	GO 56
RU 7138-27.....	GO 20	RU 7271-00.....	GO 46	RU 7314-09.....	GO 50	RU 7474-43.....	GO 56
RU 7150-00.....	GO 21	RU 7272-00.....	GO 46	RU 7314-11.....	GO 50	RU 7410-01.....	GO 57
RU 7153-00.....	GO 21	RU 7273-00.....	GO 46	RU 7314-12.....	GO 50	RU 7410-02.....	GO 57
RU 7157-24.....	GO 22	RU 7275-00.....	GO 47	RU 7314-14.....	GO 50	RU 7410-03.....	GO 57
RU 7158-27.....	GO 22	RU 7280-01.....	GO 48	RU 7316-05.....	GO 50	RU 7411-01.....	GO 57
RU 7159-03.....	GO 22	RU 7280-02.....	GO 48	RU 7316-07.....	GO 50	RU 7411-02.....	GO 57
RU 7160-25.....	GO 22	RU 7280-03.....	GO 48	RU 7316-09.....	GO 50	RU 7411-03.....	GO 57
RU 7162-25.....	GO 23	RU 7280-04.....	GO 48	RU 7316-12.....	GO 50	RU 7509-00.....	RE 65
RU 7164-25.....	GO 23	RU 7280-05.....	GO 48	RU 7318-05.....	GO 51	RU 7510-00.....	RE 65
RU 7165-26.....	GO 23	RU 7280-06.....	GO 48	RU 7318-06.....	GO 51	RU 7510-05.....	RE 65
RU 7166-28.....	GO 23	RU 7281-01.....	GO 49	RU 7318-07.....	GO 51	RU 7512-01.....	RE 66
RU 7167-20.....	GO 24	RU 7281-02.....	GO 49	RU 7318-08.....	GO 51	RU 7512-03.....	RE 66
RU 7170-26.....	GO 24	RU 7281-03.....	GO 49	RU 7318-09.....	GO 51	RU 7512-04.....	RE 66
RU 7175-20.....	GO 24	RU 7281-04.....	GO 49	RU 7318-11.....	GO 51	RU 7512-06.....	RE 66
RU 7178-26.....	GO 25	RU 7281-05.....	GO 49	RU 7318-12.....	GO 51	RU 7512-07.....	RE 66
RU 7189-20.....	GO 27	RU 7282-01.....	GO 48	RU 7318-14.....	GO 51	RU 7512-08.....	RE 66
RU 7190-06.....	GO 27	RU 7282-02.....	GO 48	RU 7318-15.....	GO 51	RU 7513-01.....	RE 67
RU 7190-08.....	GO 27	RU 7282-03.....	GO 48	RU 7318-16.....	GO 51	RU 7513-02.....	RE 67
RU 7190-10.....	GO 27	RU 7275-10.....	GO 47	RU 7318-20.....	GO 51	RU 7513-40.....	RE 67
RU 7191-06.....	GO 28	RU 7275-11.....	GO 47	RU 7318-23.....	GO 51	RU 7513-41.....	RE 67
RU 7191-08.....	GO 28	RU 7275-70.....	GO 47	RU 7318-35.....	GO 51	RU 7516-00.....	RE 68
RU 7191-10.....	GO 28	RU 7275-71.....	GO 47	RU 7322-05.....	GO 51	RU 7518-01.....	RE 68
RU 7197-16.....	GO 25	RU 7275-80.....	GO 47	RU 7322-06.....	GO 51	RU 7518-02.....	RE 68
RU 7180-20.....	GO 26	RU 7275-81.....	GO 47	RU 7322-07.....	GO 51	RU 7518-03.....	RE 68



RU 7520-00.....	RE 69	RU 7845-24.....	TS 8	RU 8977-01.....	HS 7	RZ6220-02.....	WO 51, WO 54
RU 7520-21.....	RE 69	RU 7860-11.....	FC 27	RU 8977-03.....	HS 7	RZ6220-05.....	WO 54
RU 7520-22.....	RE 69	RU 7860-12.....	FC 27	RU 8977-04.....	HS 7	RZ6220-10.....	WO 52-WO 54
RU 7520-23.....	RE 69	RU 7860-15.....	FC 27	RU 8977-05.....	HS 7	RZ6220-11.....	WO 54
RU 7521-00.....	RE 70	RU 7860-18.....	FC 27	RU 8977-06.....	HS 7	RZ6220-12.....	WO 54
RU 7521-22.....	RE 70	RU 7861-12.....	FC 27	RU 8978-02.....	HS 7	RZ6220-13.....	WO 54
RU 7521-23.....	RE 70	RU 4133-01.....	FC 28	RU 8979-00.....	HS 7	RZ6220-14.....	WO 54
RU 7524-01.....	RE 71	RU 4133-02.....	FC 28	RU 8980-01.....	HS 8	RZ6220-15.....	WO 54
RU 7524-02.....	RE 71	RU 4133-03.....	FC 28	RU 8980-02.....	HS 8	RZ6220-61.....	WO 53
RU 7524-04.....	RE 71	RU 4133-04.....	FC 28	RU 8980-03.....	HS 8	RZ6220-62.....	WO 54
RU 7525-01.....	RE 71	RU 4260-10.....	FC 28	RU 8980-04.....	HS 8	RZ6220-63.....	WO 54
RU 7525-02.....	RE 71	RU 4261-10.....	FC 28	RU 8980-05.....	HS 8	RZ6220-64.....	WO 54
RU 7526-11.....	RE 72	RU 7862-14.....	FC 26	RU 8980-06.....	HS 8	RZ6220-65.....	WO 54
RU 7526-12.....	RE 72	RU 7862-24.....	FC 26	RU 8984-02.....	HS 5	RZ6220-66.....	WO 54
RU 7527-01.....	RE 72	RU 7863-14.....	FC 26	RU 8984-03.....	HS 5	RZ6220-68.....	WO 54
RU 7527-02.....	RE 72	RU 7863-15.....	FC 26	RU 8984-04.....	HS 5	RZ6220-69.....	WO 52-WO 54
RU 7527-11.....	RE 73	RU 7864-16.....	FC 26	RU 8984-05.....	HS 5	RZ6220-70.....	WO 54
RU 7527-12.....	RE 73	RU 7864-18.....	FC 26	RU 8984-06.....	HS 5	RZ6220-71.....	WO 51, WO 54
RU 7527-13.....	RE 73	RU 7864-20.....	FC 26	RU 8984-07.....	HS 5	RZ6220-72.....	WO 52-WO 54
RU 7528-00.....	RE 73	RU 7864-26.....	FC 26	RU 8985-01.....	HS 5	RZ6220-73.....	WO 54
RU 7533-19.....	RE 74	RU 7864-28.....	FC 26	RU 8985-02.....	HS 5		
RU 7536-16.....	RE 74	RU 7864-30.....	FC 26	RU 8985-03.....	HS 5		
RU 7536-20.....	RE 74	RU 7865-16.....	FC 26	RU 8985-04.....	HS 5		
RU 7537-16.....	RE 74	RU 7865-20.....	FC 26	RU 8985-05.....	HS 5		
RU 7580-01T.....	FC 25	RU 7866-12.....	FC 27	RU 8985-06.....	HS 5		
RU 7580-02T.....	FC 25	RU 7921-15.....	BS 17	RU 8985-10.....	HS 5		
RU 7580-03T.....	FC 25	RU 8125-18.....	BS 60	RU 8985-11.....	HS 5		
RU 7580-16T.....	FC 25	RU 5716-23.....	BS 61	RU 8986-12.....	HS 6		
RU 7580-20T.....	FC 25	RU 5716-27.....	BS 61	RU 8986-14.....	HS 6		
RU 7580-24T.....	FC 25	RU 5717-23.....	BS 61	RU 8986-16.....	HS 6		
RU 7581-01T.....	FC 25	RU 5717-27.....	BS 61	RU 8987-01.....	HS 6		
RU 7581-02T.....	FC 25	RU 8206-16.....	BS 22	RU 8987-02.....	HS 6		
RU 7581-03T.....	FC 25	RU 8210-19.....	BS 22	RU 8987-03.....	HS 6		
RU 7582-03T.....	FC 25	RU 8253-02.....	BS 5	RU 8987-04.....	HS 6		
RU 7582-24T.....	FC 25	RU 8253-04.....	BS 5	RU 8987-05.....	HS 6		
RU 7580-16.....	FC 25	RU 8253-06.....	BS 5	RU 8987-06.....	HS 6		
RU 7580-20.....	FC 25	RU 8253-07.....	BS 5	RU 8988-01.....	HS 6		
RU 7580-24.....	FC 25	RU 8258-04.....	BS 5	RU 8988-02.....	HS 6		
RU 7580-30.....	FC 25	RU 8258-06.....	BS 5	RU 8988-03.....	HS 6		
RU 7581-16.....	FC 25	RU 8258-07.....	BS 5	RU 8988-04.....	HS 6		
RU 7581-20.....	FC 25	RU 8258-09.....	BS 5	RU 8988-05.....	HS 6		
RU 7581-24.....	FC 25	RU 8258-12.....	BS 5	RU 8988-06.....	HS 6		
RU 7581-30.....	FC 25	RU 8450-16.....	CF 59	RU 8988-07.....	HS 6		
RU 7582-16.....	FC 25	RU 8880-25.....	HS 2	RU 8988-08.....	HS 6		
RU 7582-20.....	FC 25	RU 8906-01.....	HS 14	RU 8988-09.....	HS 6		
RU 7582-24.....	FC 25	RU 8941-55.....	HS 3	RU 8989-00.....	HS 8		
RU 7582-30.....	FC 25	RU 8947-27.....	HS 3	RU 9630-01.....	TS 17		
RU 7583-16.....	FC 25	RU 8948-20.....	HS 3	RU 9630-02.....	TS 17		
RU 7583-20.....	FC 25	RU 8950-01.....	HS 3	RU 9630-03.....	TS 17		
RU 7583-24.....	FC 25	RU 8950-02.....	HS 3	RU 9630-11.....	TS 17		
RU 7583-30.....	FC 25	RU 8950-03.....	HS 3	RU 9630-12.....	TS 17		
RU 7584-16.....	FC 25	RU 8964-02.....	HS 4	RU 9630-13.....	TS 17		
RU 7584-20.....	FC 25	RU 8964-05.....	HS 4	RU 9632-12.....	TS 17		
RU 7584-24.....	FC 25	RU 8964-10.....	HS 4				
RU 7584-30.....	FC 25	RU 8964-20.....	HS 4				
RU 7585-12.....	FC 15	RU 8970-01.....	HS 4				
RU 7585-15.....	FC 15	RU 8970-02.....	HS 4				
RU 4250-10.....	FC 15	RU 8970-03.....	HS 4				
RU 4251-10.....	FC 15	RU 8972-02.....	HS 5				
RU 4252-10.....	FC 15	RU 8972-03.....	HS 5				
RU 7845-03.....	TS 8	RU 8972-04.....	HS 5				
RU 7845-05.....	TS 8	RU 8975-05.....	HS 5				
RU 7845-07.....	TS 8	RU 8975-10.....	HS 5				
RU 7845-20.....	TS 8	RU 8975-10/10.....	HS 5				
RU 7845-22.....	TS 8	RU 8975-10/25.....	HS 5				



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstraße 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel +49 7463 9956-0, Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com, www.rudolf-med.com

Index


Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics



10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



1 SC

Scheren
Scissors

Produkt Kennzeichen	<i>Product Characteristics</i>	SC 3 – 7, 54
Mikro Federscheren	<i>Micro Spring Scissors</i>	SC 9 – 12
Feine Scheren	<i>Delicate Scissors</i>	SC 13 – 17
Feine chirurgische Scheren	<i>Delicate Surgical Scissors</i>	SC 18 – 19
Chirurgische Scheren	<i>Surgical Scissors</i>	SC 20 – 23
Feine Präparierscheren	<i>Delicate Dissecting Scissors</i>	SC 24 – 27
Präparierscheren	<i>Dissecting Scissors</i>	SC 28 – 38, 40 – 47
Facelift- und Nasenscheren	<i>Facelift and Nasal Scissors</i>	SC 39
Bipolare Scheren	<i>Bipolar Scissors</i>	SC 48
Nasenscheren	<i>Nasal Scissors</i>	SC 49 – 50
Gefäßscheren	<i>Vascular Scissors</i>	SC 51 – 53, 55 – 56
Neurochirurgische Scheren	<i>Neurosurgical Scissors</i>	SC 57
Tonsillen-Scheren	<i>Tonsil Scissors</i>	SC 58 – 59
Darmscheren	<i>Enterotomy Scissors</i>	SC 60
Ligaturscheren	<i>Ligature Scissors</i>	SC 47, 61 – 62
Gynäkologische Scheren	<i>Gynecological Scissors</i>	SC 63 – 65
Nabelschnurscheren	<i>Umbilical Scissors</i>	SC 66
Damm-(Episiotomie-) Scheren	<i>Perineum (Episiotomy) Scissors</i>	SC 67
Parametriumscheren	<i>Parametrium Scissors</i>	SC 68
Kronenscheren	<i>Crown Scissors</i>	SC 69
Zahnfleischscheren	<i>Gum Scissors</i>	SC 70
Nagelscheren	<i>Nail Scissors</i>	SC 71
Drahtscheren	<i>Wire Cutting Scissors</i>	SC 72
Verbandscheren	<i>Bandage Scissors</i>	SC 73 – 76
Gipsscheren	<i>Plaster Shears</i>	SC 77
Knochenscheren	<i>Bone Scissors</i>	SC 77
Rippenschere	<i>Rib Shears</i>	SC 78



Standard-Schere

- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl



Standard Scissors

- *manufactured of high grade stainless steel*

SuperCut-Schere

- unteres Blatt mit rasiermesserscharfer Schneide
- oberes Blatt mikrofein gezahnt

Erkennungsmerkmale:

- + schwarze Ringe und
- + zusätzlich endet die Artikelnummer mit dem Buchstaben "M"



SuperCut Scissors

- *lower blade with razor-sharp cutting edge*
- *microfine serrated upper blade*

Identifying features:

- + *black rings*
- + *the article number ends with the letter "M"*



Hartmetallschere

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall

Erkennungsmerkmale:

- + vergoldete Ringe



Hard Metal Scissors

- *blades with welded hard metal*

Identifying features:

- + *gold plated rings*





Hartmetall-SuperCut-Schere

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall
- unteres Blatt mit rasiermesserscharfer Schneide und oberes Blatt mikrofein gezahnt (MC)

Erkennungsmerkmale:

- + lang vergoldete Ringe
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "M"



Hard Metal SuperCut Scissors

- blades with welded hard metal
- lower blade with razor-sharp cutting edge and microfine serrated upper blade (MC)

Identifying features:

- + long gold plated rings
- + the article number ends with the letter "M"



Schere mit Keramikbeschichtung

- Keramikbeschichtung

Erkennungsmerkmale:

- + schwarze Keramikbeschichtung
- + vergoldete Schraube
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "C"



Scissors with Ceramic Coating

- ceramic coating

Identifying features:

- + black ceramic coating
- + gold plated screw
- + the article number ends with the letter "C"



SuperCut-Schere mit Keramikbeschichtung

- unteres Blatt mit rasiermesserscharfer Schneide und oberes Blatt mikrofein gezahnt (MC)
- Keramikbeschichtung (CC)

Erkennungsmerkmale:

- + schwarze Keramikbeschichtung
- + vergoldete Schraube
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "N"



SuperCut Scissors with Ceramic Coating

- lower blade with razor-sharp cutting edge and microfine serrated upper blade (MC)
- ceramic coating (CC)

Identifying features:

- + black ceramic coating,
- + gold plated screw
- + the article number ends with the letter "N"



Hartmetallschere mit Keramikbeschichtung

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall
- Keramikbeschichtung (CC)

Erkennungsmerkmale:

- + schwarze Keramikbeschichtung
- + vergoldete Ringe
- + vergoldete Schraube
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "C"



Hard Metal Scissors with Ceramic Coating

- blades with welded hard metal
- ceramic coating (CC)

Identifying features:

- + black ceramic coating
- + gold plated rings
- + gold plated screw and
- + the article number ends with the letter "C"





Hartmetall-SuperCut-Scheren mit Keramikbeschichtung

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall
- unteres Blatt mit rasiermesserscharfer Schneide und oberes Blatt mikrofein gezahnt (MC)
- Keramikbeschichtung (CC)

Erkennungsmerkmale:

- + schwarze Keramikbeschichtung,
- + lang vergoldete Ringe
- + vergoldete Schraube
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "N"



Hard Metal SuperCut Scissors with Ceramic Coating

- blades with welded hard metal
- lower blade with razor-sharp cutting edge and microfine serrated upper blade (MC)
- ceramic coating (CC)

Identifying features:

- + black ceramic coating
- + long gold plated rings
- + gold plated screw
- + the article number ends with the letter "N"




MASTERCUT

- RUDOLF Schliff - unteres Blatt mit speziell eingesetzter und rasiermesserscharfer Schneide, oberes Blatt mikrofein gezahnt
- schwarzbeschichtete Schraube
- Oberfläche mit spezieller Hartbeschichtung
- besonders feines Finish und sehr weicher Gang

Erkennungsmerkmale:

- + grüne Oberflächenbeschichtung
- + schwarzbeschichtete Schraube
- + DataMatrix Code
- + RUDOLF Signet
- + MASTERCUT Logo auf dem unteren Scherenblatt
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben „G“



MASTERCUT

- RUDOLF Sharpening – lower blade with special tapered and razor-sharp cutting edge, upper blade with microfine serration
- black coated screw
- surface with special hard coating
- extremely fine finish and very smooth movement



Identifying features:

- + green surface coating
- + black coated screw
- + DataMatrix Code
- + RUDOLF signet
- + MASTERCUT logo on the lower cutting blade
- + the article number ends with the letter "G"



Standard-Schere

- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- mit hochglanzpolierter Oberfläche



Standard Scissors

- *manufactured of high grade stainless steel*
- *high polished surface*



RUDOLF Supreme-Line

- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- besonderes feines Finish in der Schneide und extrem weicher Gang

Erkennungsmerkmale:

- + hochglanzpolierte Arbeitsenden
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "S"



RUDOLF Supreme-Line

- *manufactured of high grade stainless steel*
- *extremely fine finish of the cutting edges and very smooth movement*

Identifying features:

- + *highly polished working ends*
- + *the article number ends with the letter "S"*



Hartmetallschere mit Wellenschliff

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall
- unteres Blatt mit feinem Wellenschliff (W)

Erkennungsmerkmale:

- + vergoldete Ringe und
- + die Artikelnummer endet mit dem Buchstaben "W"




Hard Metal Scissors with Wavecut

- *blades with welded hard metal*
- *lower blade with fine wavecut (W)*


Identifying features:

- + *gold plated rings*
- + *the article number ends with the letter "W"*





Sehnenschere
Tenotomy scissors



spitz / spitz
gerade
*sharp / sharp
straight*


11,5 cm – 4½"

RU 2240-11

1:1
WESTCOTT



Sehnenschere
Tenotomy scissors



spitz / spitz
gerade
*sharp / sharp
straight*

9,5 cm – 3¾"

RU 2244-09

1:1



1:1
VANNAS



spitz / spitz
gerade
*sharp / sharp
straight*




spitz / spitz
gebogen
*sharp / sharp
curved*

8,5 cm – 3¼"

RU 2260-08

RU 2261-08



Venenschere

- kein Abgleiten des Gefäßes
- glatte, saubere Durchtrennung

Vein scissors

- vessel cannot slip off
- clean, smooth cut



Mikro-Federscheren Micro Spring Scissors



WESTCOTT

Sehnenscherere
Tenotomy scissors



spitz / spitz
gebogen
*sharp / sharp
curved*

11 cm – 4¼"

RU 2330-11



WESTCOTT

Sehnenscherere
Tenotomy scissors



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

11 cm – 4¼"

RU 2335-11



WESTCOTT


Sehnenscherere für Linkshänder
Tenotomy scissors for left-hander



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

11 cm – 4¼"

RU 2336-11



gerade
straight



gebogen
curved

20 cm – 8"	RU 2252-42	RU 2252-43
22,5 cm – 9"	RU 2253-52	RU 2253-53
24,5 cm – 9¾"	RU 2253-62	RU 2253-63



gerade
straight



gebogen
curved

19 cm – 7½"	
RU 2360-19	RU 2361-19

Augenscheren
Eye scissors



KNAPP

			
stumpf / stumpf blunt / blunt	spitz / spitz sharp / sharp	stumpf / stumpf blunt / blunt	spitz / spitz sharp / sharp
gerade straight		gebogen curved	
10,5 cm – 4¼"		10,5 cm – 4¼"	
RU 2404-01	RU 2404-03	RU 2405-01	RU 2405-03

Iris- und Fadenschere
Iris and suture scissors



				
	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
9,5 cm – 3¾"	RU 2420-09	RU 2421-09	RU 2422-09	RU 2423-09
10,5 cm – 4¼"	RU 2420-10	RU 2421-10	RU 2422-10	RU 2423-10
11,5 cm – 4½"	RU 2420-11	RU 2421-11	RU 2422-11	RU 2423-11

FINO



große Ringe
large rings

	
gerade straight	gebogen curved
10 cm – 4"	
RU 2426-10	RU 2427-10

Irisschere mit flachen Branchen
Iris scissors »Ribbon Type«



spitz / spitz
gebogen
*sharp / sharp
curved*

9,5 cm – 3¾"

RU 2476-03

Irisscheren mit flachen Branchen
Iris scissors »Ribbon Type«



stumpf / stumpf
gerade
*blunt / blunt
straight*

9,5 cm – 3¾"

RU 2477-02



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

9,5 cm – 3¾"

RU 2477-03

Irisschere mit flachen Branchen
Iris scissors »Ribbon Type«



spitz / spitz
gerade
*sharp / sharp
straight*

9,5 cm – 3¾"

RU 2478-02



gerade
straight

11 cm – 4¼"

RU 2480-11



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

11,5 cm – 4½"

RU 2518-11



Strabismus Schere

Strabismus scissors





stumpf / stumpf

gebogen

blunt / blunt

curved

11,5 cm – 4½"

RU 2572-11





spitz / spitz

gerade

sharp / sharp

straight

11 cm – 4¼"

RU 2598-11



MC

SuperCut

CC

Ceramic Coating

TC

Hard Metal

gerade

straight

gebogen

curved

9 cm – 3½"

	RU 1630-09	RU 1631-09
MC	RU 1630-09M	RU 1631-09M
TC	RU 2406-09	RU 2407-09
TC/MC	RU 2406-09M	RU 2407-09M
TC/MC/CC	RU 2406-09N	RU 2407-09N





gerade

straight



gebogen

curved



extra flach

extra flat

10,5 cm – 4¼"

RU 1630-10	RU 1631-10	RU 1632-10
------------	------------	------------





gerade

straight

gebogen

curved

10,5 cm – 4¼"

RU 2418-10	RU 2419-10
------------	------------

FINO



gerade

straight

gebogen

curved

11,5 cm – 4½"

RU 2418-11	RU 2419-11
------------	------------

FINO



stumpf / stumpf

blunt / blunt

gebogen

curved

11,5 cm – 4½"

RU 2397-01



MC

SuperCut

CC

Ceramic Coating

TC

Hard Metal

gerade

straight

gebogen

curved

sichelförmig

sickle shaped

Typ / Type

11,5 cm – 4½"

	RU 1630-11	RU 1631-11	RU 2416-11
MC	RU 1630-11M	RU 1631-11M	–
TC	RU 2406-11	RU 2407-11	–
TC/MC	RU 2406-11M	RU 2407-11M	–
TC/MC/CC	RU 2406-11N	RU 2407-11N	–



gewinkelt
angled

9 cm – 3½"

RU 1636-09



gebogen
curved

10 cm – 4"

RU 1638-10

WALTON



gerade
straight

14,5 cm – 5¾"

RU 1640-14

SANVENERO



gebogen
curved

14,5 cm – 5¾"

RU 1641-14

SANVENERO



stumpf / stumpf

blunt / blunt

gerade

straight

gebogen

curved

12 cm – 4¾"	RU 1501-12	RU 1511-12
-------------	------------	------------



spitz / spitz

sharp / sharp

	Typ Type	gerade straight	gebogen curved
12 cm – 4¾"		RU 1503-12	RU 1513-12
	HP	RU 1503-12HP	RU 1513-12HP
	MC	RU 1503-12M	RU 1513-12M



	Typ Type	gerade straight	gebogen curved
11,5 cm – 4½"	MC	RU 1518-11M	RU 1519-11M



WAGNER

			
			
		spitz / spitz sharp / sharp	
		gerade	gebogen
		straight	curved
12 cm – 4¾"		RU 1523-12	RU 1526-12
	MC	RU 1523-12M	RU 1526-12M



WAGNER

	
stumpf / stumpf gerade blunt / blunt straight	
12 cm – 4¾"	
RU 1521-12	



BROPHY (SULLIVAN)

	
spitz / spitz gerade sharp / sharp straight	
14,5 cm – 5¾"	
RU 1550-14	



stumpf / stumpf
blunt / blunt
gerade / straight



stumpf / stumpf
blunt / blunt
gebogen / curved



Typ Type	gerade straight	gebogen curved
10,5 cm – 4¼"	RU 1001-10	–
11,5 cm – 4½"	RU 1001-11	RU 1011-11
13 cm – 5"	RU 1001-13	RU 1011-13
14,5 cm – 5¾"	RU 1001-14	RU 1011-14
TC	RU 1004-14	RU 1014-14
15,5 cm – 6"	RU 1001-15	RU 1011-15
16,5 cm – 6½"	RU 1001-16	RU 1011-16
17,5 cm – 7"	RU 1001-17	–
18,5 cm – 7¼"	RU 1001-18	RU 1011-18
20 cm – 8"	RU 1001-20	RU 1011-20



spitz / stumpf
sharp / blunt
gerade / straight



spitz / stumpf
sharp / blunt
gebogen / curved



Typ Type	gerade straight	gebogen curved
10,5 cm – 4¼"	RU 1002-10	–
11,5 cm – 4½"	RU 1002-11	RU 1012-11
13 cm – 5"	RU 1002-13	RU 1012-13
	RU 1002-14	RU 1012-14
14,5 cm – 5¾"	HP RU 1002-14HP	–
	MC RU 1002-14M	RU 1012-14M
	TC RU 1006-14	RU 1016-14
15,5 cm – 6"	RU 1002-15	RU 1012-15
16,5 cm – 6½"	RU 1002-16	RU 1012-16
18,5 cm – 7¼"	RU 1002-18	RU 1012-18



spitz / spitz
sharp / sharp
gerade / straight



spitz / spitz
sharp / sharp
gebogen / curved

TC Hard Metal	Typ Type	gerade straight	gebogen curved
10,5 cm – 4¼"		RU 1003-10	RU 1013-10
11,5 cm – 4½"		RU 1003-11	RU 1013-11
13 cm – 5"		RU 1003-13	RU 1013-13
14,5 cm – 5¾"	TC	RU 1003-14	RU 1013-14
15,5 cm – 6"		RU 1008-14	RU 1018-14
16,5 cm – 6½"		RU 1003-15	–
17,5 cm – 7"		RU 1003-16	RU 1013-16
18,5 cm – 7¼"		–	–
20 cm – 8"		RU 1003-18	–
20 cm – 8"		RU 1003-20	–



schlankes Modell
slender pattern



stumpf / stumpf
blunt / blunt



spitz / stumpf
sharp / blunt



spitz / spitz
sharp / sharp

	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
14,5 cm – 5¾"	RU 1021-14	RU 1031-14	RU 1022-14	RU 1032-14	RU 1023-14	RU 1033-14

GRAZIL



große Ringe
large rings



große Ringe
large rings





NEW SUTURE



Typ / Type

spitz / spitz
gebogen
sharp / sharp
curved

14,5 cm – 5¾"

RU 1132-14

HP

RU 1132-14HP

Inzisionsschere
Incision scissors



gerade
straight

13 cm – 5"

RU 1110-13



Sehnenscheren
Tenotomy scissors



STEVENS

		MC SuperCut HP High polished							
		gerade straight		gebogen curved		gerade straight		gebogen curved	
Typ Type		spitz sharp		stumpf blunt					
10,5 cm – 4¼"		RU 2430-10	RU 2431-10	RU 2440-10	RU 2441-10				
	MC	–	–	RU 2440-10M	RU 2441-10M				
11,5 cm – 4½"		RU 2430-11	RU 2431-11	RU 2440-11	RU 2441-11				
	HP	–	–	RU 2440-11HP	RU 2441-11HP				
	MC	RU 2430-11M	RU 2431-11M	RU 2440-11M	RU 2441-11M				

Sehnenschere
Tenotomy scissors



KLEINERT-KUTZ

	stumpf / stumpf gebogen blunt / blunt curved
12,5 cm – 5"	
RU 2433-12	

Sehnenschere
Tenotomy scissors



STEVENS- RUDOLF

	stumpf leicht gebogen blunt slightly curved
MC SuperCut	
Typ / Type	9,5 cm – 3¾"
MC	RU 2441-09M

Feine Präparierscheren Delicate Dissecting Scissors



**MODELL BONN
BONN PATTERN**



Typ / Type



gerade
straight



gebogen
curved

8 cm – 3¼"

RU 2450-08

RU 2451-08



GRAEFE



gewinkelt
angled

10,5 cm – 4¼"

RU 2455-10



WILMER



Typ / Type



gewinkelt
angled

10 cm – 4"

11,5 cm – 4½"

RU 2457-10

–

TC

–

RU 2458-10

Strabismusscheren
Strabismus scissors



gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type

11,5 cm – 4½"

RU 2460-11

RU 2461-11

TC

RU 2462-11

RU 2463-11

TC/MC

–

RU 2463-11M

TC/MC/CC

–

RU 2463-11N

Feine Präparierscheren Delicate Dissecting Scissors



Zahnfleischscheren
Gum scissors



GOLDMANN-FOX



gerade
straight



gebogen
curved

oberes Blatt
mikrofein gezahnt
microfine serrated
upper blade

Typ / Type	13 cm – 5"	
	RU 2900-13	RU 2901-13
TC	–	RU 2903-13
MC	–	RU 2901-13M



REYNOLDS



gerade
straight



gebogen
curved



gebogen
curved

Typ / Type	15,5 cm – 6"		
	RU 1580-15	RU 1581-15	RU 1581-18
MC	RU 1580-15M	RU 1582-15M	RU 1581-18M



JAMESON

MC SuperCut		
	gebogen <i>curved</i>	gebogen <i>curved</i>
Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	18 cm – 7"
	RU 1583-15	–
MC	RU 1583-15M	RU 1583-18M



JAMESON-WERBER

	gebogen <i>curved</i>	gebogen <i>curved</i>
Typ / Type	13 cm – 5"	15 cm – 6"
	RU 1584-13	RU 1584-15



gerade
straight

gebogen
curved

Typ / Type	16 cm – 6¼"	
	RU 1100-16	RU 1101-16
TC	RU 1102-16	RU 1103-16




gerade
straight

gebogen
curved

Typ / Type	16 cm – 6¼"	
	RU 1104-16	RU 1105-16
TC	–	RU 1107-16



MAYO



	gerade straight	gerade straight	gerade straight
Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	15 cm – 6"	17 cm – 6¾"
	RU 1250-14	RU 1250-15	RU 1250-17
S	RU 1250-14S	–	–
MC	RU 1250-14M	–	RU 1250-17M
TC	RU 1252-14	–	RU 1252-17
TC/MC	RU 1252-14M	–	RU 1252-17M




MAYO



	gerade straight	gerade straight
Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"
	RU 1250-20	RU 1250-23
HP	RU 1250-20HP	RU 1250-23HP
MC	–	RU 1250-23M
TC	–	RU 1252-23



MAYO



gebogen
curved

gebogen
curved

gebogen
curved

Typ / Type	14 cm – 5½"	15 cm – 6"	17 cm – 6¾"
	RU 1251-14	RU 1251-15	RU 1251-17
S	RU 1251-14S	–	–
MC	RU 1251-14M	–	RU 1251-17M
TC	RU 1253-14	–	RU 1253-17
TC/MC	–	–	RU 1253-17M

MASTERCUT



MAYO



gebogen
curved



14 cm – 5½"	RU 1251-14G
17 cm – 6¾"	RU 1251-17G



Jede MasterCut-Schere wird mit individuellem Zertifikat und in einer edlen Holzbox geliefert.

Each pair of MasterCut scissors comes with an individual certificate and in an exclusive wooden box.



MasterCut Video



MAYO



gebogen
curved

gebogen
curved

gebogen
curved

Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"	28 cm – 11"
	RU 1251-20	RU 1251-23	RU 1251-28
HP	RU 1251-20HP	RU 1251-23HP	RU 1251-28HP
MC	–	RU 1251-23M	–
TC	–	RU 1253-23	–



MAYO-STILLE



gerade
straight

gerade
straight

Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	17 cm – 6¾"
	RU 1260-15	RU 1260-17
HP	RU 1260-15HP	RU 1260-17HP
MC	RU 1260-15M	RU 1260-17M
TC	RU 1262-15	RU 1262-17
TC/MC	–	RU 1262-17M



MAYO-STILLE



gebogen
curved

Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	17 cm – 6¾"	19 cm – 7½"	21 cm – 8¼"
	RU 1261-15	RU 1261-17	RU 1261-19	RU 1261-21
HP	–	RU 1261-17HP	–	–
MC	RU 1261-15M	RU 1261-17M	–	–
TC	RU 1263-15	RU 1263-17	–	–
TC/MC	–	RU 1263-17M	–	–



MAYO-NOBLE




gerade
straight

gebogen
curved

Typ / Type	17 cm – 6¾"	
	RU 1270-17	RU 1271-17
HP	RU 1270-17HP	–



BABY-METZENBAUM



gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type	9 cm – 3½"		11,5 cm – 4½"	
	–	–	RU 1280-11	RU 1281-11
S	–	–	–	RU 1281-11S
MC	–	–	RU 1280-11M	RU 1281-11M
TC	RU 1280-49	RU 1281-49	RU 1280-51	RU 1281-51



METZENBAUM-FINO



stumpf / stumpf
blunt / blunt



gebogen
curved




spitz / spitz
sharp / sharp

gebogen
curved

Typ / Type	14,5 cm – 5¾"		
	RU 1290-14	RU 1291-14	RU 1293-14
MC	RU 1290-14M	RU 1291-14M	–
TC	RU 1306-14	RU 1316-14	RU 1318-14
TC/MC	–	RU 1316-14M	–



METZENBAUM



stumpf / stumpf
blunt / blunt

Typ / Type	gebogen curved	14,5 cm – 5 3/4"	
		gerade straight	gebogen curved
	13 cm – 5"		
	RU 1311-13	RU 1301-14	RU 1311-14
S	–	–	RU 1311-14S
MC	–	RU 1301-14M	RU 1311-14M
TC	–	RU 1304-14	RU 1314-14
TC/MC	–	–	RU 1314-14M
TC/CC	–	–	RU 1314-14C
TC/MC/CC	–	–	RU 1314-14N



METZENBAUM



spitz / stumpf
sharp / blunt

spitz / spitz
sharp / sharp

gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
14,5 cm – 5 3/4"			
RU 1302-14	RU 1312-14	RU 1303-14	RU 1313-14



METZENBAUM-FINO

 	spitz / spitz sharp / sharp				
	gerade straight	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	18 cm – 7"		20 cm – 8"	
	–	RU 1320-18	RU 1330-18	RU 1320-20	RU 1330-20
MC	–	–	RU 1330-18M	–	–
TC	RU 1308-14	RU 1326-18	RU 1336-18	–	RU 1336-20
TC/MC	–	–	RU 1336-18M	–	–




METZENBAUM-FINO

 	gerade straight	gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved
	23 cm – 9"		25 cm – 10"	28 cm – 11"
Typ / Type	–	RU 1330-23	RU 1330-25	RU 1330-28
MC	–	RU 1330-23M	–	–
TC	RU 1326-23	RU 1336-23	RU 1336-25	RU 1336-28
TC/MC	–	RU 1336-23M	–	–



METZENBAUM



gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type	18 cm – 7"		20 cm – 8"	
	RU 1321-18	RU 1331-18	RU 1321-20	RU 1331-20
MC	RU 1321-18M	RU 1331-18M	–	RU 1331-20M
CC	–	RU 1331-18C	–	–
MC/CC	–	RU 1331-18N	–	–
TC	RU 1324-18	RU 1334-18	RU 1324-20	RU 1334-20
TC/MC	–	RU 1334-18M	–	RU 1334-20M
TC/MC/CC	–	RU 1334-18N	–	–
TC/CC	–	RU 1334-18C	–	RU 1334-20C
TC/W	–	RU 1334-18W	–	–

MASTERCUT




METZENBAUM



gebogen
curved



14,5 cm – 5¾"	RU 1311-14G
18 cm – 7"	RU 1331-18G
20 cm – 8"	RU 1331-20G



Jede MasterCut-Schere wird mit individuellem Zertifikat und in einer edlen Holzbox geliefert.

Each pair of MasterCut scissors comes with an individual certificate and in an exclusive wooden box.



MasterCut Video



METZENBAUM

S Supreme	
gebogen	curved
Typ / Type	18 cm – 7"
S	RU 1331-18S



METZENBAUM

spitz / spit sharp / sharp	
gebogen	
curved	
18 cm – 7"	RU 1333-18
20 cm – 8"	RU 1333-20



METZENBAUM

TC Hard Metal		spitz / spit	
		sharp / sharp	
	Typ	gerade	gebogen
	Type	straight	curved
18 cm – 7"	TC	RU 1328-18	RU 1338-18
23 cm – 9"	TC	RU 1328-23	RU 1338-23



METZENBAUM-S

TC Hard Metal		S-gebogen	
		S-curved	
	Typ	18 cm – 7"	
	Type		
TC		RU 1339-18	



METZENBAUM

MC SuperCut				
	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
Typ / Type	23 cm – 9"		25 cm – 10"	
	RU 1321-23	RU 1331-23	RU 1321-25	RU 1331-25
MC	–	RU 1331-23M	–	RU 1331-25M
TC	RU 1324-23	RU 1334-23	–	RU 1334-25
TC/MC	–	RU 1334-23M	–	–

MC SuperCut		
	gebogen curved	gebogen curved
Typ / Type	28 cm – 11"	30 cm – 11¾"
	RU 1331-28	RU 1331-30
MC	RU 1331-28M	–
TC	RU 1334-28	RU 1334-30

Facelift- und Nasenscheren

Facelift and Nasal Scissors



BABY-LEXER (KNAPP)



gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type	10 cm – 4"	
	RU 1650-10	RU 1651-10
HP	RU 1650-10HP	–




gerade
straight



gebogen
curved

13 cm – 5"	
RU 1654-13	RU 1655-13

Blepharoplastik Schere
Blepharoplasty scissors




gebogen
curved

Typ / Type	11,5 cm – 4½"
TC/W	RU 1659-61W



KAYE



gebogen
curved

Typ / Type	11,5 cm – 4½"
MC	RU 1661-11M
TC/W	RU 1661-61W





JOSEPH

MC
SuperCut

HP
High polished

gerade
straight

gebogen
curved

Typ / Type

14 cm – 5½"

	RU 1670-14	RU 1671-14
MC	RU 1670-14M	RU 1671-14M
HP	RU 1670-14HP	RU 1671-14HP



KILNER

Schwedisches Modell
Swedish pattern

MC
SuperCut

HP
High polished

gebogen
curved

Typ / Type

12,5 cm – 5"

MC	RU 1674-12M
HP	RU 1674-12HP



KILNER

MC
SuperCut

gebogen
curved

Typ / Type

12,5 cm – 5"

13,5 cm – 5¼"

15,5 cm – 6"

	RU 1675-12	RU 1675-13	RU 1675-15
MC	RU 1675-12M	–	RU 1675-15M



RUDOLF



stumpf / stumpf
 blunt / blunt



gebogen
 curved

Typ / Type

11 cm – 4¼"

MC

RU 1676-11M



RUDOLF



stumpf / stumpf
 blunt / blunt



gebogen
 curved

Typ / Type

14,5 cm – 5¾"

MC

RU 1676-14M



REYNOLDS



gebogen
 curved



Typ / Type

13 cm – 5"

MC

RU 1677-13M



FREEMAN-KAYE




gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type	18 cm – 7"	
MC	RU 1680-18M	RU 1681-18M



FREEMAN-KAYE



gebogen
curved

Typ / Type	18 cm – 7"
MC	RU 1681-28M



FREEMAN-GORNEY



Typ / Type

MC



gerade
straight



gebogen
curved

19 cm – 7½"

RU 1682-19M

RU 1683-19M



KAYE



Typ / Type

MC

HP



gebogen
curved



15 cm – 6"

19 cm – 7½"

RU 1685-15M

RU 1685-19M

–

RU 1685-19HP



CASTANARES



gerade
straight

Typ / Type	16 cm – 6¼"
MC	RU 1687-16M



GORNEY



gerade
straight



gebogen
curved

Typ / Type	18,5 cm – 7¼"	
MC	RU 1688-19M	RU 1689-19M



MC

SuperCut

TC

Hard Metal

CC

Ceramic Coating

gebogen

curved

Typ / Type	19 cm – 7½"
MC	RU 1689-29M
TC/MC/CC	RU 1689-79N



MC

SuperCut

gerade

straight

Typ / Type	23 cm – 9"
MC	RU 1690-23M



FREEMAN



gebogen
curved

Typ / Type	18 cm – 7"
MC	RU 1693-18M

Präparier- und Ligaturscheren Dissecting- and Ligature Scissors



Speziell zum Schneiden von Nahtmaterial:

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall für erhöhte Standzeit
- fein gezahntes Blatt verhindert ein Herausrutschen des Nahtmaterials
- weit auslaufender Schluss verhindert ein Einklemmen oder Verfangen des Nahtmaterials
- weit ausgestellte Griffbranchen für optimierte Handhabung

Especially for the cutting of suture material:

- blades with welded hard metal for extended lifetime
- fine serrated blade prevents the slipping of suture material
- smoothly widening lock design prevents the suture material from getting caught in the parts of the scissors
- flared shanks for optimized handling



gebogen
curved

Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	18 cm – 7"	23 cm – 9"
TC	RU 1314-14RS	RU 1334-18RS	RU 1334-23RS

Bipolare Scheren

Bipolar Scissors



Allgemein


Merkmale unserer bipolaren Scheren:

- RUDOLF Bipolare Scheren ermöglichen das Schneiden und Präparieren bei gleichzeitiger bipolarer Koagulation.
- Präzises punkt- oder flächenförmiges Koagulieren von Gefäßen und Gewebeflächen möglich.
- Besonders anwenderfreundlich, da das Anschlusskabel nur an einem Ring befestigt wird.

General information

Features of our bipolar scissors:

- RUDOLF bipolar scissors enable cutting and dissection with simultaneous bipolar coagulation.
- Precise pinpoint or zone coagulation of blood vessels and tissue possible.
- Very user-friendly, because the connection cable is attached only to one ring.




METZENBAUM



Länge Length	gebogen schlank curved slim
18 cm – 7"	RU 1382-18
23 cm – 9"	RU 1382-23


Bipolare Anschlusskabel für die abgebildeten Scheren finden Sie im Katalog GENERAL SURGERY (ZK 300) auf Seite HF 6.

Bipolar connection cables for the illustrated scissors can be found in the GENERAL SURGERY (ZK 300) catalog on page HF 6.



HEYMANN

MC <i>SuperCut</i>	seitlich gewinkelt <i>angled sideways</i>
Typ / Type	18 cm – 7"
	RU 2115-18
MC	RU 2115-18M



FOMON-SABER-BACK

MC <i>SuperCut</i>	gebogen <i>curved</i>
Typ / Type	13 cm – 5"
MC	RU 2125-13M



FOMON

TC <i>Hard Metal</i>	abgewinkelt <i>angled down</i>
Typ / Type	13 cm – 5"
TC	RU 2129-13



FOMON

	abgewinkelt <i>angled down</i>
	13 cm – 5"
	RU 2130-13



FOMON

schlankes Modell
slender pattern



abgewinkelt
angled down

Typ / Type	13,5 cm – 5¼"
	RU 2131-13
MC	RU 2131-13M



FOMON



gebogen
curved

Typ / Type	13,5 cm – 5¼"
	RU 2132-13
MC	RU 2132-13M



COTTLE



abgewinkelt
angled down

Typ / Type	16 cm – 6¼"
TC	RU 2136-16
MC	RU 2135-16M



Gefäßschere
mit Knopf
*Vascular scissors
probe-pointed*



gerade
straight

11,5 cm – 4½"

RU 1705-11

Endarterektomie-Schere
Endarterectomy scissors



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

Typ / Type

17 cm – 6¾"

MC

RU 1718-17M



gerade
straight

19 cm – 7½"

RU 1730-19

MC INDOE

1:3



POTTS-SMITH



25°



45°



60°

gewinkelt
angled

Typ / Type	18,5 cm – 7¼"		18 cm – 7"
	RU 1720-19	RU 1721-19	RU 1722-19
MC	RU 1720-19M	RU 1721-19M	RU 1722-19M
TC	–	–	RU 1724-60



DE BAKEY



25°



60°

gewinkelt
angled

Typ / Type	17 cm – 6¾"	16 cm – 6¼"
	RU 1750-16	RU 1754-16
HP	–	RU 1754-16HP



gewinkelt
angled

HEGEMANN-DIETRICH



Typ / Type	13,5 cm – 5¼"	
	–	RU 1761-13

Typ / Type	15,5 cm – 6"	
	–	RU 1761-16

Typ / Type	18 cm – 7"	
	RU 1760-19	RU 1761-19
MC	RU 1760-19M	RU 1761-19M



Typ / Type	17,5 cm – 7"	17 cm – 6¾"	
	RU 1762-19	RU 1763-19	RU 1764-19
MC	RU 1762-19M	RU 1763-19M	RU 1764-19M



mit Führungsschiene
with stabilising bar

HEGEMANN-DIETRICH



gewinkelt
angled

Typ / Type	17 cm – 6¾"	
	RU 1765-19	
MC	RU 1765-19M	



Der Streamline-Schluss bietet Vorteile:

- durch den geschwungenen Schluss verfängt sich der Faden nicht mehr, sondern gleitet über die Oberfläche
- weniger reparaturanfällig

The Streamline lock offers advantages:

- *because of the curved lock design the suture does not get caught and slides over the surface*
- *less prone to repairs*

Gefäßscheren, Flachgriff Vascular Scissors, Flat Handle



Streamline



25°



45°



60°



90°



125°

Mit Knopf, spitz, gewinkelt
probe-pointed, sharp, angled

18 cm – 7"

RU 1770-25R	RU 1770-45R	RU 1770-60R	RU 1770-90R	RU 1770-99R
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Streamline



25°



45°



60°



90°



125°

spitz, gewinkelt
sharp, angled

18 cm – 7"

RU 1771-25R	RU 1771-45R	RU 1771-60R	RU 1771-90R	RU 1771-99R
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gefäßscheren, Rundgriff
Vascular Scissors, Round Handle



Streamline



25°



45°



60°



90°



125°

Mit Knopf, spitz, gewinkelt
probe-pointed, sharp, angled

17,5 cm – 7"		17 cm – 6¾"	16,5 cm – 6½"	
RU 1772-25R	RU 1772-45R	RU 1772-60R	RU 1772-90R	RU 1772-99R



Streamline



25°



45°



60°



90°



125°

spitz, gewinkelt
sharp, angled

17,5 cm – 7"		17 cm – 6¾"	16,5 cm – 6½"	
RU 1773-25R	RU 1773-45R	RU 1773-60R	RU 1773-90R	RU 1773-99R

Nerv-Präparierschere
Nerve dissecting scissors



gebogen
curved

15,5 cm – 6"

RU 1792-15

Tonsillen-Scheren

Tonsil Scissors



Arteriotomie Schere
Arteriotomy scissors



TÖNNIS-ADSON FINO



gebogen
curved

17,5 cm – 7"

RU 1819-17



TÖNNIS



gebogen
curved

18 cm – 7"

RU 1821-18



TÖNNIS-ADSON



gebogen
curved



Typ / Type

17,5 cm – 7"

RU 1825-17

TC

RU 1829-17



BÖTTCHER



stumpf / stumpf
gebogen
*blunt / blunt
curved*

18 cm – 7"

RU 1810-18



GOOD



gebogen
curved

19 cm – 7½"

RU 1845-19



Ligaturscheren Ligature Scissors



Speziell zum Schneiden von Nahtmaterial:

- Schneiden mit aufgeschweißtem Hartmetall für erhöhte Standzeit
- fein gezahntes Blatt verhindert ein Herausrutschen des Nahtmaterials
- weit auslaufender Schluss verhindert ein Einklemmen oder Verfangen des Nahtmaterials
- weit ausgestellte Griffbranchen für optimierte Handhabung

Especially for the cutting of suture material:

- blades with welded hard metal for extended lifetime
- fine serrated blade prevents the slipping of suture material
- smoothly widening lock design prevents the suture material from getting caught in the parts of the scissors
- flared shanks for optimized handling



gebogen
curved

Typ / Type	14,5 cm – 5¾"	18 cm – 7"	23 cm – 9"
TC	RU 1314-14RS	RU 1334-18RS	RU 1334-23RS



SPENCER



Typ / Type		gerade straight
	9 cm – 3½"	RU 2510-09
HP	9 cm – 3½"	RU 2510-09HP
	10,5 cm – 4¼"	RU 2510-10
	12 cm – 4¾"	RU 2510-12



gerade
straight



SPENCER-FINO



gerade
straight

11 cm – 4¼"
RU 2512-11



LITTAUER



gerade
straight

14 cm – 5½"

RU 2500-14



SHORTBENT



gebogen
curved

9 cm – 3½"

RU 2520-09



NORTHBENT



gebogen
curved

12,5 cm – 5"

RU 2520-12



gewinkelt
angled

12,5 cm – 5"

RU 2522-11

Präparierschere mit Fadenbohrung
Dissecting scissors with suture hole



LITTLER



gebogen
curved

11,5 cm – 4½"

RU 2526-11



SIMS



Typ
Type



stumpf / stumpf
blunt / blunt

gerade
straight

gebogen
curved

20 cm – 8"		RU 1401-20	RU 1411-20
	MC	RU 1401-20M	RU 1411-20M
23 cm – 9"		–	RU 1411-23



SIMS



Typ
Type



stumpf / stumpf
blunt / blunt

gebogen
curved

20 cm – 8"	TC	RU 1414-20
23 cm – 9"	TC	RU 1414-23



WERTHEIM



gebogen
curved

22,5 cm – 8¾"
RU 1415-22





DOYEN



HP
High polished



Typ / Type		spitz / stumpf sharp / blunt	stumpf / stumpf blunt / blunt	gebogen curved
16 cm – 6¼"		RU 1428-16	RU 1430-16	RU 1431-16
18 cm – 7"		–	RU 1430-18	–
18 cm – 7"	HP	–	RU 1430-18HP	–

Fistelscheren
Fistula scissors



KELLY



TC
Hard Metal




Typ / Type	gebogen curved
16 cm – 6¼"	RU 1441-16
TC	RU 1445-16

Uterusschere
Uterine scissors



SIEBOLD



S-gebogen
S-curved



S-gebogen
S-curved

24 cm – 9½"

RU 1455-24



BUSCH



SCHUMACHER



**MODELL USA
USA PATTERN**

Damm-(Episiotomie-) Scheren Perineum (Episiotomy) Scissors





MC

SuperCut

Typ / Type	14 cm – 5½"	22 cm – 8¾"
	RU 2050-14	RU 2055-22
MC	–	RU 2055-22M

gewinkelt
angled

BRAUN-STADLER



MC

SuperCut

Typ / Type	18 cm – 7"
	RU 2085-18
MC	RU 2085-18M

geknöpft
gezahnt
probe-pointed
serrated

WALDMANN



TC

Hard Metal

MC

SuperCut

Typ / Type	19 cm – 7½"
	RU 2086-19
MC	RU 2086-19M
TC	RU 2087-19

gezahnt
serrated



gebogen
curved

TC	23 cm – 9"	RU 2090-11	RU 2090-14
----	------------	------------	------------



BEEBEE



spitz / spitz
gerade
sharp / sharp
straight

10,5 cm – 4¼"

RU 2870-10



BEEBEE



stumpf / stumpf
gerade, gezahnt
blunt / blunt
straight, serrated



stumpf / stumpf
gebogen, gezahnt
blunt / blunt
curved, serrated

12 cm – 4¾"

RU 2890-12

RU 2891-12



DEAN



gewinkelt, gezahnt
angled, serrated

17 cm – 6¾"

RU 2913-17



LOCKLIN




gewinkelt, gezahnt
angled, serrated

16,5 cm – 6½"

RU 2918-16



LA GRANGE



S-gebogen
S-curved



S-gebogen, gezahnt
S-curve, serrated

11,5 cm – 4½"

RU 2932-11



Typ / Type




gerade
straight



gebogen
curved

11 cm – 4¼"

	RU 2940-11	RU 2941-11
HP	RU 2940-11HP	RU 2941-11HP




Nagelspaltscheren
Nail splitting scissors





Drahtscheren
Wire cutting scissors





RUDOLF

geknöpft
gewinkelt
probe-pointed
angled

	16 cm – 6¼"
schwarz <i>black</i>	RU 2602-16



geknöpft
gewinkelt
probe-pointed
angled

	18 cm – 7"
schwarz <i>black</i>	RU 2602-18



LISTER

MC SuperCut	Typ Type	geknöpft gewinkelt probe-pointed angled
TC Hard Metal		
11 cm – 4¼"		RU 2650-11
14,5 cm – 5¾"		RU 2650-14
	MC	RU 2650-14M
15,5 cm – 6"		RU 2650-15
		RU 2650-18
18 cm – 7"	MC	RU 2650-18M
	TC	RU 2651-18
20 cm – 8"		RU 2650-20
	MC	RU 2650-20M



LISTER

TC Hard Metal	geknöpft gewinkelt probe-pointed angled
Typ / Type	21 cm – 8¼"
	RU 2652-21
TC	RU 2653-21



Obere Schneide gezahnt
upper blade serrated

geknöpft
gewinkelt
probe-pointed
angled

16 cm – 6¼"	RU 2654-16
19 cm – 7½"	RU 2654-19

LISTER-EXCENTRIC



geknöpft
gewinkelt
probe-pointed
angled

20 cm – 8"	22 cm – 8¾"
RU 2655-20	RU 2655-22


ESMARCH



geknöpft
gewinkelt
probe-pointed
angled

23 cm – 9"
RU 2660-23

BERGMANN



Gipsscheren
Plaster Shears



STILLE

23 cm – 9"	RU 2840-23
26 cm – 10¼"	RU 2840-26
37 cm – 14½"	RU 2840-37

Knochenscheren
Bone Scissors



SEUTIN

geknöpft
kniegebogen
gezahnt
probe-pointed
curved to side
serrated

23 cm – 9"

RU 2715-23



COLLIN

22 cm – 8¾"

RU 2805-22

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps




4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure




8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology




9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery




12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



2 SK


Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives





Skalpelle	<i>Scalpels</i>	SK 3 - 6
Rasierklingen, Rasierklingenbrecher und -halter	<i>Razor Blades, Razor Blade Breaker and -Holder</i>	SK 7
Anatomische Skalpelle	<i>Dissecting Knives</i>	SK 8
Amputationsmesser	<i>Amputation Knives</i>	SK 9
Resektions- und Seziermesser	<i>Resection- and Autopsy Knives</i>	SK 10
Dermatome	<i>Dermatomes</i>	SK 11

Mini-Klingen-System
Mini-Blade-System



steril, Verpackungseinheit à 10 Klingen
sterile, Packing unit 10 blades

Fig. 64	Fig. 65	Fig. 67	Fig. 69
RU 4853-64	RU 4853-65	RU 4853-67	RU 4853-69



10 cm – 4"
RU 4853-33



13,5 cm – 5¼"
RU 4853-34



15,5 cm – 6"
RU 4853-35



CASPAR
18 cm – 7"
RU 4854-03



20 cm – 8"
RU 4854-04

Verpackungseinheit à 100 Klingen
Packing unit 100 blades




	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12	Fig. 13	Fig. 15
unsteril <i>non-sterile</i>	RU 4851-10	RU 4851-11	RU 4851-12	RU 4851-13	RU 4851-15
steril <i>sterile</i>	RU 4852-10	RU 4852-11	RU 4852-12	–	RU 4852-15



No. 3

12,5 cm – 5"

RU 4850-03



No. 3

12,5 cm – 5"

RU 4850-13



No. 7

16 cm – 6¼"

RU 4850-07



No. 7 K

12 cm – 4¾"

RU 4850-17



Verpackungseinheit à 100 Klingen
Packing unit 100 blades




	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12	Fig. 13	Fig. 15
unsteril <i>non-sterile</i>	RU 4851-10	RU 4851-11	RU 4851-12	RU 4851-13	RU 4851-15
steril <i>sterile</i>	RU 4852-10	RU 4852-11	RU 4852-12	–	RU 4852-15



No. 3 L
21 cm – 8¼"
RU 4850-31



No. 3 LA
21 cm – 8¼"
RU 4850-32

abgewinkelt
angled



No. 5
15 cm – 6"
RU 4850-50



No. 5 A
15 cm – 6"
RU 4850-51

abgewinkelt
angled

Verpackungseinheit à 100 Klingen
Packing unit 100 blades



	Fig. 18	Fig. 19	Fig. 20	Fig. 21	Fig. 22	Fig. 23
unsteril non-sterile	RU 4851-18	RU 4851-19	RU 4851-20	RU 4851-21	RU 4851-22	RU 4851-23
steril sterile	RU 4852-18	RU 4852-19	RU 4852-20	RU 4852-21	RU 4852-22	RU 4852-23



No. 4
13,5 cm – 5¼"
RU 4850-04



No. 4
13,5 cm – 5¼"
RU 4850-14



No. 4 L
21 cm – 8¼"
RU 4850-41



abgewinkelt
angled
No. 4 LA
21 cm – 8¼"
RU 4850-42

Rasierklingen, Rasierklingenbrecher und -halter Razor Blades, Razor Blade Breaker and Holder



Öffnen durch
Zurückschieben
der Hülse
*To open push
back the sleeve*



RU 4874-00

Rasierklingen,
Verpackungseinheit
à 10 Klingen
*Razor Blades,
Packing unit
10 blades*



Schweizer Modell
Swiss pattern

CASTROVIEJO



gerade, glatt
straight, smooth

12 cm – 4¾"

RU 4878-33



Rasierklingenhalter
mit Sperre
*Razor blade holder
with ratchet*

BARRAQUER



gerade
straight

11 cm – 4¼"

RU 4878-53

Anatomische Skalpelle

Dissecting Knives



mit Metallheft
with metal handle




Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5
RU 4858-01	RU 4858-02	RU 4858-03	RU 4858-04	RU 4858-05

spitz
pointed



Fig. 6	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 10
RU 4858-06	RU 4858-07	RU 4858-08	RU 4858-10



Gesamtlänge <i>Total length</i>	Schnittlänge <i>Length of blade</i>	
26 cm – 10¼"	13 cm – 5"	RU 4880-13
29 cm – 11½"	16 cm – 6¼"	RU 4880-16
32 cm – 12½"	19 cm – 7½"	RU 4880-19
35 cm – 13¾"	22 cm – 8¾"	RU 4880-22


LISTON



Gesamtlänge <i>Total length</i>	Schnittlänge <i>Length of blade</i>	
34 cm – 13½"	20 cm – 8"	RU 4881-20

LISTON

Resektions- und Seziermesser Resection- and Autopsy Knives



Resektionsmesser
 Resection knife

Gesamtlänge Total length	Schnittlänge Length of blade	
18 cm – 7"	5,5 cm – 2¼"	RU 4888-05

LANGENBECK



Seziermesser
 Autopsy knife

1:3

Gesamtlänge Total length	Schnittlänge Length of blade	
27 cm – 10½"	12 cm – 4¾"	RU 4892-11

nicht autoklavierbar / not autoclavable



Seziermesser
 Autopsy knife

1:3

Gesamtlänge Total length	Schnittlänge Length of blade	
23 cm – 9"	9 cm – 3½"	RU 4894-09

nicht autoklavierbar / not autoclavable



Dermatom **SCHINK**, einstellbar von 0,1 mm - 2,0 mm,
komplett mit 1 x auswechselbarer Klinge RU 4899-01 und
2 Spannplatten RU 4899-02
*Dermatome **SCHINK**, adjustable from 0.1 mm - 2.0 mm,
complete with 1 exchangeable blade RU 4899-01 and
2 straightening plates RU 4899-02*



Spannplatte allein für alle Dermatome verwendbar
Skin straightening plate only usable for all dermatomes

RU 4899-02

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors




2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage




Pinzetten
Forceps


**3
FC**

Pinzetten, Profilbeschreibung	<i>Forceps, jaw profil description</i>	FC 3 - 4
Mikro-Uhrmacher Pinzetten	<i>Micro Jewelers Forceps</i>	FC 5
Mikro-Nahtpinzetten	<i>Micro Suture Forceps</i>	FC 6 - 7
Anatomische Mikro-Pinzetten	<i>Dissecting Micro Forceps</i>	FC 8 - 10
Mikro-Tumorfaßpinzetten	<i>Micro Tumor Grasping Forceps</i>	FC 11 - 12
Mikro-Pinzetten, Rundgriff	<i>Micro Forceps, Round Handle</i>	FC 13
Feine anatomische Pinzetten	<i>Delicate Dissecting Forceps</i>	FC 14 - 21
Anatomische Pinzetten	<i>Dissecting Forceps</i>	FC 22 - 24
Atraumatische Pinzetten	<i>Atraumatic Forceps</i>	FC 25
Ohrpinzetten	<i>Ear Dressing Forceps</i>	FC 26 - 27
Feine chirurgische Pinzetten	<i>Delicate Tissue Forceps</i>	FC 28 - 35
Chirurgische Pinzetten	<i>Tissue Forceps</i>	FC 36 - 39
Hautpinzetten	<i>Skin Forceps</i>	FC 40
Darm- und Lungenpinzetten	<i>Intestinal and Lung Forceps</i>	FC 41
Fasspinzetten	<i>Grasping Forceps</i>	FC 42
Splitterpinzetten	<i>Splinter Forceps</i>	FC 43
Splitterzangen	<i>Splinter Forceps</i>	FC 44
Cilienpinzetten	<i>Cilia Forceps</i>	FC 45

Pinzetten, Profilbeschreibung Forceps, jaw profile description




für feine Nadeln und Nahtmaterial
for delicate needles and suturing material,



MICROGRIP®
für extrem feines Nahtmaterial,
for extremely delicate suturing material,



Glatt,
für extrem feines Nahtmaterial
Smooth,
for extremely delicate suturing material



RUDOLF Micro-Grip® Pinzetten

Bei der RUDOLF Micro-Grip® Beschichtung handelt es sich um eine Mikro-Kristallbeschichtung (= Diamantierung) mit höchstmöglicher Oberflächenhärte und Druckfestigkeit.

- Die Schichtdicke von 0,010 bis 0,015 mm eignet sich besonders für feines Nahtmaterial und feine Nadeln.
- Die Beschichtung bedeutet eine extreme Erhöhung der Oberflächenhärte und Druckfestigkeit (HV 1000-1400).
- Es entsteht eine eindeutige Verbesserung der Verschleißfestigkeit und damit längere Lebensdauer für das Produkt.
- Die Beschichtung garantiert eine erhöhte Korrosionsfestigkeit und verminderte Rostbildung.
- Micro-Grip® beschichtete Instrumente sind absolut temperaturfest und autoklavierbar

RUDOLF Micro-Grip® Forceps

The RUDOLF Micro-Grip® coating is a micro-crystal coating with highest possible hardness of surface and strength of pressure.

- *Thickness of 0,010-0,015 mm is for special use of very delicate needles and sewing material.*
- *The coating means an extreme increase for the hardness of the surface and strength of pressure (HV 100-1400).*
- *A clear improvement is given for wear and tear and a longer lifetime.*
- *The coating guarantees a strength of corrosion and avoids arising of rust.*
- *Micro-Grip® coated instruments are absolutely temperature resistant and full autoclavable.*

Instrumente aus Titan bieten folgende Vorteile:

- Ermüdungsärmere Handhabung dank geringerem Gewicht - deutlich leichter als gleichartige Modelle aus Stahl.
- Antimagnetisch – Operationen unter dem Magnetfeld (MR) möglich.
- Langlebiger – Material ist widerstandsfähiger gegenüber chemischen Einflüssen

Erkennungsmerkmal:










- *Blau anodisierte Oberfläche*

Titanium instruments offer the following advantages:


- *Less fatigue handling thanks to lower weight - significantly lighter than similar steel models.*
- *Antimagnetic - operations under the magnetic field (MR) possible.*
- *More durable - material is more resistant to chemical influences.*

Identifying feature:

- *Blue anodized surface*





0,5 mm


gerade
straight

18,5 cm – 7¼"

RU 4075-00

LAZAR







0,5 mm 0,8 mm

gerade
straight

15 cm – 6"

RU 4075-05	RU 4075-08
-------------------	-------------------

0,8 mm 0,8 mm

gerade
straight

14 cm – 5½"	18 cm – 7"
RU 4075-14	RU 4075-18

AUSTIN




1 mm

glatt, gerade
smooth, straight

12 cm – 4 ¼"

RU 4035-52

ADSON




1 mm

gerade
straight

TC
Hard Metal

Typ / Type	12 cm – 4¾"
TC	RU 4030-12



gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

	Spitze Tip	mit Fadenplatte, 6 mm with tying platform, 6 mm		
12 cm – 4¾"	0,4 mm	RU 4068-12	RU 4069-12	–
15 cm – 6"	0,4 mm	RU 4068-15	RU 4069-15	RU 4068-32
18 cm – 7"	0,4 mm	RU 4068-18	RU 4069-18	RU 4068-42
	0,8 mm	RU 4068-19	–	–
21 cm – 8¼"	0,8 mm	RU 4068-21	RU 4069-21	–



gerade
straight

gebogen
curved



	Type Type	Spitze Tip	mit Fadenplatte, 6 mm with tying platform, 6 mm	
18 cm – 7"	TI	0,4 mm	RU 4068-18T	–
21 cm – 8¼"	MG	0,8 mm	RU 4068-22U	RU 4069-22U



0,6 mm

gerade
straight



0,6 mm

gebogen
curved



0,6 mm

gerade
straight



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



	Type Type	Spitze Tip	gerade straight	gebogen curved	gerade straight
15 cm – 6"	MG	0,6 mm	RU 4068-51G	RU 4068-52G	RU 4068-63G
18 cm – 7"	MG	0,6 mm	RU 4068-53G	RU 4068-54G	–
21 cm – 8¼"	MG	0,6 mm	RU 4068-55G	RU 4068-56G	–

Anatomische Mikro-Pinzetten

Dissecting Micro Forceps




YASARGIL

bajonettförmig
bayonet-shaped




glatt, gerade
smooth, straight



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gerade
straight

18 cm – 7"	RU 4063-32	RU 4063-34	RU 4063-36
20 cm – 8"	RU 4063-42	–	–
22 cm – 8¾"	RU 4063-52	RU 4063-54	–
24 cm – 9½"	RU 4063-62	RU 4063-64	–



gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4065-15
18 cm – 7"	RU 4065-18



JACOBSØN

bajonettförmig
bayonet-shaped



gerade
straight

16 cm – 6 ¼"	RU 4078-16
--------------	-------------------



bajonettförmig
bayonet-shaped

HARDY



gerade
straight

1 mm

21 cm – 8¼"

RU 4078-25




bajonettförmig
bayonet-shaped



glatt, gerade
smooth, straight

0,6 mm



gerade
straight

1 mm



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

16 cm – 6¼"

RU 4296-01

RU 4296-02



bajonettförmig
bayonet-shaped



glatt, gerade
smooth, straight

1 mm

18,5 cm – 7¼"

RU 4296-06

Anatomische Mikro-Pinzetten

Dissecting Micro Forceps





bajonettförmig
bayonet-shaped



0,6 mm

gerade
straight



0,6 mm

gewinkelt, 40°
angled, 40°

MG
Micro-Grip®

Typ / Type	19 cm – 7½"	
MG	RU 4078-30G	RU 4078-31G



bajonettförmig
bayonet-shaped



0,9 mm

gerade
straight

MG
Micro-Grip®

Typ / Type	22 cm – 8¾"	
MG	RU 4078-40G	

Mikro-Tumorfasspinzetten

Micro Tumor Grasping Forceps



bajonettförmig
bayonet-shaped

	 3 mm Maul löffelförmig Jaw spoon shaped	 3 mm Maul flach gezahnt Jaw flat serrated
22 cm – 8¾"	RU 4078-01	RU 4078-03

	 5 mm Maul löffelförmig Jaw spoon shaped	 5 mm Maul flach gezahnt Jaw flat serrated	 5 mm Maul kürettenförmig Jaw curette shaped
22 cm – 8¾"	RU 4078-02	RU 4078-04	RU 4078-06



bajonettförmig
bayonet-shaped

	 5 mm Maul löffelförmig Jaw spoon shaped	 5 mm Maul abgewinkelt Jaw curette angled
20 cm – 8"	RU 4078-10	RU 4078-60

HUNT

Mikro-Tumorfasspinzetten

Micro Tumor Grasping Forceps



			
	Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 7 mm
22 cm – 8¾"	RU 4064-51	RU 4064-52	–
24 cm – 9½"	RU 4064-61	RU 4064-62	RU 4064-63






leichter Lochgriff,
bajonettförmig
*light perforated handle,
bayonet-shaped*

	
	Ø 3 mm
22 cm – 8¾"	RU 4064-54


		
	Ø 5 mm	Ø 5 mm
22 cm – 8¾"	RU 4064-57	RU 4064-58

YASARGIL

Mikro-Pinzetten, Rundgriff Micro Forceps, Round Handle









Typ Type	feingerieft fine serrated	glatt smooth	feingerieft fine serrated
15 cm – 6"	TI RU 4079-12	–	–
18 cm – 7"	–	–	RU 4079-36
18 cm – 7"	TI RU 4079-32T	RU 4079-34T	RU 4079-36T
22 cm – 8¾"	–	–	RU 4079-56



Typ Type	gerade straight	gebogen curved	gerade straight
15 cm – 6"	MG RU 4068-74G	RU 4068-75G	–
15 cm – 6"	MG/TI RU 4079-12U	–	–
18 cm – 7"	MG RU 4079-32G	–	–
18 cm – 7"	MG/TI RU 4079-32U	–	–
21 cm – 8¼"	MG RU 4079-42G	–	RU 4079-46G

Feine anatomische Pinzetten Delicate Dissecting Forceps



Feine anatomische Pinzetten Delicate Dissecting Forceps



ADSON



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration



gerade
straight

12,5 cm – 5"	RU 7585-12
15 cm – 6"	RU 7585-15



gerade
straight

RU 4250-10



leicht gebogen
slightly curved

RU 4251-10



stark gebogen
strongly curved

RU 4252-10

10 cm – 4"



SEMKEN



gerade
straight

12,5 cm – 5"	RU 4040-12
15 cm – 6"	RU 4040-15



gebogen
curved

	RU 4041-12
	RU 4041-15



SEMKEN



gerade
straight

Typ / Type	15 cm – 6"
TC	RU 4042-15



MC INDIE



gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4038-15
------------	-------------------



MC INDIE



gerade
straight

Typ / Type	15 cm – 6"
TC	RU 4039-15






1 mm

gerade
straight

17,5 cm – 7"

RU 4048-18

BRAIN




1 mm

gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4055-15
18 cm – 7"	RU 4055-18
20 cm – 8"	RU 4055-20

WAUGH




2 mm

glatt, gerade
smooth, straight

18 cm – 7"	RU 4056-18
20 cm – 8"	RU 4056-20

Feine anatomische Pinzetten

Delicate Dissecting Forceps




bajonettförmig
bayonet-shaped



1 mm

gerade
straight

19 cm – 7½"

Typ / Type	RU 4071-59
------------	------------

GERALD




1 mm

gerade
straight



1 mm

gebogen
curved

17,5 cm – 7"

Typ / Type	RU 4070-17	RU 4071-17
------------	------------	------------

GERALD




1 mm

gerade
straight



TC
Hard Metal

17,5 cm – 7"


Typ / Type	RU 4070-57
TC	

GERALD

Feine anatomische Pinzetten Delicate Dissecting Forceps






mit Dissektorende
with dissector end



mit Dissektorende
with dissector end

Feine anatomische Pinzetten

Delicate Dissecting Forceps



Feine anatomische Pinzetten Delicate Dissecting Forceps



gerade
straight

20 cm – 8"

RU 4060-20

BROPHY



gewinkelt
angled

20 cm – 8"

RU 4057-20



gerade
straight

20 cm – 8"

RU 4058-20

Feine anatomische Pinzetten

Delicate Dissecting Forceps




POTTS-SMITH



2 mm

gerade
straight



2 mm

gebogen
curved

18 cm – 7"	RU 4090-18	RU 4091-18
21 cm – 8¼"	RU 4090-21	RU 4091-21
25 cm – 10"	RU 4090-25	RU 4091-25



POTTS-SMITH



2 mm

gerade
straight

TC
Hard Metal

Typ
Type

15 cm – 6"	TC	RU 4092-15
18 cm – 7"	TC	RU 4092-18
20 cm – 8"	TC	RU 4092-20
23 cm – 9"	TC	RU 4092-23
25 cm – 10"	TC	RU 4092-25



GRÜNWALD

bajonettförmig
bayonet-shaped



2 mm

gerade
straight

TC
Hard Metal

Typ / Type

	19 cm – 7½"
TC	RU 4084-18

Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps





Standard



gerade
straight



gebogen
curved



2 mm
mittelbreit, gerade
medium, straight



2 mm
mittelbreit, gebogen
medium, curved

10,5 cm – 4¼"	RU 4000-10	–	–	–
11,5 cm – 4½"	RU 4000-11	RU 4001-11	RU 4010-11	RU 4011-11
13 cm – 5"	RU 4000-13	RU 4001-13	RU 4010-13	RU 4011-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4000-14	RU 4001-14	RU 4010-14	RU 4011-14
15,5 cm – 6"	RU 4000-15	–	–	–
16 cm – 6¼"	RU 4000-16	RU 4001-16	RU 4010-16	–
18 cm – 7"	RU 4000-18	–	RU 4010-18	–
20 cm – 8"	RU 4000-20	RU 4001-20	RU 4010-20	–
25 cm – 10"	RU 4000-25	–	RU 4010-25	–
30 cm – 11¾"	RU 4000-30	RU 4001-30	RU 4010-30	–



Standard



2 mm
gerade
straight



TC
Hard Metal

Typ
Type

14,5 cm – 5¾"	TC	RU 4002-14
16 cm – 6¼"	TC	RU 4002-16
18 cm – 7"	TC	RU 4002-18
20 cm – 8"	TC	RU 4002-20
25 cm – 10"	TC	RU 4002-25



Schwedisches Modell
Swedish pattern



gerade
straight

13 cm – 5"	RU 4013-13
15 cm – 6"	RU 4013-15
17 cm – 6¾"	RU 4013-17
20 cm – 8"	RU 4013-20

STILLE

Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps



1,5 mm

schmal, gerade
narrow, straight

11,5 cm – 4½"	RU 4015-11
13 cm – 5"	RU 4015-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4015-14
15 cm – 6"	RU 4015-15
16 cm – 6¼"	RU 4015-16
18 cm – 7"	RU 4015-18
20 cm – 8"	RU 4015-20



3,5 mm



2 mm

gerade
straight

mittelbreit, gerade
medium, straight

12 cm – 4¾"	RU 4020-12	–
13 cm – 5"	RU 4020-13	–
14,5 cm – 5¾"	RU 4020-14	RU 4022-14
15 cm – 6"	RU 4020-15	RU 4022-15
18 cm – 7"	RU 4020-18	–
21 cm – 8¼"	RU 4020-21	–
25 cm – 10"	RU 4020-25	–
30 cm – 11¾"	RU 4020-30	–

MODELL USA
USA PATTERN



3,5 mm



gerade
straight

18 cm – 7"
RU 4059-18

BONNEY



2,5 mm
Fadenpinzette
Suture forceps



gerade
straight

14,5 cm – 5¾"
RU 4368-14

OCHSNER



WANGENSTEEN



Typ
Type



gerade
straight

15 cm – 6"	TC	RU 4085-15
23 cm – 9"	TC	RU 4085-23
25 cm – 10"	TC	RU 4085-25



Hypophysenpinzette
Pituitary forceps

bajonettförmig
bayonet-shaped

ADSON



6 mm

gerade
straight

23 cm – 9"
RU 4078-20



WANGENSTEEN




gerade
straight

23 cm – 9"
RU 4086-23



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration



gerade
straight

gerade
straight

gerade
straight

gerade
straight


gewinkelt
angled

15 cm – 6"	RU 7580-16	RU 7581-16	RU 7582-16	RU 7583-16	RU 7584-16
20 cm – 8"	RU 7580-20	RU 7581-20	RU 7582-20	RU 7583-20	RU 7584-20
24 cm – 9½"	RU 7580-24	RU 7581-24	RU 7582-24	RU 7583-24	RU 7584-24
30 cm – 11¾"	RU 7580-30	RU 7581-30	RU 7582-30	RU 7583-30	RU 7584-30

DE BAKEY



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration



gerade
straight

gerade
straight

gerade
straight

gerade
straight

gerade
straight



Typ
Type

15 cm – 6"	TI	RU 7580-01T	RU 7580-16T	RU 7581-01T	–	–
20 cm – 8"	TI	RU 7580-02T	RU 7580-20T	RU 7581-02T	–	–
24 cm – 9½"	TI	RU 7580-03T	RU 7580-24T	RU 7581-03T	RU 7582-03T	RU 7582-24T

DE BAKEY



bajonettförmig
bayonet-shaped

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

	14 cm – 5½"	
1 mm	RU 7862-24	RU 7863-14
2 mm	RU 7862-14	–

LUCAE

Fixierpinzette
Fixing forceps

bajonettförmig
bayonet-shaped

gerade, gezahnt,
gerieft
straight, toothed,
serrated

14 cm – 5½"	
RU 7863-15	

COTTLE

bajonettförmig
bayonet-shaped

2,2 mm 1 mm

16 cm – 6¼"	RU 7864-16	RU 7864-26
19,5 cm – 7¾"	RU 7864-18	RU 7864-28
21 cm – 8¼"	RU 7864-20	RU 7864-30

JANSEN-GRUENWALD




1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

bajonettförmig
bayonet-shaped

2 mm

16 cm – 6¼"	RU 7865-16
20 cm – 8"	RU 7865-20

JANSEN



Feine chirurgische Pinzetten

Delicate Tissue Forceps



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gerade
straight

sehr fein
very delicate

leicht gebogen
slightly curved

sehr fein
very delicate

10 cm – 4"	
RU 4260-10	RU 4261-10

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

1,2 mm

gerade, kreuzgerieft
straight, cross serrated

0,8 mm

1 mm

gerade
straight

0,8 mm

12 cm – 4¾"			
RU 4133-01	RU 4133-02	RU 4133-03	RU 4133-04

ADSON

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

0,8 mm

15 cm – 6"

RU 4133-10

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

1 mm

gerade
straight

1 mm

gerade
straight

12 cm – 4¾"	RU 4130-12	TC <i>Hard Metal</i>	RU 4130-22
15 cm – 6"	RU 4130-15	Typ <i>Type</i>	RU 4130-25

ADSON

MICRO ADSON

Feine chirurgische Pinzetten Delicate Tissue Forceps



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1 mm

kniegebogen
curved

12 cm – 4¾"

RU 4135-72

STANDARD ADSON



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth




1,5 mm
kreuzgerieft
cross serrated

12 cm – 4¾"

RU 4136-12


ADSON



1,5 mm



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



2 mm



2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

12 cm – 4¾"

RU 4135-12

RU 4135-52

15 cm – 6"

RU 4135-15

RU 4135-55

STANDARD ADSON



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



2 mm

12 cm – 4¾"

RU 4132-12

ADSON-EWALD



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm



Typ
Type

gerade
straight

12 cm – 4¾"

TC

RU 4134-12

15 cm – 6"

TC

RU 4134-15

STANDARD ADSON

Feine chirurgische Pinzetten

Delicate Tissue Forceps



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



0,8 mm

Zähne schräggestellt
Teeth in oblique position

12 cm – 4¾"

RU 4131-12

MICRO-ADSON-BIEMER



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1 mm

Zähne schräggestellt
Teeth in oblique position
Standard
Standard

kreuzgerieft
cross serrated

12 cm – 4¾"

RU 4136-72

ADSON



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1 mm

12 cm – 4¾"

RU 4135-82

ADSON



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



0,6 mm

gerade
straight



0,8 mm

gerade
straight



1 mm

gerade
straight

15 cm – 6"


RU 4147-01

RU 4147-02


RU 4147-03

Feine chirurgische Pinzetten

Delicate Tissue Forceps



12,5 cm – 5"	RU 4140-12	RU 4140-30	RU 4142-12
15 cm – 6"	RU 4140-15	RU 4140-31	RU 4142-15



	Typ Type	gerade straight	gerade straight
14,5 cm – 5"	TC	RU 4140-24	–
16 cm – 6¼"	TC	–	RU 4140-26
18 cm – 7"	TC	RU 4140-28	–

MICRO-SEMKEN

Feine chirurgische Pinzetten

Delicate Tissue Forceps







1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight

Typ / Type	15,5 cm – 6"
	RU 4138-15

GILLIES





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight

Typ / Type	15,5 cm – 6"
TC	RU 4138-65

GILLIES





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight

15 cm – 6"
RU 4138-75

MC INDOE





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1 mm

gerade
straight

17,5 cm – 7"
RU 4148-18

BRAIN

Feine chirurgische Pinzetten Delicate Tissue Forceps




1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

Typ
Type

gerade
straight

14,5 cm – 5¾"	TC	RU 4101-14
16 cm – 6¼"	TC	RU 4101-16
18 cm – 7"	TC	RU 4101-18
20 cm – 8"	TC	RU 4101-20
25 cm – 10"	TC	RU 4101-25
30 cm – 11¾"	TC	RU 4101-30

OEHLER



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4155-15
18 cm – 7"	RU 4155-18
20 cm – 8"	RU 4155-20
25 cm – 10"	RU 4155-25

WAUGH



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight



1,5 mm

gebogen
curved

18 cm – 7"	RU 4190-18	RU 4191-18
21 cm – 8¼"	RU 4190-21	RU 4191-21
25 cm – 10"	RU 4190-25	RU 4191-25

POTTS-SMITH



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,8 mm

gerade
straight

18 cm – 7"	RU 4180-17
------------	------------

CUSHING







1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



2 mm

gerade
straight



2 mm

gebogen
curved

20 cm – 8"

RU 4160-20	RU 4161-20
------------	------------

BROPHY





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



1,5 mm

gerade
straight



1,5 mm

gebogen
curved

17,5 cm – 7"

RU 4170-18	RU 4171-18
------------	------------

GERALD





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

bajonettförmig
bayonet-shaped






1,5 mm

gerade
straight

19 cm – 7½"

RU 4171-59

GERALD





1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

Standard Modell
Standard pattern



gerade
straight

10,5 cm – 4¼"	RU 4100-10
11,5 cm – 4½"	RU 4100-11
13 cm – 5"	RU 4100-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4100-14
15,5 cm – 6"	RU 4100-15
16 cm – 6¼"	RU 4100-16
18 cm – 7"	RU 4100-18
20 cm – 8"	RU 4100-20
25 cm – 10"	RU 4100-25
30 cm – 11¾"	RU 4100-30



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth




gerade
straight

16 cm – 6¼"
RU 4109-16



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



mittelbreit, gerade
medium, straight




mittelbreit, gebogen
medium, curved

11,5 cm – 4½"	RU 4110-11	–
13 cm – 5"	RU 4110-13	–
14,5 cm – 5¾"	RU 4110-14	RU 4111-14
15,5 cm – 6"	–	–
16 cm – 6¼"	RU 4110-16	–
18,5 cm – 7¼"	RU 4110-18	–
20 cm – 8"	RU 4110-20	–
25 cm – 10"	RU 4110-25	–






Standard Modell
Standard pattern




13 cm – 5"	RU 4102-13	RU 4103-14	–
14,5 cm – 5¾"	RU 4102-14	–	–
15,5 cm – 6"	–	RU 4103-16	–
16 cm – 6¼"	RU 4102-16	–	RU 4104-16
18 cm – 7"	RU 4102-18	–	–
20 cm – 8"	RU 4102-20	RU 4103-20	–
25 cm – 10"	RU 4102-25	–	–
30 cm – 11¾"	RU 4102-30	–	–




MODELL USA
USA PATTERN




12 cm – 4¾"	RU 4120-12	–	–	–
13 cm – 5"	RU 4120-13	RU 4122-13	–	RU 4126-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4120-14	RU 4122-14	RU 4123-14	RU 4126-14
15,5 cm – 6"	RU 4120-15	–	–	RU 4126-15
18,5 cm – 7¼"	RU 4120-18	RU 4122-18	–	–
21 cm – 8¼"	RU 4120-21	RU 4122-21	–	–
25 cm – 10"	RU 4120-25	RU 4122-25	–	–



TREVES



FERRIS-SMITH



FERRIS-SMITH





LANE



4 mm



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gerade
straight



4,5 mm



2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

gerade
straight

14,5 cm – 5¾"	RU 4226-14	RU 4227-14
20 cm – 8"	RU 4226-20	RU 4227-20



STILLE-BARRAYA



3 mm



3 : 4 Zähne
3 : 4 teeth

gerade,
kreuzgerieft
straight,
cross serrated

18 cm – 7"	RU 4228-18
20 cm – 8"	RU 4228-20
25 cm – 10"	RU 4228-25



BONNEY



4 mm



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

17 cm – 6¾"



4 mm



2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

RU 4229-18 **RU 4230-18**



NEW ORLEANS



2,5 mm



2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

gerade
straight




4,0 mm




4 : 5 Zähne
4 : 5 teeth

gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4144-15	RU 4145-15
20 cm – 8"	RU 4144-20	RU 4145-20
25 cm – 10"	–	RU 4145-25




ADSON-BROWN



ADSON-BROWN




COTTLE



BROWN



ADSON-GRAEFE



DUVAL

gerade
straight

14,5 cm – 5¾"

RU 4215-14



COLLIN-DUVAL

gerade
straight

20 cm – 8"

RU 4216-20



NELSON




gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4235-15
18 cm – 7"	RU 4235-18
23 cm – 9"	RU 4235-23



SINGLEY-TUTTLE



gerade
straight

18 cm – 7"	RU 4236-18
23 cm – 9"	RU 4236-23



DURANTE



gerade
straight

14,5 cm – 5¾"	RU 4219-14
16 cm – 6¼"	RU 4219-16
20 cm – 8"	RU 4219-20



RUSSISCHES MODELL
RUSSIAN PATTERN



gerade
straight

15 cm – 6"	RU 4220-15
20 cm – 8"	RU 4220-20
25 cm – 10"	RU 4220-25




MAYO



gerade
straight

23 cm – 9"
RU 4221-23



gerade, glatt
straight, smooth



gerade
straight



gebogen
curved

8 cm – 3¼"	RU 4290-08	RU 4292-08	–
9 cm – 3½"	–	RU 4292-09	–
10,5 cm – 4¼"	RU 4290-10	RU 4292-10	RU 4293-10
11,5 cm – 4½"	RU 4290-11	RU 4292-11	–
12,5 cm – 5"	–	RU 4292-12	RU 4293-12
14,5 cm – 5¾"	–	RU 4270-05	RU 4270-15



FEILCHENFELD



gerade
straight

7,5 cm – 3"	RU 4320-07
9 cm – 3½"	RU 4320-09
11,5 cm – 4½"	RU 4320-11



HUNTER



gerade
straight



gebogen
curved

10,5 cm – 4¼"	
RU 4340-10	RU 4341-10










WALTER-CARMALT



gerade
straight

10,5 cm – 4¼"
RU 4350-10





Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage




4 CF



Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



Arterienklemmen	<i>Hemostatic forceps</i>	CF 3 - 27
Ligaturklemmen	<i>Ligature Forceps</i>	CF 28 - 41
Klemmzangen	<i>Clamp Forceps</i>	CF 42 - 43
Peritoneumklemmen	<i>Peritoneal Forceps</i>	CF 44 - 46
Tuchklemmen	<i>Towel Forceps</i>	CF 47 - 50
Schlauchklemmen	<i>Tubing Forceps</i>	CF 51 - 52
Kornzangen	<i>Dressing Forceps</i>	CF 53 - 55
Tupferzangen	<i>Cotton Swab Forceps</i>	CF 56 - 57
Schwammzangen	<i>Sponge Holding Forceps</i>	CF 58 - 59
Bulldogklemmen	<i>Bulldog Clamps</i>	CF 60 - 63






			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
13 cm – 5"		14 cm – 5½"	
RU 3000-13	RU 3001-13	RU 3000-14	RU 3001-14

			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
16 cm – 6¼"		18 cm – 7"	
RU 3000-16	RU 3001-16	RU 3000-18	RU 3001-18





ROCHESTER-PEAN

			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
20 cm – 8"		22 cm – 8¾"	
RU 3000-20	RU 3001-20	RU 3000-22	RU 3001-22




ROCHESTER-PEAN

			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
24 cm – 9½"		26 cm – 10¼"	
RU 3000-24	RU 3001-24	RU 3000-26	RU 3001-26




ROCHESTER-PEAN

	
gerade straight	gebogen curved
30 cm – 11¾"	
RU 3000-30	RU 3001-30




1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

OCHSNER-KOCHER





13 cm – 5"		14 cm – 5½"	
RU 3010-13	RU 3011-13	RU 3010-14	RU 3011-14






16 cm – 6¼"		18 cm – 7"	
RU 3010-16	RU 3011-16	RU 3010-18	RU 3011-18



			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
20 cm – 8"		22 cm – 8¾"	
RU 3010-20	RU 3011-20	RU 3010-22	RU 3011-22



			
gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
24 cm – 9½"		26 cm – 10¼"	
RU 3010-24	RU 3011-24	RU 3010-26	RU 3011-26





30 cm – 11¾"

RU 3010-30	RU 3011-30
-------------------	-------------------






PEAN

 gerade straight		 gebogen curved		 gerade straight		 gebogen curved		 gerade straight		 gebogen curved	
13 cm – 5"		14 cm – 5½"		16 cm – 6¼"							
RU 3020-13	RU 3021-13	RU 3020-14	RU 3021-14	RU 3020-16	RU 3021-16						




KOCHER


1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

 gerade straight		 gebogen curved		 gerade straight		 gebogen curved		 gerade straight		 gebogen curved	
13 cm – 5"		14 cm – 5½"		16 cm – 6¼"							
RU 3030-13	RU 3031-13	RU 3030-14	RU 3031-14	RU 3030-16	RU 3031-16						



KELLY



gerade
straight


gebogen
curved

14,5 cm – 5¾"

RU 3050-14	RU 3051-14
-------------------	-------------------



KELLY-RANKIN



gerade
straight


gebogen
curved

16 cm – 6¼"

RU 3050-16	RU 3051-16
-------------------	-------------------



CRILE



gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gebogen
curved




1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

14,5 cm – 5¾"


RU 3070-14	RU 3071-14	RU 3074-14	RU 3075-14
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



CRILE-RANKIN



gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gebogen
curved



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

16 cm – 6¼"


RU 3070-16	RU 3071-16	RU 3074-16	RU 3075-16
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



BABY-CRILE



gerade
straight



gebogen
curved

14,5 cm – 5¾"

RU 3072-14	RU 3073-14
-------------------	-------------------




BABY-CRILE



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gerade
straight




gebogen
curved

14,5 cm – 5¾"


RU 3076-14	RU 3077-14
-------------------	-------------------



COLLER-CRILE




gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight



gebogen
curved

14 cm – 5½"

RU 3078-14

RU 3079-14


16 cm – 6¼"

RU 3078-16

RU 3079-16



COLLER-CRILE



gebogen
curved

16 cm – 6¼"


RU 3979-36



LERICHE



gerade
straight



gebogen
curved

15 cm – 6"

RU 3080-15

RU 3081-15



LERICHE



gerade
straight



gebogen
curved


15 cm – 6"

RU 3082-15

RU 3083-15



PROVIDENCE




14,5 cm – 5¾"

RU 3090-14 | **RU 3091-14**



Ligaturklemme
Ligature forceps




9,5 cm – 3¾"

RU 3097-09



HALSTED-MOSQUITO




12,5 cm – 5"

RU 3100-12 | **RU 3101-12**



HALSTED-MOSQUITO




12,5 cm – 5"

RU 3110-12 | **RU 3111-12**



HALSTED-MOSQUITO




14 cm – 5½"

RU 3100-14 | **RU 3101-14**



HALSTED-MOSQUITO





14 cm – 5½"



RU 3110-14 | **RU 3111-14**



HALSTED-MOSQUITO




HALSTED-MOSQUITO





JACOBSON



gerade
straight


gebogen
curved

13 cm – 5"

RU 3114-13	RU 3115-13
------------	------------



MICRO-MOSQUITO




gerade
straight

gebogen
curved

10 cm – 4"

RU 3120-10	RU 3121-10
------------	------------



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gerade
straight


gebogen
curved

10 cm – 4"

RU 3122-10	RU 3123-10
------------	------------



MICRO-MOSQUITO




gerade
straight

gebogen
curved

12,5 cm – 5"

RU 3120-12	RU 3121-12
------------	------------



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth


1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gerade
straight

gebogen
curved

12,5 cm – 5"

RU 3122-12	RU 3123-12
------------	------------



gebogen
curved

12 cm – 4¾"

RU 3137-12



HARTMANN



gerade
straight



gebogen
curved

10 cm – 4"

RU 3140-10

RU 3141-10



gerade
straight

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gebogen
curved

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

10 cm – 4"

RU 3142-10

RU 3143-10



CARREL




gerade
straight

10 cm – 4"

RU 3147-10



CHAPUT



gerade
straight


2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

13 cm – 5"


RU 3148-13



TUFFIER




PENNINGTON




PEAN

kurzfassende Maulteile
short gripping jaws





COLLIN




*gerade
straight*

15,5 cm – 6"

RU 3155-16



COLLIN




*gerade
straight*

14 cm – 5½"

RU 3156-14



COLLIN



*gerade
straight*

16,5 cm – 6½"

RU 3157-16



DUNHILL




*gebogen
curved*

13 cm – 5"

RU 3159-13



CAIRNS



gerade
straight



gebogen
curved

15 cm – 6"

RU 3162-15

RU 3163-15



MOYNIHAN




seitlich gebogen
curved sideways

13,5 cm – 5¼"

RU 3164-01



MOYNIHAN



gebogen
curved

15 cm – 6"

RU 3164-02



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



seitlich gebogen
curved sideways

18 cm – 7"

RU 3165-18



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth




seitlich gebogen
curved sideways

12,5 cm – 5"

RU 3166-13

RAIMONDI



seitlich gebogen
curved sideways


14 cm – 5½"

RU 3167-13

HOEN




ROCHESTER-CARMALT



16 cm – 6¼"		20 cm – 8"	
RU 3170-16	RU 3171-16	RU 3170-20	RU 3171-20




MOSQUITO-DANDY





12 cm – 4¾"	
RU 3179-12	RU 3181-12



DANDY




14 cm – 5½"	
RU 3182-14	RU 3183-14





FUCHSIG



gebogen
curved

19 cm – 7½"


RU 3198-19



ADSON



gerade
straight



gebogen
curved

18,5 cm – 7¼"

RU 3200-18

RU 3201-18




NISSEN



gebogen
curved

18,5 cm – 7¼"

RU 3204-18



22 cm – 8¾"

RU 3204-22




BABY-ADSON



leicht gebogen
slightly curved

14 cm – 5½"





RU 3205-14



stark gebogen
strongly curved


18 cm – 7"

RU 3205-18





BIRKETT




19 cm – 7½"

RU 3210-19	RU 3211-19
-------------------	-------------------



ROBERTS




22 cm – 8¾"

RU 3250-22	RU 3251-22
-------------------	-------------------




KELLY




19 cm – 7½"

RU 3253-41	RU 3253-42	RU 3253-43
------------	------------	------------



22 cm – 8¾"

RU 3253-61	RU 3253-62	RU 3253-63
------------	------------	------------



24 cm – 9½"


RU 3253-71	RU 3253-72	RU 3253-73
------------	------------	------------



SAROT



gerade
straight




gebogen
curved

24 cm – 9½"

RU 3270-24	RU 3271-24
-------------------	-------------------



CRAFOORD




gebogen
curved

18 cm – 7"	24 cm – 9½"
RU 3275-18	RU 3275-24



KANTROWITZ

Ligaturklemmen
Ligature forceps



gebogen
curved


stark gebogen
strongly curved

stark gebogen
strongly curved

19 cm – 7½"	24 cm – 9½"	26,5 cm – 10½"
RU 3279-19	RU 3279-24	RU 3279-26



RUMEL




23 cm – 9"

RU 3280-01	RU 3280-02	RU 3280-03	RU 3280-04	RU 3280-05
------------	------------	------------	------------	------------



ZENKER



leicht gebogen
slightly curved

stark gebogen
strongly curved


29,5 cm – 11½"

RU 3286-01

RU 3286-02







BABY-OVERHOLT



gebogen
curved


13,5 cm – 5¼"

RU 3289-14






OVERHOLT-GEISSENDÖRFER



21 cm – 8¼"

RU 3291-21	RU 3292-21	RU 3293-21	RU 3294-21
------------	------------	------------	------------




21 cm – 8¼"

RU 3295-21	RU 3296-21	RU 3297-21
------------	------------	------------




OVERHOLT-GEISSENDÖRFER



27 cm – 10½"

RU 3291-27	RU 3292-27	RU 3293-27	RU 3294-27
------------	------------	------------	------------




27 cm – 10½"

RU 3295-27	RU 3296-27	RU 3297-27
------------	------------	------------



OVERHOLT-MIXTER




gebogen
curved

21 cm – 8¼"

RU 3298-21



OVERHOLT



gebogen
curved

20,5 cm – 8"


RU 3299-01




HEISS



gerade
straight



leicht gebogen
slightly curved



stark gebogen
strongly curved

20 cm – 8"

RU 3301-20

RU 3302-20

RU 3303-20



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gerade
straight



gebogen
curved


20 cm – 8"

RU 3305-20

RU 3306-20



MEEKER



gebogen
curved


27 cm – 10½"

RU 3308-27



LOWER

Gallenkanalklemme
Gall duct forceps





gebogen
curved

18 cm – 7"




RU 3325-18



		
gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved
13 cm – 5"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 3326-13	RU 3326-18	RU 3326-20




GEMINI

		
gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved
23 cm – 9"	25 cm – 10"	27 cm – 10½"
RU 3326-23	RU 3326-25	RU 3326-27



MINI-GEMINI




gebogen
curved

18 cm – 7"	22 cm – 8¾"	25 cm – 10"	28 cm – 11"
RU 3327-18	RU 3327-22	RU 3327-25	RU 3327-28






BABY-MIXTER




gebogen
curved

14 cm – 5½"	14 cm – 5½"	18 cm – 7"
RU 3328-01	RU 3328-14	RU 3328-18





MIXTER-SLIM



gebogen
curved

18 cm – 7"


RU 3336-18

23 cm – 9"

RU 3336-23



MIXTER



gebogen
curved

22 cm – 8¾"

RU 3341-22

gebogen
curved

26 cm – 10 ¼"

RU 3342-25


gebogen
curved

28 cm – 11"

RU 3343-28



MIXTER




gebogen
curved

22 cm – 8¾"

RU 3350-22



WICKSTROEM




gebogen
curved

20 cm – 8"

RU 3351-20




FINOCCHIETTO



gebogen
curved


24 cm – 9½"





RU 3352-24






SPENCER-WELLS

				
gerade straight	gerade straight	gerade straight	gerade straight	gerade straight
13 cm – 5"	14 cm – 5½"	15 cm – 6"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 3380-13	RU 3380-14	RU 3380-15	RU 3380-18	RU 3380-20

				
gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved	gebogen curved
13 cm – 5"	14 cm – 5½"	15 cm – 6"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 3381-13	RU 3381-14	RU 3381-15	RU 3381-18	RU 3381-20




19 cm – 7½"

RU 3387-01	RU 3387-02
-------------------	-------------------



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth




20,5 cm – 8"	25 cm – 10"
--------------	-------------

RU 3394-20	RU 3394-25
-------------------	-------------------



FAURE




gebogen
curved

25 cm – 10"

RU 3433-45




WERTHEIM



gebogen
curved
18 cm – 7"
RU 3438-18




BABY-MIKULICZ



gebogen
curved
14 cm – 5½"
RU 3492-14




MIKULICZ



gebogen
curved
18 cm – 7" | 20 cm – 8"
RU 3500-18 | **RU 3500-20**



MIKULICZ



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth


gebogen
curved

20 cm – 8"

RU 3501-20



MIKULICZ



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth


seitlich gebogen
curved sideways

18,5 cm – 7¼"

RU 3502-18



MIKULICZ



1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth

gebogen
curved


18 cm – 7"

RU 3504-18



MIKULICZ

1 : 2 Zähne
1 : 2 teeth



gebogen
curved



20 cm – 8"

RU 3505-20 | **RU 3506-20**

Peritoneumklemmen
Peritoneal Forceps



FAURE

	
leicht gebogen <i>slightly curved</i>	gebogen <i>curved</i>
20 cm – 8"	
RU 3511-20	RU 3512-20



gebogen
curved

9 cm – 3½"

RU 3550-09

1:1
SCHÄDEL



gebogen
curved

6 cm – 2½"

RU 3552-05

1:1
JONES



gebogen
curved

9 cm – 3½"

RU 3552-09

1:1
JONES



gebogen
curved

9 cm – 3½"

RU 3553-09

1:1
**ENGLISCHES MODELL
ENGLISH PATTERN**



BACKHAUS

9 cm – 3½"	RU 3600-09
11 cm – 4¼"	RU 3600-11
13 cm – 5"	RU 3600-13
15 cm – 6"	RU 3600-15



11 cm – 4¼"	RU 3602-11
13 cm – 5"	RU 3602-13



Tuchklemme
mit Schlauch-
oder Kabelhalter
*Towel forceps
with clip for tubing
or cable*



PEERS-BERTRAM



14,5 cm – 5¾"
RU 3604-14



TOHOKU



10 cm – 4"	RU 3605-10
13 cm – 5"	RU 3605-13



Tuchklemmen
für Papiertücher
*Towel forceps
for paper tissues*



11 cm – 4¼"	RU 3617-11
14 cm – 5½"	RU 3617-13




LORNA



10 cm – 4"	RU 3618-10
13 cm – 5"	RU 3618-13



BERNHARD



16,5 cm – 6½"

RU 3620-16




LANE



13 cm – 5"

RU 3622-13




15,5 cm – 6"

RU 3622-15



20 cm – 8"


RU 3622-20



15 cm – 6"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 3680-15	RU 3680-18	RU 3680-20



14,5 cm – 5¾"
RU 3682-14




glatt
smooth

16,5 cm – 6½"	18 cm – 7"
RU 3684-16	RU 3684-18




Schlauchklemme
mit Schutzbügel
*Tubing forceps
with safety guard*


		
15 cm – 6"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 3686-15	RU 3686-18	RU 3686-20



ULRICH



gerade
straight



gebogen
curved

22 cm – 8¾"	RU 3800-22
25 cm – 10"	RU 3800-25
27 cm – 10½"	RU 3800-27

22 cm – 8¾"	RU 3801-22
25 cm – 10"	RU 3801-25
27 cm – 10½"	RU 3801-27



LISTER

Sinusklemmen
Sinus forceps



gerade
straight



gerade
straight




gerade
straight

12,5 cm – 5"	16 cm – 6¼"	18 cm – 7"
RU 3810-12	RU 3810-16	RU 3810-18

Korn-(Polypen) Zange
Dressing and polypus forceps



BRYANT




gebogen
curved


13 cm – 5"
RU 3812-13



GROSS-MAIER



mit Sperre
with ratchet




ohne Sperre
without ratchet

gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
20 cm – 8"		20 cm – 8"	
RU 3860-20	RU 3861-20	RU 3862-20	RU 3863-20




GROSS-MAIER

1:3




mit Sperre
with ratchet




ohne Sperre
without ratchet

gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
25 cm – 10"		25 cm – 10"	
RU 3860-25	RU 3861-25	RU 3862-25	RU 3863-25



25 cm – 10"	
RU 3872-25	RU 3873-25




28 cm – 11"	
RU 3874-28	RU 3875-28



COLLIN

1:3



gerade
straight

25 cm – 10"

RU 3887-25



CHERON

1:3



gebogen
curved

25 cm – 10"

RU 3888-25



EMMET



gerade
straight

21 cm – 8¼"

RU 3889-21



BOZEMANN



1:3



gerade
straight


26 cm – 10¼"

RU 3890-26






FÖRSTER



18 cm – 7"	RU 3900-18	RU 3901-18
25 cm – 10"	RU 3900-25	RU 3901-25




FÖRSTER-BALLENGER



18 cm – 7"	RU 3910-18	RU 3911-18
25 cm – 10"	RU 3910-25	RU 3911-25




RAMPLEY




gerade
straight

18 cm – 7"	25 cm – 10"
RU 3896-18	RU 3896-25



COLLIN

Zungenzange
Tongue holding forceps



16 cm – 6¼"
RU 8450-16



DIEFFENBACH

	gerade straight	gebogen curved
3,5 cm – 1½"	RU 3144-03	RU 3145-03
5 cm – 2"	RU 3144-05	RU 3145-05



DIEFFENBACH

	gerade straight	gebogen curved
6 cm – 2½"	RU 3144-06	RU 3145-06



JOHNS-HOPKINS

	gerade straight	gebogen curved
3,8 cm – 1½"	RU 3146-11	RU 3146-01
4,8 cm – 2"	RU 3146-12	RU 3146-02
5,7 cm – 2¼"	RU 3146-13	RU 3146-03
6,3 cm – 2½"	RU 3146-14	RU 3146-04
7 cm – 2¾"	RU 3146-15	RU 3146-05
7,5 cm – 3"	RU 3146-16	RU 3146-06
9 cm – 3½"	RU 3146-17	RU 3146-07



Mikro-Clips
Micro clips



gerade
straight

2,7 cm – 1¼"

RU 3930-01



SCHWARTZ

leicht gebogen
slightly curved

2,7 cm – 1¼"

RU 3930-02



stark gebogen
strongly curved

2,5 cm – 1"

RU 3930-03



DE BAKEY-HESS

gewinkelt
angled

4,5 cm – 1¾"

RU 3936-20

1:1



DE BAKEY-HESS

gewinkelt
angled


5,5 cm – 2¼"

RU 3936-30

1:1






1:1

	
10 mm	18 mm
3 cm – 1¼"	4 cm – 1½"
RU 3932-00	RU 3932-08




1:1




		
10 mm	14 mm	18 mm
3 cm – 1¼"	3,5 cm – 1½"	4 cm – 1½"
RU 3932-10	RU 3932-14	RU 3932-18



1:1

DIETHRICH



		
8 mm	12 mm	16 mm
4,9 cm – 2"	5,3 cm – 2"	5,6 cm – 2¼"
RU 3934-08	RU 3934-12	RU 3934-16



			
8 mm	12 mm	16 mm	20 mm
4,3 cm – 1½"	4,5 cm – 1½"	5,6 cm – 2¼"	5,4 cm – 2"
RU 3935-08	RU 3935-12	RU 3935-16	RU 3935-21



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration

1:1
DIETRICH

			
10 mm	14 mm	20 mm	20 mm
4,7 cm – 2"	5,1 cm – 2"	5,7 cm – 2¼"	5,4 cm – 2"
RU 3934-60	RU 3934-64	RU 3934-70	RU 3934-71

		
10 mm	14 mm	20 mm
4,4 cm – 1½"	4,6 cm – 1½"	4,9 cm – 2"
RU 3935-60	RU 3935-64	RU 3935-70

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



**5
RE**

6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics



10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery




12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage







Feine Wundhäkchen	<i>Fine Wound Retractors</i>	RE 3 - 4
Wund- und Trachealhäkchen	<i>Wound and Trachea Retractors</i>	RE 5 - 8
Wundhaken	<i>Retractors</i>	RE 9 - 31
Spatel	<i>Spatulas</i>	RE 32
Wundspreizer	<i>Self-retaining Retractors</i>	RE 33 - 49, RE 51
Spezialwundspreizer	<i>Special Retractors</i>	RE 50
Bauchdeckenhalter	<i>Abdominal Retractors</i>	RE 52 - 64
Rippensperrer	<i>Rib Spreaders</i>	RE 65 - 70
Rippensperrer, Leichtmetall	<i>Rib Spreaders, Light Weight</i>	RE 71 - 73
Rippenkonraktoren	<i>Rib Contractors</i>	RE 74




CRILE









CUSHING



KILNER




GILLIES



Wund- und Trachealhäkchen

Wound and Trachea Retractors





10 x 6 mm	17 x 5 mm
16,5 cm – 6½"	
RU 4430-10	RU 4430-17

20 x 6 mm	22 x 8 mm
16,5 cm – 6½"	
RU 4430-20	RU 4430-22

MINI-LANGENBECK



17 cm – 6¾"
RU 4439-17


JACKSON



Trachealhäkchen
Trachea hook

15 cm – 6"
RU 4440-15

NEWS



75 mm	16 cm – 6¼"
75 x 18 mm	RU 4454-18
75 x 20 mm	RU 4454-20
75 x 23 mm	RU 4454-23

CLOWARD



Standard
Standard



scharf
sharp

16,5 cm – 6½"

RU 4460-01	RU 4460-02	RU 4460-03	RU 4460-04
------------	------------	------------	------------



stumpf
blunt

16,5 cm – 6½"

RU 4461-01	RU 4461-02	RU 4461-03	RU 4461-04
------------	------------	------------	------------



fein
delicate



scharf
sharp

16 cm – 6¼"


RU 4462-01	RU 4462-02	RU 4462-03	RU 4462-04
------------	------------	------------	------------





stumpf
blunt

16 cm – 6¼"

RU 4463-01	RU 4463-02	RU 4463-03	RU 4463-04
------------	------------	------------	------------





16 cm – 6¼"	
Fig. 1	Fig. 2
RU 4471-01	RU 4471-02



scharf
sharp

11,5 cm – 4½"

RU 4472-02	RU 4472-03	RU 4472-04	RU 4472-06
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------






stumpf
blunt

11,5 cm – 4½"


RU 4473-02	RU 4473-03	RU 4473-04	RU 4473-06
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VOLKMANN





Breite Width		24 cm – 9½"
8 mm	RU 4474-58	
10 mm	RU 4474-60	
12 mm	RU 4474-62	
14 mm	RU 4474-64	
16 mm	RU 4474-66	
18 mm	RU 4474-68	



Breite Width		14 cm – 5½"
8 mm	RU 4475-08	
10 mm	RU 4475-10	
11 mm	RU 4475-11	
12 mm	RU 4475-12	
13 mm	RU 4475-13	
14 mm	RU 4475-14	
15 mm	RU 4475-15	
16 mm	RU 4475-16	
18 mm	RU 4475-18	



11 cm – 4¼"	
RU 4478-11	



11 cm – 4¼"	
RU 4479-11	



	17 cm – 6¾"
6 x 25 mm	RU 4481-01
8 x 25 mm	RU 4481-02

LANGENBECK-GREEN



7 x 8 mm

18 x 6 mm

SENN-MUELLER

scharf <i>sharp</i>	stumpf <i>blunt</i>
16 cm – 6¼"	
RU 4486-01	RU 4486-02




Dekompressionshaken
Decompression hook




CUSHING

20 cm – 8"

RU 4485-20



scharf <i>sharp</i>	stumpf <i>blunt</i>
15,5 cm – 6"	
RU 4487-01	RU 4487-02





ROUX

RU 4492-00

Satz bestehend aus:
RU 4492-01, RU 4492-02, RU 4492-03
Set consisting of:
RU 4492-01, RU 4492-02, RU 4492-03

14 cm – 5½"	Fig. 1	RU 4492-01
15 cm – 6"	Fig. 2	RU 4492-02
17 cm – 6¾"	Fig. 3	RU 4492-03



BABY-ROUX

13 cm – 5"

RU 4492-13

30 x 31 mm



37 x 40 mm

GOELET

19 cm – 7½"

RU 4493-19



PARKER-LANGENBECK

Satz
Set

21 cm – 8¼"

RU 4494-21






COLLIN

Satz
Set

16,5 cm – 6½"

RU 4498-00



OLLIER



36 x 55 mm

1:2

22,5 cm – 8¾"

RU 4510-04









MATHIEU

Satz
Set

19 cm – 7½"

RU 4499-00





	21 cm – 8¼"
55 x 20 mm	RU 4522-01
63 x 20 mm	RU 4522-02
60 x 20 mm	RU 4522-05

LANGENBECK



	23 cm – 9"
35 x 7 mm	RU 4523-01
35 x 10 mm	RU 4523-02
35 x 15 mm	RU 4523-03
60 x 20 mm	RU 4523-04

LANGENBECK

28 x 6 mm



19 cm – 7½"
RU 4525-19

LAHEY



	22,5 cm – 8¾"
45 x 15 mm	RU 4526-01
55 x 23 mm	RU 4526-02
72 x 20 mm	RU 4526-03

SAUERBRUCH




21 cm – 8¼"

30 x 11 mm	RU 4530-01
30 x 14 mm	RU 4530-02
33 x 14 mm	RU 4530-03
30 x 16 mm	RU 4530-04
40 x 11 mm	RU 4530-05
42 x 13 mm	RU 4530-06
50 x 11 mm	RU 4530-07

LANGENBECK

38 x 20 mm



22 cm – 8¾"

RU 4535-01

KOCHER



Hohlheftgriff
Hollow handle

22 cm – 8¾"

30 x 11 mm	RU 4531-01
40 x 11 mm	RU 4531-05
42 x 13 mm	RU 4531-06

LANGENBECK



19 cm – 7½"

19 x 12 mm	RU 4536-01
21 x 12 mm	RU 4536-02

KOCHER



KOCHER-LANGENBECK

	21,5 cm – 8½"
25 x 6 mm	RU 4538-11
25 x 8 mm	RU 4538-12
35 x 8 mm	RU 4538-13
35 x 11 mm	RU 4538-14
35 x 15 mm	RU 4538-15
40 x 11 mm	RU 4538-16
55 x 11 mm	RU 4538-17
70 x 14 mm	RU 4538-18
80 x 12 mm	RU 4538-19
80 x 16 mm	RU 4538-20



CASPAR

21,5 cm – 8½"
RU 4537-21



KOCHER

	23 cm – 9"
40 x 18 mm	RU 4539-11
60 x 20 mm	RU 4539-12
60 x 25 mm	RU 4539-13
75 x 30 mm	RU 4539-14
75 x 40 mm	RU 4539-15




KOCHER-WAGNER

	28 cm – 11"
22 x 15 mm	RU 4540-01
67 x 25 mm	RU 4540-03



ST. MARKS

	29 cm – 11 ½"
160 x 60 mm	RU 4543-00/29



ST. MARKS

	32,5 cm – 12 ¾"
180 x 60 mm	RU 4543-00/32



ST. MARKS

	33 cm – 13"
180 x 60 mm	RU 4543-00/33



HÖSEL

	25 cm – 10"
60 x 20 mm	RU 4542-01
80 x 30 mm	RU 4542-02
100 x 30 mm	RU 4542-03
120 x 30 mm	RU 4542-04
140 x 30 mm	RU 4542-05
140 x 40 mm	RU 4542-06



MORRIS

	21 cm – 8¼"
70 x 40 mm	RU 4544-40
70 x 50 mm	RU 4544-50
70 x 65 mm	RU 4544-65



CANNY-RYALL

19 cm – 7½"	16 mm	RU 4544-47
19 cm – 7½"	20 mm	RU 4544-48
20 cm – 8"	25 mm	RU 4544-49



MORRIS

	24 cm – 9½"
32 x 50 mm / 38 x 50 mm	RU 4544-01
45 x 50 mm / 50 x 50 mm	RU 4544-02
65 x 50 mm / 38 x 50 mm	RU 4544-03



WYLIE

1:3

30,5 cm – 12"	75 x 23 mm	RU 4548-30
33 cm – 13"	175 x 23 mm	RU 4548-33



GREEN

22 cm – 8¾"	
RU 4549-22	



MIDDELDORPF

21,5 cm – 8½"	14 x 17 mm	RU 4551-01
22 cm – 8¾"	20 x 22 mm	RU 4551-02
23,5 cm – 9¼"	26 x 30 mm	RU 4551-03



RICHARDSON

	24 cm – 9½"
28 x 20 mm	RU 4552-11
30 x 28 mm	RU 4552-12
38 x 37 mm	RU 4552-13
52 x 22 mm	RU 4552-14



RICHARDSON

	24 cm – 9½"
72 x 43 mm	RU 4552-51
30 x 21 mm	RU 4552-52
36 x 27 mm	RU 4552-53
42 x 38 mm	RU 4552-54
54 x 21 mm	RU 4552-55



RICHARDSON-EASTMAN

RU 4553-00

Satz bestehend aus:
RU 4553-01, RU 4553-02

Set consisting of:
RU 4553-01, RU 4553-02

25 cm – 10"	24 x 22 mm / 30 x 30 mm	Fig. 1	RU 4553-01
27 cm – 10½"	40 x 37 mm / 65 x 43 mm	Fig. 2	RU 4553-02




KELLY

	26 cm – 10¼"
40 x 50 mm	RU 4554-00
50 x 65 mm	RU 4554-01
65 x 75 mm	RU 4554-02
75 x 90 mm	RU 4554-03



KELLY

	25 cm – 10"
51 x 38 mm	RU 4554-50
64 x 51 mm	RU 4554-51
76 x 64 mm	RU 4554-52
89 x 76 mm	RU 4554-53



FRITSCH

	24 cm – 9½"
45 x 40 mm	RU 4555-01
45 x 50 mm	RU 4555-02
45 x 60 mm	RU 4555-03
45 x 75 mm	RU 4555-04
65 x 85 mm	RU 4555-05



DOYEN

50 x 85 mm	
	25 cm – 10"
	RU 4556-25



1:3
DOYEN-STILLE

	24 cm – 9½"
15 x 90 mm	RU 4557-01
20 x 90 mm	RU 4557-02
30 x 90 mm	RU 4557-03
35 x 110 mm	RU 4557-04
40 x 110 mm	RU 4557-05
55 x 120 mm	RU 4557-06



1:3
KOCHER

70 x 25 mm	22,5 cm – 8¾"
	RU 4557-22




1:3
KOCHER

	25 cm – 10"
80 x 42 mm	RU 4558-01
80 x 50 mm	RU 4558-02
80 x 60 mm	RU 4558-03




1:3
SIMON

	28 cm – 11"
115 x 22 mm	RU 4560-01
115 x 27 mm	RU 4560-02





25 mm



DEAVER

23 cm – 9"
RU 4570-03

25 mm




DEAVER

30 cm – 11¾"	RU 4570-04
33 cm – 13"	RU 4570-05
36 cm – 14¼"	RU 4570-06



DEAVER

	30 cm – 11¾"
38 mm	RU 4570-07
50 mm	RU 4570-08
75 mm	RU 4570-09



DEAVER


Hohlgriff
Hollow handle

	30 cm – 11¾"
25 mm	RU 4571-04
38 mm	RU 4571-07
50 mm	RU 4571-08
75 mm	RU 4571-09




1:3
HARRINGTON

	32 cm – 12½"
40 x 127 mm	RU 4572-01
62 x 127 mm	RU 4572-02



MEYERDING



52 x 16 mm	76 x 25 mm	89 x 50 mm
23 cm – 9"	23 cm – 9"	25,5 cm – 10"
RU 4573-01	RU 4573-02	RU 4573-03



HIBBS

RU 4575-00
Satz bestehend aus:
RU 4575-01, RU 4575-02
Set consisting of:
RU 4575-01, RU 4575-02





Fig. 1
75 x 25 mm
24,5 cm – 9¾"
RU 4575-01

Fig. 2
80 x 25 mm
24,5 cm – 9¾"
RU 4575-02



HEANEY

	27 cm – 10½"
45 x 25 mm	RU 4575-51
73 x 28 mm	RU 4575-52



LERICHE

45 mm
25,5 cm – 10"
RU 4579-01
60 mm
27,5 cm – 10¾"
RU 4579-02



	25,5 cm – 10"
120 x 25 mm	RU 4564-03
140 x 25 mm	RU 4564-04



	26 cm – 10¼"
85 x 35 mm	RU 4565-01
120 x 50 mm	RU 4565-02
155 x 50 mm	RU 4565-03



26 cm – 10¼"
RU 4566-26




	27 cm – 10½"
160 x 38 mm	RU 4567-01
160 x 57 mm	RU 4567-02
190 x 38 mm	RU 4567-51
190 x 57 mm	RU 4567-52



	16 cm – 6¼"
75 x 50 mm	RU 4590-01
75 x 90 mm	RU 4590-02



DAVIDSON



ROSS

		27 cm – 10½"
Fig. 1	15 x 16 mm	RU 4593-01
Fig. 3	17 x 23 mm	RU 4593-03
Fig. 4	13 x 27 mm	RU 4593-04
Fig. 5	29 x 29 mm	RU 4593-05
Fig. 6	40 x 21 mm	RU 4593-06




COOLEY



1:2

35 x 45 mm
21,5 cm – 8½"
RU 4591-01



1:2

45 x 50 mm
21,5 cm – 8½"
RU 4591-02



1:2

20 x 50 mm
26 cm – 10¼"
RU 4591-03



biegsam
malleable

	33 cm – 13"
20 mm	RU 4580-20
25 mm	RU 4580-25
30 mm	RU 4580-30
35 mm	RU 4580-35
40 mm	RU 4580-40
45 mm	RU 4580-45
50 mm	RU 4580-50
64 mm	RU 4580-64
76 mm	RU 4580-76
102 mm	RU 4580-99

1:3



biegsam
malleable

17 / 25 mm
20 cm – 8"
RU 4582-20

TUFFIER



biegsam
malleable

20 cm – 8"	6 mm	RU 4584-06
	8 mm	RU 4584-08
	10 mm	RU 4584-10
	12 mm	RU 4584-12
	17 mm	RU 4584-17
	20 mm	RU 4584-20
25 cm – 10"	25 mm	RU 4584-25
	25 mm	RU 4584-29



biegsam
malleable

28 cm – 11"	25 / 30 mm	RU 4585-01
30 cm – 11¼"	37 / 45 mm	RU 4585-02
	40 / 50 mm	RU 4585-03

1:3





HABERER



28,5 cm – 11¼"
RU 4587-28


1:3

REVERDIN




Wundspreizer

Self-retaining Retractors




Größe Size	Epicardial Wundspreizer <i>Epicardial retractors</i>	
38 mm	Spreizweite: 24 mm <i>Spread: 24 mm</i>	RU 4660-03
52 mm	Spreizweite: 32 mm <i>Spread: 32 mm</i>	RU 4660-04




10 cm – 4"

Spreizweite: 45 mm <i>Spread: 45 mm</i>	RU 4680-10	RU 4681-10
--	-------------------	-------------------




PERKINS




volles Blatt rechts,
scharf gezahnt
*solid blade right,
sharp serrated*

13 cm – 5"

RU 4688-01




PERKINS




volles Blatt links,
scharf gezahnt
*solid blade left,
sharp serrated*

13 cm – 5"

RU 4688-02



PLESTER




Spreizweite: 55 mm
Spread: 55 mm


Blatt links voll, spitz
Blatt rechts 2 Zähne, stumpf
Blade left solid, sharp
Blade right 2 teeth, blunt

11 cm – 4¼"

RU 4690-01



PLESTER




Spreizweite: 55 mm
Spread: 55 mm


Blatt links 2 Zähne, stumpf
Blatt rechts voll, spitz
Blade left 2 teeth, blunt
Blade right solid, sharp

11 cm – 4¼"

RU 4690-02



PLESTER



Spreizweite: 60 mm
Spread: 60 mm

scharf stumpf
sharp blunt


13 cm – 5"

RU 4691-01 | **RU 4691-02**


Wundspreizer Self-retaining Retractors




FISH






WEITLANER




WEITLANER








			
		3 : 3 Zähne 3 : 3 teeth	
		scharf sharp	stumpf blunt
13 cm – 5"	Spreizweite: 45 mm Spread: 45 mm	RU 4710-13	RU 4711-13
16,5 cm – 6½"	Spreizweite: 75 mm Spread: 75 mm	RU 4710-16	RU 4711-16




MOLLISON



CLOWARD




**TÜBINGER MODELL
TUEBINGEN PATTERN**






MAYO-ADAMS




2 : 2 Zähne
2 : 2 teeth
stumpf
blunt

17 cm – 6¾"

RU 4755-17




MAYO-ADAMS




2 : 2 Zähne
2 : 2 teeth
stumpf
blunt

17 cm – 6¾"

RU 4756-17



HENLEY




scharf
sharp

RU 4718-00

Wundsperrerr komplett, bestehend aus:
1 Sperrerr
3 Mittelvalven (RU 4718-19, -25, -32)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor
3 Central blades (RU 4718-19, -25, -32)




stumpf
blunt

RU 4718-01

Wundsperrerr komplett, bestehend aus:
1 Sperrerr
3 Mittelvalven (RU 4718-19, -25, -32)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor
3 Central blades (RU 4718-19, -25, -32)




Mittelvalven
Central blades

19 x 16 mm	25 x 16 mm	32 x 16 mm
RU 4718-19	RU 4718-25	RU 4718-32



HENLEY




17 cm – 6¾"

RU 4719-20

Wundsperrerr komplett, bestehend aus:
1 Sperrerr (RU 4719-17)
3 Mittelvalven (RU 4719-21, -22, -23)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor (RU 4719-17)
3 Central blades (RU 4719-21, -22, -23)




Tiefes Modell
Deep Type

17 cm – 6¾"

RU 4719-30


Wundsperrerr komplett, bestehend aus:
1 Sperrerr (RU 4719-27)
3 Mittelvalven (RU 4719-21, -22, -23)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor (RU 4719-27)
3 Central blades (RU 4719-21, -22, -23)




Mittelvalven
Central blades

Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
20 x 16 mm	25 x 16 mm	30 x 16 mm
RU 4719-21	RU 4719-22	RU 4719-23



WEITLANER-BABY




stumpf
blunt

13 cm – 5"

RU 4719-13



MILLIGAN



scharf
sharp

stumpf
blunt


13 cm – 5"

RU 4720-13

RU 4721-13



CONE (ADSON-BABY)



scharf
sharp

stumpf
blunt

14 cm – 5½"

RU 4722-13

RU 4723-13


16 cm – 6¼"

RU 4722-16

RU 4723-16




WEITLANER



scharf stumpf
sharp blunt

20 cm – 8"


RU 4724-20 RU 4725-20




scharf stumpf
sharp blunt

24 cm – 9½"

RU 4724-25 RU 4725-25



WEITLANER





scharf stumpf
sharp blunt

25 cm – 10"

RU 4726-25 RU 4727-25



ADSON

	
4 : 4 Zähne 4 : 4 teeth	
scharf sharp	stumpf blunt
19,5 cm – 7¾"	
RU 4728-20	RU 4729-20




ANDERSON-ADSON

scharf sharp	stumpf blunt
20 cm – 8"	
RU 4730-20	RU 4731-20





CONE





TRAVERS




4 : 5 Zähne
4 : 5 teeth

stumpf
blunt

21 cm – 8¼"


RU 4738-21



25 mm



4:5 Zähne
4:5 teeth




44 mm

1:3


BECKMANN-ADSON

scharf stumpf halbscharf
sharp blunt semi-sharp


	31 cm – 12¼"		
	RU 4739-01	RU 4739-11	RU 4739-21
25mm	RU 4739-01	RU 4739-11	RU 4739-21
44mm	RU 4739-02	RU 4739-12	RU 4739-22



ADSON




ADSON



BECKMANN-ADSON
(STANDARD)




4 : 4 Zähne
4 : 4 teeth



4 : 4 Zähne
4 : 4 teeth

scharf sharp	stumpf blunt	halbscharf semisharp
31 cm – 12¼"		
RU 4742-31	RU 4743-31	RU 4743-41

Wundspreizer
Self-retaining Retractors




ADSON

stumpf
blunt

31 cm – 12¼"

RU 4743-33




Hemilaminektomie-Sperrer
Hemilaminectomy retractor

scharf
sharp

28 cm – 11"

RU 4745-27



BECKMANN-EATON

scharf
sharp

33 cm – 13"

RU 4749-33



Schilddrüsen- und
Vulvaspreizer
*Thyroid- and
vaginal retractor*

15,5 cm – 6"
RU 4761-00

JOLL (FRIEDMANN)



Haut- und Vulvaspreizer
Skin- and vaginal retractor

9,5 cm – 3¾"	RU 4761-09
12 cm – 4¾"	RU 4761-11
13,5 cm – 5¼"	RU 4761-13
19 cm – 7½"	RU 4761-19

GELPI




Haut- und
Vulvaspreizer
*Skin- and
vaginal retractor*

19 cm – 7½"
RU 4763-19

GELPI



MEYERDING



<i>Blätter blades</i>	19 cm – 7"
54 x 25 mm	RU 4764-02
60 x 25 mm	RU 4764-04



MARHAM-MEYERDING

18 cm – 7"

RU 4765-01	RU 4765-02
------------	------------



RIGBY

19 cm – 7½"

RU 4767-19



DE BAKEY

12 cm – 4¾"	RU 4768-12
17 cm – 6¾"	RU 4768-17




RU 4754-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 110 mm (RU 4754-50)
- 1 Paar Blätter seitlich, 38 x 80 mm (RU 4754-51)
- 1 Mittelblatt, 48 x 56 mm (RU 4752-55)

Abdominal retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 110 mm (RU 4754-50)*
- 1 pair of blades lateral, 38 x 80 mm (RU 4754-51)*
- 1 Central blade, 48 x 56 mm (RU 4752-55)*



RU 4754-70

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 160 mm (RU 4754-76)
- 1 Paar Blätter seitlich, 60 x 80 mm (RU 4754-71)
- 1 Mittelblatt, 62 x 67 mm (RU 4754-75)

Abdominal retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 160 mm (RU 4754-76)*
- 1 pair of blades lateral, 60 x 80 mm (RU 4754-71)*
- 1 Central blade, 62 x 67 mm (RU 4754-75)*



Fig. 1

RU 4758-01

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 330 mm (RU 4758-11)
- 1 Paar Blätter seitlich, 60 x 80 mm (RU 4758-21)
- 1 Mittelblatt, 53 x 70 mm (RU 4758-31)

Abdominal retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 330 mm (RU 4758-11)*
- 1 pair of blades lateral, 60 x 80 mm (RU 4758-21)*
- 1 Central blade, 53 x 70 mm (RU 4758-31)*

Fig. 2


RU 4758-02

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:


- 1 Sperrer, Spreizweite: 330 mm (RU 4758-11)
- 1 Paar Blätter seitlich, 72 x 85 mm (RU 4758-22)
- 1 Mittelblatt, 80 x 90 mm (RU 4758-32)

Abdominal retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 330 mm (RU 4758-11)*
- 1 pair of blades lateral, 72 x 85 mm (RU 4758-22)*
- 1 Central blade, 80 x 90 mm (RU 4758-32)*



GOSSET
RU 4769-00



GOSSET
RU 4770-02

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors




GOSSET

RU 4771-00


Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Sperrer, Spreizweite: 140 mm (RU 4771-11)
1 Mittelblatt, 65 x 60 mm (RU 4771-21)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Retractor, spread: 140 mm (RU 4771-11)
1 Central blade, 65 x 60 mm (RU 4771-21)



Armlänge Arm length	13 cm – 5"
Spreizweite Spread	16,5 cm – 6½"

FRAZIER
RU 4774-00



BABY-BALFOUR

RU 4798-00

Sperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 75 mm (RU 4798-11)
- 1 Mittelblatt (RU 4798-21)

Retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 75 mm (RU 4798-11)*
- 1 Central blade (RU 4798-21)*



BALFOUR


RU 4800-00

Sperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 150 mm (RU 4800-11)
- 1 Mittelblatt (RU 4800-21)

Retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 150 mm (RU 4800-11)*
- 1 Central blade (RU 4800-21)*



RU 4802-00


Sperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 160 mm (RU 4802-11)
- 1 Mittelblatt (RU 4802-21)

Retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 160 mm (RU 4802-11)*
- 1 Central blade (RU 4802-21)*

BALFOUR



RU 4804-00


Sperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer, Spreizweite: 250 mm (RU 4804-11)
- 1 Mittelblatt (RU 4804-21)

Retractor complete, consisting of:

- 1 Retractor, spread: 250 mm (RU 4804-11)*
- 1 Central blade (RU 4804-21)*

BALFOUR



RU 4806-00

Sperrer komplett, bestehend aus:
1 Sperrer, Spreizweite: 200 mm (RU 4806-11)
1 Mittelblatt (RU 4806-21)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor, spread: 200 mm (RU 4806-11)
1 Central blade (RU 4806-21)



RU 4807-00

Sperrer komplett, bestehend aus:
1 Sperrer, Spreizweite: 180 mm (RU 4807-11)
2 Blätter seitlich, 60 mm (RU 4807-31)
2 Blätter seitlich, 80 mm (RU 4807-32)
1 Mittelblatt, 45 x 68 mm (RU 4807-21)
1 Mittelblatt, 68 x 85 mm (RU 4807-22)

Retractor complete, consisting of:
1 Retractor, spread: 200 mm (RU 4807-11)
2 Blades lateral, 60 mm (RU 4807-31)
2 Blades lateral, 80 mm (RU 4807-32)
1 Central blade, 45 x 68 mm (RU 4807-21)
1 Central blade, 68 x 85 mm (RU 4807-22)



RU 4826-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen ,178 x 140 mm (RU 4826-10)
2 Blätter, Fig. 1, 40 x 40 mm (RU 4828-01)
2 Blätter, Fig. 2, 40 x 30 mm (RU 4828-02)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Frame, 178 x 140 mm (RU 4826-10)
2 Blades, fig. 1, 40 x 40 mm (RU 4828-01)
2 Blades, fig. 2, 40 x 30 mm (RU 4828-02)



Blatt, Fig. 1
Blade, fig. 1

40 x 40 mm

RU 4828-01




Blatt, Fig. 2
Blade, fig. 2

40 x 30 mm

RU 4828-02

DENIS-BROWN



RU 4827-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen, 255 x 178 mm (RU 4827-10)
2 Blätter, Fig. 1, 40 x 40 mm (RU 4828-01)
2 Blätter, Fig. 2, 40 x 30 mm (RU 4828-02)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Frame, 255 x 178 mm (RU 4827-10)
2 Blades, fig. 1, 40 x 40 mm (RU 4828-01)
2 Blades, fig. 2, 40 x 30 mm (RU 4828-02)



Blatt, Fig. 1
Blade, fig. 1

40 x 40 mm

RU 4828-01




Blatt, Fig. 2
Blade, fig. 2

40 x 30 mm

RU 4828-02

DENIS-BROWN



KIRSCHNER

RU 4820-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen, fest, 240 x 240 mm (RU 4820-10)
2 Blätter, 40 x 55 mm (RU 4822-01)
2 Blades, 50 x 65 mm (RU 4822-02)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Solid frame, 240 x 240 mm (RU 4820-10)
2 Blades, 40 x 55 mm (RU 4822-01)
2 Blades, 50 x 65 mm (RU 4822-02)



Rahmen fest
Solid frame

240 x 240 mm

RU 4820-10


1:4



KIRSCHNER

1:3

	Blätter Blades
40 x 55 mm	RU 4822-01
50 x 65 mm	RU 4822-02
65 x 80 mm	RU 4822-03
80 x 80 mm	RU 4822-04
90 x 65 mm	RU 4822-05
90 x 90 mm	RU 4822-06




KIRSCHNER

RU 4821-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen, zusammenlegbar, 240 x 240 mm (RU 4821-10)
2 Blätter, 40 x 55 mm (RU 4822-01)
2 Blätter, 50 x 65 mm (RU 4822-02)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Foldable frame, 240 x 240 mm (RU 4821-10)
2 Blades, 40 x 55 mm (RU 4822-01)
2 Blades, 50 x 65 mm (RU 4822-02)



Rahmen zusammenlegbar
Foldable frame

240 x 240 mm

RU 4821-10

1:4



KIRSCHNER

1:3

	Blätter <i>Blades</i>
40 x 55 mm	RU 4822-01
50 x 65 mm	RU 4822-02
65 x 80 mm	RU 4822-03
80 x 80 mm	RU 4822-04
90 x 65 mm	RU 4822-05
90 x 90 mm	RU 4822-06


RU 4829-00

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:

- 1 Rahmen, einstellbar
- 2 Mittelblätter, 80 x 45 mm (RU 4829-22)
- 1 Mittelblatt, 110 x 70 mm (RU 4829-23)

Abdominal retractor complete, consisting of:

- 1 Frame, adjustable*
- 2 Central blades, 80 x 45 mm (RU 4829-22)*
- 1 Central blade, 110 x 70 mm (RU 4829-23)*



O'SULLIVAN-O'CONNOR




80 x 45 mm

RU 4829-22



110 x 70 mm

RU 4829-23




FRANZ

RU 4830-04

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen, zusammenlegbar, 240 x 300 mm (RU 4830-10)
2 Blätter, 38 x 60 mm (RU 4832-01)
2 Blätter, 50 x 65 mm (RU 4833-01)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Foldable frame, 240 x 300 mm (RU 4830-10)
2 Blades, 38 x 60 mm (RU 4832-01)
2 Blades, 50 x 65 mm (RU 4833-01)



Rahmen
Frame
240 x 300 mm
RU 4830-10

RU 4830-08

Bauchdeckenhalter komplett, bestehend aus:
1 Rahmen, zusammenlegbar, 240 x 300 mm (RU 4830-10)
2 Blätter, 38 x 60 mm (RU 4832-01)
2 Blätter, 50 x 65 mm (RU 4833-01)
2 Blätter, 45 x 80 mm (RU 4832-02)
2 Blätter, 60 x 85 mm (RU 4833-02)

Abdominal retractor complete, consisting of:
1 Foldable frame, 240 x 300 mm (RU 4830-10)
2 Blades, 38 x 60 mm (RU 4832-01)
2 Blades, 50 x 65 mm (RU 4833-01)
2 Blades, 45 x 80 mm (RU 4832-02)
2 Blades, 60 x 85 mm (RU 4833-02)



1:3

	Blätter Blades
38 x 60 mm	RU 4832-01
45 x 80 mm	RU 4832-02



1:3

	Blätter Blades
50 x 65 mm	RU 4833-01
60 x 85 mm	RU 4833-02

FRANZ





Bauchdeckenhalter
Abdominal retractor



1:3

DOYEN

48 x 90 mm	RU 4834-01
48 x 105 mm	RU 4834-02
48 x 120 mm	RU 4834-03
48 x 135 mm	RU 4834-04


Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors






	a	b	c
RU 7509-00	6 mm	7 mm	36 mm
RU 7510-00	18 mm	20 mm	80 mm

FINOCCHIETTO-BABY





	a	b	c
RU 7510-05	28 mm	32 mm	120 mm



FINOCCHIETTO

	a	b	c
RU 7512-01	36 mm	45 mm	140 mm
RU 7512-03	44 mm	65 mm	200 mm
RU 7512-04	44 mm	65 mm	250 mm
RU 7512-06	65 mm	65 mm	200 mm
RU 7512-07	65 mm	65 mm	250 mm
RU 7512-08	65 mm	65 mm	300 mm



FINOCCHIETTO-BURFORD


	c
RU 7513-01	200 mm
RU 7513-02	250 mm

Rippensperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer allein
- 1 Paar Valven (a x b) 40 x 67 mm (RU 7513-40)
- 1 Paar Valven (a x b) 80 x 67 mm (RU 7513-41)

Rib spreader complete, consisting of:


- 1 Spreader only*
- 1 pair of blades (a x b) 40 x 67 mm (RU 7513-40)*
- 1 pair of blades (a x b) 80 x 67 mm (RU 7513-41)*



a x b

40 x 67 mm



RU 7513-40



a x b


80 x 67 mm

RU 7513-41




HAIGHT

	a	b	c
RU 7516-00	30 mm	30 mm	115 mm



COOLEY-BABY

	a	b	c
RU 7518-01	15 mm	30 mm	100 mm
RU 7518-02	21 mm	45 mm	145 mm
RU 7518-03	32 mm	50 mm	190 mm




RU 7520-00 | 200 mm

Rippensperrer komplett, bestehend aus:


- 1 Sperrer allein (RU 7520-10)
- 1 Paar Valven (a x b) 60 x 60 mm (RU 7520-21)
- 1 Paar Valven (a x b) 50 x 80 mm (RU 7520-22)
- 1 Paar Valven (a x b) 40 x 100 mm (RU 7520-23)

Rib spreader complete, consisting of:

- 1 Spreader only (RU 7520-10)
- 1 pair of blades (a x b) 60 x 60 mm (RU 7520-21)
- 1 pair of blades (a x b) 50 x 80 mm (RU 7520-22)
- 1 pair of blades (a x b) 40 x 100 mm (RU 7520-23)



DE BAKEY



a x b
60 x 60 mm

RU 7520-21





a x b
50 x 80 mm

RU 7520-22



a x b
40 x 100 mm

RU 7520-23



DE BAKEY


RU 7521-00	c 150 mm
-------------------	--------------------

Rippensperrer komplett, bestehend aus:

- 1 Sperrer allein (RU 7521-10)
- 1 Paar Valven (a x b) 40 x 40 mm (RU 7521-22)
- 1 Paar Valven (a x b) 50 x 50 mm (RU 7521-23)

Rib spreader complete, consisting of:

- 1 Spreader only (RU 7521-10)*
- 1 pair of blades (a x b) 40 x 40 mm (RU 7521-22)*
- 1 pair of blades (a x b) 50 x 50 mm (RU 7521-23)*



a x b
40 x 40 mm

RU 7521-22



a x b
50 x 50 mm

RU 7521-23

Rippensperrer, Leichtmetall

Rib Spreaders, Light Weight






Rippensperrer aus Aluminium bieten folgenden Vorteil:

- Ermüdungsärmere Handhabung dank geringerem Gewicht – deutlich leichter als gleichartige Modelle aus Stahl.

Aluminium rib spreaders offers the following advantage:

- Less fatigue handling thanks to lower weight – significantly lighter than similar steel models.



COOLEY-BABY



	a	b	c
RU 7524-01	15 mm	15 mm	70 mm
RU 7524-02	15 mm	30 mm	100 mm
RU 7524-04	30 mm	50 mm	185 mm




CASTANEDA




	a	b	c
RU 7525-01	12 mm	32 mm	70 mm
RU 7525-02	15 mm	45 mm	75 mm

Rippensperrer, Leichtmetall


Rib Spreaders, Light Weight



MORSE



	a	b	c
RU 7526-11	20 mm	20 mm	165 mm
RU 7526-12	20 mm	30 mm	210 mm




FINOCCHIETTO-BABY-HAIGHT





	a	b	c
RU 7527-01	12 mm	15 mm	70 mm
RU 7527-02	27 mm	30 mm	95 mm

Rippensperrer, Leichtmetall

Rib Spreaders, Light Weight




FINOCCHIETTO



AL
Aluminium

	a	b	c
RU 7527-11	30 mm	45 mm	140 mm
RU 7527-12	40 mm	65 mm	175 mm
RU 7527-13	75 mm	65 mm	175 mm




BURFOTRD

AL
Aluminium


	c
RU 7528-00	135 mm

Rippensperrer komplett, bestehend aus:
 1 Sperrer allein
 1 Paar Valven (a x b) 48 x 42 mm
 1 Paar Valven (a x b) 34 x 42 mm

Rib spreader complete, consisting of:
 1 Spreader only
 1 pair of blades (a x b) 48 x 42 mm
 1 pair of blades (a x b) 34 x 42 mm



a x b
34 x 42 mm



a x b
48 x 42 mm



SELLORS

19 cm – 7½"


RU 7533-19



BAILEY

RU 7536-16 18,5 cm – 7¼"

RU 7536-20 20 cm – 8"



BAILEY-GIBBON

16 cm – 6¼"

RU 7537-16

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps




5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



6 TS

7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage




Trokare, Saug- und Spülinstrumente
Sonden, Watteträger
*Trocars, Suction and Irrigation Instruments
Probes, Cotton Applicators*


Trokare, Saug- und Spülinstrumente,
Sonden, Watteträger
Trocars, Suction and Irrigation Instruments,
Probes, Cotton Applicators



Trokare	<i>Trocars</i>	TS 3 - 4
Kanülen	<i>Cannulas</i>	TS 5 - 8
Saug-Raspatorien, Saug-Dissektoren	<i>Suction Raspatories, Suction Dissectors</i>	TS 9
Mikro-Saugkanülen	<i>Micro Suction Tubes</i>	TS 10
Katheterzangen	<i>Catheter Forceps</i>	TS 11
Führungsnadeln	<i>Guide Needles</i>	TS 12
Sonden	<i>Probes</i>	TS 13 - 16
Tränenkanaldilatoren	<i>Tear duct dilators</i>	TS 17
Watteträger	<i>Cotton Applicators</i>	TS 18 - 19



Trokar-Set komplett, bestehend aus: <i>Trocar set complete, consisting of:</i>	RU 5212-04
1 Griff, flach <i>1 Handle, flat</i>	
1 Trokar Ø 1,7 mm <i>1 Trocar Ø 1.7 mm</i>	
1 Trokar Ø 3 mm <i>1 Trocar Ø 3 mm</i>	
1 Trokar Ø 4,5 mm <i>1 Trocar Ø 4.5 mm</i>	
1 Trokar Ø 6 mm <i>1 Trocar Ø 6 mm</i>	



mit Luer-Lock Ansatz
with Luer-Lock hub

16 cm – 6¼"

RU 5220-16

LANDAU



Ø mm	15 cm – 6"
6,5	RU 5250-65


OCHSNER

Ø 10 mm mit zentraler Bohrung Ø 2 mm
Ø 10 mm with central hole Ø 2 mm



Ø 5 mm





isoliert
insulated



mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and stylet

LUER-Bohrung
LUER hub

		Arbeitslänge Working length
Ø mm	Charr./Fr.	90 mm – 3½"
4	12	RU 6421-34


FERGUSSON



**FRAZIER
(FERGUSSON)**

		Arbeitslänge Working length		
Ø mm	Charr./Fr.	90 mm – 3½"	110 mm – 4¼"	130 mm – 5"
1,5	5	RU 6420-05	RU 6420-16	RU 6420-25
2	6	RU 6420-06	RU 6420-17	RU 6420-26
2,3	7	RU 6420-07	RU 6420-18	RU 6420-27
2,5	8	RU 6420-08	RU 6420-19	RU 6420-28
3	9	RU 6420-09	RU 6420-20	RU 6420-29
3,3	10	RU 6420-10	RU 6420-21	RU 6420-30
3,5	11	RU 6420-11	RU 6420-22	RU 6420-31
4	12	RU 6420-12	RU 6420-23	RU 6420-32
5	15	RU 6420-15	RU 6420-24	RU 6420-33

		Arbeitslänge Working length	
Ø mm	Charr./Fr.	150 mm – 6"	190 mm – 7½"
1,5	5	RU 6420-34	RU 6420-43
2	6	RU 6420-35	RU 6420-44
2,3	7	RU 6420-36	RU 6420-45
2,5	8	RU 6420-37	RU 6420-46
3	9	RU 6420-38	RU 6420-47
3,3	10	RU 6420-39	RU 6420-48
3,5	11	RU 6420-40	RU 6420-49
4	12	RU 6420-41	RU 6420-50
5	15	RU 6420-42	RU 6420-51



Abstandsmarkierungen bei 5 - 9 cm
Calibrations marked at 5 - 9 cm




mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and stylet

LUER-Bohrung
LUER hub

		Arbeitslänge Working length
Ø mm	Charr./Fr.	100 mm – 4"
2	6	RU 6420-76
2,5	8	RU 6420-78
3,3	10	RU 6420-80
4	12	RU 6420-82
5	15	RU 6420-85

FRAZIER




mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and stylet

LUER-Bohrung
LUER hub

		Arbeitslänge Working length
Ø mm	Charr./Fr.	145 mm – 5 3/4"
4	12	RU 6426-21

ADSON



125 mm – 5"

mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and styler

Ø mm	Charr./Fr.	Arbeitslänge <i>Working length</i>
1,5	5	RU 6427-01
2,3	7	RU 6427-02
3	9	RU 6427-03
4	12	RU 6427-04

MC CULLOCH




mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and styler

Ø mm	Charr./Fr.	Arbeitslänge <i>Working length</i>
1	3	RU 7845-03
1,5	5	RU 7845-05
2,3	7	RU 7845-07

Olive
Olive
Ø 8 mm

BARON



Nadelsauger
Suction needle


mit Saugunterbrecher
with cut-off

Ø mm	Gauges	Arbeitslänge <i>Working length</i>
0,9	20	RU 7845-20
0,7	22	RU 7845-22
0,5	24	RU 7845-24

Olive
Olive
Ø 8 mm

SCHUKNECHT

Saug-Raspatorien, Saug-Dissektoren Suction Raspatories, Suction Dissectors






120 mm - 4"

mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and stylet

LUER-Bohrung
LUER hub

Ø mm	Charr./Fr.	Arbeitslänge <i>Working length</i>
2,3	7	120 mm - 4"
3	9	RU 6424-21
3,5	11	RU 6424-22

FRAZIER




140 mm - 5 1/2"

mit Saugunterbrecher und Mandrel
with cut-off and stylet

LUER-Bohrung
LUER hub



Ø mm	Gauges	Arbeitslänge <i>Working length</i>
1,22	18	140 mm - 5 1/2"
		RU 6424-41


PRIBRAM



MAGILL

		
für Kleinkinder <i>for infants</i>	für Kinder <i>for children</i>	für Erwachsene <i>for adults</i>
15 cm – 6"	20 cm – 8"	25 cm – 10"
RU 5295-15	RU 5295-20	RU 5295-25





Doppelknopfsonden
Double-ended Probes

	Ø 1 mm	Ø 1,5 mm	Ø 2 mm
11,5 cm – 4½"	RU 4900-11	RU 4901-11	RU 4902-11
13 cm – 5"	RU 4900-13	RU 4901-13	RU 4902-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4900-14	RU 4901-14	RU 4902-14
16 cm – 6¼"	RU 4900-16	RU 4901-16	RU 4902-16
18 cm – 7"	RU 4900-18	RU 4901-18	RU 4902-18
20 cm – 8"	RU 4900-20	RU 4901-20	RU 4902-20
25 cm – 10"	RU 4900-25	RU 4901-25	RU 4902-25



Öhrsonden
Probes with eye

11,5 cm – 4½"	RU 4906-11
13 cm – 5"	RU 4906-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4906-14
16 cm – 6¼"	RU 4906-16
18 cm – 7"	RU 4906-18
20 cm – 8"	RU 4906-20



Sonden
Probes

14 cm – 5½"	RU 4907-13
18 cm – 7"	RU 4907-18

WATSON-CHEYNE



Sonden
Probes

14,5 cm – 5¾"	RU 4908-14
18 cm – 7"	RU 4908-18

FISH



	Hohlsonden <i>Directors</i>
11,5 cm – 4½"	RU 4910-11
13 cm – 5"	RU 4910-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4910-14
16 cm – 6¼"	RU 4910-16
18 cm – 7"	RU 4910-18
20 cm – 8"	RU 4910-20



DOYEN



Sonde, gebogen
Probe, curved

14,5 cm – 5¾"
RU 4911-14



	Hohlsonden <i>Directors</i>
13 cm – 5"	RU 4912-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4912-14
16 cm – 6¼"	RU 4912-16
18 cm – 7"	RU 4912-18








Sonde
Probe

14,5 cm – 5¾"
RU 4913-14




	Myrtenblattsonden <i>Myrtle leaf probes</i>
13 cm – 5"	RU 4914-13
14,5 cm – 5¾"	RU 4914-14
16 cm – 6¼"	RU 4914-16
20 cm – 8"	RU 4914-20





Fistelsonde
Fistula probe


LOCKART-MUMMARY




gerade
straight



gebogen 45°
curved 45°



stark gebogen 90°
strongly curved 90°



retrograd gebogen
retrograde curved

17 cm – 6¾"

Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
RU 4925-01	RU 4925-02	RU 4925-03	RU 4925-04




WILDER

9,5 cm / 3³/₄"
11 cm / 4¹/₄"

RU 9630-11
RU 9630-01




RU 9630-12
RU 9630-02




RU 9630-13
RU 9630-03



CASTROVIEJO

13,5 cm / 5¹/₄"
RU 9632-12





Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



Wundverschluss
Wound closure

8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS


Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



7
WO



Nadelhalter-Profil	<i>Needle Holder Tread</i>	WO 3 - 4
Mikro-Nadelhalter	<i>Micro Needle Holders</i>	WO 5 - 11
Nadelhalter	<i>Needle Holders</i>	WO 12 - 35
Führungsnadeln	<i>Guiding Needles</i>	WO 36
Unterbindungsnadeln	<i>Ligature Needles</i>	WO 37 - 41
Reverdin Nadeln	<i>Reverdin Needles</i>	WO 42
Führungs-Hohlsonden	<i>Guiding Probes</i>	WO 43 - 46
Wundklammern	<i>Suture Clips</i>	WO 47
Klammeranlegepinzetten	<i>Clip Applying Forceps</i>	WO 48
Gipsverband-Instrumente	<i>Plaster Cast Instruments</i>	WO 49 - 54



RUDOLF Medical TC Nadelhalter mit diamant-geschliffenem Profil

Für die RUDOLF Medical Nadelhalter werden nur Nadelhalterplatten mit diamant-geschliffenem Pyramidenprofil verwendet.

RUDOLF Medical TC Nadelhalter entsprechen höchsten Ansprüchen:

- präzise Ausführung und hervorragende Qualität
- optimale Abstimmung des Nadelhalters und der TC-Einlage auf den Verwendungszweck
- grazile Nadelhalter für feinste Arbeiten,
- stabile Nadelhalter für größere Nadeln.
- sichere und präzise Sperre, abgestimmt auf die Gesamtstärke des Nadelhalters.

Nur ein diamant-geschliffenes Nadelhalterprofil garantiert:

- die hohe Präzision der eingeschliffenen Pyramidenstruktur
- das homogene, tiefgeschliffene Profil der TC-Platten
- den sicheren Halt der Nadel oder des Nahtmaterials.
- hohe Profil-Formbeständigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit.



RUDOLF Medical TC Needle Holders with diamond-cut tread


For the TC needle holders RUDOLF Medical uses only diamond-cut TC inserts with pyramidal tread.

RUDOLF Medical TC Needle Holders meet the highest requirements:

- precise design and excellent quality
- optimal matching of the needle holder and the TC inserts to the application purpose
- slim needle holders for delicate applications,
- solid needle holders for larger needles
- firm and precise ratchet corresponding to the design of the needle holder.


Only a diamond-cut needle holder tread guarantees:

- a high precision of the pyramidal structure of the tread
- homogeneous and deep tread of the TC inserts
- firm holding of the needle or of the suturing material
- high deformation resistance, hardness and wear resistance even of the most delicate tread.




0,5 mm
für Nadeln und Nahtmaterial
bis Stärke 3/0

2500 tpsi (teeth per square inch)
for needles and suturing material
with a thickness of up to 3/0




0,4 mm
für feine Nadeln und Nahtmaterial,
Stärke 4/0 – 6/0

3600 tpsi (teeth per square inch)
for delicate needles and suturing
material with a thickness of up to 4/0 - 6/0



0,3 mm
für feine Nadeln und Nahtmaterial
bis Stärke 8/0

7000 tpsi (teeth per square inch)
for delicate needles and suturing
material with a thickness of up to 8/0




0,2 mm
für feinste Nadeln und Nahtmaterial,
Stärke 6/0 – 10/0

14400 tpsi (teeth per square inch)
for delicate needles and suturing
material, thickness 6/0 – 10/0



Glatt,
für extrem feines Nahtmaterial,
Stärke 6/0 – 11/0

Smooth,
for extremely delicate suturing material,
thickness 6/0 – 11/0




gerade
straight




gebogen
curved

	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
15 cm – 6"	RU 5852-15	RU 5850-15	RU 5853-15	RU 5851-15



gerade
straight




gebogen
curved

	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet
18 cm – 7"	RU 5852-18	RU 5850-18	RU 5853-18



JACOBSON




gerade
straight

	mit Sperre with ratchet
18 cm – 7"	RU 5854-36
21 cm – 8¼"	RU 5854-46



JACOBSON


Körnung 0,4 mm
Grit 3600 tpsi



gerade
straight




	Type Type	mit Sperre with ratchet
18 cm – 7"	TC	RU 5930-32
20 cm – 8"	TC	RU 5930-42
22,5 cm – 8¾"	TC	RU 5930-52




gerade
straight


	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
12 cm – 4¾"	RU 5864-12	RU 5860-12	RU 5865-12	RU 5861-12
14,5 cm – 5¾"	RU 5864-15	RU 5860-15	RU 5865-15	RU 5861-15
18 cm – 7"	RU 5864-18	RU 5860-18	RU 5865-18	RU 5861-18
21 cm – 8¼"	RU 5864-21	–	–	–
23 cm – 9"	RU 5864-23	RU 5860-23	–	–



gebogen
curved



TI Titanium	Typ Type	ohne Sperre without ratchet		ohne Sperre without ratchet
14,5 cm – 5¾"	TI	–	RU 5862-15T	–
18 cm – 7"	TI	RU 5862-34T	RU 5862-35T	RU 5862-39T
21 cm – 8¼"	TI	RU 5862-44T	–	–



Instrumente aus Titan bieten folgende Vorteile:

- Ermüdungsärmere Handhabung dank geringerem Gewicht - deutlich leichter als gleichartige Modelle aus Stahl.
- Antimagnetisch – Operationen unter dem Magnetfeld (MR) möglich.
- Langlebiger – Material ist widerstandsfähiger gegenüber chemischen Einflüssen

Erkennungsmerkmal:

- Blau anodisierte Oberfläche

Titanium instruments offer the following advantages:


- Less fatigue handling thanks to lower weight - significantly lighter than similar steel models.
- Antimagnetic - operations under the magnetic field (MR) possible.
- More durable - material is more resistant to chemical influences.

Identifying feature:

- Blue anodized surface



CASTROVIEJO



Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi

	Typ Type	mit Sperre with ratchet		mit Sperre with ratchet	
		Körnung Grit	Körnung Grit	glatt smooth	glatt smooth
14 cm – 5½"	TC	RU 5931-12	RU 5931-13	RU 5931-16	–
18 cm – 7"	TC	RU 5931-32	RU 5931-33	RU 5931-36	RU 5931-37
21 cm – 8¼"	TC	RU 5931-42	RU 5931-43	–	–



CASTROVIEJO/BARRAQUER



Körnung 0,2 mm
Grit 14400 tpsi


	Typ Type	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
14,5 cm – 5¾"	TC	RU 5866-12	RU 5866-14	RU 5866-13	RU 5866-15
18 cm – 7"	TC	RU 5866-32	RU 5866-34	RU 5866-33	RU 5866-35
21 cm – 8¼"	TC	RU 5866-42	RU 5866-44	RU 5866-43	RU 5866-45

Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi

	Typ Type	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet
23 cm – 9"	TC	RU 5866-52	RU 5866-54	RU 5866-53



CASTROVIEJO



gerade
straight




gebogen
curved


	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
14 cm – 5½"	RU 5952-14	RU 5950-14	RU 5953-14	RU 5951-14



CASTROVIEJO



gerade
straight




gebogen
curved


	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
9 cm – 3½"	RU 5958-09	RU 5956-09	RU 5959-09	RU 5957-09



CASTROVIEJO



gerade
straight



gebogen
curved

	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
14 cm – 5½"	RU 5958-14	RU 5956-14	RU 5959-14	RU 5957-14




BARRAQUER-TROUTMAN



	mit Sperre <i>with ratchet</i>	ohne Sperre <i>without ratchet</i>
10 cm – 4"	RU 5977-10	RU 5975-10




BARRAQUER







	Typ <i>Type</i>	mit Sperre <i>with ratchet</i>	ohne Sperre <i>without ratchet</i>	
11,5 cm – 4½"		RU 5973-17	RU 5970-11	RU 5971-11



BARRAQUER




	Typ <i>Type</i>	mit Sperre <i>with ratchet</i>	ohne Sperre <i>without ratchet</i>	
12 cm – 4¾"		RU 5973-12	RU 5970-12	RU 5971-12






HALSEY




WEBSTER




DERF




DERF



HEGAR-BAUMGARTNER




BROWN





NEW ORLEANS




gekerbt
slotted

18 cm – 7"

RU 5929-18



MAYO-HEGAR



gekerbt
slotted

gerade
straight

14 cm – 5½"	RU 6000-14
16 cm – 6¼"	RU 6000-16
18 cm – 7"	RU 6000-18
20 cm – 8"	RU 6000-20
24 cm – 9½"	RU 6000-24
26 cm – 10¼"	RU 6000-26
30 cm – 11¾"	RU 6000-30




3 mm
gekerbt
slotted

gebogen
curved

16 cm – 6¼" **RU 6001-16**




HEANEY



gebogen
curved


21 cm – 8¼"

RU 6002-21




MAYO-HEGAR

schlankes Modell
delicate pattern



gekerbt
slotted

16 cm – 6¼"	RU 6003-16
18 cm – 7"	RU 6003-18
20 cm – 8"	RU 6003-20



gekerbt
slotted



kreuzgerieft
cross serrated

16 cm – 6¼"	RU 6004-16	–
18 cm – 7"	RU 6004-18	–
20 cm – 8"	RU 6004-20	RU 6004-21



gekerbt
slotted

17 cm – 6¾"
RU 6005-17



gekerbt
slotted


18,5 cm – 7¼"	RU 6006-18
26 cm – 10¼"	RU 6006-26

SAROT



FINOCCHIETTO

1:3




3 mm

gekerbt
slotted

27 cm – 10½"

RU 6007-27



MASSON

1:3




3,5 mm

gekerbt
slotted

26,5 cm – 10½"

RU 6008-27



JAMESON

1:3



2,5 mm

23,5 cm – 9¼"

RU 6009-23



WANGENSTEEN

1:3




3,5 mm

27 cm – 10½"

RU 6010-27



CRILE-WOOD




gekerbt
slotted

15 cm – 6"

RU 6012-15



CRILE-MURRAY




15 cm – 6"

RU 6014-15



ADSON




gefenstert
fenestrated

18 cm – 7"

RU 6016-18



SENNING




gekerbt
slotted

17 cm – 6¾"

RU 6017-17



BABY-OLSEN-HEGAR



kreuzgerieft
cross serrated


glatt
smooth

11 cm – 4 1/4"

RU 6029-11	RU 6029-31
-------------------	-------------------




BABY-OLSEN-HEGAR



Typ / Type	11,5 cm – 4 1/2"
TC	RU 6079-11



OLSEN-HEGAR



gekerbt
slotted

14 cm – 5 1/2"	RU 6030-14
18 cm – 7"	RU 6030-18



OLSEN-HEGAR




kreuzgerieft
cross serrated

17 cm – 6¾"

RU 6030-17



OLSEN-HEGAR



gerade, gekerbt
straight, slotted



14 cm – 5½"

RU 6031-14



OLSEN-HEGAR



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi



Typ / Type	14 cm – 5½"	17 cm – 6¾"	18,5 cm – 7¼"
TC	RU 6080-14	RU 6080-17	RU 6080-18



GILLIES



16 cm – 6¼"

RU 6032-16



GILLIES SLIM



gefenstert
fenestrated

15 cm – 6"

RU 6033-14



GILLIES SLIM

Körnung 0,4 mm
Grit 3600 tpsi



Typ / Type

15,5 cm – 6"

TC

RU 6081-14



GILLIES



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi



2,5 mm



2,5 mm

Linkshänder
Left-handed

Typ / Type	16 cm – 6¼"	
TC	RU 6081-16	RU 6081-16L



PAR

Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi



2 mm



2 mm

Typ / Type	11,5 cm – 4½"	13,5 cm – 5¼"
TC	RU 6044-01	RU 6044-03






NEIVERT

Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi



2 mm


Typ / Type	13 cm – 5"
TC	RU 6044-13





Nadelhalter


Needle Holders



 	
Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 6048-18




 	
Typ / Type	
TC	20 cm – 8" RU 6049-20
TC	24 cm – 9½" RU 6049-24
TC	26 cm – 10¼" RU 6049-26



			
	2,5 mm	3 mm	2,5 mm
Typ / Type	16 cm – 6¼"	18 cm – 7"	20 cm – 8"
TC	RU 6050-16	RU 6050-18	RU 6050-20

			
	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Typ / Type	24 cm – 9½"	26 cm – 10¼"	30 cm – 11¾"
TC	RU 6050-24	RU 6050-26	RU 6050-30



			
	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Typ / Type	20 cm – 8"	24 cm – 9½"	26 cm – 10¼"
TC	RU 6051-20	RU 6051-24	RU 6051-26


Nadelhalter

Needle Holders




Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi

HEGAR-BAUMGARTNER





Typ / Type	14 cm – 5½"
TC	RU 6052-14



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi

kräftiges Modell
heavy pattern

MAYO-HEGAR



Typ / Type	20 cm – 8"	24 cm – 9½"
TC	RU 6053-20	RU 6053-24




				
Typ / Type	16 cm – 6¼"	18 cm – 7"	20 cm – 8"	21 cm – 8¼"
TC	RU 6054-40	RU 6054-18	RU 6054-20	RU 6054-41

			
Typ / Type	23 cm – 9"	26,5 cm – 10½"	30,5 cm – 12"
TC	RU 6054-23	RU 6054-26	RU 6054-31




	Typ / Type	18 cm – 7"
TC		RU 6054-68

				
	Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"	26,5 cm – 10½"
TC	RU 6054-70	RU 6054-73	RU 6054-76	RU 6054-81



BABY-CRILE-WOOD

Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi




15 cm – 6"

RU 6055-01



CRILE-WOOD

Körnung 0,4 mm
Grit 3600 tpsi



Linkshänder
Left-handed

Typ / Type	15 cm – 6"	
TC	RU 6055-15	RU 6055-15L



Typ / Type	15 cm – 6"
TC	RU 6055-35



Körnung 0,4 mm
Grit 3600 tpsi

TC Hard Metal  2 mm	
Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 6055-18

TC Hard Metal  2 mm  2 mm  2 mm  2 mm				
Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"	26 cm – 10¼"	31 cm – 12¼"
TC	RU 6055-20	RU 6055-23	RU 6055-26	RU 6055-31

CRILE-WOOD




Körnung 0,3 mm
Grit 7000 tpsi

TC Hard Metal  2 mm	
Typ / Type	20 cm – 8"
TC	RU 6055-50


JULIAN



HALSEY




Typ / Type	13 cm – 5"
TC	RU 6056-13



Typ / Type	13 cm – 5"
TC	RU 6056-33




CONVERSE



Typ / Type	12,5 cm – 5"
TC	RU 6057-12




KILNER



Typ / Type	13,5 cm – 5¼"
TC	RU 6058-13



HEGAR-VASCULAR



Typ / Type	gerade straight
14 cm – 5½"	TC RU 6059-39
18 cm – 7"	TC RU 6059-40
20 cm – 8"	TC RU 6059-41
23 cm – 9"	TC RU 6059-42



Typ / Type	14 cm – 5½"	18 cm – 7"	20 cm – 8"	22 cm – 8¾"
TC	RU 6059-29	RU 6059-30	RU 6059-31	RU 6059-32



Typ / Type	13 cm – 5"	15 cm – 6"
TC	RU 6059-13	RU 6059-16

Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 6059-18

Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"	25 cm – 10"
TC	RU 6059-20	RU 6059-23	RU 6059-26



MICRO-RYDER


	 1,5 mm		
	 1,5 mm		
 1,5 mm			
Typ / Type	13 cm – 5"	15 cm – 6"	18 cm – 7"
TC	RU 6059-63	RU 6059-65	RU 6059-68



			
	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Typ / Type	20 cm – 8"	23 cm – 9"	26 cm – 10¼"
TC	RU 6059-70	RU 6059-73	RU 6059-76



RUDOLF (SWEDISH PATTERN)




	 1 mm		
	 1 mm		
 1 mm			
Typ / Type	15 cm – 6"	17 cm – 6¾"	20 cm – 8"
TC	RU 6060-01	RU 6060-02	RU 6060-03



		
	3 mm	3 mm
Typ / Type	18 cm – 7"	26 cm – 10¼"
TC	RU 6060-18	RU 6060-26




	
	3 mm
Typ / Type	23 cm – 9"
TC	RU 6061-23





MATHIEU






kreuzgerieft
cross serrated

14 cm – 5½"	RU 6040-14
17 cm – 6¾"	RU 6040-17
20 cm – 8"	RU 6040-20



MATHIEU

Körnung 0,4 mm
Grit 3600 tpsi



Typ / Type	14 cm – 5½"	17 cm – 6¾"	20 cm – 8"
TC	RU 6065-14	RU 6065-17	RU 6065-20



TC Hard Metal		
	3 mm	3 mm
Typ / Type	17 cm – 6¾"	20 cm – 8"
TC	RU 6066-17	RU 6066-20




TC Hard Metal			
	2 mm	2 mm	2,5 mm
Typ / Type	14 cm – 5½"	17 cm – 6¾"	20 cm – 8"
TC	RU 6070-14	RU 6070-17	RU 6070-20





Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi





schweres Modell,
mit Innensperre
*heavy pattern,
with special ratchet*



Typ / Type	20 cm – 8"
TC	RU 6072-20


MATHIEU





rechts
right

links
left



rechts, stumpf, klein
right, blunt, small

links, stumpf, klein
left, blunt, small

22,5 cm – 8¾"

RU 6105-01

RU 6105-02


DESCHAMPS

rechts
right

links
left



DESCHAMPS



rechts, stumpf links, stumpf
right, blunt left, blunt

21 cm – 8¼"


RU 6110-21

RU 6112-21




links = für die linke Hand
left = for left hand

rechts = für die rechte Hand
right = for right hand



DESCHAMPS




rechts, stumpf links, stumpf
right, blunt left, blunt

24 cm – 9½"

RU 6110-24	RU 6112-24
-------------------	-------------------



DESCHAMPS



rechts, stumpf
right, blunt



links, stumpf
left, blunt


28 cm – 11"

RU 6110-28	RU 6112-28
-------------------	-------------------



links = für die linke Hand rechts = für die rechte Hand
left = for left hand right = for right hand





21 cm - 8 1/4"


RU 6123-20



18,5 cm - 7 1/4"


RU 6124-19

COOPER



14,5 cm – 5¾"
RU 6126-02

REVERDIN



19,5 cm – 7¾"

RU 6127-01	RU 6127-02	RU 6127-03	RU 6127-04
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REVERDIN



REVERDIN




Fig. 1




Fig. 2

22,5 cm – 8¾"

RU 6128-01	RU 6128-02
-------------------	-------------------




Fig. 3



Fig. 4

22,5 cm – 8¾"

RU 6128-03	RU 6128-04
-------------------	-------------------



PAYR



gebogen
curved

19,5 cm – 7¾"

RU 6131-19



PAYR




gerade
straight

22 cm – 8¾"

RU 6130-22



PAYR



gebogen
curved

22 cm – 8¾"

RU 6131-22



Fig. 3

RU 6133-03



Fig. 4

30 cm – 11¾"

RU 6133-04



Aus Kunststoff-Hartgewebe
sterilisierbar im Autoklav

*Of plastic material,
can be sterilised in an
autoclave*



BRUNNER

18 cm – 7"

RU 6136-18



19 cm – 7½"

RU 6139-19

SCHMIEDEN-PAYR



19,5 cm – 7¾"

RU 6141-19


KÖNIG



19,5 cm – 7¾"

RU 6142-19

KÖNIG






Klammeranlege- und
Entfernungszange
*Clip applying and
removing forceps*

12 cm – 4¾"

RU 6150-12

MICHEL




Klammeranlege- und
Entfernungszange
*Clip applying and
removing forceps*

12,5 cm – 5"

RU 6151-12

MICHEL




Klammeranlege- und
Entfernungszange
*Clip applying and
removing forceps*

13 cm – 5"

RU 6152-13

COLLIN



14 cm – 5½"

RU 6153-14

RICHTER-HEATH



12 cm – 4¾"

RU 6164-12

MICHEL



12,5 cm – 5"

RU 6168-12

HEGENBARTH



Gipsmesser
Plaster knives

20 cm – 8"

RU 6210-20

HOPKINS



Gipsmesser
Plaster knives

18 cm – 7"

RU 6212-18

ESMARCH



Gipsmesser
Plaster knives

18,5 cm – 7¼"

RU 6214-18

REINER



Gipssäge
Plaster saw

15 cm – 6"

RU 6225-14

ENGEL



Gipsspreizer
Plaster spreader

28 cm – 11"

RU 6230-28

HENNING

1:3



Gipsspreizer
Plaster spreader

23 cm – 9"

RU 6234-23

1:3

**MODELL USA
USA PATTERN**



Gipsabreißzange
Plaster breaker

18 cm – 7"

RU 6240-18

24 cm – 9½"

RU 6240-24

WOLFF



Gipsschere
Plaster shears

Messer mit verstärktem Rücken
Blade with reinforced back

23 cm – 9"

RU 2840-23

26 cm – 10¼"

RU 2840-26

37 cm – 14½"

RU 2840-37

1:3

STILLE

Gipsverband-Instrumente Plaster cast instruments



Gipssägen mit oszillierenden Sägeblättern
Plaster saws with oscillating saw blades



Inklusive:
1 Sägeblatt (RU 6220-83)
1 Sägeblatt (RU 6220-85)
2 Gabelschlüssel 11 mm (RZ6220-02)

Inclusive:
1 Saw blade (RU 6220-83)
1 Saw blade (RU 6220-85)
2 Open-end wrench 11 mm (RZ6220-02)

STANDARD

RU 6220-20




Inklusive:
1 Sägeblatt (RU 6220-84)
1 Sägeblatt (RU 6220-85)
2 Gabelschlüssel 11 mm (RZ6220-02)

Inclusive:
1 Saw blade (RU 6220-84)
1 Saw blade (RU 6220-85)
2 Open-end wrench 11 mm (RZ6220-02)

ECO

RU 6220-24

Sägeblätter, aus Edelstahl, autoklavierbar:
Saw blades, stainless steel, autoclavable:



Rundsägeblatt
Round saw blade

	Gips Plaster	Synthetik Syntetic
Ø 50 mm	RU 6220-82	RU 6220-83
Ø 65 mm	RU 6220-84	RU 6220-85

Zubehör
Accessories

RU 6220-31 Koffer für oszillierende Gipssäge (RU 6220-20 STANDARD)
Case for oscillating plaster saw (RU 6220-20 STANDARD)

RZ6220-02 Gabelschlüssel 11 mm
Open-end wrench 11 mm

RZ6220-71 Steckschlüssel mit T-Griff, 11 mm
Pin-type socket wrench with T-handle, 11 mm



Staubsauger und Zubehör für Gipssäge STANDARD siehe Seiten WO52-WO54
Vacuum cleaner and accessories for plaster saw STANDARD see pages WO52-WO54



RU 6220-51	Set, bestehend aus: Set, consisting of:
RU 6220-20	1 Gipssäge STANDARD, oszillierend 1 Plaster saw STANDARD, oscillating
RU 6220-83	1 Sägeblatt 1 Saw blade
RU 6220-85	1 Sägeblatt 1 Saw blade
RZ6220-73	1 Adapterkabel , zur Verbindung von Gipssäge und Staubsauger 1 Adaptercable, for connecting the plaster saw and vacuum cleaner
RU 6220-60	1 Staubsauger, mit Vlies-Filtertüte und Eco-Vlies Filter 1 Vacuum cleaner, with fleece filter bag and eco fleece filter
RZ6220-62	1 Schlauch, flexibel 1 Tube, flexible
RZ6220-70	1 Schlauchhalter 1 Hose holder
RZ6220-68	1 Absaugglocke 1 Dust removal unit
RZ6220-02	2 Gabelschlüssel 11 mm 2 Open-end wrench 11 mm
RZ6220-06	1 Torxschlüssel mit T-Griff, ohne Abbildung 1 Torx-wrench with T-Handle, not illustrated
RZ6220-71	1 Steckschlüssel mit T-Griff, 11 mm, ohne Abbildung 1 Pin type socket wrench with T-handle, 11 mm, not illustrated
	*Empfohlenes Zubehör, optional: *Recommended accessories, optional:
RZ6220-69	Aufhängung mit Griff, höhenverstellbar Hanging kit with handle, height adjustable
RZ6220-72	Magnetische Ablage, für Sägeblätter und Werkzeug Magnetic placement, for saw blades and tools
RZ6220-10	Spezialfett für Montage, Tube 8 Gramm, ohne Abbildung Tube with special grease for assembly, 8 gram, not illustrated



RU 6220-60

Staubsauger allein, für oszillierende Gipssäge STANDARD, mit Eco-Vlies Filter und Vlies Filtertüte (RU 6220-20), ohne Zubehör
Vacuum cleaner only, for oscillating saw STANDARD (RU 6220-20), with eco-fleece filter and fleece filter bag, without accessories



Gipssäge STANDARD und Sägeblätter siehe Seite WO51
Plaster saw STANDARD and saw blades see page WO51





RZ6220-61	Nachrüstset für oszillierende Gipssäge STANDARD (RU 6220-20), bestehend aus: Upgrade set for oscillating saw STANDARD (RU 6220-20), consisting of:
RU 6220-60	1 Staubsauger, mit Vlies-Filtertüte und Eco-Vlies Filter 1 Vacuum cleaner, with fleece filter bag and eco fleece filter
RZ6220-62	1 Schlauch, flexibel 1 Tube, flexible
RZ6220-73	1 Adapterkabel , zur Verbindung von Gipssäge und Staubsauger 1 Adaptercable, for connecting the plaster saw and vacuum cleaner
RZ6220-70	1 Schlauchhalter 1 Hose holder
RZ6220-68	1 Absaugglocke 1 Dust removal unit
RZ6220-06	1 Torxschlüssel mit T-Griff, ohne Abbildung 1 Torx-wrench with T-Handle, not illustrated
RZ6220-71	1 Steckschlüssel mit T-Griff, 11 mm, ohne Abbildung 1 Pin type socket wrench with T-handle, 11 mm, not illustrated
	*Empfohlenes Zubehör, optional: *Recommended accessories, optional:
RZ6220-69	Aufhängung mit Griff, höhenverstellbar Hanging kit with handle, height adjustable
RZ6220-72	Magnetische Ablage, für Sägeblätter und Werkzeug Magnetic placement, for saw blades and tools
RZ6220-10	Spezialfett für Montage, Tube 8 Gramm, ohne Abbildung Tube with special grease for assembly, 8 gram, not illustrated



Gipssäge STANDARD und Sägeblätter siehe Seite WO51
Plaster saw STANDARD and saw blades see page WO51

Zubehör / Ersatzteile
Accessories / Spare parts

RZ6220-14	Vlies-Filtertüte, Packung mit 5 Stück <i>Fleece filter bag, package of 5 pcs.</i>	 
RZ6220-63	Papier-Filtertüte, Packung mit 10 Stück <i>Paper filter bag, package of 10 pcs</i>	
RZ6220-64	Nass-Filtertüte, Packung mit 5 Stück <i>Wet filter bag, package of 5 pcs</i>	
RZ6220-11	Fixierring mit Mitnehmer, für Gipssäge RU 6220-20 <i>Fixing ring with driver, for plaster saw RU 6220-20</i>	
RZ6220-12	Eco-Vlies-Filter, Packung mit 3 Stück <i>Eco fleece filter, package of 3 pcs.</i>	
RZ6220-13	Eco-Vlies-Filter HEPA <i>Eco fleece filter HEPA</i>	
RZ6220-15	Motorschutzfilter <i>Motor protection filter</i>	
RZ6220-65	ECO flat pleated filter <i>ECO flat pleated filter</i>	
RZ6220-66	ECO flat pleated filter HEPA <i>ECO flat pleated filter HEPA</i>	
RZ6220-62	Schlauch, flexibel, 2 m <i>Hose, flexible, 2 m</i>	
RZ6220-70	Schlauchhalter <i>Hose holder</i>	
RZ6220-73	Adapterkabel (zur Verbindung von Gipssäge und Staubsauger) <i>Adapter cable (for connecting plaster saw and Hoover)</i>	
RZ6220-71	Steckschlüssel mit T-Griff, 11 mm <i>Socket spanner with T-handle, 11 mm</i>	
RZ6220-06	1 Torxschlüssel mit T-Griff <i>1 Torx-wrench with T-Handle</i>	
RZ6220-10	Spezialfett, Tube 8 Gramm <i>Special grease, tube 8 gram</i>	
RZ6220-02	Gabelschlüssel, 11 mm <i>Open-end spanner, 11 mm</i>	
RZ6220-69	Aufhängung mit Griff, höhenverstellbar (für Staubsauger REF: RU 6220-60, zur Aufnahme der oszillierenden Gipssäge REF: 6220-20) <i>Suspension with handle, height adjustable (for Hoover REF: RU 6220-60, to hold the oscillating plaster saw REF: 6220-20)</i>	
RZ6220-72	Magnetische Ablage, für Sägeblätter und Werkzeug (Anbringung an Aufhängung RZ6220-69) <i>Magnetic shelf, for saw blades and tools (Attachment to suspension RZ6220-69)</i>	
RZ6220-68	Absaugglocke <i>Dust removal unit</i>	

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*




7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



8

AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology

Darm- und Gewebefasszangen	<i>Intestinal and Tissue Grasping Forceps</i>	AS 3 - 8
Darmklemmen	<i>Intestinal Clamps</i>	AS 9 - 15
Magenklemmen	<i>Stomach Clamps</i>	AS 16
Magen- und Darmquetschklemmen	<i>Intestinal and Pylorus Clamps</i>	AS 17
Magen- und Darm-Zwillingsklemmen	<i>Stomach and Intestinal Twin Clamps</i>	AS 18
Anastomosenklemmen	<i>Anastomosis Clamps</i>	AS 19
Rektum-Anastomosenklemmen	<i>Sigmoid Anastomosis Clamps</i>	AS 20 - 21
Rektum-Spekula	<i>Rectal Specula</i>	AS 22 - 23
Rektoskope	<i>Rectoscopes</i>	AS 24
Analspreizer	<i>Rectal Spreader</i>	AS 25
Rektum-Biopsiefasszange	<i>Rectal Biopsy Forceps</i>	AS 26
Hämorrhoidalzangen	<i>Haemorrhoidal Forceps</i>	AS 27 - 28
Hämorrhoidal-Ligatoren	<i>Haemorrhoidal Ligators</i>	AS 29 - 31
Gallenkanal-Klemmzangen	<i>Gall Duct Forceps</i>	AS 32 - 33
Gallenkanal Instrumente	<i>Gall Duct Instruments</i>	AS 34 - 35
Nierenklemmen	<i>Kidney Clamps</i>	AS 36
Nierensteinzangen	<i>Kidney Stone Forceps</i>	AS 37
Blasenwundspreizer	<i>Bladder Retractors</i>	AS 38 - 39
Urologie-Instrumente	<i>Urology Instruments</i>	AS 40 - 44



	4 : 5 Zähne 4 : 5 teeth	5 : 6 Zähne 5 : 6 teeth
15 cm – 6"	RU 6500-15	RU 6502-15
19 cm – 7½"	–	RU 6502-19
23 cm – 9"	–	RU 6502-23
25 cm – 10"	–	RU 6502-25



	4 : 5 Zähne 4 : 5 teeth
12 cm – 4¾"	RU 6504-12
14 cm – 5½"	RU 6504-14



ALLIS-ATRAUMA

16 cm – 6¼"	RU 6505-16
20 cm – 8"	RU 6505-20
22 cm – 8¾"	RU 6505-22
25 cm – 10"	RU 6505-25
30 cm – 11¾"	RU 6505-30



ALLIS-ADAIR

15 cm – 6"
RU 6506-15



BOYS-ALLIS

15 cm – 6"
RU 6508-15



LOCKWOOD-ALLIS

	4 : 5 Zähne 4 : 5 teeth
16 cm – 6¼"	RU 6509-16
20 cm – 8"	RU 6509-20



THOMS-ALLIS

6 : 7 Zähne
6 : 7 teeth

20 cm – 8"

RU 6510-20



JUDD-ALLIS

3 : 4 Zähne
3 : 4 teeth

15 cm – 6"

RU 6512-15

19 cm – 7½"

RU 6512-19



LITTLEWOOD

2 : 3 Zähne
2 : 3 teeth

18,5 cm – 7¼"

RU 6513-18



LOCKWOOD

gefenstert
fenestrated

20 cm – 8"


RU 6515-20





BABCOCK-ATRAUMA

9 mm




DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration

16 cm – 6¼"	RU 6517-16
20 cm – 8"	RU 6517-20




BABCOCK

9 mm



Standardmodell
Standard pattern

16 cm – 6¼"	RU 6518-16
18 cm – 7"	RU 6518-18
20 cm – 8"	RU 6518-20
24 cm – 9½"	RU 6518-24



BABCOCK

9 mm



12 mm



TC
Hard Metal

16 cm – 6¼"	RU 6519-16	20 cm – 8"	RU 6519-20
-------------	-------------------	------------	-------------------



DUVAL

14 mm	14 mm
18 cm – 7"	20 cm – 8"
RU 6520-18	RU 6520-20




COLLIN

18 cm – 7"	20 cm – 8"	23 cm – 9"
RU 6521-18	RU 6521-20	RU 6521-23

Darm- und Gewebefasszangen

Intestinal and Tissue Grasping Forceps





28 mm

20 cm – 8"


RU 6522-20

20 mm

23 cm – 9"

RU 6522-23





15 mm

TC
Hard Metal

20 cm – 8"


TC RU 6523-20




gerade
straight



16 cm – 6¼"

RU 6514-16

25 cm – 10"

RU 6525-25

26 cm – 10¼"

RU 6525-26


DUVAL

DUVAL

WILLIAMS



BABY-DOYEN




18 cm – 7"

RU 6530-18	RU 6531-18
-------------------	-------------------



DOYEN




21 cm – 8¼"	RU 6530-21	RU 6531-21
23 cm – 9"	RU 6530-23	RU 6531-23



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration


gerade
straight

DOYEN-ATRAUMA




13 cm – 5"

RU 6534-13




16 cm – 6¼"

RU 6534-16




18 cm – 7"

RU 6534-18



21 cm – 8¼"

RU 6534-21



23 cm – 9"


RU 6534-23



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration


gebogen
curved

DOYEN-ATRAUMA




13 cm – 5"

RU 6535-13




16 cm – 6¼"

RU 6535-16




18 cm – 7"

RU 6535-18



21 cm – 8¼"

RU 6535-21




23 cm – 9"

RU 6535-23



MAYO-ROBSON



gerade
straight


gebogen
curved

21 cm – 8¼"

21 cm – 8¼"

RU 6540-21

RU 6541-21



gerade
straight

gebogen
curved

23 cm – 9"


23 cm – 9"

RU 6540-23


RU 6541-23



MAYO-ROBSON



gerade
straight



gebogen
curved

25 cm – 10"


RU 6540-25	RU 6541-25
------------	------------




MAYO-ROBSON ATRAUMA



DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration



gerade
straight



gebogen
curved

25 cm – 10"


RU 6542-25	RU 6543-25
------------	------------



BABY-KOCHER




gerade, sehr elastisch
straight, very elastic blades



gebogen, sehr elastisch
curved, very elastic blades

13 cm – 5"

RU 6550-13	RU 6551-13
------------	------------






DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration







KOCHER-ATRAUMA



gerade
straight


gebogen
curved

22 cm – 8¾"	25 cm – 10"	28 cm – 11"	22 cm – 8¾"	25 cm – 10"	28 cm – 11"
RU 6552-22	RU 6552-25	RU 6552-28	RU 6553-22	RU 6553-25	RU 6553-28





PAYR





gerade
straight

30 cm – 11¾"

RU 6570-30

Anastomosenklemmen Anastomosis Clamps



Schließzange
Closing forceps


26 cm – 10¼"

RU 6580-00

DE MARTEL-WOLFSON



DE MARTEL-WOLFSON



Satz von 3 Klemmen
Set of 3 clamps

7 cm – 2¾"

RU 6580-07

10 cm – 4"

RU 6580-10



Klemmenhalter
für RU 6580-05, -07, -10
Clamp holder
for RU 6580-05, -07, -10





8,5 cm – 3¼"

RU 6580-20


DE MARTEL-WOLFSON

Rektum-Anastomosenklemmen Sigmoid Anastomosis Clamps



Rektum-Anastomosenklemmen

Sigmoid Anastomosis Clamps



Blattlänge
Length of blade
106 x 23 mm



CZERNY

22 cm – 8¾"
RU 6590-22

Blattlänge
Length of blade
80 x 25 mm



PRATT

20,5 cm – 8"
RU 6591-20



SIMS

Blattlänge
Length of blade
89 x 17 mm



15 cm – 6"
RU 6592-15

gefenstert
fenestrated

15 cm – 6"
RU 6593-15



SIMS

Gesamtlänge Total length	Blattlänge Length of blade	
22 cm – 8¾"	80 x 20 mm	RU 6595-08
	125 x 20 mm	RU 6595-12



MATHIEU

Blattlänge Length of blade
90 x 15 mm


19,5 cm – 7¾"
RU 6596-19



BARR

Blattlänge Length of blade
70 x 22 mm

17 cm – 6¾"
RU 6597-17



IVES-FANSLER





Fig. 1	Ø 22 mm x 100 mm	RU 6605-02
Fig. 2	Ø 22 mm x 140 mm	RU 6605-03

Analspreizer Rectal Spreader



Maßangaben für Mittelblätter
und Blätter

1. Zahl = Länge
2. Zahl = Breite

Dimensions for central blades
and blades

1st number = length


2nd number = width

Mittelblatt

Beispiel: 95 x 22 mm

Central blade

Example: 95 x 22 mm




Blätter

Beispiel: 60 x 25 mm

Blades

Example: 60 x 25 mm



PARK

Satz komplett, bestehend aus:
Set complete, consisting of:

RU 6608-00

Sperrer allein, 14,5 cm – 5¾" (RU 6608-01)

Retractor only, 14,5 cm – 5¾" (RU 6608-01)

1 Mittelblatt 95 x 22 mm (RU 6608-20)


1 Central blade 95 x 22 mm (RU 6608-20)

1 Paar Blätter seitlich, 70 x 20 mm (RU 6608-27)

1 pair of blades lateral, 70 x 20 mm (6608-27)

1 Paar Blätter seitlich, 90 x 20 mm (RU 6608-29)

1 pair of blades lateral, 90 x 20 mm (6608-29)



1 Paar
1 pair

70 x 20 mm

RU 6608-27



1 Paar
1 pair

90 x 20 mm

RU 6608-29





Mittelblatt
Central blade


95 x 22 mm

RU 6608-20

Rektum-Biopsiefasszangen Rectal Biopsy Forceps




	Bissbreite <i>Bite width</i>	Schaftlänge <i>Shaft length</i>	Fig. 1
	3 mm	28 cm – 11"	RU 6610-28
		35 cm – 13¾"	RU 6610-35
		42 cm – 16½"	RU 6610-42



	Bissbreite <i>Bite width</i>	Schaftlänge <i>Shaft length</i>	Fig. 2
	4 mm	35 cm – 13¾"	RU 6611-35
		42 cm – 16½"	RU 6611-42



PRATT




15 cm – 6"

RU 3150-15



FERGUSON




gebogen
curved

16 cm – 6¼"

RU 3391-16



HEYWOOD-SMITH




gerade
straight

21 cm – 8¼"

RU 6616-20



HEYWOOD-SMITH



gerade
straight

21 cm – 8¼"

RU 6617-21



MC GIVNEY

19 cm – 7½"

RU 6622-19

Hämorrhoidal-Ligatoren Haemorrhoidal Ligators



Hämorrhoidal-Ligator komplett, bestehend aus:
Haemorrhoidal ligator complete, consisting of:


RU 6620-00

- 1 Hämorrhoidal-Ligator (RU 6620-01)
- 1 *Haemorrhoidal ligator (RU 6620-01)*
- 1 Ladekonus Ø 10 mm (RU 6620-10)
- 1 *Charging cone Ø 10 mm (RU 6620-10)*
- 1 Saugkopf 11 mm x Ø 10 mm (RU 6620-11)
- 1 *Aspiration tip 11 mm x Ø 10 mm (RU 6620-11)*
- 1 Saugkopf 16 mm x Ø 10 mm (RU 6620-16)
- 1 *Aspiration tip 16 mm x Ø 10 mm (RU 6620-16)*
- 1 Ligatur-Gummiringe (100 Stück) (RU 6620-51)
- 1 *Ligature rubber rings (100 pieces) (RU 6620-51)*




Ladekonus
Charging cone

RU 6620-10



Saugkopf
Aspiration tip

RU 6620-11



Saugkopf
Aspiration tip

RU 6620-16



Ligatur-Gummiringe, **latexfrei**,
Verpackungseinheit 100 Stück
Ligature rubber rings, latex free,
packing unit 100 pieces

RU 6620-51

Hämorrhoidal-Ligatoren Haemorrhoidal Ligators



Hämorrhoidal-Ligator komplett, bestehend aus: <i>Haemorrhoidal ligator complete, consisting of:</i>	RU 6622-00
--	-------------------

1 x Hämorrhoidal-Ligator 1 x <i>Haemorrhoidal ligator</i> 1 x Ladekonus Ø 13 mm (RU 6622-21) 1 x <i>Charging cone Ø 13 mm (RU 6622-21)</i>



Ladekonus, Ø 13 mm
Charging cone, Ø 13 mm

RU 6622-21



Ligatur-Gummiringe, **latexfrei**,
Verpackungseinheit 100 Stück
*Ligature rubber rings, **latex free**,
packing unit 100 pieces*

RU 6620-51

MC GIVNEY


Hämorrhoidal-Ligatoren Haemorrhoidal Ligators



Hämorrhoidal-Ligator komplett, bestehend aus: <i>Haemorrhoidal ligator complete, consisting of:</i>	RU 6622-05
--	-------------------

1 x Hämorrhoidal-Ligator
1 x *Haemorrhoidal ligator*

1 x Ladekonus Ø 13 mm (RU 6622-21)
1 x *Charging cone Ø 13 mm (RU 6622-21)*



Ladekonus, Ø 13 mm
Charging cone, Ø 13 mm

RU 6622-21



Ligatur-Gummiringe, **latexfrei**,
Verpackungseinheit 100 Stück
*Ligature rubber rings, **latex free**,
packing unit 100 pieces*

RU 6620-51



GRAY







Fig. 1	Fig. 2
22 cm – 8¾"	23 cm – 9"
RU 6642-01	RU 6642-02
Satz à Fig. 1 und Fig. 2 Set of fig. 1 and fig. 2	
RU 6642-00	



23 cm – 9"	24 cm – 9½"
RU 3401-23	RU 3401-24





BAKES

Gallengangdilatoren,
 biegsam
*Gall duct dilators,
 malleable*

mm	30 cm – 11¾"
1	RU 6665-01
2	RU 6665-02
3	RU 6665-03
4	RU 6665-04
5	RU 6665-05
6	RU 6665-06
7	RU 6665-07
8	RU 6665-08
9	RU 6665-09
10	RU 6665-10
11	RU 6665-11
12	RU 6665-12
13	RU 6665-13



DESJARDINS

30 cm – 12"

*federnd
 elastic*



Fig. 1

RU 6670-01



Fig. 2

RU 6670-02




Fig. 3

RU 6670-03



Fig. 4

RU 6670-04



biegsam
malleable



2,5 mm

RU 6675-02



3,2 mm

RU 6675-03



4,2 mm

RU 6675-04



5,5 mm

RU 6675-05



6,7 mm

RU 6675-06



8 mm

RU 6675-08





11 mm


RU 6675-11



LUER-KOERTE

32 cm – 12½"





gebogen
curved

Fig. 1

24 cm – 9½"

RU 6640-01


Fig. 2

21 cm – 8¼"

RU 6640-02



RANDALL



gebogen
curved

Fig. 3

20 cm – 8"

RU 6640-03

Fig. 4

20 cm – 8"

RU 6640-04

Blasenwundspreizer Bladder Retractors



Maßangaben für Mittelblätter
und Blätter

1. Zahl = Länge
2. Zahl = Breite

*Dimensions for central blades
and blades*

1st number = length


2nd number = width

Mittelblatt

Beispiel: 95 x 22 mm

Central blade

Example: 95 x 22 mm




Blätter

Beispiel: 60 x 25 mm

Blades

Example: 60 x 25 mm



Blasenwundspreizer komplett, bestehend aus:
Bladder retractor complete, consisting of:


RU 6702-00

Sperrer allein
Retractor only

1 Paar Blätter 57 x 25 mm
1 pair of blades 57 x 25 mm

1 Paar Blätter 80 x 25 mm (max. Spreizweite 120 mm)
1 pair of blades, 80 x 25 mm (max. spread 120 mm)

1 Mittelblatt, 110 x 45 mm
1 Central blade, 110 x 45 mm



Blasenwundspreizer Bladder Retractors



Maßangaben für Mittelblätter
und Blätter

1. Zahl = Länge
2. Zahl = Breite

*Dimensions for central blades
and blades*

1st number = length


2nd number = width

Mittelblatt

Beispiel: 95 x 22 mm

Central blade

Example: 95 x 22 mm




Blätter

Beispiel: 60 x 25 mm

Blades

Example: 60 x 25 mm



1:3
JUDD-MASSON

Blasenwundspreizer komplett, bestehend aus:
Bladder retractor complete, consisting of:

RU 6706-00

Sperrer allein
Retractor only

1 Paar Blätter 67 x 25 mm (max. Spreizweite 120 mm)
1 pair of blades 67 x 25 mm (max. spread 120 mm)

1 Mittelblatt, 75 x 25 mm
1 Central blade, 75 x 25 mm



12 mm

21 cm – 8¼"

RU 6690-21

YOUNG



38 mm

22 cm – 8¾"

RU 6691-22

YOUNG



42 mm

Prostatahaken
Prostatic retractor

22 cm – 8¾"

RU 6693-22

YOUNG



LEWKOWITZ

Steinzange
Lithotomy forceps



gebogen
curved

24,5 cm – 9¾"

RU 6696-81



1:3

VAN BURREN



Urethrale Bougies, gebogen
Urethral bougies, curved

Fr. / Charr.	Ø mm	Bèniqùè	27 cm – 10½"
8	2⅔	–	RU 6710-08
10	3⅓	20	RU 6710-10
12	4	24	RU 6710-12
14	4⅔	28	RU 6710-14
16	5⅓	32	RU 6710-16
18	6	36	RU 6710-18
20	6⅔	40	RU 6710-20
22	7⅓	44	RU 6710-22
24	8	48	RU 6710-24
26	8⅔	52	RU 6710-26
28	9⅓	56	RU 6710-28
30	10	60	RU 6710-30
32	10⅔	–	RU 6710-32
34	10⅔	–	RU 6710-34
36	12	–	RU 6710-36



Metallkatheter für Frauen,
gebogen
*Metal catheters for women,
curved*

Fr. / Charr.	Ø mm	16 cm – 6¼"
12	4	RU 6716-12
14	4⅔	RU 6716-14
16	5⅓	RU 6716-16




Beschneidungsinstrumente
Circumcision instruments



10 mm	RU 6725-11
13 mm	RU 6725-13
16 mm	RU 6725-16


GOMCO



Fremdkörperzange
Foreign body forceps

RU 6727-20

MATHIEU



Penisklemme
Penis clamp

7 cm – 2¾"

RU 6730-00

STOCKMANN



Sekretlöffel, biegsam
Secretion spoon, malleable

26,5 cm – 10½"

RU 6735-26

GUTTMANN



Penisklemme
Penis clamp

13 cm – 5"

RU 6732-00

STRAUSS

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics

9
GO


Scheidenspekula	<i>Vaginal Specula</i>	GO 3 - 14, 16 - 17
Scheidenhalter	<i>Vaginal Retractors</i>	GO 15
Uterusdilatoren	<i>Uterine Dilators</i>	GO 18
Endospekula für Cervix	<i>Endospecula for Cervix</i>	GO 19
Uterussonden	<i>Uterine Probes</i>	GO 20
Fasszangen	<i>Grasping Forceps</i>	GO 21
Hakenzangen	<i>Uterine Tenaculum Forceps</i>	GO 22 - 28
Polypen- und Ovarienzangen	<i>Polypus- and Ovary Forceps</i>	GO 29 - 30
Uterusfasszangen	<i>Uterine Elevating Forceps</i>	GO 31 - 32
Biopsieinstrumente	<i>Biopsy Instruments</i>	GO 33
Parametriumklemmen	<i>Parametrium Forceps</i>	GO 34 - 35
Hysterektomieklemmen	<i>Hysterectomy Forceps</i>	GO 36 - 37
Vaginalklemmen	<i>Vaginal Forceps</i>	GO 38
Biopsie Küretten	<i>Biopsy Curettes</i>	GO 39
Biopsie Zangen	<i>Biopsy Forceps</i>	GO 41 - 45
Uterus Biopsie Zangen	<i>Uterine Biopsy Forceps</i>	GO 46 - 47
Uteruslöffel	<i>Uterine Scoops</i>	GO 48
Uterusküretten	<i>Uterine Curettes</i>	GO 49 - 51
Biopsie- und Absaugküretten	<i>Biopsy and Aspirating Curettes</i>	GO 52
Geburtshilfe	<i>Obstetrics</i>	GO 53 - 54
Geburtszangen	<i>Obstetrical Forceps</i>	GO 55 - 56
Abortuszangen	<i>Ovum Forceps</i>	GO 57
Abortus- und Plazentazangen	<i>Ovum and Placenta Forceps</i>	GO 58
Uterusklemmzangen	<i>Uterine Forceps</i>	GO 59

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



a mm	b mm	für Jungfrauen for virgins
85	30	RU 7020-01
100	35	RU 7020-02
110	40	RU 7020-03

COLLIN

a mm	b mm	für Jungfrauen for virgins
75	17	RU 7002-00

CUSCO



CUSCO



lang und schmal
long and narrow

a mm	b mm	für Jungfrauen for virgins
75	17	RU 7003-00

CUSCO



a mm	b mm	Schweizer Modell Swiss pattern
90	23-25	RU 7004-01
100	25-27	RU 7004-02
110	27-30	RU 7004-03

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



a mm	b mm	
75	32	RU 7000-01
85	35	RU 7000-02
100	37	RU 7000-03

CUSCO



a mm	b mm	
75	32	RU 7001-01
85	35	RU 7001-02
100	37	RU 7001-03

CUSCO



GRAVE



a mm	b mm	abgewinkelt 135° angled 135°
101	35	RU 7023-01

GRAVE

a mm	b mm	rechts offen, abgewinkelt 90° right side open, angled 90°	rechts offen, abgewinkelt 135° right side open, angled 135°
101	35	RU 7023-02	RU 7023-03


Scheidenspekula

Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



Laser-Spekula
Laser specula

a mm	b mm	
75	20	RU 7024-01
95	30	RU 7024-02
115	35	RU 7024-03




GRAVE

a mm	b mm	
75	20	RU 7025-01
95	30	RU 7025-02
115	35	RU 7025-03
125	35	RU 7025-05



GRAVE

a mm	b mm	
75	13	RU 7026-01
100	22	RU 7026-02
120	25	RU 7026-03



PEDERSON

55 mm
56 x 21 mm

Lateral-Spekulum
Lateral specula



25,5 cm – 10"
RU 7040-00

1:3


Scheidenspekula, Sets

Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



a mm	b mm	
60	32	RU 7049-01
63	32	RU 7049-02
76	38	RU 7049-03



Fig.	a mm	b mm	
1	60	25 + 30	RU 7050-01
2	70	30 + 35	RU 7050-02
3	80	35 + 40	RU 7050-03


Satz Set
RU 7050-00

Scheidenspekula, Sets Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



JACKSON

Fig.	a mm	b mm	
1	75	35	RU 7055-01
2	90	35	RU 7055-02

Fig.	a mm	b mm	
1	75	38	RU 7056-01
2	90	38	RU 7056-02
3	100	38	RU 7056-03



KALLMORGEN

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7078-01
---	-------------------

- 1 Spekulum Fig. 1, 70 x 40 mm (RU 7078-11)
1 Specula fig. 1, 70 x 40 mm (RU 7078-11)
- 1 Halter Fig. 1, 70 x 33 mm (RU 7078-21)
1 Retractor fig. 1, 70 x 33 mm (RU 7078-21)

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7078-02
---	-------------------

- 1 Spekulum Fig. 2, 90 x 40 mm (RU 7078-12)
1 Specula fig. 2, 90 x 40 mm (RU 7078-12)
- 1 Halter Fig. 2, 90 x 33 mm (RU 7078-22)
1 Retractor fig. 2, 90 x 33 mm (RU 7078-22)

Fig.	a mm	b mm	Spekulum Specula
1	70	40	RU 7078-11
2	90	40	RU 7078-12

Fig.	a mm	b mm	Halter Retractor
1	70	33	RU 7078-21
2	90	33	RU 7078-22


Scheidenspekula, Sets

Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge <i>Length of blade</i>
b	Blattbreite <i>Width of blade</i>



Scheidenspekulum für Kinder komplett, bestehend aus: <i>Vaginal specula for children complete, consisting of:</i>	RU 7060-00
1 Spekulum, 70 x 15 mm (RU 7060-30) <i>1 Specula, 70 x 15 mm (RU 7060-30)</i>	
1 Halter, 75 x 10 mm (RU 7060-40) <i>1 Retractor, 75 x 10 mm (RU 7060-40)</i>	

a mm	b mm	Spekulum <i>Specula</i>
70	15	RU 7060-30


a mm	b mm	Halter <i>Retractor</i>
75	10	RU 7060-40

Scheidenspekula, Sets Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



KRISTELLER

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7060-01
---	-------------------

1 Spekulum Fig. 1, 70 x 27 mm (RU 7060-11)
1 Specula fig. 1, 70 x 27 mm (RU 7060-11)
1 Halter Fig. 1, 75 x 23 mm (RU 7060-21)
1 Retractor fig. 1, 75 x 23 mm (RU 7060-21)

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7060-02
---	-------------------

1 Spekulum Fig. 2, 75 x 30 mm (RU 7060-12)
1 Specula fig. 2, 75 x 30 mm (RU 7060-12)
1 Halter Fig. 2, 80 x 26 mm (RU 7060-22)
1 Retractor fig. 2, 80 x 26 mm (RU 7060-22)

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7060-03
---	-------------------

1 Spekulum Fig. 3, 90 x 36 mm (RU 7060-13)
1 Specula fig. 3, 90 x 36 mm (RU 7060-13)
1 Halter Fig. 3, 95 x 32 mm (RU 7060-23)
1 Retractor fig. 3, 95 x 32 mm (RU 7060-23)

Fig.	a mm	b mm	Spekulum Specula
1	70	27	RU 7060-11
2	75	30	RU 7060-12
3	90	36	RU 7060-13

Fig.	a mm	b mm	Halter Retractor
1	75	23	RU 7060-21
2	80	26	RU 7060-22
3	95	32	RU 7060-23


Scheidenspekula, Sets

Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



mit konisch verlaufenden
Blättern, für Jungfrauen
with conically shaped
blades, for virgins

KRISTELLER

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7065-01
---	-------------------

- 1 Spekulum Fig. 00, 110 x 18 mm (RU 7065-11)
- 1 Specula fig. 00, 110 x 18 mm (RU 7065-11)
- 1 Halter Fig. 00, 115 x 14 mm (RU 7065-21)
- 1 Retractor fig. 00, 115 x 14 mm (RU 7065-21)

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: Vaginal specula complete, consisting of:	RU 7065-02
---	-------------------

- 1 Spekulum Fig. 0, 110 x 21 mm (RU 7065-12)
- 1 Specula fig. 0, 110 x 21 mm (RU 7065-12)
- 1 Halter Fig. 0, 115 x 17 mm (RU 7065-22)
- 1 Retractor fig. 0, 115 x 17 mm (RU 7065-22)


Fig.	a mm	b mm	Spekulum Specula	Fig.	a mm	b mm	Halter Retractor
00	110	18	RU 7065-11	00	115	14	RU 7065-21
0	110	21	RU 7065-12	0	115	17	RU 7065-22

Scheidenspekula, Sets Vaginal Specula, Sets



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



mit besonders
langen Löffeln
with extra
long blades

KRISTELLER

Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: <i>Vaginal specula complete, consisting of:</i>	RU 7070-01
1 Spekulum Fig. 1, 110 x 27 mm (RU 7070-11) 1 Specula fig. 1, 110 x 27 mm (RU 7070-11) 1 Halter Fig. 1, 115 x 23 mm (RU 7070-21) 1 Retractor fig. 1, 115 x 23 mm (RU 7070-21)	
Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: <i>Vaginal specula complete, consisting of:</i>	RU 7070-02
1 Spekulum Fig. 2, 110 x 30 mm (RU 7070-12) 1 Specula fig. 2, 110 x 30 mm (RU 7070-12) 1 Halter Fig. 2, 115 x 26 mm (RU 7070-22) 1 Retractor fig. 2, 115 x 26 mm (RU 7070-22)	
Scheidenspekulum komplett, bestehend aus: <i>Vaginal specula complete, consisting of:</i>	RU 7070-03
1 Spekulum Fig. 3, 110 x 36 mm (RU 7070-13) 1 Specula fig. 3, 110 x 36 mm (RU 7070-13) 1 Halter Fig. 3, 115 x 32 mm (RU 7070-23) 1 Retractor fig. 3, 115 x 32 mm (RU 7070-23)	


Fig.	a mm	b mm	Spekulum Specula
1	110	27	RU 7070-11
2	110	30	RU 7070-12
3	110	36	RU 7070-13

Fig.	a mm	b mm	Halter Retractor
1	115	23	RU 7070-21
2	115	26	RU 7070-22
3	115	32	RU 7070-23

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum <i>Scheme of dimensions for specula</i>	
a	Blattlänge <i>Length of blade</i>
b	Blattbreite <i>Width of blade</i>



BRAUN

a mm	b mm	18 cm – 7"
60	10	RU 7075-00




BRAUN

a mm	b mm	18 cm – 7"
56	13	RU 7074-00



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



DOYEN

Fig.	a mm	b mm	
1	75	45	RU 7080-11/01
2	90	45	RU 7080-11/02
3	110	45	RU 7080-11/03



DOYEN


24 cm – 9½"			
Fig.	a mm	b mm	leicht hohl slightly-concave
1	55	35	RU 7080-01
2	85	35	RU 7080-02
3	115	35	RU 7080-03
1	55	45	RU 7081-01
2	85	45	RU 7081-02
3	115	45	RU 7081-03
4	160	45	RU 7081-04
1	85	60	RU 7082-02
2	115	60	RU 7082-03
3	160	60	RU 7082-04

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



BREISKY

a mm	b mm	
100	20	RU 7090-20
100	25	RU 7090-25
100	30	RU 7090-30
100	35	RU 7090-35
100	40	RU 7090-40
130	20	RU 7091-20
130	25	RU 7091-25
130	30	RU 7091-30
130	35	RU 7091-35
130	40	RU 7091-40
160	20	RU 7092-20
160	25	RU 7092-25
160	30	RU 7092-30
160	35	RU 7092-35
160	40	RU 7092-40
180	20	RU 7093-20
180	25	RU 7093-25
180	30	RU 7093-30
180	35	RU 7093-35
180	40	RU 7093-40



DOYEN

24 cm – 9½"			
Fig.	a mm	b mm	halbhohl medium-concave
1	55	35	RU 7083-01
2	85	35	RU 7083-02
3	115	35	RU 7083-03
1	55	45	RU 7084-01
2	85	45	RU 7084-02
3	115	45	RU 7084-03
1	55	60	RU 7085-01
2	85	60	RU 7085-02
3	115	60	RU 7085-03


Scheidenhalter

Vaginal Retractors



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



seitliches Spekulum
lateral speculum

DOYEN

a mm	b mm	25 cm – 10"
60	30	RU 7086-01
70	30	RU 7086-02
80	30	RU 7086-25



HÖSEL


	25 cm – 10"
60 x 20 mm	RU 4542-01
80 x 30 mm	RU 4542-02
100 x 30 mm	RU 4542-03
120 x 30 mm	RU 4542-04
140 x 30 mm	RU 4542-05
140 x 40 mm	RU 4542-06

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



mit abnehmbarem Gewicht
with detachable weight

a mm	b mm	
80	38	RU 7088-00
105	42	RU 7088-10

AUVARD

1:3



mit festem Gewicht
with fixed weight

a mm	b mm	
70	38	RU 7088-51
102	45	RU 7088-52

AUVARD


1:3

Scheidenspekula Vaginal Specula



Maßschema für Spekulum
Scheme of dimensions for specula

a	Blattlänge Length of blade
b	Blattbreite Width of blade



Scheidenspekulum komplett, bestehend aus:
Vaginal specula complete, consisting of:

RU 7095-00

1 Griff (RU 7095-14)

1 Handle (RU 7095-14)

1 Gewicht, leicht, 400 g (RU 7095-10)

1 Weight, light, 400 g (RU 7095-10)

5 Blätter (1 Stück) (RU 7095-01, -02, -03, -04, -05)

5 Blades (1 piece) (RU 7095-01, -02, -03, -04, -05)



Griff
Handle

RU 7095-14

Gewicht, leicht, 400 g
Weight, light, 400 g

RU 7095-10

Gewicht, schwer, 800 g
Weight, heavy, 800 g

RU 7095-12

SCHERBAK



80 x 30 mm

RU 7095-01



85 x 35 mm

RU 7095-02



90 x 40 mm

RU 7095-03



55 x 40 / 60 mm

RU 7095-04



70 x 45 / 70 mm

RU 7095-05



HEGAR

Ø mm	
1	RU 7100-01
2	RU 7100-02
3	RU 7100-03
4	RU 7100-04
5	RU 7100-05
6	RU 7100-06
7	RU 7100-07
8	RU 7100-08
9	RU 7100-09
10	RU 7100-10
11	RU 7100-11
12	RU 7100-12
13	RU 7100-13
14	RU 7100-14
15	RU 7100-15

Ø mm	
16	RU 7100-16
17	RU 7100-17
18	RU 7100-18
19	RU 7100-19
20	RU 7100-20
21	RU 7100-21
22	RU 7100-22
23	RU 7100-23
24	RU 7100-24
25	RU 7100-25
26	RU 7100-26
27	RU 7100-27
28	RU 7100-28
29	RU 7100-29
30	RU 7100-30




Ø mm	
1,5	RU 7101-01
2,5	RU 7101-02
3,5	RU 7101-03
4,5	RU 7101-04
5,5	RU 7101-05
6,5	RU 7101-06
7,5	RU 7101-07
8,5	RU 7101-08
9,5	RU 7101-09
10,5	RU 7101-10
11,5	RU 7101-11
12,5	RU 7101-12
13,5	RU 7101-13
14,5	RU 7101-14
15,5	RU 7101-15
16,5	RU 7101-16
17,5	RU 7101-17




HEGAR

Ø mm	
1 / 2	RU 7102-02
3 / 4	RU 7102-04
5 / 6	RU 7102-06
7 / 8	RU 7102-08
9 / 10	RU 7102-10
11 / 12	RU 7102-12
13 / 14	RU 7102-14
15 / 16	RU 7102-16
17 / 18	RU 7102-18
19 / 20	RU 7102-20
21 / 22	RU 7102-22
23 / 24	RU 7102-24
25 / 26	RU 7102-26

Stück per Satz Pieces per set	Satz Set
8 St. / pcs. (3 / 4 – 17 / 18 mm)	RU 7102-30
13 St. / pcs. (1 / 2 – 25 / 26 mm)	RU 7102-40








SCHACKE

23 cm – 9"
RU 7150-00



27 cm – 10½"
RU 7284-00



IUP-Fasszange, flexible
IUD grasping forceps, flexible
RU 7153-00



KAHN

24,5 cm – 9¾"

RU 7157-24



MARTIN

1:3

27 cm – 10½"

RU 7158-27



BARRETT


18 cm – 7"

RU 7159-03





SCHRÖDER



1:3



25 cm – 10"

RU 7160-25





Hakenzangen Uterine Tenaculum Forceps



PRATT



26 cm – 10¼"

RU 7178-26



BRAUN



15,5 cm – 6"

RU 7197-16

Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps



2 : 2 Zähne
2 : 2 teeth

SCHRÖDER



gerade
straight

20 cm – 8"	RU 7180-20
24 cm – 9½"	RU 7180-24



2 : 2 Zähne
2 : 2 teeth

SCHRÖDER



aufgebogen
curved on flat


24 cm – 9½"	RU 7181-24
-------------	-------------------

Hakenzangen

Uterine Tenaculum Forceps



MUSEUX




gerade
straight

21 cm – 8¼"

RU 7189-20



MUSEUX



gerade
straight

24 cm – 9½"

6 mm	8 mm	10 mm
RU 7190-06	RU 7190-08	RU 7190-10



MUSEUX

1:3



seitlich gebogen
curved sideways

24 cm – 9½"

6 mm	8 mm	10 mm
RU 7191-06	RU 7191-08	RU 7191-10



TEALE



3 : 4 Zähne
3 : 4 *teeth*

seitlich gebogen
curved sideways

23 cm – 9"

RU 7200-23



JACOBS



gerade
straight

21 cm – 8¼"

RU 7210-21

Polypen- und Ovarienzangen Polypus and Ovary Forceps



DE LEE

1:3



gerade
straight


24 cm – 9½"

RU 7212-24



VAUT

1:3



aufgebogen
curved on flat


26 cm – 10¼"

RU 7214-26



KELLY

1:3



aufgebogen
curved on flat

32 cm – 12½"

RU 7215-32



BONNEY

1:3




gerade
straight

24 cm – 9½"

RU 7216-24



HEYWOOD-SMITH




gerade
straight

20 cm – 8"

RU 6616-20



HEYWOOD-SMITH




gerade
straight

25 cm – 10"

RU 7218-25



NOTO



gerade
straight

27 cm – 10½"


RU 7219-27



27 cm – 10½"
RU 7222-27



23 cm – 9"
RU 7223-23






mit beweglichen Maulteilen
with moveable jaws


25 cm – 10"
RU 7224-25



28,5 cm – 11¼"
RU 7225-28








gerade
straight

22,5 cm – 8¾"


RU 3383-01



leicht gebogen
slightly curved

22 cm – 8¾"

RU 3383-02



stark gebogen
strongly curved

21,5 cm – 8½"


RU 3383-03



ROGERS




DE BAKEY Zahnung
DE BAKEY Serration



gerade
straight

25 cm – 10"


RU 3383-51



leicht gebogen
slightly curved

24,5 cm – 9¾"


RU 3383-52



stark gebogen
strongly curved

24 cm – 9½"

RU 3383-53




gebogen
curved

23 cm – 9"

RU 3383-54




HEANEY



gebogen
curved

20 cm – 8"	21 cm – 8¼"	23 cm – 9"
RU 3384-19	RU 3384-21	RU 3384-23




gebogen
curved

20 cm – 8"	21 cm – 8¼"	23 cm – 9"
RU 3385-19	RU 3385-21	RU 3385-23











HEANEY-SLIM




gebogen
curved

21 cm – 8¼"
RU 3384-41









23 cm – 9"

RU 3434-01



23 cm – 9"

RU 3434-02




MÜNCHEN MODELL
MUNICH PATTERN



KEVORKIAN



21 cm – 8¼"	RU 7255-21
29 cm – 11½"	RU 7255-29



	Bissbreite Bite width
	4,5 x 8 mm



1:3	26 cm – 10¼"
	RU 7256-26



	Bissbreite Bite width
	4 x 7 mm



	Bissbreite Bite width
	3,5 / 4 x 7 mm






Fig. 1	Fig. 2
RU 7261-24	RU 7262-24




FAURE

21 cm – 8¼"

RU 7263-21





	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	DOUAY
	4 x 10 mm	20 cm – 8"	RU 7264-10/20
		25 cm – 10"	RU 7264-10/25
		30 cm – 11¼"	RU 7264-10/30



	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	EPPENDORF
	4 x 8 mm	20 cm – 8"	RU 7267-00



	Schaftlänge Shaft length	Bissbreite Bite width	SCHUMACHER
	24 cm – 9½"	4 mm	RU 7265-00
	24 cm – 9½"	6 mm	RU 7265-06
	24 cm – 9½"	6 mm	RU 7265-06P




	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	KEVORKIAN
	3 x 8 mm	24 cm – 9½"	RU 7266-00


ProClean = verbesserte Reinigung dank zerlegbarem Schiebeschaft
Erkennungsmerkmal: zusätzlich endet die Artikelnummer mit dem Buchstaben „P“

ProClean = improved cleaning by dismountable sliding sheath
Identifying feature: additionally the article number ends with the letter “P”


Biopsiezangen Biopsy Forceps



Verriegelung, geschlossen
Lock, locked



Verriegelung, offen
Lock, unlocked



	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	
	3 x 7 mm	23 cm – 9"	RU 7270-00

TISCHLER-MORGAN



	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	
	2,3 x 6,5 mm	21 cm – 8¼"	RU 7270-50 RU 7270-50P


BABY-TISCHLER

Uterus-Biopsiezangen Uterine Biopsy Forceps



Schaftlänge Shaft length	
24 cm – 9½"	RU 7272-00

PACIFIC-KEVORKIAN



Schaftlänge Shaft length	
23 cm – 9"	RU 7273-00


BURKE



	Bissbreite Bite width	Schaftlänge Shaft length	
	3 x 4,5 mm	28 cm – 11"	RU 7271-00

ALEXANDER

Uterus-Biopsiezangen Uterine Biopsy Forceps



TISCHLER

Länge <i>length</i>	Bissbreite <i>Bite width</i>	Aufsatz, allein, gerade <i>Tip, only, straight</i>
23 cm - 9"	3 x 7 mm	RU 7275-10

Instrument
komplett
*Instrument
complete*

RU 7275-11



MINI-TOWNSEND-UP

Länge <i>length</i>	Bissbreite <i>Bite width</i>	Aufsatz, allein, aufwärts gebogen, <i>Tip, only, curved up</i>
23 cm - 9"	2,3 x 5 mm	RU 7275-70

Instrument
komplett
*Instrument
complete*

RU 7275-71




MINI-TOWNSEND-DOWN

Länge <i>length</i>	Bissbreite <i>Bite width</i>	Aufsatz, allein, abwärts gebogen, <i>Tip, only, curved down</i>
23 cm - 9"	2,3 x 5 mm	RU 7275-80

Instrument
komplett
*Instrument
complete*



RU 7275-81




30 cm – 11¾"					
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6
RU 7280-01	RU 7280-02	RU 7280-03	RU 7280-04	RU 7280-05	RU 7280-06



25 cm – 10"		
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
RU 7282-01	RU 7282-02	RU 7282-03






SIMS



28 cm – 11"


	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6
a x b	15 x 7,5 mm	17,5 x 8,5 mm	20 x 10,5 mm	22 x 12 mm	24 x 14 mm	28 x 15 mm
biegsam, scharf <i>malleable, sharp</i>	RU 7300-01	RU 7300-02	RU 7300-03	RU 7300-04	RU 7300-05	RU 7300-06
biegsam, stumpf <i>malleable, blunt</i>	RU 7302-01	—	—	RU 7302-04	—	—
fest, scharf <i>rigid, sharp</i>	RU 7304-01	RU 7304-02	RU 7304-03	RU 7304-04	RU 7304-05	RU 7304-06
fest, stumpf <i>rigid, blunt</i>	RU 7306-01	RU 7306-02	—	RU 7306-04	RU 7306-05	RU 7306-06



RECAMIER


26 cm – 10¼"

Fig.	a x b mm	biegsam <i>malleable</i>	fest <i>rigid</i>	fest <i>rigid</i>
		scharf <i>sharp</i>	scharf <i>sharp</i>	stumpf <i>blunt</i>
00	9 x 5	RU 7310-05	RU 7314-05	RU 7316-05
0	12 x 6	RU 7310-06	RU 7314-06	—
1	14 x 7	RU 7310-07	RU 7314-07	RU 7316-07
2	16 x 8	RU 7310-08	RU 7314-08	—
3	18 x 9	—	RU 7314-09	RU 7316-09
4	22 x 11	RU 7310-11	RU 7314-11	—
5	24 x 12	RU 7310-12	RU 7314-12	RU 7316-12
6	28 x 14	RU 7310-14	RU 7314-14	—
7	35 x 16	RU 7310-16	—	—



1:3
RECAMIER

		biegsam <i>malleable</i>	fest <i>rigid</i>	fest <i>rigid</i>
Fig.	a x b mm	<i>scharf</i> <i>sharp</i>	<i>scharf</i> <i>sharp</i>	<i>stumpf</i> <i>blunt</i>
31 cm – 12¼"				
00	9 x 5	RU 7318-05	RU 7322-05	RU 7324-05
0	12 x 6	RU 7318-06	RU 7322-06	—
1	14 x 7	RU 7318-07	RU 7322-07	RU 7324-07
2	16 x 8	RU 7318-08	RU 7322-08	RU 7324-08
3	18 x 9	RU 7318-09	RU 7322-09	RU 7324-09
4	22 x 11	RU 7318-11	RU 7322-11	RU 7324-11
5	24 x 12	RU 7318-12	RU 7322-12	RU 7324-12
6	28 x 14	RU 7318-14	RU 7322-14	RU 7324-14
7	33 x 15	RU 7318-15	RU 7322-15	—
8	35 x 16	RU 7318-16	RU 7322-16	RU 7324-16
9	38 x 19	—	RU 7322-19	RU 7324-19
10	40 x 20	RU 7318-20	RU 7322-20	—
11	45 x 21	—	—	RU 7324-21
12	48 x 23	RU 7318-23	RU 7322-23	RU 7324-23
34 cm – 13½"				
13	50 x 25	—	—	RU 7324-25
14	55 x 30	—	—	RU 7324-30
15	60 x 35	RU 7318-35	—	RU 7324-35
16	65 x 40	—	RU 7322-40	RU 7324-40



1:3
BLAKE

27 cm – 10½"

RU 7330-27



graduiert
 graduated

Ø mm	28 cm – 11"
4	RU 7289-04
6	RU 7289-06
8	RU 7289-08
10	RU 7289-10
12	RU 7289-12
14	RU 7289-14



RU 7289-50



Schlauch-Verbindungsstück,
 für RU 7289-04 bis RU 7289-14
*Tube connecting piece,
 for RU 7289-04 until RU 7289-14*

RU 7289-50



MILAN



28,5 cm – 11¼"
 Ø 5 mm

biegsam
 malleable

RU 7290-05




DE MARTEL (WILLET)

14 cm – 5½"
RU 3426-14



DE MARTEL (WILLET)

19 cm – 7½"
RU 7420-19



GAUSS

Kopfschwartenzange
Scalp flap forceps

1:3

26 cm – 10¼"
RU 7419-26



SELLHEIM

Geburtslöffel
Elevating spoon

1:3

28 cm – 11"
RU 7425-28



Perforatorium
Perforator

25 cm – 10"

RU 7432-25

NÄGELE



Nabelschnurklemme
Umbilical cord clamp

9 cm – 3½"

RU 7436-29

COLLIN



1:4
SIMPSON-LUIKART

36,5 cm – 14½"
RU 7447-36



1:3
SIMPSON

23 cm – 9"
RU 7445-23



1:4
SIMPSON

30 cm – 11¼"
RU 7445-30



1:4
WRIGLEY

28 cm – 11"
RU 7442-28



1:4
SIMPSON-BRAUN

36 cm – 14¼"
RU 7446-36



NÄGELE

1:4

36 cm – 14¼"

RU 7440-36



KIELLAND

1:4

41 cm – 16¼"

RU 7460-41



PIPER

1:4

für nachkommenden
Kopf bei Steisslagen
*for delivery of the after
coming head in breech
presentation*

44 cm – 17¼"

RU 7472-44




1:4

mit Zugvorrichtung
with traction appliance

43,5 cm – 17¼"

RU 7474-43


BARNES-NEVILLE



gerade
straight

28 cm – 11"

RU 7410-01	RU 7410-02	RU 7410-03
-------------------	-------------------	-------------------



gebogen
curved

28 cm – 11"



RU 7411-01	RU 7411-02	RU 7411-03
-------------------	-------------------	-------------------

Abortus- und Plazentarzangen

Ovum and Placenta Forceps



Abortuszangen
Ovum forceps




27 cm – 10½"

RU 7414-27

RU 7415-27



Plazentazange
Placenta forcep



25,5 cm – 10"

RU 7413-25



GREEN-ARMYTAGE

21 cm – 8¼"

RU 7418-21

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology




9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



**10
BS**

Knochenchirurgie
Bone Surgery

Meißel und Osteotome	<i>Chisels and Osteotomes</i>	BS 3 - 10
Scharfe Löffel	<i>Bone Curettes</i>	BS 11 - 17
Knochenraspel	<i>Bone Rasps</i>	BS 18
Rasparatorien	<i>Raspatories</i>	BS 19 - 26
Rasparatorien und Elevatorien	<i>Raspatories and Elevators</i>	BS 27 - 29
Knochenhebel	<i>Bone Levers</i>	BS 30 - 33
Knochenhaken	<i>Bone Retractors</i>	BS 34 - 36
Spinalhaken, Meniskussmesser	<i>Spinal Retractors, Meniscus Knives</i>	BS 37
Knochenhaltezangen	<i>Bone Holding Forceps</i>	BS 38 - 46
Hohlmeißelzangen	<i>Bone Rongeurs</i>	BS 47 - 58
Knochensplitterzangen	<i>Bone Cutting Forceps</i>	BS 59 - 61
Instrumente für Finger- und Zehennägel	<i>Instruments for Fingernails and Toenails</i>	BS 62
Nagelzangen für Finger- und Zehennägel	<i>Nail Nippers for Fingernails and Toenails</i>	BS 63 - 64
Sägen und Sägeblätter	<i>Saws and Saw Blades</i>	BS 65 - 66
Bohrapparate	<i>Hand Drills</i>	BS 67 - 69
Reibahlen	<i>Reamers</i>	BS 70
Bohrdrähte, Steinmann-Nägel	<i>Drill Wires, Steinmann Pins</i>	BS 71 - 73
Drahtspannzangen	<i>Wire Twisting Forceps</i>	BS 74 - 75
Drahtfasszangen	<i>Wire Holding Forceps</i>	BS 76
Flachzangen	<i>Flat Nose Pliers</i>	BS 77
Drahtschneidezangen	<i>Wire Cutting Pliers</i>	BS 78 - 80
Extensionsbügel	<i>Extension Bows</i>	BS 81
Cerclage-Instrumente	<i>Cerclage Instruments</i>	BS 82
Hämmer	<i>Mallets</i>	BS 83 - 87
Sehneninstrumente	<i>Tendon Instruments</i>	BS 88 - 90



Ferrozell

Ferrozell wird bereits seit Jahrzehnten zur Herstellung von chirurgischen Instrumenten verwendet. Dieser Kunststoff wird überwiegend für Instrumente verwendet, welche neben einem relativ großen Volumen ein verhältnismäßig geringes Gewicht aufweisen müssen.

- Hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit

Ferroc cell has been used for decades in the manufacture of surgical instruments. This plastic is mainly used for instruments with a large volume and a relatively low weight.

- *High shape stability and abrasion resistance*



Propylux

Instrumente mit Propylux Griffen bieten durch die Verwendung eines hochstabilen Thermoplast Kunststoffs folgende Vorteile:

- Hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit
- Sehr gute Resistenz gegen Säuren und Laugen
- Hohe Farbbeständigkeit

Instruments with Propylux handles offer the following advantages due to the use of a highly stable thermoplastic:

- *High shape stability and abrasion resistance*
- *Very good resistance to acids and alkalis*
- *High colour fastness*



PPSU


Instrumente mit PPSU-Griffen bieten durch die Verwendung eines hochstabilen Thermoplast Kunststoffs folgende Vorteile:

- Hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit
- Sehr gute Resistenz gegen Säuren und Laugen
- Hohe Farbbeständigkeit

Instruments with PPSU handles offer the following advantages due to the use of a highly stable thermoplastic:

- *High shape stability and abrasion resistance*
- *Very good resistance to acids and alkalis*
- *High colour fastness*


Meißel und Osteotome Chisels and Osteotomes



RU 5301-50

Satz Meißel komplett, bestehend aus:
1 Griff (RU 5301-00)
1 Meißelklinge, 10 mm (RU 5301-10)
1 Meißelklinge, 16 mm (RU 5301-16)
1 Meißelklinge, 25 mm (RU 5301-25)
1 Schlüssel (RU 5301-06)
Meißelklinge, 5 mm (RU 5301-05) optional

Chisel set complete, consisting of:
1 Handle (RU 5301-00)
1 Chisel blade, 10 mm (RU 5301-10)
1 Chisel blade, 16 mm (RU 5301-16)
1 Chisel blade, 25 mm (RU 5301-25)
1 Wrench (RU 5301-06)
Chisel blade, 5 mm (RU 5301-05) optional




	gerade straight	gerade straight	gerade straight
	Osteotome Osteotomes	Flachmeißel Chisels	Hohlmeißel Gouges
	13,5 cm – 5¼"		
4 mm	RU 5300-04	RU 5302-04	RU 5304-04
6 mm	RU 5300-06	RU 5302-06	RU 5304-06
8 mm	RU 5300-08	RU 5302-08	RU 5304-08
10 mm	RU 5300-10	RU 5302-10	RU 5304-10
12 mm	RU 5300-12	RU 5302-12	RU 5304-12
14 mm	RU 5300-14	RU 5302-14	RU 5304-14
16 mm	RU 5300-16	—	—

	Flachmeißel Chisels	Hohlmeißel Gouges
	16 cm – 6¼"	
4 mm	RU 5305-34	RU 5305-44
6 mm	RU 5305-36	RU 5305-46

Meißel und Osteotome Chisels and Osteotomes



MODELL USA
USA PATTERN



	Flachmeißel Chisels	Osteotome Osteotomes	Hohlmeißel Gouges
	16 cm – 6¼"		
6 mm	RU 5311-01	RU 5311-11	RU 5311-21
12 mm	RU 5311-02	RU 5311-12	RU 5311-22




Stößel
Pestles



16 cm – 6¼"

RU 5317-03	RU 5317-05
-------------------	-------------------




16 cm – 6¼"

RU 5317-07	RU 5317-09
-------------------	-------------------




ALEXANDER



	Flachmeißel Chisels	Hohlmeißel Gouges
	18 cm – 7"	
4 mm	RU 5320-04	RU 5322-04
6 mm	RU 5320-06	RU 5322-06
8 mm	RU 5320-08	RU 5322-08
10 mm	RU 5320-10	RU 5322-10
12 mm	RU 5320-12	RU 5322-12
14 mm	RU 5320-14	RU 5322-14




HOKE



	Osteotome Osteotomes	Osteotome Osteotomes
	14 cm – 5½"	
2 mm	RU 5321-01	RU 5321-11
3 mm	RU 5321-02	RU 5321-12
4 mm	RU 5321-03	RU 5321-13
5 mm	RU 5321-04	RU 5321-14
6 mm	RU 5321-05	RU 5321-15
7 mm	RU 5321-06	RU 5321-16
8 mm	RU 5321-07	RU 5321-17



Osteotome mit
Markierung
*Osteotomes with
depth marking*



gerade
straight

18 cm – 7"

2 mm	RU 8253-02
4 mm	RU 8253-04
6 mm	RU 8253-06
7 mm	RU 8253-07

COTTLE



Flachmeißel mit
Markierung
*Chisels with
depth marking*



gerade
straight


18 cm – 7"

4 mm	RU 8258-04
6 mm	RU 8258-06
7 mm	RU 8258-07
9 mm	RU 8258-09
12 mm	RU 8258-12

COTTLE




SMITH-PETERSEN




gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight




gebogen
curved

	Osteotome <i>Osteotomes</i>		Hohlmeißel <i>Gouges</i>	
	20,5 cm – 8"			
6 mm	RU 5323-06	RU 5325-06	RU 5327-06	RU 5329-06
9 mm	RU 5323-09	RU 5325-09	RU 5327-09	RU 5329-09
13 mm	RU 5323-13	RU 5325-13	RU 5327-13	RU 5329-13
16 mm	RU 5323-16	RU 5325-16	RU 5327-16	RU 5329-16
19 mm	RU 5323-19	RU 5325-19	RU 5327-19	RU 5329-19
25 mm	RU 5323-25	RU 5325-25	RU 5327-25	RU 5329-25
32 mm	RU 5323-32	RU 5325-32	RU 5327-32	RU 5329-32



LAMBOTTE



Osteotome Osteotomes		
24,5 cm – 9¾"		
4 mm	RU 5330-04	RU 5331-04
6 mm	RU 5330-06	RU 5331-06
8 mm	RU 5330-08	RU 5331-08
10 mm	RU 5330-10	RU 5331-10
13 mm	RU 5330-13	RU 5331-13
16 mm	RU 5330-16	RU 5331-16
18 mm	RU 5330-18	RU 5331-18
20 mm	RU 5330-20	RU 5331-20
25 mm	RU 5330-25	RU 5331-25
30 mm	RU 5330-30	RU 5331-30
38 mm	RU 5330-38	RU 5331-38
44 mm	RU 5330-44	—
50 mm	RU 5330-50	—



gerade
straight



MINI-LAMBOTTE

Osteotome Osteotomes		
	12,5 cm – 5"	17 cm – 6¾"
2 mm	RU 5332-02	RU 5333-02
3 mm	RU 5332-03	RU 5333-03
4 mm	RU 5332-04	RU 5333-04
6 mm	RU 5332-06	RU 5333-06
8 mm	RU 5332-08	RU 5333-08
10 mm	RU 5332-10	RU 5333-10
12 mm	RU 5332-12	RU 5333-12
15 mm	RU 5332-15	RU 5333-15

Meißel und Osteotome Chisels and Osteotomes



Instrumente mit **Propylux** Griffen

Ein hochstabiles Thermoplast mit wesentlich besseren Eigenschaften als das oft verwendete Ferrozell:

- Exzellente Resistenz gegen Säuren und Laugen, daher hygienisch unbedenklicher als Ferrozell
- Hohe Formstabilität auch nach Hunderten von Steri-Zyklen
- Hohe Festigkeit auch bei extremer Beanspruchung
- Hohe Farbbeständigkeit
- Enorme Reduzierung von Reparaturen
- Zugelassen bei der FDA
- Geeignet für alle Sterilisationsverfahren

Instruments with **Propylux** Handles


A highly resistant thermoplastic having much better characteristics than the often used Ferrozell:

- Excellent resistance against acids and leaches, therefore much safer than Ferrozell from the hygiene point of view
- High form stability even after hundreds of sterilisation cycles
- High solidity even when exposed to extreme loads
- Highly colour-fast
- Tremendously reduced need of repair
- FDA approved
- Suitable for all sterilisation procedures



LEXER

	LEXER			
	gerade straight	gerade straight		
	Osteotome Osteotomes	Hohlmeißel Gouges	22 cm – 8¾"	
5 mm	RU 5336-05X	RU 5338-05X		
7 mm	RU 5336-07X	RU 5338-07X		
10 mm	RU 5336-10X	RU 5338-10X		
15 mm	RU 5336-15X	RU 5338-15X		
20 mm	RU 5336-20X	RU 5338-20X		
25 mm	RU 5336-25X	RU 5338-25X		
30 mm	RU 5336-30X	RU 5338-30X		
40 mm	RU 5336-40X	—		



MINI-LEXER

	gerade straight	gerade straight		
	Osteotome Osteotomes	Hohlmeißel Gouges	18 cm – 7"	
4 mm	RU 5334-04X	RU 5335-04X		
6 mm	RU 5334-06X	RU 5335-06X		
8 mm	RU 5334-08X	RU 5335-08X		
10 mm	RU 5334-10X	RU 5335-10X		
12 mm	RU 5334-12X	RU 5335-12X		

Meißel und Osteotome

Chisels and Osteotomes



STILLE




gerade
straight




gerade
straight



gebogen
curved



gerade
straight




gebogen
curved

	Flachmeißel <i>Chisels</i>	Osteotome <i>Osteotomes</i>		Hohlmeißel <i>Gouges</i>	
	20 cm – 8"				
6 mm	RU 5340-06	RU 5341-06	RU 5341-56	RU 5342-06	—
8 mm	RU 5340-08	RU 5341-08	RU 5341-58	RU 5342-08	RU 5342-58
10 mm	RU 5340-10	RU 5341-10	RU 5341-60	RU 5342-10	—
12 mm	RU 5340-12	RU 5341-12	RU 5341-62	RU 5342-12	—
15 mm	RU 5340-15	RU 5341-15	RU 5341-65	RU 5342-15	—
20 mm	RU 5340-20	RU 5341-20	RU 5341-70	RU 5342-20	—
25 mm	RU 5340-25	RU 5341-25	RU 5341-75	RU 5342-25	—
30 mm	RU 5340-30	RU 5341-30	RU 5341-80	RU 5342-30	—



1:3
HIBBS




	Osteotome <i>Osteotomes</i>		Flachmeißel <i>Chisels</i>	Hohlmeißel <i>Gouges</i>	
	24 cm – 9½"		24 cm – 9½"	24 cm – 9½"	
6 mm	RU 5344-06	RU 5344-56	RU 5345-06	RU 5346-06	RU 5346-56
9 mm	RU 5344-09	RU 5344-59	RU 5345-09	RU 5346-09	RU 5346-59
13 mm	RU 5344-13	RU 5344-63	RU 5345-13	RU 5346-13	RU 5346-63
16 mm	RU 5344-16	RU 5344-66	RU 5345-16	RU 5346-16	RU 5346-66
19 mm	RU 5344-19	RU 5344-69	—	RU 5346-19	RU 5346-69
22 mm	RU 5344-22	RU 5344-72	—	—	—
25 mm	RU 5344-25	RU 5344-75	—	—	—
32 mm	RU 5344-32	—	—	—	—
38 mm	RU 5344-38	RU 5344-88	—	—	—



COBB



Ferrozell



Hohlmeißel
Gouges

27,5 cm – 10¾"

RU 5349-01	RU 5349-02	RU 5349-03	RU 5349-04
------------	------------	------------	------------



Fig. 0000 – 2,5 mm



RU 5350-40

Fig. 000 – 3,6 mm



RU 5350-30

Fig. 00 – 4,4 mm



RU 5350-20

Fig. 0 – 5,2 mm



RU 5350-10

Fig. 1 – 6,8 mm



RU 5350-01

Fig. 2 – 8,5 mm



RU 5350-02

Fig. 3 – 10 mm



RU 5350-03

Fig. 4 – 11,5 mm




RU 5350-04

Fig. 5 – 13 mm



RU 5350-05

Fig. 6 – 14,5 mm



RU 5350-06



VOLKMANN

17 cm – 6¾"



BRUNS

23 cm – 9"



Fig. 000 – 3,3 mm



RU 5351-08

RU 5351-58

RU 5351-78

Fig. 00 – 3,9 mm



RU 5351-09

RU 5351-59

RU 5351-79

Fig. 0 – 4,7 mm



RU 5351-10

RU 5351-60

RU 5351-80

Fig. 1 – 5,3 mm



RU 5351-11

RU 5351-61

RU 5351-81

Fig. 2 – 6 mm



RU 5351-12

RU 5351-62

RU 5351-82

Fig. 3 – 7,2 mm



RU 5351-13

RU 5351-63

RU 5351-83

Fig. 4 – 8,2 mm



RU 5351-14

RU 5351-64

RU 5351-84

Fig. 5 – 9,8 mm



RU 5351-15

RU 5351-65

Fig. 6 – 12 mm



RU 5351-16

RU 5351-66



Fig. 000 – 3,3 mm

○ **RU 5352-30**

Fig. 00 – 4,8 mm

○ **RU 5352-20**

Fig. 0 – 5,8 mm

○ **RU 5352-10**

Fig. 1 – 7,3 mm

○ **RU 5352-01**

Fig. 2 – 8,3 mm

○ **RU 5352-02**

Fig. 3 – 10,2 mm

○ **RU 5352-03**

Fig. 4 – 11,8 mm

○ **RU 5352-04**

Fig. 5 – 12,8 mm

○ **RU 5352-05**

Fig. 6 – 14 mm

○ **RU 5352-06**



BRUNS

17 cm – 6¾"



Fig. 0000 – 2,5 mm

○ **RU 5353-40**

Fig. 000 – 2,8 mm

○ **RU 5353-30**

Fig. 00 – 3,3 mm

○ **RU 5353-20**

Fig. 0 – 3,7 mm

○ **RU 5353-10**

Fig. 1 – 4,3 mm

○ **RU 5353-01**

Fig. 2 – 4,8 mm

○ **RU 5353-02**

Fig. 3 – 5,6 mm

○ **RU 5353-03**

Fig. 4 – 6,1 mm

○ **RU 5353-04**

Fig. 5 – 6,7 mm

○ **RU 5353-05**

Fig. 6 – 8,8 mm

○ **RU 5353-06**



SPRATT

17 cm – 6¾"



2 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-22**



2 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-42**

3 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-23**

3 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-43**

4 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-24**

4 mm

17 cm – 6¾"

○ **RU 5354-44**

5 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-25**

5 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-45**

6 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-26**

6 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-46**

7 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-27**

7 mm

19,5 cm – 7¾"

○ **RU 5354-47**

8 mm

20 cm – 8"

○ **RU 5354-28**

8 mm

20 cm – 8"

○ **RU 5354-48**

10 mm

21 cm – 8¼"

○ **RU 5354-50**

12 mm

21,5 cm – 8½"

○ **RU 5354-52**

14 mm

22 cm – 8¾"

○ **RU 5354-54**



Fig. 000 – 3 mm

○ **RU 5355-30**

Fig. 00 – 4 mm

○ **RU 5355-20**

Fig. 0 – 5 mm

○ **RU 5355-10**

Fig. 1 – 6 mm

○ **RU 5355-01**

Fig. 2 – 7 mm

○ **RU 5355-02**

Fig. 3 – 8 mm

○ **RU 5355-03**

Fig. 4 – 9 mm

○ **RU 5355-04**



schwedisches
Modell
swedish
pattern



SCHEDE

17 cm – 6¾"



WILLIGER
17,5 cm – 7"



Fig. 00 – 2,5 mm
RU 5356-20




Fig. 1 – 4 mm
RU 5356-01



Fig. 2 – 5,7 mm
RU 5356-02



UFFENRODE



links
left

rechts
right

17 cm – 6¾"

RU 5357-01

RU 5357-02



DAUBENSPECK
20 cm – 8"



Fig. 00 – 2,8 mm
RU 5361-20




Fig. 0 – 3,6 mm
RU 5361-10



Fig. 1 – 4,4 mm
RU 5361-01



Fig. 2 – 5,2 mm
RU 5361-02



Scharfe Löffel Bone Curettes



biegsam
malleable




Fig. 1 – 4,8 mm

RU 5362-01



Fig. 2 – 5,8 mm

RU 5362-02




Fig. 3 – 6,8 mm

RU 5362-03

HALLE

21 cm – 8¼"




Fig. 000 – 3,6 mm

25 cm – 10"

RU 5363-01 | **RU 5363-11**

Fig. 00 – 4,4 mm

25 cm – 10"

RU 5363-02 | **RU 5363-12**

Fig. 0 – 5,2 mm

25 cm – 10"

RU 5363-03 | **RU 5363-13**


Fig. 1 – 6 mm

25 cm – 10"

RU 5363-04 | **RU 5363-14**



1:3




13 cm – 5"

RU 5364-13

14,5 cm – 5¾"

RU 5364-14



17 cm – 6¾"

RU 5364-17


20 cm – 8"

RU 5364-20

VOLKMANN



VOLKMANN



13 cm – 5"

RU 5365-13

16 cm – 6¼"

RU 5365-16


20 cm – 8"

RU 5365-20



Ø 3,1 / 2,6 mm

RU 5366-00



Ø 4,2 / 3,1 mm

RU 5366-01



Ø 4,8 / 4,2 mm

RU 5366-12


MARTINI

13,5 cm – 5¼"




Ø 3 / 2,5 mm

RU 5368-00



Ø 3,5 / 3 mm

RU 5368-01




Ø 4,2 / 3,5 mm

RU 5368-12

WILLIGER

13,5 cm – 5¼"



Ø 4 / 3,5 mm

RU 5369-13

JACOBSON

13 cm – 5"




Ø 4,5 / 3,5 mm

RU 7921-15

JANSEN

15 cm – 6"






Ø 6,5 / 6,2 mm

RU 5370-21

WILLIGER

20,5 cm – 8"







LANGENBECK



scharf,
leicht gebogen
*sharp,
slightly curved*

19 cm – 7½"

RU 5384-18



CUSHING



rund, scharf,
leicht gebogen
*round, sharp,
slightly curved*

eckig, scharf,
leicht gebogen
*square, sharp,
slightly curved*

18 cm – 7"

RU 5384-30

RU 5384-31



LAMBOTTE



scharf,
leicht gebogen
*sharp,
slightly curved*

21,5 cm – 8½"

5 mm	RU 5385-05
10 mm	RU 5385-10
15 mm	RU 5385-15
20 mm	RU 5385-20
25 mm	RU 5385-25








SCHNEIDER-SAUERBRUCH



scharf, gebogen
sharp, curved


19 cm – 7½"

RU 5386-19





JOSEPH



scharf,
leicht gebogen
*sharp,
slightly curved*

16,5 cm – 6½"

RU 8206-16



COTTLE



scharf,
leicht gebogen
*sharp,
slightly curved*

19,5 cm – 7¾"

RU 8210-19



ADSON



scharf
sharp



scharf
sharp

17 cm – 6¾"

RU 5393-01

RU 5393-03



stumpf
blunt



scharf
sharp

17 cm – 6¾"

RU 5393-02

RU 5393-04



scharf, gebogen
sharp, curved



17 cm – 6¾"

6 mm

RU 5394-06

8 mm

RU 5394-08





Instrumente mit **Propylux** Griffen



Ein hochstabiles Thermoplast mit wesentlich besseren Eigenschaften als das oft verwendete Ferrozell:

- Exzellente Resistenz gegen Säuren und Laugen, daher hygienisch unbedenklicher als Ferrozell
- Hohe Formstabilität auch nach Hunderten von Steri-Zyklen
- Hohe Festigkeit auch bei extremer Beanspruchung
- Hohe Farbbeständigkeit
- Enorme Reduzierung von Reparaturen
- Zugelassen bei der FDA
- Geeignet für alle Sterilisationsverfahren

Instruments with **Propylux** Handles


A highly resistant thermoplastic having much better characteristics than the often used Ferrozell:

- Excellent resistance against acids and leaches, therefore much safer than Ferrozell from the hygiene point of view
- High form stability even after hundreds of sterilisation cycles
- High solidity even when exposed to extreme loads
- Highly colour-fast
- Tremendously reduced need of repair
- FDA approved
- Suitable for all sterilisation procedures






Ferrozell




20,5 cm – 8"

RU 5410-06



20 cm – 8"

RU 5410-07



20 cm – 8"

RU 5410-20



1:4



Ferrozell



aufgebogen,
scharf
angled, sharp
43 cm – 17"

RU 5417-01



Stahl-Griff
Steel handle

1:3


COBB



scharf, gebogen
sharp, curved

29 cm – 11½"

10 mm	RU 5412-50
13 mm	RU 5412-51
19 mm	RU 5412-54
25 mm	RU 5412-57
32 mm	RU 5412-60




	16 cm – 6¼"
7 mm	RU 5418-01
	18 cm – 7"
15 mm	RU 5418-03
	19 cm – 7½"
20 mm	RU 5418-05



gebogen,
 stumpf
*curved,
 blunt*

18 cm – 7"

RU 5419-18



gebogen, stumpf
curved, blunt

20 cm – 8"


RU 5420-20 **RU 5421-20**



Elevatorium nach
 Massachusetts
 General Hospital
*Elevator acc.
 Massachusetts
 General Hospital*

15 cm – 6"

RU 5423-15




5,5 mm

gebogen,
 stumpf
*curved,
 blunt*

17 cm – 6¾"

RU 5425-17



4 mm

gebogen,
 stumpf
*curved,
 blunt*

16 cm – 6¼"

RU 5426-16



6 mm

gebogen,
 stumpf
*curved,
 blunt*

19,5 cm – 7¾"

RU 5427-20

QUERVAIN






KEY



scharf
sharp

18 cm – 7"	6 mm	RU 5430-06
19 cm – 7½"	10 mm	RU 5430-10
	13 mm	RU 5430-12
20 cm – 8"	19 mm	RU 5430-19
	25 mm	RU 5430-25






BUCK-GRAMCKO



MINI-HOHMANN







HOHMANN

24,5 cm – 9¾"
RU 5442-50



HOHMANN

24 cm – 9½"
RU 5442-65




HOHMANN-ALDINGER


27 cm – 10½"
RU 5444-01



VERBRUGGE-MÜLLER






24 cm – 9½"
42 mm **RU 5444-06**




LANE-TRETHOWAN

21,5 cm – 8½"
RU 5444-10





VOLKMANN




22 cm – 8¾"

RU 4500-01	RU 4501-01	RU 4503-01
------------	------------	------------



VOLKMANN




22 cm – 8¾"

Ⓐ scharf / sharp	RU 4500-02	RU 4500-03	RU 4500-04
Ⓑ stumpf / blunt	RU 4501-02	RU 4501-03	RU 4501-04
Ⓒ halbscharf / semi-sharp	RU 4502-02	RU 4502-03	RU 4502-04



22 cm – 8¾"

Ⓐ scharf / sharp	RU 4500-06	RU 4500-08
Ⓑ stumpf / blunt	RU 4501-06	RU 4501-08
Ⓒ halbscharf / semi-sharp	RU 4502-06	RU 4502-08




scharf
sharp

24 cm – 9½"

RU 4506-24



KOCHER




scharf
sharp

21,5 cm – 8½"

RU 4506-01



KOCHER




stumpf
blunt

21,5 cm – 8½"

RU 4507-01



KOCHER




scharf
sharp

21,5 cm – 8½"

RU 4506-11




KOCHER



stumpf
blunt

21,5 cm – 8½"

RU 4507-11



15 x 10 mm

15 x 15 mm

20 x 18 mm



22,5 cm – 8¾"

(a)	scharf <i>sharp</i>	RU 4506-02	RU 4506-03	RU 4506-04
(b)	stumpf <i>blunt</i>	RU 4507-02	RU 4507-03	RU 4507-04
(c)	halbscharf <i>semi-sharp</i>	RU 4508-02	RU 4508-03	RU 4508-04

15 x 30 mm

15 x 40 mm








22,5 cm – 8¾"




(a)	scharf <i>sharp</i>	RU 4506-06	RU 4506-08
(b)	stumpf <i>blunt</i>	RU 4507-06	—
(c)	halbscharf <i>semi-sharp</i>	RU 4508-06	RU 4508-08




KOCHER











FERGUSSON



KERN

		
	ohne Sperre without ratchet	mit Sperre with ratchet
17 cm – 6¾"	RU 5520-17	RU 5521-17
21 cm – 8¼"	RU 5520-21	RU 5521-21



23 cm – 9"	RU 5522-23
25 cm – 10"	RU 5522-25
28 cm – 11"	RU 5522-28



21 cm – 8¼"	RU 5524-21
27 cm – 10½"	RU 5524-27
30,5 cm – 12"	RU 5524-30

HEY GROVES



19 cm – 7½"
RU 5525-19

SEMB



19 cm – 7½"
RU 5525-51

SEMB



mit Lappenverschluss
with lip joint



kleines Modell
small pattern


17,5 cm – 7"

RU 5527-17

VERBRUGGE



mit Lappenverschluss
with lip joint



25 cm – 10"

26 cm – 10¼"

27 cm – 10½"

RU 5527-25

RU 5527-26

RU 5527-27

VERBRUGGE



15 cm – 6"	RU 5528-15
19 cm – 7½"	RU 5528-19
24 cm – 9½"	RU 5528-24
26 cm – 10¼"	RU 5528-26
28 cm – 11"	RU 5528-28




Amputationsretraktor,
 Griffe abnehmbar
*Amputation retractor,
 removeable handles*

PERCY
RU 5529-30

1:4



FARABEUF-LAMBOTTE



1:3
 26 cm – 10¼"
RU 5533-26




LAMBOTTE

19 cm – 7½"
RU 5535-19



LANE



ohne Sperre mit Sperre
without ratchet with ratchet

33 cm – 13"	RU 5534-33	RU 5536-33
45 cm – 17¾"	RU 5534-45	RU 5536-45



14,5 cm – 5¾"
RU 5537-14



13,5 cm – 5¼"
RU 5538-12



13,5 cm – 5¼"
RU 5539-13



20 cm – 8"
RU 5539-20



17 cm – 6¾"
RU 5540-17



Patellazange
Patella forceps

17,5 cm – 7"
RU 5540-01



LOWMAN

18 cm – 7"	RU 5542-18
20 cm – 8"	RU 5542-20



MINI-LOWMAN

12 cm – 4¾"	RU 5543-12
-------------	-------------------



STELLBRINK



leicht gebogen
slightly curved



gebogen
curved

17 cm – 6¾"

RU 5558-01

RU 5558-02



BANE-HARTMANN




gebogen
curved

17,5 cm – 7"

RU 5559-17



MINI-FRIEDMANN



gebogen
curved

12,5 cm – 5"

RU 5560-12



LUER-FRIEDMANN



leicht gebogen
slightly curved

14 cm – 5½"

RU 5560-14





14 cm – 5½"
RU 5561-15

FRIEDMANN-DELIKAT




	gebogen curved
14 cm – 5½"	RU 5562-14
17 cm – 6¾"	RU 5562-17

CLEVELAND







18,5 cm – 7¼"
RU 5563-18

HARTMANN




20 cm – 8"
RU 5565-20

OLIVECRONA








BLUMENTHAL




HAKANSSON







JANSEN




COTTLE-JANSEN








ADSON



gerade
straight

20,5 cm – 8"

RU 5585-01




gebogen
curved

20,5 cm – 8"

RU 5585-02



ADSON




gerade, gezahnt
straight, saw edge

20,5 cm – 8"

RU 5585-21



KLEINERT-KUTZ



gerade
straight

15 cm – 6"

RU 5587-02




gebogen
curved

15 cm – 6"

RU 5587-12




BÖHLER



gerade
straight


15,5 cm – 6"

RU 5588-15



gebogen
curved


RU 5589-15



gerade
straight

15,5 cm – 6"

RU 5588-03




gebogen
curved

RU 5589-13



ZAUFAL-JANSEN




gebogen
curved

18 cm – 7"

RU 5590-18



BEYER




gebogen
curved

18 cm – 7"

RU 5592-18



MAYFIELD



gebogen
curved

17,5 cm – 7"

RU 5593-17



RUSKIN




gerade
straight

18 cm – 7"


RU 5594-02



RUSKIN



18 cm – 7"	RU 5594-24	RU 5594-34
------------	-------------------	-------------------



18 cm – 7"	RU 5594-51	RU 5594-18
23,5 cm – 9¼"	RU 5594-53	RU 5594-23




MARQUARDT



20 cm – 8"	RU 5595-20
------------	-------------------




RÖTTGEN-RUSKIN



24 cm – 9½"	RU 5596-24
-------------	-------------------




SMITH-PETERSEN



24 cm – 9½"

RU 5597-03	RU 5597-13	RU 5597-23
------------	------------	------------




24 cm – 9½"

RU 5597-14	RU 5597-24	RU 5597-15	RU 5597-25
------------	------------	------------	------------



STILLE-LUER




22 cm – 8¾"

RU 5600-22	RU 5601-22
------------	------------



STILLE-LUER




27 cm – 10½"

RU 5600-27	RU 5601-27
------------	------------



SEMB




gebogen
curved

23 cm – 9"

RU 5602-23



STILLE-RUSKIN



gebogen
curved


24 cm – 9½"

RU 5604-23




LEKSELL


1:3




3 mm




4 mm




5 mm



6 mm



7 mm



8 mm

seitlich gebogen
curved sideways

23,5 cm – 9¼"

RU 5606-03


RU 5606-04

RU 5606-05

RU 5606-06


RU 5606-07

RU 5606-08



23 cm – 9"

RU 5606-13	RU 5606-14	RU 5606-15	RU 5606-16	RU 5606-17	RU 5606-18
------------	------------	------------	------------	------------	------------




23 cm – 9"

RU 5608-08	RU 5608-23
------------	------------



LISTON



gerade
straight

gebogen
curved

14 cm – 5½"	RU 5640-14	RU 5641-14
17 cm – 6¾"	RU 5640-17	RU 5641-17
20 cm – 8"	RU 5640-19	RU 5641-19
22 cm – 8¾"	RU 5640-22	RU 5641-22




LITTAUER-LISTON



15 cm – 6"
RU 5642-15



BÖHLER



gerade
straight

gebogen
curved

15 cm – 6"	
RU 5700-15	RU 5701-15



MC INDOE



17,5 cm – 7"

RU 5702-17



KAZANJIAN



18 cm – 7"

RU 8125-18



RUSKIN-LISTON



gerade
straight



gebogen
curved


18,5 cm – 7¼"

RU 5710-18

RU 5711-18




STILLE-LISTON




gerade
straight

gebogen
curved

23 cm – 9"	RU 5716-23	RU 5717-23
27 cm – 10½"	RU 5716-27	RU 5717-27



S-gebogen
S-curved



27 cm – 10½"
RU 5718-27

LISTON-KEY-HORSLEY



Nagelspaltzange
Nail nipper

13,5 cm – 5¼"

RU 5722-13




Rundzange
Round pliers

18 cm – 7"

RU 5723-04



Flachzangen
Flat nose pliers



18 cm – 7"

RU 5723-18

RU 5724-18



Nagelausreißzange
Nail pulling forceps




13,5 cm – 5¼"

RU 5726-13


RADOLF

Nagelzangen für Finger- und Zehennägel Nail Nippers for Fingernails and Toenails



11 cm – 4¼"

RU 8870-11HP



13,5 cm – 5¼"

RU 8870-13HP



14 cm – 5½"

RU 8871-14HP

Nagelzangen für Finger- und Zehennägel Nail Nippers for Fingernails and Toenails



12 cm – 4¾"

RU 8872-12HP




13 cm – 5"

RU 8874-13HP



10 cm – 4"

RU 8878-10HP




Sägeblatt, allein
Saw blade, only

RU 5727-21

Fingerringsäge,
kompl. mit 1 Sägeblatt
*Finger ring saw,
compl. with 1 saw blade*

17 cm – 6¾"

RU 5727-17



Sägeblatt, allein,
für Hartmetall nicht geeignet
*Saw blade, only,
not suitable for carbide metal*

RU 5728-21

Fingerringsäge,
kompl. mit 1 Sägeblatt
*Finger ring saw,
compl. with 1 saw blade*

15 cm – 6"

RU 5728-17



Sägebrett, allein
Saw blade, only

RU 5732-99

31 cm – 12¼"

RU 5732-31

1:3

SATTERLEE



Sägebrett, allein
Saw blade, only

RU 5735-99

27 cm – 10½"

RU 5735-27

1:3

CHARRIÈRE



CHARRIÈRE

Säge komplett, bestehend aus: <i>Saw complete, consisting of:</i>	RU 5736-35
1 Säge 35 cm – 13¾"	
1 Saw 35 cm – 13¾"	
1 Sägeblatt 12 mm (RU 5736-42)	
1 Saw blade 12 mm (RU 5736-42)	
1 Sägeblatt 15 mm (RU 5736-45)	
1 Saw blade 15 mm (RU 5736-45)	

Blattbreite <i>Blade width</i>	Sägeblätter <i>Saw blades</i>
12 mm	RU 5736-42
15 mm	RU 5736-45



Griff, allein
Handle, only
27 cm – 10½"
RU 5744-10



Fig. 9
Verlängerungsstück
Extension piece
7,5 cm – 3"
RU 5744-09

HUDSON

Bohrapparat komplett, bestehend aus: <i>Hand drill complete, consisting of:</i>	RU 5744-00
Griff, allein (RU 5744-10) <i>Handle, only (RU 5744-10)</i>	
Fräser Fig. 1 (RU 5744-01) <i>Cutter Fig. 1 (RU 5744-01)</i>	
Fräser Fig. 2 (RU 5744-02) <i>Cutter Fig. 2 (RU 5744-02)</i>	
Fräser Fig. 3 (RU 5744-03) <i>Cutter Fig. 3 (RU 5744-03)</i>	
Fräser Fig. 4 (RU 5744-04) <i>Cutter Fig. 4 (RU 5744-04)</i>	
Verlängerungsstück Fig. 9 (RU 5744-09) <i>Extension piece Fig. 9 (RU 5744-09)</i>	



HUDSON

CUSHING

MC KENZIL

Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	
Ø 9 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Ø 14 mm	Ø 13 mm
RU 5744-01	RU 5744-02	RU 5744-03	RU 5744-04	RU 5744-05	RU 5744-07



STILLE

RU 5746-00

Bohrapparat komplett, bestehend aus:

Griff, allein 24 cm – 9½" (RU 5746-10)

Bohrer Fig. 1 (RU 5746-01)

Bohrer Fig. 2 (RU 5746-02)

Bohrer Fig. 3 (RU 5746-03)

Bohrer Fig. 4 (RU 5746-04)

Bohrer Fig. 5 (RU 5746-05)

Fräser Fig. 6 (RU 5746-06)

Fräser Fig. 7 (RU 5746-07)

Fräser Fig. 8 (RU 5746-08)

Fräser Fig. 9 (RU 5746-09)

Hand drill complete, consisting of:

Handle, only 24 cm – 9½" (RU 5746-10)

Drill Fig. 1 (RU 5746-01)

Drill Fig. 2 (RU 5746-02)

Drill Fig. 3 (RU 5746-03)

Drill Fig. 4 (RU 5746-04)

Drill Fig. 5 (RU 5746-05)

Cutter Fig. 6 (RU 5746-06)

Cutter Fig. 7 (RU 5746-07)

Cutter Fig. 8 (RU 5746-08)

Cutter Fig. 9 (RU 5746-09)

Griff, allein
Handle, only

24 cm – 9½"

RU 5746-10



Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 9
Ø 2,5 mm	Ø 3 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm	Ø 10 mm	Ø 5 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm
RU 5746-01	RU 5746-02	RU 5746-03	RU 5746-04	RU 5746-05	RU 5746-06	RU 5746-07	RU 5746-08	RU 5746-09



1:3

Bohrapparat mit umstellbaren Handgriff:
Hand drill with adjustable handle:

RU 5746-50

1 Dreibackenspannfutter
1 Three-jaw-chuck
1 Schlüssel
1 Wrench





Handgriff mit Jacobs-Spannfutter
0,5 - 7 mm und Spanschlüssel, allein
*Handle with Jacobs chuck 0.5 - 7 mm
and wrench, only*

RU 5747-01



Spanschlüssel, allein
Wrench, only

RU 5747-11





Trokarspitze, mit flachem Ende
(Verpackungseinheit à 10 Stück)
*Trocar point, with flat shaft
(Packing unit 10 pieces)*

1:1
KIRSCHNER

	Länge Length	
Ø mm	155 mm – 6"	310 mm – 12¼"
0,8	RU 5754-08	RU 5755-08
1	RU 5754-10	RU 5755-10
1,2	RU 5754-12	RU 5755-12
1,4	RU 5754-14	RU 5755-14
1,5	RU 5754-15	RU 5755-15
1,6	RU 5754-16	RU 5755-16
1,7	—	RU 5755-17
1,8	RU 5754-18	RU 5755-18
2	RU 5754-20	RU 5755-20
2,2	—	RU 5755-22
2,5	RU 5754-25	RU 5755-25
2,8	—	RU 5755-28
3	—	RU 5755-30



Trokarspitze, mit rundem Ende
(Verpackungseinheit à 10 Stück)
*Trocar point, with round shaft
(Packing unit 10 pieces)*

1:1
KIRSCHNER

	Länge Length		
Ø mm	100 mm – 4"	155 mm – 6"	310 mm – 12¼"
0,8	RU 5751-38	RU 5754-38	—
1	RU 5751-40	RU 5754-40	RU 5755-40
1,1	—	RU 5754-41	RU 5755-41
1,2	—	RU 5754-42	RU 5755-42
1,4	—	RU 5754-44	RU 5755-44
1,5	—	RU 5754-45	RU 5755-45
1,6	—	RU 5754-46	RU 5755-46
1,7	—	RU 5754-47	—
1,8	—	RU 5754-48	RU 5755-48
2	—	RU 5754-50	RU 5755-50
2,2	RU 5751-52	RU 5754-52	RU 5755-52
2,5	—	RU 5754-55	RU 5755-55
3	—	RU 5754-60	RU 5755-60



1:1

KIRSCHNER

Trokarspitze, mit Trokarende
(Verpackungseinheit à 10 Stück)
Trocar point, with trocar shaft
(Packing unit 10 pieces)

Ø mm	Länge Length		
	100 mm – 4"	155 mm – 6"	310 mm – 12¼"
0,8	RU 5756-08	RU 5756-38	—
1	RU 5756-10	RU 5756-40	RU 5756-70
1,1	RU 5756-11	RU 5756-41	—
1,2	RU 5756-12	RU 5756-42	—
1,4	RU 5756-14	RU 5756-44	—
1,5	RU 5756-15	RU 5756-45	RU 5756-75
1,6	RU 5756-16	RU 5756-46	—
1,7	—	RU 5756-47	—
1,8	—	RU 5756-48	—
1,9	—	RU 5756-49	—
2	—	RU 5756-50	RU 5756-80
2,5	—	—	RU 5756-85
2,8	—	—	RU 5756-88
3	—	—	RU 5756-90



15 mm

1:1

KIRSCHNER

Trokarspitze, mit Gewinde
(Verpackungseinheit à 10 Stück)
Trocar point, with thread
(Packing unit 10 pieces)

Ø mm	Länge Length	
	155 mm – 6"	310 mm – 12¼"
1,2	RU 5754-72	—
1,4	RU 5754-74	RU 5755-74
2	RU 5754-80	RU 5755-80
2,5	RU 5754-85	RU 5755-85

Bohrdrähte, Steinmann-Nägel Drill Wires, Steinmann Pins



Lanzenspitze
(Verpackungseinheit à 10 Stück)
Lance point
(Packing unit 10 pieces)



1:1

KIRSCHNER

	Länge <i>Length</i>
Ø mm	310 mm – 12¼"
2,2	RU 5758-22
2,4	RU 5758-24
2,6	RU 5758-26
3	RU 5758-30




Trokarspitze, mit Dreikant-Ende
Trocar point, with triangular end



1:1

STEINMANN

Länge <i>Length</i>	Ø 4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5 mm
10 cm	RU 5784-10	RU 5785-10	RU 5786-10
12 cm	RU 5784-12	RU 5785-12	RU 5786-12
14 cm	RU 5784-14	RU 5785-14	RU 5786-14
16 cm	RU 5784-16	RU 5785-16	RU 5786-16
18 cm	RU 5784-18	RU 5785-18	RU 5786-18
20 cm	RU 5784-20	RU 5785-20	RU 5786-20
22 cm	RU 5784-22	RU 5785-22	RU 5786-22
25 cm	RU 5784-25	RU 5785-25	RU 5786-25
30 cm	RU 5784-30	RU 5785-30	RU 5786-30



14 cm – 5½"
RU 5760-14



16 cm – 6¼"
RU 5760-16




Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi



Typ / Type	18,5 cm – 7¼"		17,5 cm – 7"	
TC	RU 5761-17	RU 5761-18	RU 5761-19	RU 5761-20

Drahtspannzangen

Wire Twisting Forceps



13 cm – 5"	RU 5761-41
18 cm – 7"	RU 5761-42



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi



Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 5761-08



Typ / Type	20 cm – 8"
TC	RU 5761-09



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi




Typ / Type	15 cm – 6"	20 cm – 8"	15 cm – 6"
TC	RU 5761-10	RU 5761-11	RU 5761-12



Körnung 0,5 mm
Grit 2500 tpsi



Typ / Type	17 cm – 6¾"
TC	RU 5761-15



Drahtschneide- und Biegezange
Wire cutting and bending pliers



Schneide
Cutting edge

weich / soft	1.5 mm
hart / hard	1.0 mm


16 cm – 6¼"

RU 5759-16



17 cm – 6¾"

RU 5761-31 RU 5761-32




19 cm – 7½"

RU 5761-33

Flachzangen Flat Nose Pliers



rostfreier Stahl
stainless steel



18,5 cm – 7¼"

RU 5764-00



rostfreier Stahl
stainless steel



18 cm – 7"

RU 5764-51



18 cm – 7"

RU 5764-60

Drahtschneidezangen

Wire Cutting Pliers



für weichen Knochen Draht bis Ø
 für harte Bohrdrähte/Knochen Nägel bis Ø
 for soft bone wire with a max. diameter of
 for hard drill wires/bone nails with a max. diameter of



weich soft	Ø 2 mm
hart hard	Ø 1,5 mm
TC Hard Metal	
Typ / Type	15 cm – 6"
TC	RU 5762-15



Drahtschneider durchbohrt
 Cannulated wire cutter

weich soft	Ø 1,7 mm
18,5 cm – 7¼"	
RU 5762-18	



weich soft	Ø 2 mm
hart hard	Ø 2 mm
16 cm – 6¼"	
RU 5762-50	



weich soft	Ø 3,5 mm
hart hard	Ø 3,5 mm
24 cm – 9½"	
RU 5765-24	

Drahtschneidezangen Wire Cutting Pliers



für weichen Knochen Draht bis Ø
für harte Bohrdrähte/Knochen Nägel bis Ø
for soft bone wire with a max. diameter of
for hard drill wires/bone nails with a max. diameter of



hart hard	Ø 0,6 mm
--------------	----------



Typ / Type	12 cm – 4¾"
TC	RU 5766-12



weich soft	Ø 1,5 mm
hart hard	Ø 1 mm



Typ / Type	15 cm – 6"
TC	RU 5766-24



weich soft	Ø 2 mm
hart hard	Ø 1,7 mm

Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 5767-18



weich soft	Ø 3 mm
hart hard	Ø 2,5 mm




Typ / Type	22 cm – 8¾"
TC	RU 5767-22

**MODELL RUDOLF
RUDOLF PATTERN**

Drahtschneidezangen Wire Cutting Pliers



für weichen Knochen Draht bis Ø
für harte Bohrdrähte/Knochen Nägel bis Ø
for soft bone wire with a max. diameter of
for hard drill wires/bone nails with a max. diameter of



**MODELL RUDOLF
RUDOLF PATTERN**

weich soft	Ø 2,5 mm
hart hard	Ø 1,5 mm



Typ / Type	18,5 cm – 7 1/4"
TC	RU 5768-18



Bolzenschneider zum Abzwicken
von Drähten, Schrauben und
Nägeln bis zu Ø 6 mm

Cutter for cutting off wires,
bolts and pins up to Ø 6 mm



1:3



1:3

47 cm – 18 1/2"	RU 5767-47
54 cm – 21 1/4"	RU 5767-57

1:4



Typ / Type	18 cm – 7"
TC	RU 5769-18
weich soft	Ø 2 mm
hart hard	Ø 1,7 mm



Typ / Type	22 cm – 8 3/4"
TC	RU 5769-22
weich soft	Ø 3 mm
hart hard	Ø 2,5 mm




1:3

hart hard	Ø 2,2 mm
--------------	----------



Typ / Type	23,5 cm – 9 1/4"
TC	RU 5769-32

Extensionsbügel Extension Bows



für Kirschner-Bohrdrähte / Steinmann-Nägel max. Ø 4.5 mm
for Kirschner Drill-Wires / Steinmann-Pins max. Ø 4.5 mm

für Arm
for arm

15 x 9 cm – 6" x 3½"	RU 5770-16
----------------------	-------------------



für Oberschenkel und Knie
for thigh and knee

19 x 11 cm – 7½" x 4¼"	RU 5770-21
------------------------	-------------------



	RU 5773-18	RU 5773-27
lichte Weite clear width	18 x 10 cm 7" x 4"	27 x 16 cm 10½" x 6¼"
für Kirschner-Bohrdrähte / Steinmann-Nägel for Kirschner Drill-Wires / Steinmann-Pins	max. Ø 4.0 mm	max. Ø 5.0 mm
Optionales Zubehör, Ringgabelschlüssel Optional accessories, Combination wrench		
 Schlüsselweite / Size	10	RU 6319-10
	11	—
	12	RU 6319-11
	14	RU 6319-12

 Schlüsselweite / Size	8 / 9	RU 6319-89
--	-------	-------------------



Knochendraht
in Ringen zu 10 m
*Bone wire
coil of 10 m*

Ø mm	weich soft
0,2	RU 5778-02
0,3	RU 5778-03
0,4	RU 5778-04
0,5	RU 5778-05
0,6	RU 5778-06
0,7	RU 5778-07
0,8	RU 5778-08
0,9	RU 5778-09
1,0	RU 5778-10
1,2	RU 5778-12
1,5	RU 5778-15



Drahtspanninstrument
Bone wire tighteners

21 cm – 8¼"
RU 5782-00

LOUTE



Drahtumführungsnaadeln
Bone wire guides

30,5 cm – 12"	Fig. 1	RU 5780-01
28,5 cm – 11¼"	Fig. 2	RU 5780-02
27,5 cm – 10¾"	Fig. 3	RU 5780-03

DEMEL




Fig. 3 Fig. 2 Fig. 1



1:3



Ø 30 mm
230 g

mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
*with interchangeable
plastic disks*

Ersatzbackenpaar
Pair of spare disks

RU 5798-51

24 cm – 9½"

RU 5798-24



Ø 25 mm
135 g

mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
*with interchangeable
plastic disks*

Ersatzbackenpaar
Pair of spare disks

RU 5799-51

19 cm – 7½"

RU 5799-18



1:3

BERGMANN

Ø 30 mm
300 g

23,5 cm – 9¼"

RU 5800-23

Hämmer Mallets



Ø 14 / 24 mm
420 g

Kopf massiv, aus
Implant-Werkstoff
*Head massive, made
of implantat material*

23,5 cm – 9¼"

RU 5801-23

1:3



Ø 45 mm
380 g

24 cm – 9½"

RU 5802-24

1:3

BERGMANN



Ø 30 mm
180 g

24 cm – 9½"

RU 5803-10

Ø 40 mm
350 g

24 cm – 9½"

RU 5803-35

Ø 45 mm
500 g

24 cm – 9½"

RU 5803-50

Ø 50 mm
700 g

24 cm – 9½"

RU 5803-70




Ferrozell



Ø 30 / 42 mm
400 g

24 cm – 9½"


RU 5804-24



Backen 1x konvex / 1x flach
faces 1x convex / 1x flat



Backen 1x konvex / 1x flach
faces 1x convex / 1x flat





1:3

Ø 35 mm
100 g

26 cm – 10¼"

RU 5808-01

Ø 43 mm
170 g

26 cm – 10¼"

RU 5808-02

Ø 50 mm
220 g

26 cm – 10¼"

RU 5808-03



Ø 30 mm
240 g

konvex / flach
convex / flat

19 cm – 7½"

RU 5809-19

COTTLE




Ø 27 mm
145 g

20 cm – 8"

RU 5811-23

HAJEK



LUCAE

Ø 19 mm
80 g

19 cm – 7½"

RU 5813-01

Ø 25 mm
250 g

19 cm – 7½"

RU 5813-02



Ø 20 mm
75 g

Stahl massiv
steel massive

16,5 cm – 6½"

RU 5816-16



MEAD

Ø 26 mm
170 g


mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
*with interchangeable
plastic disks*

Ersatzbackenpaar
Pair of spare disks


RU 5816-20

19 cm – 7½"


RU 5816-17



KLEINERT-KUTZ



BRAND





Sehnenscheidenhaken
Tendon sheath hooks



6 x 16 mm



6 x 16 mm

gezahnt
toothed

19 cm – 7½"

RU 4482-01

RU 4482-02

STRANDELL-STILLE



Sehnenscheidenhaken
Tendon sheath hooks



12 x 6 mm

stumpf
blunt

17,5 cm – 7"

RU 4483-01

KLAPP

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics



10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery





11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery



12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



**11
HF**

HF-Chirurgie
HF-Surgery



HF-Handgriffe	<i>HF-Handles</i>	HF 3 - 4
Monopolare Elektroden	<i>Monopolar Electrodes</i>	HF 5
Bipolare Scheren	<i>Bipolar Scissors</i>	HF 6 - 7
Bipolare Pinzetten	<i>Bipolar Forceps</i>	HF 8 - 17
Bipolare Anschlusskabel	<i>Bipolar Connecting Cables</i>	HF 18

HF-Handgriffe

HF-Handles




zur Verwendung mit Elektroden Ø 2,4 mm und 6-kant Schaft
to be used with electrodes Ø 2.4 mm and 6-edge shaft



max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Anschluss Geräteseite
Connection equipment side



Ø 2,4 mm



HF-Handgriff evoline
für Erbe
HF-Handle evoline
for Erbe

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
4 m

HF410-026



max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Anschluss Geräteseite
Connection equipment side

Ø 2,4 mm



HF-Handgriff evoline
für Martin
HF-Handle evoline
for Martin

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
4 m

HF410-028



max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Anschluss Geräteseite
Connection equipment side

Ø 2,4 mm



HF-Handgriff evoline
für Modelle mit internationalem Anschluss 3-polig
HF-Handle evoline
for models with international connection plug 3 pin

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
4 m

HF410-030

HF-Handgriffe

HF-Handles



zur Verwendung mit Elektroden Ø 4 mm und 6-kant Schaft
to be used with electrodes Ø 4 mm and 6-edge shaft




max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Ø 4 mm



Anschluss Geräteseite
Connection equipment side



HF-Handgriff evoline
für Erbe
HF-Handle evoline
for Erbe

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
4 m

HF410-020



max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Ø 4 mm



Anschluss Geräteseite
Connection equipment side



HF-Handgriff evoline
für Martin
HF-Handle evoline
for Martin

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
3 m

HF410-022



max. Spannung: 4,3 kVp
max. voltage: 4.3 kVp

Ø 4 mm



Anschluss Geräteseite
Connection equipment side



HF-Handgriff evoline
für Modelle mit internationalem Anschluss 3-polig
HF-Handle evoline
for models with international connection plug 3 pin

mit integriertem Kabel
with integrated cable
mit 2 Tasten
with 2 buttons

Länge / Length
3 m

HF410-024

Monopolare Elektroden

Monopolar Electrodes



6-kant Schaft
6-edge shaft




Modell Model	2.4	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	2,4 mm Schaft 2.4 mm shaft
		Messer-Elektrode Knife electrode	20 mm x 2,5 mm	RU 0470-54
		Nadel-Elektrode Needle electrode	18 mm x Ø 0,7 mm	RU 0470-60

Modell Model	2.4	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	2,4 mm Schaft 2.4 mm shaft
		Kugel-Elektrode Ball electrode	Ø 2 mm	RU 0470-65
			Ø 4 mm	RU 0470-67

Modell Model	4	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	4 mm Schaft 4 mm shaft
		Lanzetten-Elektrode Lancet electrode	19 mm x 1,6 mm	RU 0470-02

Modell Model	4	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions	4 mm Schaft 4 mm shaft
		Kugel-Elektrode Ball electrode	Ø 2 mm	RU 0470-15
			Ø 4 mm	RU 0470-17
			Ø 6 mm	RU 0470-19



Allgemein


Merkmale unserer bipolaren Scheren:

- Die Stromzufuhr erfolgt über eine Steckverbindung an nur einem Griff der Schere, die Handhabung während des OP's wird dadurch extrem erleichtert.
- RUDOLF Bipolare Scheren ermöglichen das Schneiden und Präparieren bei gleichzeitiger Koagulation.
- Unterschiedliche Arbeitslängen und zwei Versionen (Standard und schlank) erlauben den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Die spezielle Konstruktion macht sie besonders reparaturfreundlich.
- Die Scherenschrauben dienen der Stromführung von einem auf das andere Scherenblatt, die Scherenblätter mit Voll-Keramik-Einlage können voneinander getrennt und nachgeschärft werden.

General information

Features of our bipolar scissors:

- The power is supplied by means of a plug-in construction to one ring only. This simplifies handling during the operation considerably.
- RUDOLF bipolar scissors enable cutting and dissection with simultaneous bipolar coagulation.
- Various working length and two versions (standard and slim) allow the scissors to be used for a large number of applications.
- The special construction ensures that the scissors are easy to repair.
- The screws conduct the current from one blade to the other, the blades with a solid ceramic insert can be separated for re-sharpening.




METZENBAUM



Länge Length	gebogen schlank curved slim
18 cm – 7"	RU 1382-18
23 cm – 9"	RU 1382-23

Bipolare Anschlusskabel für abgebildete Scheren
Bipolar connecting cables for illustrated scissors

Gerätestecker Plug, generator side	Instrumentenstecker Plug, instrument side	Länge Length	
 Erbe		3 m	HF300-202
 Martin, Berchtold, Aesculap		3 m	HF300-204
 Valleylab, Lamidey, EMC		3 m	HF300-206



Allgemein

Merkmale unserer bipolaren Pinzetten:

- Lieferbar mit Flachstecker, auf Anfrage auch mit 2-Pin-Stecker (US-Standard).
- Präzise schließende Arbeitsenden gewährleisten ein sicheres und schonendes Arbeiten.
- Die schlanke und feine Formgebung garantieren ein sicheres Arbeiten auch in besonders delikaten Einsatzbereichen bzw. an schwer zugänglichen Stellen.
- Die breite, geriefte Grifffläche ermöglicht eine sichere Handhabung.
- Die bewährte und äußerst beständige Isolationsbeschichtung gewährleistet die Sicherheit des Instrumentes.
- Unser Kunststoff-Sicherheitsstecker garantiert eine glatte Steckverbindung und damit sicheren elektrischen Kontakt.

NON-STICK Pinzetten:

NON-STICK Pinzetten verhindern das Verkleben des koagulierten Gewebes mit der Pinzettenspitze. Dafür sorgen spezielle polierte Edelmetallspitzen mit einer exzellenten Wärmeleitfähigkeit. Diese Antihafteigenschaften bleiben auch nach einem evtl. Nachpolieren erhalten, da die gesamten Pinzettenspitzen aus Edelmetall hergestellt sind und es sich nicht nur um eine Beschichtung handelt.

General information

Features of our bipolar forceps:

- Available with flat plug, on demand also with 2-pin-plug (US-Standard).
- The precise closing of the jaws ensures safe and gentle working.
- The slim and delicate design grants safe working in extremely delicate areas or in hard-to-reach places.
- The broad, rifeled surface of the handle ensures safe handling.
- The well proven and extremely durable isolation coating grants the safeness of the instrument.
- Our plastic-safety plug grants a smooth plugging and therefore a safe electric contact.

NON-STICK Forceps:

The NON-STICK forceps prevents the sticking of coagulated tissue on the forceps tips. This is possible due to specially polished tips made of precious metal having an excellent heat conductance. These anti-adhesion properties are not lost even after a possible re-polishing, due to the fact that the complete tip of the forceps is made of precious metal and it is not only a coating.

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps





gerade
straight



gewinkelt
angled



gebogen
curved



Anschluss
Plug

Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard	Standard	Standard
11 cm	0,25 mm	HF510-011	HF510-211	HF510-411
4¼"	0,60 mm	HF510-111	HF510-311	–



gerade
straight



gewinkelt
angled



Anschluss
Plug


Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	NON-STICK	NON-STICK
	0,25 mm	HF510-051	HF510-251
11 cm	0,60 mm	HF510-151	HF510-351
4¼"	1,00 mm	HF510-152	–

Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.


Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten


Bipolar Forceps



Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard
17 cm – 6¾"	0,30 mm	HF518-017



Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard
12 cm – 4¾"	0,80 mm	HF511-111




Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	NON-STICK
12 cm – 4¾"	0,25 mm	HF511-051
	0,80 mm	HF511-151

Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.

Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps



Anschluss
Plug



Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard	Standard
15 cm – 6"	0,30 mm	HF515-015	–
	1,00 mm	HF515-115	HF515-615
18 cm – 7"	0,30 mm	–	HF515-518
	1,00 mm	HF515-118	HF515-618
20 cm – 8"	0,30 mm	HF515-020	–
	1,00 mm	HF515-120	HF515-620
22 cm – 8¾"	1,00 mm	HF515-122	–
24 cm – 9½"	1,00 mm	HF515-124	–



Anschluss
Plug




Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	NON-STICK	NON-STICK
15 cm – 6"	0,30 mm	HF515-055	–
	0,60 mm	HF515-056	–
	1,00 mm	HF515-155	HF515-655
	2,00 mm	–	HF515-656
18 cm – 7"	0,30 mm	–	HF515-558
	0,60 mm	HF515-059	–
	1,00 mm	HF515-158	HF515-658
	2,00 mm	HF515-159	HF515-659
20 cm – 8"	1,00 mm	HF515-170	–
	2,00 mm	HF515-171	–
22 cm – 8¾"	1,00 mm	HF515-172	–
	2,00 mm	HF515-173	–

Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.


Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps



Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard
15 cm – 6"	1,00 mm	HF516-115
18 cm – 7"	1,00 mm	HF516-118
20 cm – 8"	0,30 mm	HF516-020
	1,00 mm	HF516-120



Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	NON-STICK	NON-STICK
18 cm – 7"	0,30 mm	–	HF516-558
	1,00 mm	HF516-158	–
	2,00 mm	HF516-159	–
20 cm – 8"	1,00 mm	HF516-170	–
22 cm – 8¾"	2,00 mm	HF516-173	–

2-Pin-Stecker (US-Standard).
Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.

2-pin-plug (US-Standard).
Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps




Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard	Standard	Standard
16,5 cm – 6½"	0,60 mm	HF520-017	–	–
18 cm – 7"	0,30 mm	HF520-018	–	–
	1,00 mm	HF520-118	HF520-518	–
20 cm – 8"	1,00 mm	HF520-120	HF520-520	–
22 cm – 8¾"	0,30 mm	HF520-022	HF520-422	–
	1,00 mm	HF520-122	HF520-522	HF520-922
24 cm – 9½"	0,30 mm	HF520-024	–	–
	1,00 mm	HF520-124	–	–

Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.

Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.




Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	NON-STICK	NON-STICK
18 cm – 7"	0,30 mm	HF520-058	–
	0,60 mm	HF520-059	–
	1,00 mm	HF520-158	–
	2,00 mm	HF520-159	–
20 cm – 8"	0,30 mm	HF520-070	–
	0,60 mm	HF520-071	–
	1,00 mm	HF520-170	HF520-570
	2,00 mm	HF520-171	–
22 cm – 8¾"	0,60 mm	HF520-073	–
	1,00 mm	HF520-172	HF520-572
	2,00 mm	HF520-173	–
24 cm – 9½"	0,60 mm	HF520-075	–
	1,00 mm	HF520-174	–
	2,00 mm	HF520-175	–



Länge <i>Length</i>	Spitzen- breite <i>Width of tips</i>	Standard	Standard	Standard
18 cm – 7"	1,00 mm	HF521-118	–	HF521-918
20 cm – 8"	0,30 mm	–	HF521-420	–
	1,00 mm	HF521-120	–	–
22 cm – 8¾"	1,00 mm	HF521-122	–	–

2-pin-plug (US-Standard).
Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten Bipolar Forceps



Länge Length	Spitzen- breite Width of tips	NON-STICK	NON-STICK	NON-STICK
18 cm – 7"	0,60 mm	HF521-059	–	–
	1,00 mm	HF521-158	–	–
	2,00 mm	HF521-159	–	–
20 cm – 8"	0,30 mm	HF521-070	–	–
	0,60 mm	HF521-071	–	–
	1,00 mm	HF521-170	HF521-570	HF521-970
	2,00 mm	HF521-171	–	–
22 cm – 8¾"	0,30 mm	HF521-072	–	–
	0,60 mm	HF521-073	–	–
	1,00 mm	HF521-172	–	–
	2,00 mm	HF521-173	–	–
24 cm – 9½"	1,00 mm	HF521-174	–	–
	2,00 mm	HF521-175	–	–

2-Pin-Stecker (US-Standard).
Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.

2-pin-plug (US-Standard).
Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

Bipolare Pinzetten

Bipolar Forceps



Anschluss
Plug

mit Spülung
with irrigation

gerade
straight

mit Spülung
with irrigation

bajonett, gerade
bayonet, straight

Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard	Standard
18cm – 7"	0,5 x 8 mm	HF530-018	–
	1,0 x 8 mm	–	HF532-118

Anschluss
Plug



mit Spülung
with irrigation

bajonett, gerade
bayonet, straight

Länge Length	Spitzenbreite Width of tips	Standard
20 cm – 8"	1,5 x 8 mm	HF533-220

2-Pin-Stecker (US-Standard).
Passende Bipolare Anschlusskabel auf Seite HF 17.

2-pin-plug (US-Standard).
Suitable bipolar connecting cables on page HF 17.

	Flachstecker Flat plug		2-Pin Stecker US-Standard 2-pin plug US-Standard	
				
				
	Instrumentenseite Instrument side			
Geräteseite Generator side	Länge Length		Länge Length	
 Steg biegsam / flexible joint	4 m	HF310-104	4 m	HF310-3031
 Erbe	3 m	HF310-113	–	–
 Martin, Berchtold, Aesculap	3 m	HF310-123	–	–
	5 m	HF310-125	–	–
 Valleylab, Lamidey, EMC 29 mm	3 m	HF310-133	3 m	HF310-333
	5 m	HF310-135	–	–

Index

Alphabetischer Index, Nummern Index
Alphabetical Index, Numerical Index

Search



1 SC

Scheren
Scissors



2 SK

Skalpelle und Messer
Scalpels and Knives



3 FC

Pinzetten
Forceps



4 CF

Klemmen und Zangen
Clamps and Forceps



5 RE

Retraktoren
Retractors



6 TS

Trokare, Saug- und
Spülinstrumente
*Trocars, Suction and
Irrigation Instruments*



7 WO

Wundverschluss
Wound closure



8 AS

Abdominale Chirurgie, Urologie
Abdominal Surgery, Urology



9 GO

Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynecology and Obstetrics




10 BS

Knochenchirurgie
Bone Surgery




11 HF

HF-Chirurgie
HF-Surgery




12 HS

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage



**12
HS**

Hygiene und Aufbewahrung
Hygiene and Storage






Instrumentenöl	<i>Instrument Oil</i>	HS 2
Sterilisierzangen	<i>Sterilization Forceps</i>	HS 3
Messbecher und Nierenschalen	<i>Measuring Jugs and Kidney Bowls</i>	HS 4
Behälter, rund	<i>Bowls, Round</i>	HS 5 - 6
Instrumentenschalen	<i>Instrument Trays</i>	HS 7 - 8
Siebkörbe, Größe 1/2	<i>Baskets, Half Size</i>	HS 9
Siebkörbe, Größe 3/4	<i>Baskets, Three-Quarter Size</i>	HS 10
Siebkörbe, Größe 1/1	<i>Baskets, Full Size</i>	HS 11
Siebkörbe, Größe Mini	<i>Baskets, Mini Size</i>	HS 12 - 13
Zubehör	<i>Accessories</i>	HS 14

NEW



- Präzise Dosierung dank des feinen Stiftes
 - Hervorragende Gleiteigenschaften zwischen den Reibflächen
 - Ausgezeichneter Schutz gegen Korrosion und Oxidation
 - Hinterlässt keine Rückstände auf der Instrumentenoberfläche
-
- *Accurate dosing thanks to the thin pin*
 - *Outstanding gliding properties between the friction surfaces*
 - *Excellent protection against corrosion and oxidation*
 - *Leaves no residue on the instrument surface*



18 ml
(~ 1000 drops)

RU 8880-18



Abfallzange
Waste forceps

55 cm – 21¾"

RU 8941-55


SAUERBRUCH



27 cm – 10½"

RU 8947-27

CHEATLE



20 cm – 8"

RU 8948-20

UNIVERSAL

Sterilisierklammern
Sterilization clamps



BUNT

10,5 cm – 4¼"


RU 8950-01



MAYO

14 cm – 5½"

RU 8950-02



MAYO

14 cm – 5½"

RU 8950-03

Messbecher und Nierenschalen Measuring Jugs and Kidney Bowls



	Messbecher <i>Measuring jugs</i>
0,25 l	RU 8964-02
0,50 l	RU 8964-05
1,00 l	RU 8964-10
2,00 l	RU 8964-20



		Nierenschalen <i>Kidney bowls</i>
0,25 l	170 x 36 mm	RU 8970-01
0,50 l	250 x 32 mm	RU 8970-02
0,75 l	275 x 45 mm	RU 8970-03



	Wattespender <i>Cotton dispensers</i>
100 x 100 mm	RU 8972-02
120 x 120 mm	RU 8972-03
150 x 150 mm	RU 8972-04



	Medizinbecher <i>Medicine cups</i>
25 cc	RU 8975-05
50 cc	RU 8975-10



	Medizinbecher <i>Medicine cups</i>
100 cc = 0,10 l	RU 8975-10/10
250 cc = 0,25 l	RU 8975-10/25



Ø x H Ø x h	Standgefäße <i>Jars</i>
55 x 120 mm	RU 8984-02
55 x 125 mm	RU 8984-03
50 x 180 mm	RU 8984-04
85 x 135 mm	RU 8984-05
85 x 175 mm	RU 8984-06
100 x 200 mm	RU 8984-07



1:3

Ø x H Ø x h	Liter <i>Litre</i>	Schalen <i>Bowls</i>
40 x 19 mm	0,05 l	RU 8985-10
61 x 30 mm	0,07 l	RU 8985-11
80 x 40 mm	0,14 l	RU 8985-01
116 x 50 mm	0,35 l	RU 8985-02
128 x 55 mm	0,45 l	RU 8985-03
147 x 65 mm	0,70 l	RU 8985-04
167 x 75 mm	1,10 l	RU 8985-05
187 x 85 mm	1,60 l	RU 8985-06

1:3



Ø x H Ø x h	Schalen Bowls
120 x 35 mm	RU 8986-12
140 x 35 mm	RU 8986-14
160 x 35 mm	RU 8986-16



Typ Type	Ø x H Ø x h	Liter Litre	Schalen Bowls
B1	40 x 19 mm	0,02 l	RU 8987-01
B2	61 x 30 mm	0,06 l	RU 8987-02
B4	83 x 41 mm	0,16 l	RU 8987-03
B6	111 x 56 mm	0,40 l	RU 8987-04
B8	151 x 73 mm	1,00 l	RU 8987-05
B10	211 x 76 mm	2,50 l	RU 8987-06



Ø x H Ø x h	Liter Litre	Schalen Bowls
165 x 55 mm	0,75 l	RU 8988-01
175 x 70 mm	1,00 l	RU 8988-02
225 x 100 mm	2,00 l	RU 8988-03
240 x 90 mm	2,75 l	RU 8988-04
260 x 120 mm	4,00 l	RU 8988-05
315 x 105 mm	5,50 l	RU 8988-06
325 x 135 mm	8,00 l	RU 8988-07
380 x 130 mm	11,00 l	RU 8988-08
405 x 150 mm	14,00 l	RU 8988-09



1:3

Instrumentenablageplatten
Instrument storage trays

160 x 210 x 10 mm	RU 8977-01
280 x 210 x 10 mm	RU 8977-03
300 x 160 x 10 mm	RU 8977-04
310 x 210 x 10 mm	RU 8977-05
400 x 270 x 10 mm	RU 8977-06



1:4

L x B x H
l x b x h

Schale
Tray

350 x 250 x 30 mm	RU 8978-02
-------------------	-------------------



1:3

Instrumentenkasten
Instrument box

205 x 105 x 40 mm

RU 8979-00

Instrumentenschalen
Instrument Trays




L x B x H <i>l x b x h</i>	Instrumentenkasten <i>Instrument boxes</i>
165 x 90 x 35 mm	RU 8980-01
200 x 100 x 50 mm	RU 8980-02
220 x 150 x 50 mm	RU 8980-03
260 x 150 x 50 mm	RU 8980-04
305 x 205 x 50 mm	RU 8980-05
420 x 80 x 40 mm	RU 8980-06




Schale <i>Tray</i>
235 x 190 x 40 mm
RU 8989-00

Siebkörbe, Größe 1/2 Baskets, Half Size



Deckel für Drahtsiebkörbe
Lid for wire baskets

230 x 235 mm **CS140-000**



Deckel für Siebkörbe
Lid for perforated baskets

240 x 240 mm **CS141-000**



Drahtsiebkörbe
Wire baskets

255 x 245 x 30 mm **CS140-030**

255 x 245 x 50 mm **CS140-050**

255 x 245 x 70 mm **CS140-070**

255 x 245 x 100 mm **CS140-100**



Siebkörbe
Perforated baskets


240 x 240 x 41 mm **CS141-041**

240 x 240 x 45 mm **CS141-045**

240 x 240 x 50 mm **CS141-050**


240 x 240 x 70 mm **CS141-070**

240 x 240 x 90 mm **CS141-090**



Spannrahmen für Drahtsiebkörbe
Drape retainer for wire baskets


255 x 255 mm **CS146-000**



Silikon-Noppenmatte für
Drahtsiebkörbe und Siebkörbe
Silicone stud mat for baskets

240 x 220 mm **CS147-001**


Siebkörbe, Größe 3/4 Baskets, Three-Quarter Size



Deckel für Drahtsiebkörbe
Lid for wire baskets

385 x 235 mm


CS240-000



Deckel für Siebkörbe
Lid for perforated baskets

380 x 240 mm

CS241-000



Drahtsiebkörbe
Wire baskets

405 x 255 x 30 mm **CS240-030**

405 x 255 x 50 mm **CS240-050**

405 x 255 x 70 mm **CS240-070**

405 x 255 x 100 mm **CS240-100**




Siebkörbe
Perforated baskets

380 x 240 x 50 mm **CS241-050**

380 x 240 x 70 mm **CS241-070**

380 x 240 x 90 mm **CS241-090**




Silikon-Noppenmatte für
Drahtsiebkörbe und Siebkörbe
*Silicone stud mat for
wire baskets and perforated baskets*

380 x 220 mm

CS247-000


Siebkörbe, Größe 1/1 Baskets, Full Size



Deckel für Drahtsiebkörbe
Lid for wire baskets

460 x 225 mm **CS340-000**

520 x 235 mm **CS341-000**



Drahtsiebkörbe
Wire baskets

485 x 255 x 30 mm **CS340-030**

485 x 255 x 50 mm **CS340-050**

485 x 255 x 70 mm **CS340-070**


485 x 255 x 100 mm **CS340-100**

540 x 255 x 30 mm **CS341-030**

540 x 255 x 50 mm **CS341-050**

540 x 255 x 70 mm **CS341-070**


540 x 255 x 100 mm **CS341-100**



Deckel für Siebkörbe
Lid for perforated baskets

480 x 240 mm **CS342-000**

510 x 240 mm **CS343-000**



Siebkörbe
Perforated baskets

480 x 240 x 45 mm **CS342-045**

480 x 240 x 50 mm **CS342-050**


480 x 240 x 70 mm **CS342-070**

480 x 240 x 90 mm **CS342-090**

540 x 240 x 50 mm **CS343-050**

540 x 240 x 70 mm **CS343-070**

540 x 240 x 90 mm **CS343-090**



Silikon-Noppenmatte für
Drahtsiebkörbe und Siebkörbe
*Silicone stud mat for
wire baskets and perforated baskets*

480 x 220 mm **CS347-000**

500 x 220 mm **CS348-000**

Siebkörbe, Größe Mini Baskets, Mini Size



Drahtsiebkorb
Wire basket

265 x 125 x 45 mm


CS540-045



Spannrahmen für Drahtsiebkorb
Drape retainer for wire basket

300 x 140 mm

CS546-000




Silikon-Noppenmatte für
Drahtsiebkorb und Siebkorb
*Silicone stud mat for
wire basket and perforated basket*

257 x 123 mm

CS547-000

Siebkörbe, Größe Mini Baskets, Mini Size



Minikorb mit Deckel
Mini basket with lid

1 Instrumentenhalter im Deckel
2 Instrumentenhalter im Körper
1 Instrument holder in the lid
2 Instrument holders in the basket


240 x 240 x 35 mm **CS050-005**



Minikorb mit Deckel
Mini basket with lid

2 Instrumentenhalter im Deckel
Silikon-Noppenmatte im Körper
2 Instrument holders in the lid
Silicone mat in the basket

170 x 50 x 30 mm **CS050-002**



Minikorb mit Deckel
Mini basket with lid

2 Instrumentenhalter im Deckel
Silikon-Noppenmatte im Körper
2 Instrument holders in the lid
Silicone mat in the basket


270 x 170 x 35 mm **CS050-004**



Minikorb mit Deckel
Mini basket with lid

1 Instrumentenhalter im Deckel
Silikon-Noppenmatte im Körper
1 Instrument holder in the lid
Silicone mat in the basket

135 x 170 x 35 mm **CS050-003**



Verschlussplombe
Seal

1000 Stück / Packung
1000 pieces / package

CS950-028



Entsorgungsmarke
für Drahtsiebkörbe
*Metal label for
wire basket*

unbeschriftet
unlabeled

CS961-020



Entsorgungsmarke
für Drahtsiebkörbe
*Metal label for
wire basket*

beschriftet
labeled

CS961-021



Karabinerhaken
Carabiner

RU 8906-01



Edelstahlplakette
Ø 25 mm
*Stainless steel tag
Ø 25 mm*

CS961-030



Sortierspieß
Holding pin

CS956-001



Tuchklammer
Drape clamp

CS961-010



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, weltweit vertreten, vertraut auf bleibende Werte und setzt diese durch enge Kundenbeziehungen um. RUDOLF Medical bietet innovative Hightech-Produkte, Handinstrumente, starre Endoskope sowie effiziente Serviceleistungen für zahlreiche chirurgische Fachgebiete an.

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, represented world-wide, translates its belief in lasting values by fostering close customer relationships and offering innovative high technology products, hand instruments, rigid endoscopes as well as efficient services for numerous surgical disciplines.

RUDOLF
BECAUSE WE CARE

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel.: +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com



ZK 300 DE/EN_Rev. 10.2022



MITTELSTAND
GLOBAL
HEALTH MADE
IN GERMANY

Vertrieb durch:
Distributed by:

